

B Benmayor *Clinica*

OFERTAS hasta
27 de Marzo
de 2026

ESPECIAL
EXPODENTAL

Unidad dental

Technoflux V1 Black

OFERTA LANZAMIENTO

5.500€

**Rendimiento profesional,
inversión inteligente**

Productos BENMAYOR disponibles en su distribuidor de confianza. OFERTA VÁLIDA HASTA el 27 de Marzo de 2026 (o finalizar existencias). Los precios no incluyen IVA.

Autoclave
Lexnova
A partir de
2.630€



Escáner intraoral
Technoflux
Ref. APC001000
3.800€



Unidad dental **NUEVO**

V1

B Technoflux

El sillón dental Technoflux V1 ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo, comodidad para el paciente y facilidad de uso para el equipo odontológico.

Su configuración estándar incluye todos los elementos esenciales para una clínica dental completa y moderna.

Disponible en color negro.

Comodidad y funcionalidad para el paciente:

- Sillón con tapicería ergonómica y reposacabezas doble articulado.
- Sistema de motor T-Motion para movimientos suaves y posiciones memorizables.
- Escupidera cerámica movable 90° para mayor comodidad.
- Sistema de agua destilada y desinfección con calentador integrado.

Lámpara LED con sensor táctil

Control desde panel o sensor directo, y distintos tonos de luz para optimizar la visibilidad clínica. Regulable en intensidad de 7.500 a 90.000 lux. Incluye luz composave

Elemento auxiliar completo con:

Jeringa triple.
Dos mangueras para aspiración central húmeda con válvula de selección.

Elemento odontólogo estándar con 5 instrumentos

Jeringa triple con conexión a manguera.
Ultrasonidos con luz Led
Tres salidas neumáticas (2 turbinas y micromotor)

Pedal tipo joystick con memorias integradas, que permite un control suave, preciso y cómodo de todos los movimientos

Precio PVP:
~~6.000€~~

Precio Oferta Lanzamiento:

5.500€

PACK CLÍNICA COMPLETA



PACK CLÍNICA COMPLETA

Incluye:

- Unidad Dental Tecnoflux V1
- Compresor Technoflux 30L
- Aspiración LexNova LN30+
- Autoclave LexNova
- Escáner Intraoral Technoflux

Precio PVP:

~~14.690€~~

13.500€

PACK CLÍNICA

Incluye:

- Unidad Dental Tecnoflux V1
- Escáner Intraoral Technoflux

Precio PVP:

~~9.300€~~

8.800€

Escáner intraoral

Medit i900 Mobility

NUEVO

MIT001920

Libertad total para escanear donde quieras

Equilibrado y ergonómico, minimiza la fatiga en el uso prolongado. Además, su software interno está optimizado para permitir un flujo de trabajo sin fricciones, con escaneo, visualización y envío de casos sincronizados y accesibles desde múltiples dispositivos.

Escaneado avanzado, intuitivo y realista

- Imágenes de 10 bits (3.ª generación) para reproducción ultrarrealista y texturas con mayor profundidad de color
- Campo de escaneo amplio y profundo
- Escaneo preciso de metales y modo Glossy para visualización en 3D brillante y sin distorsiones
- Cámaras ópticas duales que aseguran escaneados nítidos y rápidos
- Conectividad de última generación
- Con Wi-Fi 6E para una transmisión de datos rápida y estable



Compatibilidad total con tu flujo de trabajo

Trabaja desde el dispositivo que prefieras: iPad, PC o navegador web, y usa la app nativa Medit Link Express para iPad, que permite empezar a escanear de inmediato sin instalaciones complejas ni interrupciones.



Diseño pensado para la clínica del futuro

Equilibrado y ergonómico, minimiza la fatiga en el uso prolongado. Además, su software interno está optimizado para permitir un flujo de trabajo sin fricciones, con escaneo, visualización y envío de casos sincronizados y accesibles desde múltiples dispositivos.



No es magia, es tecnología.

Los escáneres intraorales MEDIT hacen del escaneo dental un juego de niños.



Medit i900

MIT001900

La solución definitiva - All in One.

El nuevo Medit i900 proporciona una mejor experiencia de escaneo gracias a su motor óptico de 3ra generación y acompañado de un portátil de alta gama con conexión Plug & Scan.



Medit i900 *classic*

MIT001915

Con botón físico para simplificar el escaneo.

Versión clásica con botón para una experiencia simplificada y accesible.



Medit i700

MIT001240

Toda la potencia en tus manos.



Modo control remoto
Para facilitar la visualización



LED UV-C
La limpieza y la desinfección más eficiente



Medit i700

Inalámbrico


MIT001700

La mejor eficiencia, ahora sin cables.

Nunca restar había sumado tanto.

A todas las ventajas que tiene el modelo i700 se le añade una mayor movilidad gracias a la funcionalidad Wireless, sin cables.

Consigue tu escáner MEDIT
a partir de 5.500€



Descúbrelos en el
Stand 4C06

OFERTA

Super Pack Digital

AGOTADO

Promoción con unidades limitadas.
Hasta fin de existencias.



6.490€

Precio recomendado: ~~8.570€~~

Escáner Helios 500 **NUEVO**
+ Phrozen Lumii
+ Kit Lavado y Curado
+ Instalación y formación en remoto

Descubre la impresora Lumii
en nuestro stand

Stand 4C06

Impresora 3D de resina

Phrozen LUMII DLP 3D

FUN000066

Alta precisión 2K DLP
para resultados impecables.

Phrozen DS Slicer
para preparación automática
de archivos

Parámetros preconfigurados
garantizando precisión sin
ajustes manuales.

Sistema de calefacción
para impresiones consistentes
en cualquier temperatura.

Dos placas de impresión
para adaptarse a distintas
necesidades, ya sea rapidez
o volumen.



Fácilmente integrado
con el entorno:
Medit Link



Precio Lumii: 2.700€



NUEVO

Escáner Intraoral

HELIOS 500

MIT005500

Con la mejor relación calidad-precio del mercado, ofrece un alto rendimiento con precisión y velocidad.

Su calibración automática libera tus manos, y su diseño compacto proporciona una experiencia más cómoda, incluso para pacientes con dientes sensibles y edéntulos.

Precio escáner Helios 500: 3.999€

Kit de Lavado y curado

Centrifugadora de vórtice imantado y Lámpara de curado

FUN000070

Set inicial de lavado y curado de gran capacidad.

- Ideal para modelos grandes: estación de lavado + estación de curado
- Sin riesgo de dañar el modelo
- Estación de lavado con una capacidad de 8 L
- Estación de curado para secado y curado



Precio Kit de lavado y curado: 350€

Escáner intraoral

Technoflux

MIT005100

3.800€

NUEVO

Precisión y agilidad para tu flujo digital

El escáner ideal para digitalizar desde las primeras visitas. Ligero, rápido y fácil de usar, perfecto para iniciarse en el flujo digital con una inversión mínima.

Pruébalo en nuestro
Stand: 4C06

Rápido

Escanea una arcada completa en solo 30 segundos, optimizando el flujo de trabajo clínico y mejorando la experiencia del paciente desde el primer segundo.

Ligero

Con solo 180 gramos de peso, este escáner es tan ligero que olvidarás que lo tienes en la mano.

Preciso

Con una precisión de hasta 10 micras, este escáner intraoral captura cada detalle con exactitud milimétrica, ideal para trabajos protésicos de alta exigencia.

Campo de visión extraordinario

Con dos tamaños de puntas intercambiables, un campo de visión de 18 mm de profundidad y captura fluida a 30 fps, este escáner ofrece precisión y versatilidad incluso en las zonas más difíciles de acceso.



Dos tamaños diferentes de puntas

Dos tipos de puntas de escaneo, estándar y mini, para satisfacer diversos escenarios de escaneo.



Bulldier Function

Diseño y preparado de modelos zocalados listos para imprimir.



Tiempo de escaneo por arcada	30 segundos
Precisión del escaneo	10 µm
Tamaño de la cámara	220 x 36 x 34mm
Peso	180 gramos
Tamaño de las puntas	Estándar: 20 mm x 17 mm Mini: 17 mm x 14,5 mm
Profundidad de campo	0-18 mm
Fuente de luz	LED
Tamaño de la ventana	17mm x 15mm
FPS	30



NUEVO

ZILFOR
Carrito ASTRO
Electrificado
con cajón

421⁰⁰€

Ref. MGC000715

Carro de tres estantes electrificado con 3 tomas y cajón, ideal para escaner intraoral con portatil.

- Regleta trasera retráctil con tres conexiones
- Medidas: 400 x 400 x 780 cm.
- Peso: 29 kg.



ZILFOR
Carrito ATLAS
para escáner
intraoral

754⁰⁰€

Ref. MGC000705

Carrito preparado para escáner Intraoral apto para colocar cualquier tipo de equipo con zócalo deslizante y estante para facilitar su funcionalidad.

- Medidas: 565 x 470 x 1270 cm.
- Peso: 37 kg.



ZILFOR
Carro adaptable para escáner intraoral

1200 €

Ref. MGC000710

Carro para escáner intraoral y ordenador portátil completamente ajustable que ofrece una experiencia de escaneo de la más alta calidad. Monitor no incluido.

Cuenta con una altura ajustable y puede ser utilizado cómodamente incluso al realizar escaneos de pie. Asimismo, la pantalla puede ser ajustada en altura e inclinación para garantizar una visualización clara de la imagen en todo momento.

Contiene compartimento para portátil extraíble, compartimento cerrado para cableado y accesorio y preparado para anclar soporte del escáner.

- Medidas: 24 x 50,5 x 33,5 cm.
- Peso: 25,6kg.
- Altura del carro: Desde 80 a 113,5 cm (+altura del monitor)



Estación de escaneo
IOS Cart Touch **B** Technoflux **MEDIT**

Ref. MGC000711

La nueva estación de escaneo Technoflux está meticulosamente diseñada para integrarse sin problemas en el entorno de cualquier clínica dental. Sus seis ruedas y asa integrada garantizan una movilidad sin esfuerzo, permitiendo una fácil navegación por el espacio de trabajo.

Disfruta de las prestaciones y la potencia de un ordenador de última generación dentro de tu IOS Cart Touch, con pantalla táctil y teclado integrado.

IOS Cart Touch de Technoflux permite a los pacientes visualizar y comprender mejor el proceso de su diagnóstico y tratamiento

RAM	32,00GB
Procesador	12th Gen Intel(R) Core (TM) i7-12700H 2.30 GHz
Sistema	Windows 11 Pro (64 bits)
Gráfica	NVIDIA GeForce RTX 4060
Almacenamiento	1TB PCIE G4 SSD

Consúltanos para la oferta especial con Medit i700W

Autoclaves LexNova EGO 17L / EGO 23L

LexNova

DESDE
2.630 €

Infusión de vapor. La exclusiva solución difusora de vapor garantiza un calentamiento uniforme dentro de la cámara de esterilización.

Sistema exclusivo de separación de aire y agua. El exclusivo sistema de separación de aire y agua mejora la eficiencia y la fiabilidad del sistema.

El sistema HAFC (circulación forzada de aire caliente) mejora significativamente la eficiencia de secado.



NUEVO



	EGO 17L LE0040100	EGO 23L LE0040200
DATOS TÉCNICOS		
Voltaje/Potencia	230V-2200W	230V-2200W
Tamaño de la cámara	17L	23L
Dimensiones externas	620x520x450mm	720x520x450mm
Peso neto	48 kg	55 kg
Precio	2.630€	2.850€

Aspiración húmeda LN30+ / LN60+

LexNova

DESDE
1.500 €

Tecnología de autocontrol: separación por succión de alta eficiencia.

Control de conversión de frecuencia, monitoreo y control en tiempo real del motor y el ventilador, alta eficiencia y ahorro de energía.

Diseño externo de cojinetes, para un funcionamiento más confiable y seguro.

Piezas de aleación de aluminio de alta precisión, tratamiento antioxidante de la cavidad interna, fuerte resistencia a la corrosión.

Diseño estructural integrado, diseño compacto, no ocupa espacio.



NUEVO

	LN 30+ LE0750100	LN 60+ LE0750200
Lugar de trabajo aplicable	1	2 - 3
Potencia de entrada (v)	220	220
Potencia nominal (W)	550	1.000
Corriente máxima (A)	7	9.5
Presión negativa	-15 ~25	-15 ~25
Flujo de gas máximo (/min)	1.200	1.500
Conversión de frecuencia	Sí	Sí
Ruido (dB(A))	68	68
Peso (Kg)	33	35
Dimensiones (mm)	455 x 365 x 603	455 x 365 x 603
Precio	1.500€	1.970€

Compresor 50L Modelo DA7002D



Ref. APC001100

PVP ~~1.650~~
OFERTA
1.515 €



Compresor ideal para equipos de uso ligero.

Con 50 litros de capacidad y dos cabezales de cuatro cilindros.

Es silencioso, de baja vibración y libre de aceite.



Compresor 30L Modelo DA7001D



Ref. APC001000

PVP ~~1.200~~
OFERTA
1.040 €

Compresor con 30 litros de capacidad y un cabezal de dos cilindros, silencioso, de baja vibración y libre de aceite.



Compresor 22L Modelo DA5001 sin secador



Ref. APC000900

PVP ~~575,00~~
OFERTA
495 €

Compresor con 22 litros de capacidad, altamente silencioso, de baja vibración y libre de aceite.

Dispone de un sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento y la tensión.

Sin secador.



Compresor 70L Modelo DA7003D



Ref. APC001200

PVP ~~2.288~~
OFERTA
2.070 €

Compresor de 70 litros de capacidad, tres cabezales de seis cilindros y temporizador para retraso en arranque del tercer cabezal.

Silencioso, de baja vibración y libre de aceite.



Separador de amalgama



Ref. APC000850

PVP ~~350,00~~
OFERTA
300 €

Separador de amalgama diseñado para ofrecer la máxima eficiencia en la retención de residuos de amalgama, protegiendo tanto el sistema de aspiración de la clínica como el medio ambiente.

NUEVO



Destilador eléctrico con jarra de vidrio



Ref. ESN001900

PVP ~~199,00~~
OFERTA
185 €

Este destilador eléctrico inoxidable Technoflux obtiene agua a partir de la red hídrica, produciendo 4 litros de agua destilada en 6 horas de funcionamiento.



Motor de Endodoncia C-Smart I Pro

Ref. APAR00205

PVP ~~845,00~~

OFERTA
790 €

Con función
de autoreverse
protectora
de limas



NUEVO

Motor de endodoncia de última generación que combina tecnología avanzada con la máxima seguridad y precisión para los tratamientos de conductos.

Diseñado para ofrecer un rendimiento superior, integra localizador de ápice y un motor eléctrico suizo de alta calidad, garantizando resultados confiables en cada procedimiento.

El motor utiliza una pieza de mano con relación de reducción 16:1, lo que es estándar para la mayoría de las limas de endodoncia rotatorias.

Motor de Endodoncia C-SMART MINI AP+

Ref. APAR00684

PVP ~~750,00~~

OFERTA
699 €

NUEVO

Motor de endodoncia con movimiento recíproco sin escobillas y con localizador de ápices integrado, en un equipo compacto, ergonómico y altamente preciso.

Diseñado para optimizar los tratamientos de endodoncia, aporta comodidad, fiabilidad y eficiencia al profesional dental.



Motor de Endodoncia C-SMART NOVA

Ref. APAR00663

OFERTA
290 €

- Mini cabezal que facilita acceso a las zonas más difíciles.
- Pantalla LCD· Movimiento recíproco.
- Diseño ergonómico y ultraligero.
- Función de autocalibración.



Extractor de limas C-FR2

Ref. APAR00210

PVP ~~490,00~~

OFERTA
470 €



NUEVO

Sistema diseñado específicamente para facilitar la extracción de limas fracturadas en conductos radiculares de forma sencilla y segura.

Características principales:

- Diseño tipo lazo (lasso style), que permite capturar y retirar fragmentos de lima de forma más sencilla
- Punta resistente y segura, capaz de soportar tensiones durante la recuperación de instrumentos
- Diseño ergonómico para un manejo cómodo y preciso
- Incluye caja de desinfección estándar y 20 componentes de lazo (fáciles de instalar y utilizar)
- Componentes duraderos, diseñados para una alta resistencia y larga vida útil

Motor de Endodoncia C-SMART MINI AP

Ref. APAR00665

PVP ~~590,00~~
OFERTA
539 €

Solución 2 en 1. Motor de endodoncia y localizador de ápices todo en uno.

- Cabeza reducida con uso en múltiples ángulos. Diseño ambidiestro.
- Calibración automática. Movimiento recíproco.



Localizador de ápices WOODPEX III PRO

Ref. APA000145

PVP ~~290,00~~
OFERTA
255 €

El localizador de ápices de Woodpex III "Pro" tiene una tecnología multi frecuencial para la localización y detección apical. Incluye una calibración automática. También permite medir la longitud de la endodoncia sin el secado del canal.



WOODPECKER

Micromotor de endodoncia ENDO-SMART

Ref. ROT000380

PVP ~~515,00~~
OFERTA
450 €

Este micromotor de endodoncia endo-Smart de Woodpecker, es inalámbrico, con un preciso rendimiento.

Dispone de una pantalla con visión angular para una mejor visión, ofrece 9 programas que facilitan el trabajo profesional, ajusta torque y la velocidad. La pieza es autoclavable a una temperatura de 120°.



WOODPECKER

Localizador de ápices Technoflux con Pantalla Táctil

Ref. APA000150

PVP ~~499,00~~
OFERTA
435 €

· Sistema con control de microprocesador, utilizado para determinar la longitud del canal de raíz.

· Cuando está abierto, la altura total es de 10 cm.

· Funciona con batería recargable li-ion, que tiene una autonomía de 3h.



Technoflux

Cortador de Guttapercha

Ref. APAR00683

PVP ~~79,00~~
OFERTA
69 €

NUEVO

El Cortador de Gutta permite un corte rápido y preciso de la guttapercha, optimizando el trabajo en endodoncia. Gracias a sus cuatro puntas de diferentes formas, se adapta perfectamente a cada canal radicular, asegurando un acabado limpio y eficiente.

Características técnicas:

- Contenido del kit: 1 pieza de mano, 1 cargador y 4 puntas de diferentes formas.
- Garantía de 1 año.



Kit para Stripping con Contra ángulo

Ref. APAR00685

PVP ~~470,00~~
OFERTA
390 €



NUEVO

El Kit de Stripping es una solución completa para el pulido y reducción interproximal en tratamientos ortodónticos, que mejora el contorno dental de forma cómoda y precisa.

Seguetas Contra ángulo Stripping

- Ref. APAR00686 15 MICRAS
- Ref. APAR00687 25 MICRAS
- Ref. APAR00688 40 MICRAS
- Ref. APAR00689 60 MICRAS
- Ref. APAR00690 90 MICRAS

OFERTA
9 €



Turbina Super torque con luz

B Technoflux



Acoplamiento SIRONA

Ref. ROT000680

Acoplamiento W&H

Ref. ROT000670

Acoplamiento Multiflex

Ref. ROT000690

PVP ~~314,74~~
OFERTA
299 €

Su rotación de 360° y su gran cabezal hacen su uso más fácil y cómodo, reduce notablemente la fatiga durante el tratamiento.

Dispone refrigeración de triple spray.

Presión de aire 0,25-0,27 MPa.

Estuche Technoflux II

B Technoflux

Ref. ROT000790

PVP ~~570,00~~
OFERTA
355 €

- Turbina Titan con botón
- Micromotor
- Contraángulo
- Pieza de mano



Turbina con luz Seis Sprays con acoplamiento Multiflex Lux **B** Technoflux

Ref. ROT000700

PVP ~~399,47~~
OFERTA
365 €

Su cabeza grande y a su rotación 360° hace más preciso y cómodo para el dentista, reduciendo notablemente la fatiga durante el tratamiento.



Turbina Technoflux TITAN 18W con botón de spray **B** Technoflux

Ref. ROT000695

PVP ~~187,00~~
OFERTA
168 €

CARACTERÍSTICAS:

- Cojinetes de bola.
- 310.000 rpm
- Función de Spray con tres vías
- Cambio de fresa por sistema de presión.
- Autoclavable



Contra angulo 1:1 spray interno



Ref. ROT000720

PVP ~~305,00~~
OFERTA
295 €

- CARACTERÍSTICAS:
- Velocidad máx. 25.000 r.p.m.
 - Refrigeración Interna.
 - Esterilizable.
 - Termo des infectable.
 - Con botón Cambia-Fresa.



Contra ángulo Manual SDT-Driver para implantes + 3 aplicadores



Ref. ROT000340

PVP ~~450,00~~
OFERTA
339,95 €

El contra ángulo manual de Technoflux para implantología dispone de 3 niveles y 3 mangos de torque de atornillador de 20N/cm ,35N/cm y sin limite, son más cómodos de utilizar que, el mango tradicional.



Contra ángulo especial cirugía



Ref. ROT001560

PVP ~~195,00~~
OFERTA
149 €

Este contra-ángulo de Technoflux tiene un diseño especial que hace que su angulación mejore a las zonas más difíciles durante la cirugía. También está para hacer cirugía de implantes. Revestimiento resistente a los arañazos.

- Características:
- Para cirugía e implantología.
 - Angulación especial.
 - Mejora el acceso a zonas difíciles.
 - Spray externo.
 - Revestimiento resistente a los arañazos.
 - 1 unidad.



Contra angulo para Endodoncia Endo-E-Class SP-RE16 (16:1)



Ref. ROT000320

PVP ~~270,00~~
OFERTA
225 €

Este contraángulo sirve para equipos Endo-E-Class SP-RE16 (16:1)

- CARACTERÍSTICAS:
- Peso 180gr.



Contra ángulo reductor 4:1



Ref. ROT000750

PVP ~~215,79~~
OFERTA
205 €

- CARACTERÍSTICAS:
- Velocidad máx. 10.000 r.p.m.
 - Esterilizable a 135°C.
 - Con botón Cambia-Fresa.
 - Diseño ergonómico e higiénico.
 - Transmisión 4:1.
 - Sin spray.



Contra ángulo implantes 20:1



Ref. ROT000570

PVP ~~857,33~~
OFERTA
699 €

Para cirugía dental, para implantología y reducción con botón para poder cambiar las fresas para fresas
Diam. 2,35
Uso en implantología.
Irrigación externa.
Velocidad mínima 30 rpm.
Velocidad máxima 2000 rpm.
Acero inoxidable.
Sistema de sellado doble.



Contra ángulo TITANIO 1:1 con luz



Ref. ROT000610

PVP ~~350,9~~
OFERTA
340,95 €

Ofrece una fibra óptica y un spray interno. Con una revolución hasta 20.000 RPM.

- CARACTERÍSTICAS:
- Contra ángulo con luz. CA 1:1.
 - Titanio. 30% menos de peso que en acero.
 - Botón cambio de fresas. Hasta 20.000 RPM.
 - Fibra óptica.
 - Spray interno.



Contra ángulo multiplicador 1:5

Ref. ROT000640

PVP ~~579,43~~
OFERTA
450 €

CARACTERÍSTICAS:
· Velocidad máxima hasta: 200.000 RPM.

- Contra-ángulo multiplicador CA 1:5 .
- Con fibra óptica.
- Spray interno.



B Technoflux

Contra ángulo multiplicador 1:5 con luz

Ref. ROT000630

PVP ~~798,6~~
OFERTA
490 €

CARACTERÍSTICAS:

- Contra-ángulo multiplicador.
- CA 1:5 Multiplicador.
- Con fibra óptica.
- Para implantología.
- Spray interno.
- Cómodo, práctico y eficiente.



B

Contra ángulo multiplicador 1:5

Ref. ROT000635

PVP ~~620,43~~
OFERTA
490 €

CARACTERÍSTICAS:

- Contra-ángulo multiplicador.
- CA 1:5 Multiplicador.
- Con fibra óptica.
- Para implantología.
- Spray interno.



B Technoflux

Pieza de mano recta 1:1

Ref. ROT000620

PVP ~~425,25~~
OFERTA
230 €

CARACTERÍSTICAS:

- Pieza de mano recta.
- Para cirugía e implantología.
- Spray interno.
- Transmisión: 1:1. Con baño de titanio.
- Esterilizable en autoclave.



B Technoflux

Kit Boquillas para Engrase a Bote Aceite (No incluido)

Ref. ROT000250

PVP ~~47,00€~~
OFERTA
39 €

Kit para engrase de boquillas, perfectos para mantenimiento en nuestra clínica dental.

No incluye el bote de aceite.



B Technoflux

Lupas Bio Art

GEM0U0410

3,5X
PVP ~~36,00€~~
OFERTA
32 €

Lentes con protección contra rayos UV e IV, de excelente transparencia y resistencia a abrasiones.

Lupa ligera, práctica y con excelente desempeño visual. Fabricada con resina CR-39, las lentes poseen protección contra rayos UV y IV, mayor resistencia contra abrasión y excelente transparencia.

GEM0U0400

2,5X
PVP ~~36,00€~~
OFERTA
32 €

- Sujeción en la cabeza.
- Diámetro ajustable.
- Excelente campo visual.
- Con protección contra rayos UV y IV.
- Disponible en 2,5 aumentos o 3,5x aumentos.



bio-art
dentist solutions

Maletín de reanimación

REF. APM000500

PVP ~~499,00~~
OFERTA
449,95 €



REF. APM000510

SIN BOTELLA
OFERTA
290 €

- Contiene equipación necesaria para la reanimación del paciente en casos de emergencia respiratoria.
- Concebido para el usuario profesional con la formación adecuada para su correcta utilización.
- Los componentes se incluyen dentro de una maleta fabricada con material polietileno de doble capa con espacio y velcros para tener accesibilidad a las dos tapas.
- Fácil apertura.



Desfibrilador iPad CU-SP1 Semiautomático

Ref. APM000400

PVP ~~1490€~~
OFERTA
1.390 €

- Energía de salida: Adulto 150Joules, Pediátrico 50Joules (uso común)
- Tiempo de carga: menor de 8 segundos. Tiempo de carga después de finalizado CPR: al menos 8 segundos
- Análisis Paciente: Ritmos desfibrilables, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular
- Batería: Estándar DC 12 V 2.8 Ah, Lithium dióxido manganoso, capacidad mínimo 100 descargas (150J). Alta capacidad DC 12V 4.2Ah, Lithium dióxido manganoso, capacidad mínimo 200 descargas (150J)
- Vida útil: 5 años (Batería alta capacidad y en condiciones de temperatura de funcionamiento/standby y en modo
- Grabación de datos y transmisión: Puerto IrDA Transmisión sin cables de datos de eventos al PC - Tarjeta SD.



Unidad Dental Portátil Modelo GU-P 206

Ref. APC000670

PVP ~~2.150~~
OFERTA
1.890 €



- Fácil de transportar. La maleta dispone de ruedas y asa extraíble, para mover la unidad libremente.
- Estructura compacta. Contiene bolsa para su almacenamiento y ahorrar espacio.
- Sistema de suministro de aire, sistema de suministro de agua, succión y drenaje.
- Fácil de instalar y operar. Contiene pedal.
- Motor de alta calidad con un rendimiento constante, caja sólida para garantizar anti-caída, tiempo de servicio supera las 20.000 horas.
- Sin ningún tipo de lubricación por aceite.

Lámpara de blanqueamiento C-Bright Light

Ref. APAR00215

PVP ~~500,00~~
OFERTA
480 €

NUEVO

Lámpara de blanqueamiento de última generación, diseñada para optimizar los tratamientos de blanqueamiento dental en clínica, con resultados rápidos, seguros y eficaces.

Su diseño moderno y funcionalidades avanzadas la convierten en la elección ideal para odontólogos que buscan ofrecer la mejor experiencia a sus pacientes.



Potencia de entrada	AC100-240V, 50/60Hz
Fuente de luz	6 LEDs de alta potencia
Longitud de onda	420 – 500 nm
Intensidad de luz	6 niveles, máximo > 1000 mW/cm ²
Temporizador ajustable	10 s, 30 s, 1 m, 2 m, 5 m, 8 m, 10 m, 15 m, 20 m, 30
Dimensiones (cm)	Base: 63 x 63 x 23 Brazo: 100 x 26 x 27
Peso	20 kg

Lámpara Blanqueamiento
Modelo BT COOL EASY

Ref. ESN003500

PVP ~~530,00~~
OFERTA
495 €



Está equipada con la última tecnología de luz LED azul, que proporciona un blanqueamiento más efectivo en la clínica dental.

Es una lámpara cómoda y de fácil manejo, no produce calor ni ruido.

El blanqueamiento es instantáneo gracias a la tecnología avanzada de la luz LED azul.

Lámpara Blanqueamiento
Modelo BT COOL PLUS

Ref. ESN003550

PVP ~~1.050~~
OFERTA
950 €

Fuente de luz LED: emite luz azul, potente pero sin generar mucho calor. Funcionamiento silencioso sin ventilador ruidoso.

Forma del arco: proporciona un alcance de blanqueamiento bucal casi completo.

Modos múltiples y ajuste fino: proporciona salidas variantes en tiempos personalizados, adecuados para la mayoría de materiales blanqueadores.



Lámpara de Polimerizar 3 en 1 Autofocus Honor

Ref. APAR00220

PVP ~~720,00~~
OFERTA
650 €

NUEVO

Lámpara de polimerización profesional de alto rendimiento, diseñada para ofrecer potencia, precisión y facilidad de uso en clínica dental.

- Intensidad de luz: hasta 3000 mW/cm²
- Longitud de onda: 385-515 nm
- Modos de trabajo: Standard / High / Soft Start / Pulse
- Display OLED
- Botón único de control
- Carga inalámbrica
- Memoria de modos de trabajo



Lámpara de Polimerizar 2 en 1 Swift

Ref. APAR00225

PVP ~~290,00~~
OFERTA
248 €

NUEVO

Lámpara de polimerización LED avanzada, diseñada para ofrecer máxima eficiencia y precisión en el curado dental.

- Potencia de luz: de 1000 a 3000 mW/cm²
- Longitud de onda: 385-515 nm
- Cabezal giratorio 360°
- Curado ultrarrápido en 1 segundo
- Control preciso de la intensidad de luz
- Batería de gran capacidad
- Fuente de luz reemplazable
- Diseño ergonómico



Lámpara LEDs para Fotopolimerizar X-CURE Woodpecker



Ref. APL000900

PVP ~~620,00~~
OFERTA
499 €

- Inalámbrica.
- LED de alta potencia 10w.
- Display. 3 modos de trabajo.
- Hasta 2500 mw.
- 385 - 515 nm.
- Modo check, detector de caries.



Lámpara Leds Fotopolimerizar O-LIGH



Ref. APL000950

PVP ~~155,00~~
OFERTA
129 €

La lámpara LED B de Woodpecker es una lámpara de fotocurado con tecnología LED. Sin cables.

La limpieza de la lámpara de fotopolimerización puede ser esterilizable en autoclave, bajo altas temperaturas y presión.



Lámpara LEDs para Fotopolimerizar Woodpecker MOD. LED-F 1.600Mw2



Ref. APL000500

PVP ~~260,00~~
OFERTA
199 €

- Batería de litio recargable
- Transforma la electricidad en luz.
- Longitud de onda: 420-480 nm.
- Potencia: 1000mW/cm².
- Peso 143gr.



Lámpara LED de fotopolimerizar DB686 NANO



Ref. APL000670

PVP ~~250,00~~
OFERTA
149 €

- Diseño ergonómico.
- Inalámbrico compacto y paquete de batería intercambiable.
- Puntas de LED ajustables.
- Punta LED que proporciona un excelente acceso intraoral.



Lámpara Leds Fotopolimerizar Technoflux DELI



PVP ~~110,00~~
OFERTA
99,95 €



Ref. APL000700

VERDE

Ref. APL000750

AZUL

Ref. APL000650

ROSA

La lámpara de fotocurado de Technoflux dispone de una potencia de 1200mw/cm² y un rango 420-480nm.

- Función auto apagado.
- Batería de litio de gran capacidad.
- Regulación tiempos: 5, 10, 15 y 20''
- Activación automática.
- Potencia de 5W 1200mw/cm².
- Luz color azul de longitud onda fija.
- Rango 420-480nm.



Motor de implantología C Sailor PRO

Technoflux

Ref. APAR00650

PVP ~~1.490~~**OFERTA****1.270 €**

Motor de implantología con pantalla táctil y selección gráfica.

- 125W de potencia, 40.000 rpm
- 8 Programas diferentes
- Torque de 55 N
- Maletín de transporte incluido
- Pedal y contra ángulo ROT000575 incluidos
- 5 Líneas de irrigación + accesorios de anclaje
- Con luz



Con maletín de transporte

Motor de implantología C Sailor PRO+

Technoflux

Ref. APAR00657

PVP ~~2.100~~**OFERTA****1.890 €**

Solución 2 en 1. Motor de implantología y cirugía con pantalla táctil y selección gráfica.

- Incluye maletín de transporte.
- Incluye pedal y 2 contra ángulos con luz, ROT000575 y ROT000635.
- 125w de potencia 40.000 rpm.
- Torque de 80 N. Luz led regulable.
- Volumen de agua ajustable en 5 niveles.
- 5 Líneas de irrigación + accesorios de anclaje.
- 8 programas para implantología.
- 12 programas para cirugía.
- Con luz led



Con maletín de transporte

Motor de implantología C Sailor S1

Technoflux

Ref. APAR00660

PVP ~~1.500~~**OFERTA****1.320 €**

El C-SAILOR S1 es un motor de implantes dentales de última generación, diseñado para ofrecer el máximo rendimiento en cirugías orales e implantología.

- Pantalla táctil de 7" personalizable
- Precisión quirúrgica hasta 40.000 rpm y 70 N-cm
- Irrigación integrada y regulable
- Micromotor sin escobillas y sin mantenimiento
- 8 programas quirúrgicos personalizable
- No incluye maletín
- Incluye pedal y contra ángulo



Motor de implantes PLUS LED

WOODPECKER

Ref. APAR00500

PVP ~~2.335~~**OFERTA****2.299 €**

El Motor de Implantología Implanter cuenta con 8 programas memorizables, 6 niveles de flujo de agua de refrigeración y un micromotor sin escobillas potente de hasta 80 N.cm.

La pantalla LCD Color touch con superficie de vidrio hace el funcionamiento de la unidad de control fácil e intuitivo. la superficie de vidrio es fácil de limpiar y puede ser manipulada incluso con guantes húmedos.



Contra ángulo Dinamométrico + Kit de Llaves

Ref. APAR00680

PVP ~~690,00~~
OFERTA
590 €

Llave dinamométrica con juego de drivers incluido.

El kit se suministra con 16 drivers, compatibles con más de 30 sistemas de implantes. Además, su base está fabricada en aleación de aluminio de alta resistencia, asegurando durabilidad y estabilidad.



NUEVO

Contra ángulo Dinamométrico

Ref. APAR00681

PVP ~~495,00~~
OFERTA
450 €

Llave dinamométrica manual de alta precisión diseñada para el ajuste y la retirada de tornillos protésicos, pilares de cicatrización y tapas. Facilita el proceso implantológico, resultando más rápidos, seguros y predecibles.



NUEVO

Contra Ángulo 20:1

Ref. APAR00600

PVP ~~720,00~~
OFERTA
650 €

- Adaptable a todo tipo de dispositivo de implantación.
- Velocidad de rotación: 15-2000 rpm



Llave Carraca Dinamométrica + Kit de Llaves

Ref. APAR00682

PVP ~~390,00~~
OFERTA
325 €

Sistema avanzado de instrumental para implantología, diseñado para garantizar un control preciso del torque durante la colocación de prótesis sobre implantes dentales.

Gracias a su fabricación de alta calidad y a su compatibilidad con múltiples sistemas de implantes, es una herramienta versátil y esencial para clínicas dentales especializadas.

- Características técnicas:
- Rango de torque: 15-70 N.cm
 - Longitud: 10 cm
 - Peso: 25 g
 - Tipo de llave: Ø 7,5 +/- 0,10 mm



NUEVO

Contra ángulo Implantes LED 20:1



Ref. ROT000575

PVP ~~390,00~~
OFERTA
339 €

Este contrángulo implantes 20:1 de Technoflux con Luz LED funciona mediante un botón haciendo el cambio de fresas más fácil. Además, ofrece una irrigación externa.



Contra Ángulo Implantes 20:1



Ref. ROT000650

PVP ~~414,41~~
OFERTA
335 €

Este contrángulo implantes 20:1 de Technoflux dispone de un botón que facilita el uso, facilitando el cambio de fresas, ofrece una irrigación externa.



Triscaler Aeropulidor PT-MASTER

Ref. APAR00661

PVP ~~2.500~~
OFERTA
1.990 €

El PT-MÁSTER es un sistema de limpieza bucal profesional por chorro de agua y polvo abrasivo diseñado para tratamientos de higiene dental mínimamente invasivos, cómodos y altamente eficaces.

Indicaciones clínicas:

- Limpieza supra y subgingival
- Tratamientos de mantenimiento periodontal
- Eliminación de tinciones por café, tabaco, vino, etc.
- Higiene previa a tratamientos restauradores o blanqueamientos

Ventajas para tu clínica:

- Mayor comodidad para el paciente: sin ruido, sin vibraciones agresivas
- Control total mediante pedal y pantalla digital
- Posibilidad de templar el agua para mayor confort
- Limpieza más rápida y eficaz en una sola sesión

Technoflux

NUEVO



Ultrasonido de sobremesa UDSL tipo EMS®

Ref. APU000200

PVP ~~400,00~~
OFERTA
320 €

Ultrasonidos UDSL de Woodpecker compatible con el sistema EMS®, cuenta con una pieza de mano tipo EMS® (autoclavable a 135°)

Ref. APU000210

CON LUZ LED

PVP ~~490,00~~
OFERTA
375 €



Ultrasonido de sobremesa UDSL tipo EMS®

Ref. APU000100

PVP ~~299,00~~
OFERTA
249 €

Control digital, facilita la operación y gracias al seguimiento de frecuencia automática asegura que la máquina siempre funcione a un ritmo constante, sin saltos de rango de frecuencia.



Ultrasonido de sobremesa UDSL-LED tipo EMS®

Ref. APU000310

PVP ~~575,00~~
OFERTA
499 €

Sistema de limpieza ultrasonidos con depósito independiente modelo UDSE de Woodpecker. Ideal para clínica, se trata de un escalador ultrasónico Independiente.

El ultrasonidos UDS-E incorpora un sistema que ofrece menos calor durante las operaciones haciendo más cómodo el trabajo tanto para profesional como paciente. Pieza de mano tipo EMS®, autoclave a 135°. Depósito para dispensar líquidos o medicamentos de tratamiento. Incluye de serie las siguientes puntas (8 unidades):

- Para limpieza: 1 G1 + 1 G4 + 1 G5 + 1 G6
- Para periodoncia: 1 P1 + 1 P3 + 1 P5
- Para endodoncia: 1 E

Con luz LED



Pieza de mano Woodpecker

Ref. APU000400

Tipo DTE
OFERTA
139 €

Ref. APU000410

Tipo SATELEC®
OFERTA
145 €

- CARACTERÍSTICAS:
- Desmontable.
 - Esterilizable en autoclave.



Pieza de mano Woodpecker con Luz LED

Ref. APU000405

Tipo EMS
OFERTA
185 €

Ref. APU000415

Tipo SATELEC®
OFERTA
195 €

- CARACTERÍSTICAS:
- Con luz
 - Desmontable.
 - Esterilizable en autoclave.



Para higiene



Remover cálculos



EMS G1
APU000500
SATELEC GD1
APU000700
545€
PVP 14,90€

Cálculos supragingivales pesados



EMS G2
APU000510
SATELEC GD2
APU000710
545€
PVP 14,90€

Cálculos supragingivales e interdentales



EMS G3
APU000520
SATELEC GD3
APU000720
1065€
PVP 16,70€

Todo tipo de cálculos supragingivales



EMS G4
APU000530
SATELEC GD4
APU000730
1065€
PVP 16,70€

Cálculos de cuellos



EMS G5
APU000532
SATELEC GD5
APU000732
1605€
PVP 18,90€

Cálculos pesados



EMS G6
APU000534
SATELEC GD6
APU000734
1605€
PVP 18,90€

Para periodoncia



Cálculos subgingivales



EMS P1
APU000540
SATELEC PD1
APU000750
1065€
PVP 16,70€

Cálculos subgingivales y periodontitis



EMS P3
APU000550
SATELEC PD3
APU000760
1605€
PVP 18,90€

Cálculos subgingivales e interdentales



EMS P4
APU000560
SATELEC PD4
APU000770
1605€
PVP 18,90€

Para endodoncia



Limpieza canal



EMS E1
APU000570
SATELEC ED1
APU000780
1605€
PVP 18,90€

Canales de molar



EMS E2
APU000580
SATELEC ED2
APU000790
1605€
PVP 18,90€

Condensación lateral



EMS E3
APU000590
SATELEC ED3
APU000800
1605€
PVP 18,90€

Para preparación de cavidades

- Bola con punta diamantada
- Preparación caras oclusales
- Preparación de cuellos



2110€
PVP 32€

EMS SB1
APU000650
SATELEC SBD1
APU000850

- Media bola con punta de diamante.
- Interdentales caras interdentales sin dañar dientes adyacentes



2110€
PVP 32€

EMS SB2
APU000652
SATELEC SBD2
APU000852

- Media bola a 45° izquierda con punta diamante
- Para atacar caries sin dañar piezas adyacentes



2110€
PVP 32€

EMS SB3
APU000654
SATELEC SBD3
APU000854



Puntas compatibles SIRONA



Puntas compatibles ANDENT



GS1



APU000900
1065€
PVP 16,70€

GS2



APU000910
1065€
PVP 16,70€

PS1



APU000920
1605€
PVP 18,90€

PS3



APU000930
2110€
PVP 32€

A1



APU000980
2455€
PVP 34€

A2



APU000990
2455€
PVP 34€

Compatible Satelec

Compatible EMS

Puntas compatibles Kavo



P90



APU000810
7910€
PVP 83€

P90



APU000600
8785€
PVP 93€

GC1



APU000940
2555€
PVP 40€

GC2



APU000950
2555€
PVP 40€

GK1



APU000960
2455€
PVP 34€

GK2



APU000970
2455€
PVP 34€



ZILFOR
**Carrito rodable
para clínica dental**

229⁰⁰€

~~295€~~

Ref. MGC000100

- 3 estantes
- 3 tomas corriente
- Muy robusto
- Medidas: 49 x 37 x 77 (H) cm
- Superficie apoyo 40 x 30 cm
- Esmaltado en blanco



ZILFOR
**Modulo rodable 5
cajones**

975⁰⁰€

~~1.250€~~

Ref. MGM000900

- Diseño elegante.
- Materiales y acabados de alta calidad.



ZILFOR
**Carrito móvil
3 cajones**

499⁰⁰€

~~525€~~

Ref. MGC001000

- 3 cajones.
- Construido en acero esmaltado.
- Color blanco.



ZILFOR
**Carrito móvil
tres estantes**

299⁰⁰€

~~360€~~

Ref. MGC000200

- Construido en acero esmaltado.
- 2 tomas de corriente.
- Deslizamiento suave.



ZILFOR
**Carrito móvil con
3 estantes y cajón**

362⁰⁰€

~~395€~~

Ref. MGC000900

- Construido en acero esmaltado.
- Color blanco.
- Deslizamiento suave.



ZILFOR
**Carrito móvil con
cuatro cajones**

749⁰⁰€

~~815€~~

Ref. MGM000320

- En la parte superior lleva una encimera manual con asas de cerámica.
- Dispone de 4 cajones preparados para dental con compartimentos específicos.



ZILFOR
**Módulo rodable
con encimera
estratificada**

1640⁰⁰€

Ref. MGM000950

- Encimera estratificada.
- Color blanco.
- Deslizamiento suave.



ZILFOR
**Carrito móvil
seis cajones
con ruedas**

970⁰⁰€

~~995€~~

Ref. MGM000400

- Tres baldas de vidrio
- Construido en acero esmaltado
- Color blanco.



ZILFOR
Carrito móvil
de cuatro estantes

395⁵⁰€

~~425€~~

Ref. MGC000800
Carrito de color blanco, de
acero esmaltado en color
blanco.



Silla Jumper
Inclinación

480⁰⁰€

~~520€~~

Ref. MGT000310
Color AZUL (K189)
Ref. MGT000320
Color NEGRO (K05)



Silla Amazone
Inclinación

480⁰⁰€

~~520€~~

Ref. MGT000210
Color AZUL (K189)
Ref. MGT000220
Color NEGRO (K05)



Silla Amazone
Balanceo

650⁰⁰€

~~690€~~

Ref. MGT000250
Color NEGRO (K05)
· Balanceo en tres dimen-
siones.



ZILFOR
Carrito rodable
4 cajones

799⁰⁰€

~~890€~~

Ref. MGM000300
· Deslizamiento suave.
· Medidas del carrito: 50 x
48 x 80 (H) cm

ZILFOR
Carrito móvil dos
estantes de vidrio

545⁰⁰€

~~583€~~

Ref. MGC000500
· Dos baldas de vidrio
· Construido en acero esmaltado.
· Color blanco.



Conjunto mobiliario de 4 módulos

Ref. MGM000600

PVP ~~2300~~
OFERTA
1.999 €

LAVABO
DERECHA

- Estructura metálica color blanco con tiradores en color plata.
- Encimera con copete integrado y lavabo encastrado en encimera.
- Zócalo inferior en toda la composición.
- Medidas: 82,5 x 52 x 208 cm

Ref. MGM000500

PVP ~~2300~~
OFERTA
1.999 €

LAVABO
IZQUIERDA



ZILFOR

Selladora BIO STAMP CE



Ref. ESN002120

PVP 320,00
OFERTA
295 €



Por medio de la personalización de los embalajes en diferentes tamaños, la selladora BioStamp proporciona economía de papel y un mejor aprovechamiento de espacio en la autoclave.

Posee resistencia blindada, accionamiento a través de palanca con traba y control automático de tiempo, sistema que garantiza el calentamiento uniforme, eficacia en la adherencia y evita la quemadura del papel.

Dimensiones:
• Alto 12cm,
• Ancho 46cm
• Fondo 30 cm.



Cuba de ultrasonidos digital - 3L

Technoflux

Ref. LIM0M9015

PVP 199,00
OFERTA
170 €

Limpieza eficiente de todo tipo de material, especialmente instrumental de joyería y dental. Dispone de opciones avanzadas y una válvula de drenaje para su perfecto vaciado, además de una función de desgasificado.



Cuba de ultrasonidos digital - 7,5L

Technoflux

Ref. LIM0M9040

PVP 529,00
OFERTA
485 €

Cuba de limpieza con tres transductores de tipo industrial para la distribución uniforme de ondas ultrasónicas. Display en LED para programar 6 parámetros de tiempo y 3 de temperatura. Incluye tres resistencias de cerámica y una válvula de drenaje.



Ultrasonidos ESTMON Electronic Series con cesta



Equipo de limpieza ultrasónica equipado con la última tecnología y la garantía de fabricación ESTMON. Permite visualizar y controlar mediante el teclado táctil todos los parámetros necesarios para obtener una excelente limpieza ultrasónica.

Ref. LIM0E0220-C

OFERTA
389,60 €
2,2 LITROS

Ref. LIM0E0300-C

OFERTA
488,80 €
3 LITROS

Ref. LIM0E0450-C

OFERTA
587,25 €
4,5 LITROS

Ref. LIM0E0600-C

OFERTA
733,50 €
6 LITROS

Ref. LIM0E1500-C

OFERTA
1187,10 €
15 LITROS

Microarenadora para el chorreado de metales

Ref. MIT000900

PVP ~~149,00€~~
OFERTA
129 €

Boquilla y aguja eyectora de 138° para usar con metales. Indicado para la limpieza y piezas de micro fusión y acabados finales, además de todo tipo de tratamientos intraoral y extraoral donde se requiere la mayor precisión y ergonomía.



Ref. MIT000850

PVP ~~160,00~~
OFERTA
145 €

ACERO
INOXIDABLE



Máquina de vacío para adaptaciones termoplásticas

Ref. MIT000600

PVP ~~224,95~~
OFERTA
169 €

- Varios tipos de planchas.
- Varias funciones.
- Voltaje: 220 V / 50 Hz +10 %.
- Potencia: 1.000 W.
- Peso: 6 Kg.
- Medidas: 25 x 21 x 30 cm.



Vibradores de yeso



Ref. MIT000410

PVP ~~102,00~~
OFERTA
92 €

REDONDO
100W
Medidas:
Diámetro: 11,5 cm



Ref. MIT000420

PVP ~~175,00~~
OFERTA
151,99 €

MEDIANO
120W
Medidas:
20,5 x 15,5x10



Ref. MIT000415

PVP ~~205,85~~
OFERTA
180,79 €

GRANDE
160W
Medidas:
20,5 x 15,5x10



Calentador para 7 jeringas composite + bandeja de mantenimiento

Ref. ESI000040

PVP ~~285,00~~
OFERTA
249 €

Este calentador de jeringas de composite alcanza una temperatura entre 40°-C45°C y 50°C, es la temperatura ideal y recomendada para calentar este material.



Vibrador de cápsulas



Ref. APB000200

PVP ~~235,00~~
OFERTA
189 €

Diseñada para mezclar capsulas de amalgama, dispone de una pantalla LCD que permite ajustar la velocidad y el tiempo de vibración.

CARACTERÍSTICAS:

- Horquilla metálica adaptable a todo tipo de cápsulas del mercado.
- Rango de velocidad de 2.800 a 5.500 rpm.
- Pantalla LCD con Strat, Stop y programación de 1 a 99"
- Seguro, preciso y silencioso.



Escáner Intraoral HELIOS 500

NUEVO

MIT005500

Su calibración automática libera tus manos, y su diseño compacto proporciona una experiencia más cómoda, incluso para pacientes con dientes sensibles y edéntulos.

Punta extraíble y reversible de 180°

2 tamaños disponibles

Botón de escaneado

Gestión de etapas del escaneado

Diseño ergonómico y duradero



L - 16mm x 14mm

S - 12mm x 12mm

PVP ~~5.000~~

Precio

3.999 €



Sensor Intraoral Captador Nanopix 1

NUEVO

Ref. APU007100

Especificaciones técnicas

Tecnología	CMOS APS
Resolución teórica	25 lp/mm
Grosor del sensor	4,4 mm
Longitud del cable	3 metros
Área activa	20 x 30 mm
Dimensiones externas	25,4 x 36,8 mm
Alimentación	vía conexión USB
Tipo de adquisición	~3 segundos
Compatibilidad	Windows y la mayoría de softwares de imagenología dental



Tecnología que se siente y se ve

Sensor captador digital para la obtención de imágenes radiográficas intraorales de alta calidad, que mejora la eficiencia del diagnóstico dental y reduce significativamente el tiempo de trabajo en clínica.

PVP ~~1.200~~

Precio

999 €

B Benmayor
Technoflux

Benmayor S.A.
C/Bach, 2-B Pol. Ind. Foinvasa
08110 Montcada i Reixac, Barcelona
dental@benmayor.com
T +34 935 724 163 / F +34 935 724 165

dental.benmayor.com

¡Los productos
BENMAYOR ya están
disponibles en tu
DISTRIBUIDOR DE
CONFIANZA!



David Paradelá - 657 434 895 - d.paradela@benmayor.com
Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja,
Navarra, Castilla y León, Extremadura, Castilla La Mancha,
Madrid, Canarias y Portugal.

Alex Güiza - 605 523 908 - a.guiza@benmayor.com
Cataluña, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía,
Murcia.