

B Benmayor *Clinica*

OFERTAS hasta
31 de Marzo
de 2023

Woodpecker I-scan
PSP SCANNER
Ref. APU005350

¡NOVEDAD!



PVP ~~5.500~~
OFERTA

3.900€

OFERTA DE
LANZAMIENTO

Motor de implantes
Woodpecker Plus LED
Ref. APAR00500



PVP ~~2.090~~
OFERTA

2.135€



Descubre el flujo digital

Microlay Versus es una impresora 3D con tecnología DLP desarrollada específicamente para satisfacer las demandas más exigentes de laboratorios y clínicas.

FUN000035
Impresora 3D Versus

MICROLAY®
SLA SYSTEMS

FUN000040
Impresora 3D EVE Pro



FUN000190
Resina para modelos Goldenbrown

FUN000195
Resina para modelos Marfil

La resina de modelos dentales es perfecta para la impresión de modelos de prótesis u ortodoncia consiguiendo gracias a su formulación una excelente precisión junto con las impresora de Microlay.

Su viscosidad además garantiza que el pigmento no sedimente en unas pocas horas como en otras resinas del mercado y facilita la repetibilidad de los resultados. Puedes encontrarla en dos colores: Marfil y Golden Brown.

Ahorre en:



Tiempo en procedimientos tradicionales



Un traslado costoso que puede dañar la pieza.



Repeticiones en tomas de impresión fallidas.

Polimerizadora de luz OTOFLASH G171-N2 APLR00670



La polimerizadora Otoflash G171-N2 sorprende por su rapidez y su nueva tecnología de entrada de nitrógeno. Olvídense de geles que ensucian sus piezas.

- Frecuencia de destello:
10 destellos por segundo
- Temporizador digital:
Ajustable de 1 a 9999 destellos

Medit i700

MIT001240



2X
súper rápido



245g
Peso pluma



LED UV-C
Desinfección



180 °
Puntas reversibles



Modo
Control remoto



Cable
Desmontable



reddot winner 2021

**Corrito móvil óptimo
para escáner intraoral**
MGC000705

Regleta trasera retráctil.
Posibilidad de quitar el panel frontal
para hacer hueco a la torre.
Carro diseñado para la fijación de un
monitor con perforaciones.



No es magia, es tecnología.

Los escáneres intraorales MEDIT hacen del escaneo dental un juego de niños.




Medit i600

MIT001252

Tecnología al alcance de todos.



245g Peso pluma
El más ligero de su gama



Ahorre tiempo
Tan sencillo como
enchufarlo al ordenador y
empezar a trabajar



Medit i700

Inalámbrico

MIT001700

La mejor eficiencia,
ahora sin cables.

**Nunca restar había
sumado tanto.**

A todas las ventajas que
tiene el modelo i700 se le
añade una mayor movilidad
gracias a la funcionalidad
Wireless, sin cables.

La batería trabaja hasta
8 horas sin necesidad de
de recarga, para una
mayor comodidad.

Ultrasonidos ESTMON Electronic Series



Equipo de limpieza ultrasónica equipado con la última tecnología y la garantía de fabricación ESTMON. Permite visualizar y controlar mediante el teclado táctil todos los parámetros necesarios para obtener una excelente limpieza ultrasónica. Cesta no incluida.

Ref. LIM0E0220

PVP ~~473,80~~**OFERTA****412 €**

2,2 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E022C

Ref. LIM0E0300

PVP ~~556,60~~**OFERTA****484 €**

3 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E030C

Ref. LIM0E0450

PVP ~~695,75~~**OFERTA****605 €**

4,5 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E045C

Ref. LIM0E0600

PVP ~~834,90~~**OFERTA****726 €**

6 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E060C

Añada la cesta correspondiente desde solo 21,60

AUTOCLAVE TECHNOFLUX CLASE B

Ref. ESN000010

PVP ~~3869,75~~**OFERTA**
2.750 €

18 Litros

Selladora Technoflux

Ref. ESN002150

**¡DE REGALO!**

Ref. ESN000030

PVP ~~6217,42~~**OFERTA**
5.460 €

45 Litros

Ref. ESN000020

PVP ~~4082,50~~**OFERTA**
3.150 €

24 Litros



Con un sistema de esterilización de diversos materiales, y una combinación de vacío, temperatura y secado.

Autoclave de gama alta dispone de la última tecnología, un cuidado diseño tanto exterior como del interior de la cámara, lo que le permite una mayor velocidad de ciclos, reduciendo al mínimo el consumo de agua.

Con cierre mecánico electrónico asegurado, proporciona seguridad absoluta. Este autoclave es de rápido calentamiento con ahorro de tiempo y energía. Es un sistema de esterilización a vapor por bomba de vacío profesional que incluye una impresora de serie, un lector de tarjetas SD y un porta bandejas con 3 bandejas.

Selladora Bio Stamp CE (BIO ART)

Ref. ESN002120

PVP ~~359,00~~**OFERTA**
304,95 €

Cuba de ultrasonido digital - 3L

Ref. LIM0M9015

OFERTA
160 €

Dispone de opciones avanzadas y una válvula de drenaje para su perfecto vaciado, además de una función de desgasificado.



Micromotor Technoflux Cyclone 90w Escobillas 35.000 RPM

Ref. PUL4M2500

PVP 250,00

OFERTA
195 €

- Potencia Salida: 90W
- Velocidad: 0-35000 RPM
- Torque: 3.0N.cm
- Cambio de orientación de giro
- Soporte para pieza de mano
- Peso: 2 kg

El nuevo micromotor de escobillas con la garantía de los productos Technoflux. Diseño ergonómico, pequeño y ligero con una gran calidad.

Su silenciosa y estable pieza de mano (PUL4P1570), dispone de 90W de potencia y una velocidad máxima de 35.000 RPM. Cuenta con un par motor de 3.0 N.cm con compensación electrónica.

La unidad dispone de control de velocidad manual y mediante pedal de velocidad variable.

Además, incluye soportes para 12 fresas, abrasivos o cepillos,



Micromotor MARATHON Escort II PRO. Escobillas 35000rpm

Ref. PUL4M3082

PVP 218,00

OFERTA
191,90 €

- Potencia de 45W.
- Velocidad de hasta 35.000 rpm.
- Torque 2,9 N/cm.
- Control de sobremesa y pedal variable.
- Esta unidad no está dotada de PM recta ni CA

El Micromotor Escort II de Saeyang Microtech está desarrollado con la tecnología avanzada del motor SMT puede realizar todo tipo de trabajos de laboratorio dental, con una calidad excelente en micromotores y estructurado en una pieza de mano y su soporte.

Incluye un sistema de cambio de la dirección con un solo toque para un funcionamiento eficiente. Silencioso, vibraciones o calor después de horas de trabajo, lo que garantiza un funcionamiento suave.



Micromotor MARATHON Champion 3 Escob. 35000 rpm PM H37L1 y pedal S

Ref. PUL4M3070

PVP 218,00

OFERTA
190 €

- Dimensiones: 118x156x78 mm
- Peso: 1,2 kg
- Velocidad de hasta 35.000 rpm
- Potencia: 40 w
- Alimentación: 220v 50/60 Hz
- Compensación electrónica del PAR



Micromotor MARATHON N7 Escobill. 40000rpm PM SH37LN y pedal FS60

Ref. PUL4M3060

PVP 373,00

OFERTA
325 €

- Dimensiones: 115 x 150 x 90 mm
- Peso: 2,5 kg
- Velocidad de hasta 40.000 rpm
- Potencia: 100 w
- Alimentación: 220 V 50/60 Hz
- Compensación electrónica del PAR
- Giro derecha / izquierda



Motor de implantes Woodpecker Plus LED

Ref. APAR00500

PVP ~~2.090~~

OFERTA

2.135 €

Gran pantalla a color con visualización clara de todos los procedimientos en la cirugía de implantes. Los parámetros preestablecidos eliminan el proceso de configuración.



Motor implantes Guilin - Ultrasurgery

Ref. APU005000

PVP ~~3.780~~

OFERTA

2.650 €

SIN LUZ

Ref. APU005100

PVP ~~4.257,75~~

OFERTA

2.850 €

CON LUZ

- 15 programas de trabajo.
- Máximo torque 9,9 N/cm.
- Rango de velocidad: de 20 a 14.500 rpm.
- (8:1-10:1-16:1-20:1-64:1)
- Peso pieza de mano 180gr.
- En dotacion CA 1:1.



Motor endo-a-led, inalámbrico + CA SP-RA16(15:1)+cargador

Ref. ROT000350

PVP ~~935,81~~

OFERTA

775 €



Motor endo-a-class, inalámbrico + CA SP-RA16 (15:1)+cargador

Ref. ROT000300

PVP ~~930,35~~

OFERTA

817,00 €

- Máximo torque 4 N/cm.
- Carga total en 80 minutos, para un uso durante 1,3 horas a pleno rendimiento.
- Rango de velocidad de 120 a 2.000 rpm (4:1/10:1/16:1/20:1).



Motor endo-smart Woodpecker 15,5:1, inalámbrico

Ref. ROT000380

PVP ~~590,75~~

OFERTA

510,05 €



Motor endo-e-class: ud. Control + motor SDE-EM24E + pedal SPF-10 + CA

Ref. ROT000310

PVP ~~861,35~~

OFERTA

756,00 €

- 15 programas de trabajo.
- Máximo torque 9,9 N/cm.
- Rango de velocidad: de 20 a 14.500 rpm.
- (8:1-10:1-16:1-20:1-64:1)
- Peso pieza de mano 180gr.
- En dotacion CA 1:1.



Contraángulo especial cirugía spray externo - Uso fresa PM

Ref. ROT001560

PVP ~~400,00~~

OFERTA

355 €

Este contra-ángulo de Technoflux tiene un diseño especial que hace que su angulación mejore a las zonas más difíciles durante la cirugía. También está para hacer cirugía de implantes.

Esta pieza tiene un revestimiento es resistente a los arañazos.



EQUIPO PARA IMPLANTOLOGÍA KI20 + CA 1:20

Unidad con luz y CA sin luz

CARACTERÍSTICAS

- 9 programas personalizables.
- Auto calibración (garantiza una velocidad y torque precisos para obtener máxima seguridad).
- Silencioso y sin vibraciones.
- Potencia bombeo (0-4).
- Gran pantalla LCD de fácil lectura.
- Revoluciones: 20-40.000 rpm.
- Torque: 5-70 Ncm.
- Conversiones: 1:1, 20:1, 32:1.
- Función reverse.
- Cable esterilizable.
- Funciones del pedal:
 1. Control velocidad
 2. Sentido de giro
 3. Sincronización bomba-motor
 4. Cambio de programa



Pieza de mano
KI-20 SIN LUZ
Ref. PUL4P1690
PVP 1023,96

OFERTA
899 €

krafit

Ref. ROT000500

PVP 2863,50

OFERTA
1.950€
CON LUZ

Ref. ROT000550

PVP 2564,50

OFERTA
1.650€
SIN LUZ

Kits de implantes en casete con 5 instrumentos fibra carbono

Ref. ROT000580

PVP 24,48

OFERTA
22 €

Es el instrumental para implantes a la hora de eliminar la placa depositada en los implantes sin rayar la estructura.

Son con doble cabeza activa, diseñada con diferentes formas, ángulos para facilitar el raspado con precisión.



Contraángulo implantes 20:1 boton / irrigacion externa



Ref. ROT000650

PVP 422,69
OFERTA
371 €
SIN LUZ



Ref. ROT000565

OFERTA
745 €
CON LUZ



Ref. ROT000575

PVP 785,60
OFERTA
324,35 €
CON LUZ

KIT CIRUGIA MOTOR INTRA + PM + CA

Ref. ROT001550

PVP 343,85

OFERTA
299 €



Micromotor implantes SMT con luz

Ref. PUL4P1695

OFERTA
780 €



Turbina titanio luz, seis sprays, boton, estandar con acopl. Multiflex

Ref. ROT001000

PVP ~~495,08~~
OFERTA
450,50 €

Turbina Dental Technoflux LED Titanio + Acoplamiento Multiflex con LUX.

Turbina dental de titanio de alta calidad procedente de Alemania, con una larga vida útil gracias a los rodamientos cerámicos y revestimiento de titanio, incluye luz LED y un acople Multiflex LUX de Technoflux.



B

Contraángulo titanio 1:1 LUZ

Ref. ROT000610

PVP ~~390,37~~
OFERTA
340,95 €

Este contra-ángulo Technoflux de uso práctico y sencillo. Ofrece una fibra óptica y un spray interno. Con una revolución hasta 20.000 RPM.

- Contra ángulo con luz. CA 1:1.
- Titanio. 30% menos de peso que en acero.
- Botón cambio de fresas. Hasta 20.000 RPM.



B

Contraángulo multiplicador 1:5 luz / boton / standar

Ref. ROT000630

PVP ~~798,67~~
OFERTA
699 €

Indicado para implantología.

El cambio de fresas se realiza mediante la presión del botón.

Ofrece una velocidad óptima de hasta 200.000 rpm.



B

Contraángulo multiplicador 1:5 boton / standar

Ref. ROT000640

PVP ~~621,67~~
OFERTA
550,45 €

Este contra-ángulo Technoflux de uso práctico y sencillo.

Ofrece una fibra óptica y un spray interno. Con una revolución hasta 20.000 RPM.



B

Contraángulo TECHNOFLUX 1:1 Spray interno (CX235-1B)

Ref. ROT000720

PVP ~~304,98~~
OFERTA
267,85 €

Está fabricado en acero inoxidable de Alemania y tiene una velocidad de 25.000rpm

Es un contraángulo para micromotor que viene con spray interno Botón para cambiar las fresas de manera fácil.



B

Contraángulo TECHNOFLUX reductor 4:1 (CX-235C3-4)

Ref. ROT000750

PVP ~~231,78~~
OFERTA
205 €

Reductor de profilaxis está fabricado en acero inoxidable de alta calidad de procedencia alemana.

Con una velocidad de 10.000rpm este contra-ángulo es eficaz para el tratamiento de profilaxis oscilantes. Gracias a la lenta rotación del contra-ángulo.



B

Kit boquillas para engrase a bote aceite (no incluido)

Ref. ROT000250

PVP ~~58,00~~
OFERTA
56 €

Kit para engrase de boquillas, perfectos para mantenimiento en nuestra clínica dental.

No incluye el bote de aceite



Contraángulo Marathon SP-CE (1:1)

Ref. ROT000330

PVP ~~160,00~~
OFERTA
112 €

Ofrece una velocidad de uso máxima de 40.000 rpm, con una cabeza intercambiable.

- Velocidad máx. 40.000rpm.
- Sin spray
- Compatibilidad con sistema intramatic.
- Esterilizable a 135°C
- Diseño ergonómico e higiénico Transmisión 1:1.
- Autoclavable.



Turbina TECHNOFLUX con luz super torque con acoplamiento Sirona

Ref. ROT000680

PVP ~~321,94~~
OFERTA
299 €

La turbina con luz de Technoflux con sistema tipo Sirona puede alcanzar hasta los 310.000 r.p.m. de velocidad, gracias a que incorpora cojinetes de bola.

Aun con su excelente potencia es una turbina auxiliar no indicada para el uso intensivo.



B

Turbina TECHNOFLUX luz, seis sprays, rod. Ceramic + acop. Multiflex

Ref. ROT000690

PVP ~~321,95~~
OFERTA
299 €

La turbina con luz de Technoflux con sistema tipo Multiflex puede alcanzar hasta los 310.000 r.p.m. de velocidad, gracias a que incorpora cojinetes de bola.

Aun con su excelente potencia es una turbina auxiliar no indicada para el uso intensivo.



B

Turbina TECHNOFLUX con luz super torque con acoplamiento NSK

Ref. ROT000660

PVP ~~321,94~~
OFERTA
299 €

Dispone con un acoplamiento rápido para facilitar el cambio entre rotatorios ahorrando tiempo.

- Super torque.
- Gran potencia.
- consigue una velocidad de hasta 310.000 rpm.
- Tipos: turbina con conexión multiflex.



B

Turbina TECHNOFLUX con luz super torque con acoplamiento W&H

Ref. ROT000670

PVP ~~321,94~~
OFERTA
299 €

· Dispone con un acoplamiento rápido para facilitar el cambio entre rotatorios ahorrando tiempo.

- Super torque.
- Gran potencia.
- consigue una velocidad de hasta 310.000 rpm.
- Tipos: turbina con conexión multiflex.



B

Turbina TECHNOFLUX TITAN 18 W Boton-spray terminal M4

Ref. ROT000695

PVP ~~190,85~~
OFERTA
168 €



B

Turbina LED TECHNOFLUX, 6 sprays-boton + multiflex LUX (CX207)

Ref. ROT000700

PVP ~~422,69~~
OFERTA
370 €

Esta una turbina tipo Multiplex ofrece una iluminación LED ayuda a visibilizar mejor la zona a tratar para el dentista.

La turbina dental con luz LED de Technoflux viene con un sistema de refrigeración de triple spray.

Por otro lado, su sistema de presión por botón hace fácil y cómodo el cambio de fresas.



B

Micromotor neumático electrificado (M4-luz)

Ref. ROT000600

PVP ~~400,00~~
OFERTA
380 €

Esta micromotor tiene un baño de titanio con Luz y Spray Interno.

El micromotor consta de luz por fibra óptica que dispone de un revestimiento de titanio para que éste pese un 30% menos que el acero.



Estuche Technoflux II

Ref. ROT000790

OFERTA
355 €

Incluye:

- Turbina Boton TITAN
- Micromotor neumático
- Contraángulo
- Pieza de Mano



Turbina titanio luz, seis sprays, boton, estandar con acopl. Multi

Fresa FG
MOD 801-018

Ref. FR0000080

PVP ~~2,83~~**2,29 €**

· GRANO MEDIO

Ref. FR0000070

PVP ~~2,83~~**2,29 €**

· GRANO GRUESO

Fresa FG
MOD 801-022

Ref. FR0000090

PVP ~~2,84~~**2,29 €**

· GRANO GRUESO

Ref. FR0000100

PVP ~~2,88~~**3,15 €**

· GRANO MEDIO

Fresa FG
MOD 801-012

Ref. FR0000010

PVP ~~2,83~~**2,29 €**

· GRANO MEDIO

Ref. FR0000020

PVP ~~2,83~~**2,29 €**

· GRANO MEDIO

Fresa FG
MOD 801-016

Ref. FR0000040

PVP ~~2,83~~**2,29 €**

· GRANO MEDIO

Ref. FR0000030

PVP ~~2,83~~**2,29 €**

· GRANO MEDIO

Fresa FG
MOD 859-014

Ref. FR0000280

PVP ~~2,83~~**2,29 €**

· GRANO MEDIO

Ref. FR0000260

PVP ~~2,83~~**2,29 €**

· GRANO GRUESO

Fresa FG
MOD 863-016

Ref. FR0000330

PVP ~~7,00~~**6,12 €**

· GRANO SUPER GRUESO

Ref. FR0000320

PVP ~~2,83~~**2,29 €**

· GRANO GRUESO

Fresa FG
MOD 801-014

Ref. FR0000050

PVP ~~2,83~~**2,29 €**

· GRANO GRUESO

Ref. FR0000060

PVP ~~2,83~~**2,29 €**

· GRANO MEDIO

Fresa FG
MOD 868-023

Ref. FR0000430

PVP ~~3,54~~**3,15 €**

· GRANO MEDIO

Fresa FG
MOD 379-023

Ref. FR0000440

PVP ~~3,54~~**3,15 €**

· GRANO GRUESO

Fresa FG
MOD 850-016

Ref. FR0000360

PVP ~~2,83~~**2,29 €**

· GRANO GRUESO

Fresa FG
MOD 368-016

Ref. FR0000400

PVP ~~2,83~~**2,29 €**

· GRANO FINO

Fresa FG
MOD 807-014

Ref. FR0000110

PVP ~~2,83~~**2,29 €**

· GRANO GRUESO

Fresa FG
MOD 811-033

Ref. FR0000470

PVP ~~3,54~~**3,15 €**

· GRANO GRUESO

Fresa FG
MOD 368-023

· GRANO GRUESO

Ref. FR0000420

PVP ~~3,54~~**3,15 €**

· GRANO FINO

Ref. FR0000410

PVP ~~3,87~~**3,15 €**

Ref. FR0000450

PVP ~~3,87~~**3,15 €**

· GRANO SUPER FINO

Fresa FG
MOD 638-012

Ref. FR0000120

PVP ~~2,83~~**2,29 €**

· GRANO MEDIO

Fresa FG
MOD 850-016

Ref. FR0000370

PVP ~~2,83~~**2,29 €**

· GRANO MEDIO

Fresa FG
MOD 850-010

Ref. FR0000170

PVP ~~2,83~~**2,29 €**

· GRANO MEDIO

Fresa FG
MOD 835-014

Ref. FR0000190

PVP ~~2,83~~**2,29 €**

· GRANO MEDIO

Ref. FR0000180

PVP ~~2,83~~**2,29 €**

· GRANO GRUESO

Fresa FG
MOD 855-025

Ref. FR0000140

PVP ~~2,83~~**2,29 €**

· GRANO GRUESO

Ref. FR0000150

PVP ~~7,46~~**6,12 €**

· GRANO SUPER GRUESO



Fresa FG
MOD 859-010
Ref. FR0000290
PVP ~~2,83~~
2,29 €
· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 855L-018
Ref. FR0000130
PVP ~~2,83~~
2,29 €
· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 850-018
Ref. FR0000380
PVP ~~2,83~~
2,29 €
· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 881-014
Ref. FR0000230
PVP ~~2,83~~
2,29 €
· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 835-010
Ref. FR0000160
PVP ~~2,83~~
2,29 €
· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 862-014
Ref. FR0000310
PVP ~~7,47~~
6,12 €
· GRANO SUPER GRUESO
Ref. FR0000300
PVP ~~2,93~~
2,29 €
· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 858-014
Ref. FR0000250
PVP ~~2,73~~
2,29 €
· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 859L-016
Ref. FR0000270
PVP ~~2,93~~
2,29 €
· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 856-018
Ref. FR0000460
PVP ~~7,70~~
6,12 €
· GRANO SUPER GRUESO



Fresa FG
MOD 878K-022
Ref. FR0000480
PVP ~~2,84~~
2,29 €
· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 836-012
Ref. FR0000210
PVP ~~2,83~~
2,29 €
· GRANO MEDIO
Ref. FR0000200
PVP ~~2,83~~
2,29 €
GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD B1558-012
Ref. FR0000390
PVP ~~9,46~~
9,15 €
· Tamaño 012
· Fisura de corte transversal.



Fresa FG
MOD 837-014
Ref. FR0000220
PVP ~~2,83~~
2,29 €
· GRANO GRUESO
Ref. FR0000240
PVP ~~7,74~~
6,12 €
· GRANO SUPER GRUESO



Fresa FG
MOD 848-016
Ref. FR0000350
PVP ~~2,83~~
2,29 €
· GRANO MEDIO
Ref. FR0000340
PVP ~~2,93~~
2,29 €

Muestrario fresas (FG) Strauss

(48 unidades)


Ref. FR0001050
PVP ~~250,56~~
OFERTA
222 €



Kit "crown preparation" 11 fresas para preparacion

Ref. FR0001020

PVP ~~150,52~~
OFERTA
127,50 €



Fresero esterilizable en autoclave para 36 piezas de fresas FG

Ref. FR0001040

PVP ~~26,00~~
OFERTA
21,35 €



Modelo UDSK Ultrasonido Periodoncia



Ref. APU000100
PVP ~~309,66~~
OFERTA
270€
SIN LUZ

Control digital, facilita la operación y gracias al seguimiento de frecuencia automática asegura que la máquina siempre funcione a un ritmo constante, sin saltos de rango de frecuencia.

- Pieza de mano tipo EMS, autoclave a 135° C.
- Modelo de sobremesa de atractivo diseño.



Ref. APU000110
PVP ~~341,00~~
OFERTA
325 €
CON LUZ

Modelo UDSL Ultrasonido Periodoncia + Endodoncia



Ref. APU000200
PVP ~~415,00~~
OFERTA
360 €
SIN LUZ LED

- Pieza de mano tipo EMS, autoclavable a 135°C.



Ref. APU000210
PVP ~~585,80~~
OFERTA
515 €
CON LUZ LED

Modelo UDSE Ultrasonido Periodoncia + Endodoncia



- Pieza de mano tipo EMS, autoclavable a 135°C.
- Depósito para dispensar líquidos o medicamentos de tratamiento.

Ref. APU000300
PVP ~~910,21~~
OFERTA
490 €
SIN LUZ LED



Ref. APU000310
PVP ~~1003,24~~
OFERTA
504,95 €
CON LUZ LED

Ultrasonido sobremesa woodpecker Mod. U6 P.M. Tipo ems



Ref. APU000350
PVP ~~305,00~~
OFERTA
270 €
SIN LUZ LED

Ultrasonido U6 está diseñado para tratamientos periodontales e higienes, dispone de un panel de control luminoso, su pieza de mano es tipo EMS que se puede poner en el autoclave 135°C, tiene una led desmontable para la pieza de mano.

Ref. APU000360
OFERTA
400 €
CON LUZ LED



Localizador de ápices Woodpex III PRO



Ref. APA000145
PVP ~~294,52~~
OFERTA
280 €
SIN LUZ LED

Tecnología multi frecuencial para la localización y detección apical. Incluye una calibración automática.



Llave Aprieta Puntas Ultrasonidos Woodpecker Tipo EMS

Ref. APU001000
OFERTA
25,20€

Material: Plástico duro y acero inoxidable.



Llave Aprieta Puntas Ultrasonidos DTE tipo SATELEC

Ref. APLR00815
OFERTA
25,70€

Material: Plástico duro y acero inoxidable.



Puntas compatibles Mectron

UE1



APU005240
45⁹⁰€
PVP ~~54€~~

US1



APU005200
51⁰⁰€
PVP ~~60€~~

UC1



APU005220
51⁰⁰€
PVP ~~60€~~

US2



APU005210
51⁰⁰€
PVP ~~60€~~

UL1



APU005230
51⁰⁰€
PVP ~~60€~~

UP1



APU005250
46⁵⁰€
PVP ~~51€~~

Para higiene

Remover cálculos



EMS G1
APU000500
SATELEC GD1
APU000700
5³⁵€
PVP 22,6€

Cálculos supragingivales pesados



EMS G2
APU000510
SATELEC GD2
APU000710
5³⁵€
PVP 22,6€

Cálculos supragingivales e interdentales



EMS G3
APU000520
SATELEC GD3
APU000720
10⁵⁵€
PVP 28,25€

Todo tipo de cálculos supragingivales



EMS G4
APU000530
SATELEC GD4
APU000730
10⁵⁵€
PVP 28,25€

Cálculos de cuellos



EMS G5
APU000532
SATELEC GD5
APU000732
15⁹⁵€
PVP 30€

Cálculos pesados



EMS G6
APU000534
SATELEC GD6
APU000734
15⁹⁵€
PVP 30€

Para periodoncia

Cálculos subgingivales



EMS P1
APU000540
SATELEC PD1
APU000750
10⁵⁵€
PVP 28,25€

Cálculos subgingivales y periodontitis



EMS P3
APU000550
SATELEC PD3
APU000760
15⁹⁵€
PVP 30€

Cálculos subgingivales e interdentales



EMS P4
APU000560
SATELEC PD4
APU000770
15⁹⁵€
PVP 30€

Limpieza canal



EMS E1
APU000570
SATELEC ED1
APU000780
15⁹⁵€
PVP 30€

Canales de molar



EMS E2
APU000580
SATELEC ED2
APU000790
15⁹⁵€
PVP 30€

Condensación lateral



EMS E3
APU000590
SATELEC ED3
APU000800
15⁹⁵€
PVP 30€

Para preparación de cavidades

- Bola con punta diamantada
- Preparación caras oclusales
- Preparación de cuellos



21⁰⁰€
PVP 60€

EMS SB1
APU000650
SATELEC SBD1
APU000850

- Media bola con punta de diamante.
- Preparación caras interdental sin dañar dientes adyacentes



21⁰⁰€
PVP 60€

EMS SB2
APU000652
SATELEC SBD2
APU000852

- Media bola a 45° izquierda con punta diamante
- Para atacar caries sin dañar piezas adyacentes



21⁰⁰€
PVP 60€

EMS SB3
APU000654
SATELEC SBD3
APU000854

Puntas compatibles SIRONA

GS1



APU000900
10⁵⁵€
PVP 30€

GS2



APU000910
10⁵⁵€
PVP 30€

PS1



APU000920
15⁹⁵€
PVP 45€

PS3



APU000930
21⁰⁰€
PVP 60€

A1



APU000980
24⁴⁵€
PVP 75€

A2



APU000990
24⁴⁵€
PVP 75€

Puntas compatibles Kavo

GC1



APU000940
24⁴⁵€
PVP 75€

GC2



APU000950
24⁴⁵€
PVP 75€

GK1



APU000960
24⁴⁵€
PVP 75€

GK2



APU000970
24⁴⁵€
PVP 75€

P90



APU000600
87⁷⁵€
PVP 95€

P90



APU000810
79⁰⁰€
PVP 80€

Lámpara LEDs fotopolimerizar Technoflux-DELI

PVP ~~118,80~~**OFERTA****100,98 €**

- Lámpara de LED de alta potencia.
- Fibra óptica.
- Función auto apagado.
- Display digital.
- Batería de litio de gran capacidad.

Ref. APL000700

VERDE



Ref. APL000800

NEGRO



Ref. APL000650

ROSA



Lámpara LEDS Fotopolimerizar Technoflux-latte (blanco/azul)

Ref. APL000600

PVP ~~134,64~~**OFERTA****112,23 €**

- Lámpara de LED de alta potencia.
- Fibra óptica.
- Profundidad de solidificación no menos de 3mm por 10 segundos.
- Display digital.
- Largo Standby.



Lámpara LED de fotopolimerizar DB686 NANO

Ref. APL000670

OFERTA**134,95 €**

- Diseño ergonómico de pequeño tamaño y peso ligero.
- Diseño inalámbrico compacto y paquete de batería intercambiable.
- Puntas de LED ajustables individualmente, giratorias en 360°.



Lámpara LEDs fotopolimerizar APOZA Mod. Turbo gun 10W

Ref. APL000400

PVP ~~434,52~~**OFERTA****360,00 €**

Lámpara Blanqueamiento Apoza Mod. BT Cool Plus

Ref. ESN003550

**OFERTA 682,50 €**

Lámpara Blanqueamiento Apoza Mod. BT Cool Easy

Ref. ESN003500

**OFERTA 490 €**

Lámpara LEDs fotopolimerizar WOODPECKER 1.600MW2

Ref. APL000500

PVP ~~282,00~~**OFERTA****235,00 €**

Lámpara Leds Fotopolim. APOZA MOD.Top Light Turbo 5 W,1.200

Ref. APL000390

PVP ~~146,85~~**OFERTA****117,35 €**

- Lámpara fotocurado de última tecnología LED.
- Potencia: 5 W (1.200 MW/cm2)
- Longitud de onda: 430-490nm.
- Tres modos de pre-selección.
- Cinco temporizadores.



Lámpara Leds Fotopolimerizar X-Cure Woodpecker

Ref. APL000900

PVP ~~622,80~~**OFERTA****519 €**

- Inalámbrica.
- LED de alta potencia 10w.
- Display. 3 modos de trabajo.
- Hasta 2500 mw.
- 385 - 515 nm.
- Modo check, detector de caries.



Máquina de vacío para adaptaciones termoplásticas

Ref. MIT000600

PVP ~~221,95~~

OFERTA
193,95 €

- Varios tipos de planchas.
- Varias funciones.
- Voltaje: 220 V / 50 Hz +10 %.
- Potencia: 1.000 W.
- Peso: 6 Kg.
- Medidas: 25 x 21 x 30 cm.



Mezcladora Technoflux de alginato

Ref. APB000100

PVP ~~199,95~~

OFERTA
179,59 €

- Los mejores resultados de mezcla.
- Amplio display digital.
- Velocidad regulable.



Vibrador de yesos redondo 100 W

Ref. MIT000410

PVP ~~104,04~~

OFERTA
91,65 €

- Construido en metal, posee un regulador de potencia de vibración.
- Tiene 100W de potencia.
- Diámetro superficie de trabajo: Ø14cm.



Plancha Termoplástica Cuadrada Rígida

Ref. MIT000630

PVP ~~14,00~~

OFERTA
7,95 €
1,5mm - CX5

Ref. MIT000640

PVP ~~12,00~~

OFERTA
9,50 €
2,5mm - CX5



Vibrador sirio

Ref. MIS000500

PVP ~~280,25~~

OFERTA
250 €

Pequeño:
Medidas: 14 x 16 x 9,5 cm



Placa Soft Cuadrada Bio-Art

Ref. MIT000670	2mm - Flexible CX10	17,55 €
Ref. MIT000680	5mm - Flexible CX5	17,55 €
Ref. MIT000610	3mm - Semi rígida CX10	17,55 €
Ref. MIT000650	0,6mm - Semi rígida CX5	17,55 €

Las placas soft de 0.2 mm sirven para hacer férulas de blanqueamiento para casa y cubetas de fluorización, tienes diferentes colores.



Pulsioxímetro modelo A310

Ref. APM000740

PVP ~~52,47~~

OFERTA
49,98 €

El pulsioxímetro A310 está totalmente basado en tecnología digital y pensado para la medición no invasiva de muestreo de la saturación de oxígeno en la sangre y ritmo cardíaco.



Incinerador de agujas etna MOD-502 con calentador carpules aneste

Ref. ESI000020

PVP ~~315,95~~

OFERTA
300,90 €

El calentador e incinerador de agujas ETNA 502 es un dispositivo 2 en 1 que incorpora un calentador de carpules de anestesia y un incinerador de agujas en la misma máquina.



Planchas Rojas Fotopolimerizables Caja 50 Unidades

Ref. MIT001005	1,4mm	46,45 €
Ref. MIT001006	2,2mm	46,45 €



Plancha Cristal 1mm

Ref. MIT000620 Rígida CX5
Transparente
Cuadrada

PVP ~~8,00~~
OFERTA
6,95 €



Silla Jumper asiento 44 cms. Inclinación y altura regulable

PVP ~~472,50~~

OFERTA
454,50 €



Ref. MGT000310
AZUL 189



Ref. MGT000300
VERDE K184



Ref. MGT000320
NEGRO K05

Silla Jumper, asiento 44 cms. Balanceo y Altura regulable

PVP ~~661,50~~

OFERTA
635 €



Ref. MGT000340
AZUL K80



Ref. MGT000330
VERDE K184

Silla Jumper asiento 44 cms Asiento fijo, negro K05

PVP ~~523,95~~

OFERTA
505 €



Altura elevada para una postura vertical saludable.

Ángulo de la cadera: 130-140°.

Silla Jumper asiento 44cm Inclinación y altura regulable

PVP ~~708,75~~

OFERTA
681,75 €



Ref. MGT000360
VERDE K184



Ref. MGT000370
AZUL K80



Ref. MGT000380
NEGRO K05

Silla de trabajo DURSTON 48/57 cm. con ruedas

Ref. MOB010095

PVP ~~265,65~~

OFERTA
250 €

Silla de trabajo profesional y ergonómica que garantiza la durabilidad y comodidad del usuario.



NEGRO K05

Silla Amazone asiento 34 cms Inclinación y altura regulable

PVP ~~609,00~~

OFERTA
555 €



Ref. MGT000210
AZUL K80



Ref. MGT000200
VERDE K184



Ref. MGT000220
NEGRO K05

Silla Amazone asiento 34 cms. Balanceo y altura regulable

PVP ~~661,50~~

OFERTA
635 €



Ref. MGT000230
VERDE K184



Ref. MGT000240
AZUL K80




Ref. MGT000250
NEGRO K05

Silla Amazone asiento 34 cms. Inclinación de respaldo.

PVP ~~705,00~~

OFERTA
675 €



Ref. MGT000270
AZUL K80



Ref. MGT000280
NEGRO K05

Silla Ergo Support Inclinación regulable.

Ref. MGT000400

PVP ~~1048,95~~

OFERTA
1.008,99 €

La manera más saludable de sentarte y trabajar cómodo cuando usas tu microscopio.



NEGRO K05



ZILFOR
**Carrito movil con
cuatro estantes**

395⁰⁰€

~~422,28€~~

Ref. MGC000800

- 4 baldas
- 4 tomas de corriente.
- Deslizamiento suave.



ZILFOR
**Carrito movil con
cuatro cajones**

745⁰⁰€

~~829€~~

Ref. MGM000300

- 4 cajones
- 4 ruedas
- Fabricado en acero
- De color blanco.
- Cada cajón tiene unas medidas de 45 x 34 x 7,5 (H)cm.
- Altura de 80 cm.



ZILFOR
**Carrito movil
con 6 cajones**

849⁹⁵€

~~995€~~

Ref. MGM000400

- 6 Cajones, de diferentes tamaños.
- 4 ruedas.
- Encimera.



ZILFOR
**Carrito Atlas para
escáner intraoral**

759⁹⁵€

Ref. MGC000705

**Carrito preparado para
escáner Intraoral**

Carro apto para colocar cualquier tipo de equipo con zócalo deslizante y estante para facilitar su funcionalidad.

ZILFOR

**Vitrina colgante
esterilización**

Desde

879€/u
~~922,95€~~

Ref. MG000200
CON LUZ UV

Ref. MG000300
SIN LUZ UV

- Modulo colgante a pared.
- Diseño elegante.
- Materiales y acabados de alta calidad.





ZILFOR
Modulo rodable 5
cajones

1650⁰⁰€

Ref. MGM000900

Diseño elegante.
Materiales y acabados de
alta calidad.



ZILFOR
Carrito movil
3 cajones

449⁰⁰€

501€

Ref. MGC001000

- 3 cajones.
- Construido en acero esmaltado.
- Color blanco.



ZILFOR
Carrito movil con
cuatro cajones

765⁰⁰€

~~855€~~

Ref. MGM000320

- En la parte superior lleva una encimera manual con asas de cerámica.
- Dispone de 4 cajones preparados para dental con compartimentos específicos.



ZILFOR
Carrito movil dos
estantes de vidrio

519⁹⁴€

~~583€~~

Ref. MGC000500

- Dos baldas de vidrio
- Construido en acero esmaltado.
- Color blanco.



ZILFOR
Carrito movil tres
estantes

309⁹⁵€

~~350€~~

Ref. MGC000200

- Construido en acero esmaltado.
- 2 tomas de corriente.
- Deslizamiento suave.



ZILFOR
Carrito movil tres
estantes de vidrio

525⁹⁵€

~~585€~~

Ref. MGC000400

- Tres baldas de vidrio
- Construido en acero esmaltado
- Color blanco.



ZILFOR
Carrito movil con dos estantes

948³⁹€

1.036€

Ref. MGC000700

- Deslizamiento suave.
- 1 cajón.
- 2 Estantes de baldas.



ZILFOR
Carrito movil con 3 estantes y cajón

355⁵⁵€

406€

Ref. MGC000900

- Construido en acero esmaltado.
- Color blanco.
- Deslizamiento suave.



ZILFOR
Carrito movil para esterilización

340⁰⁰€

387€

Ref. MGC000300

- Es una mesa móvil de acero esmaltado con 2 bandejas y un cajón en la parte delantera.



ZILFOR
Modulo rodable con encimera estratificada

1317⁴⁰€

1882€

Ref. MGM000950

- Pinza de tracción de la lengua en casos de traumatismo y emergencia.

ZILFOR

Carrito rodable para clínica dental

Ref. MGC000100

215€/u
229€

- 3 estantes
- 3 tomas corriente
- Muy robusto
- Medidas: 49 x 37 x 77 (H) cm
- Superficie apoyo 40 x 30 cm
- Esmaltado en blanco
- Suave en el desplazamiento.
- Materiales y acabados de alta calidad.



Conjunto mobiliario auxiliar metalico ZILFOR sobre acero inoxidable

Ref. MGM000800

PVP 2.483,25

OFERTA
2.280 €

CON GRIFO



Ref. MGM000700

PVP 2.447,50

OFERTA
2.247,25 €

SIN GRIFO

Vitrina colgante para higiene ZILFOR

Ref. MGV000100

PVP 975,00

OFERTA
835 €

- Modulo colgante a pared
- Almacenamiento de todos los productos monouso.



Maletín reanimación con regulador de presión

Ref. APM000500

449,95 €

- Botella de oxígeno 2 litros (sin carga)
- Caudalímetro para oxígeno 15 litros
- Cánula de Guedel 1
- Cánula de Guedel 3
- Cánula de Guedel 5

- Mascarilla adultos
- Mascarilla de oxígeno pediátrica
- Resucitador manual
- Manta térmica
- Pinza tiralenguas
- Abrebocas
- Tijera para corte de ropa y materiales duros.



- Fabricado en Polipropileno
- Certificado por la Unión Europea

ZILFOR

Conjunto de
4 módulos de
mobiliario

Ref. MGM000600

Lavabo a la derecha

Ref. MGM000500

Lavabo a la izquierda

2.392⁶⁹€/u

- Encimera anti-caída con copete integrado y lavabo encastrado en encimera.
- Zócalo inferior en toda la composición.
- Medidas: 82,5 x 52 x 208 cm



B Benmayor
Technoflux

Benmayor S.A.
C/Bach, 2-B Pol. Ind. Foinvasa
08110 Montcada i Reixac, Barcelona
dental@benmayor.com
T +34 935 724 163 / F +34 935 724 165

dental.benmayor.com

**¡Los productos
BENMAYOR ya están
disponibles en tu
DISTRIBUIDOR DE
CONFIANZA!**



David Paradela - **657 434 895** - d.paradela@benmayor.com
Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco,
La Rioja, Navarra, Canarias, Castilla y León, Extremadura y Portugal.

Alex Güiza - **605 523 908** - a.guiza@benmayor.com
Cataluña, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia.

Carlos Rubinos - **605 662 144** - c.rubinos@benmayor.com
Castilla la Mancha, Madrid, Andalucía.

Productos BENMAYOR disponibles en su distribuidor. OFERTA VÁLIDA HASTA el 31 de Marzo 2023 (o finalizar existencias). Los precios no incluyen IVA.
Precios válidos salvo error tipográfico y hasta fin de existencias. Las imágenes podrían diferir del producto real. **Canarias: consulte portes.**