

B Benmayor

Laboratorio

Mesa trabajo para laboratorio dental 1 puesto acero

Ref. MOM000500



PVP 2.277

OFERTA

2.090€

ESCÁNER MEDIT T710

Ref. MIT001160



SOLICITE INFORMACIÓN

Micromotor Technoflux Tornado 230W

Ref. PUL4M2400



PVP 930,00

OFERTA

655€

OFERTAS hasta
31 de Marzo
de 2023

Productos BENMAYOR disponibles en su distribuidor de confianza. OFERTA VÁLIDA HASTA el 31 de Marzo de 2023 (o finalizar existencias). Los precios no incluyen IVA.



Descubre el flujo digital

Microlay Versus es una impresora 3D con tecnología DLP desarrollada específicamente para satisfacer las demandas más exigentes de laboratorios y clínicas.

FUN000035
Impresora 3D Versus

MICROLAY
SLA SYSTEMS

FUN000040
Impresora 3D EVE Pro



FUN000190
Resina para modelos Goldenbrown

FUN000195
Resina para modelos Marfil

La resina de modelos dentales es perfecta para la impresión de modelos de prótesis u ortodoncia consiguiendo gracias a su formulación una excelente precisión junto con las impresora de Microlay.

Su viscosidad además garantiza que el pigmento no sedimente en unas pocas horas como en otras resinas del mercado y facilita la repetibilidad de los resultados. Puedes encontrarla en dos colores: Marfil y Golden Brown.

Polimerizadora de luz OTOFLASH G171-N2
APLR00670



La polimerizadora Otofash G171-N2 sorprende por su rapidez y su nueva tecnología de entrada de nitrógeno. Olvídense de geles que ensucian sus piezas.

- Frecuencia de destello:
10 destellos por segundo
- Temporizador digital:
Ajustable de 1 a 9999 destellos

Hay un Medit Serie-T diseñado para tí
¿Quieres saber las razones?



MEDIT T310
MIT001150

- Resolución de cámara: Mono 5.0(MP) x2
- LED Azul, 150 ANSI lúmenes
- Precisión 9 micras



MEDIT T710
MIT001160

- 4 cámaras
- Precisión 4 micras
- Escaneo flexible



MEDIT T510
MIT001155

- Triangulación óptica con variación de fase
- Escaneo con articulador
- Precisión 7 micras

Acelera tu flujo de trabajo.

El escáner de escritorio Medit T710 está equipado con un motor de escaneo rápido y un algoritmo de software altamente eficiente que funcionan en conjunto para producir un escaneo de arco completo en solo 8 segundos.

El sistema de posicionamiento avanzado y de alta velocidad de la nueva serie T está diseñado para un rendimiento óptimo para su laboratorio, acelerando su flujo de trabajo y aumentando la productividad.



Escaneo del arco completo:
8 Segundos

No es magia, es tecnología.

Los escáneres intraorales MEDIT hacen del escaneo dental un juego de niños.



Medit i600
MIT001252

Tecnología al alcance de todos.



245g Peso pluma
El más ligero de su gama



Ahorre tiempo
Tan sencillo como enchufarlo al ordenador y empezar a trabajar



Medit i700
MIT001240

Toda la potencia en tus manos.



Modo control remoto
Para facilitar la visualización



LED UV-C
La limpieza y la desinfección más eficiente



Medit i700
Inalámbrico
MIT001700

La mejor eficiencia, ahora sin cables.

Nunca restar había sumado tanto.

A todas las ventajas que tiene el modelo i700 se le añade una mayor movilidad gracias a la funcionalidad Wireless, sin cables.

La batería trabaja hasta 8 horas sin necesidad de de recarga, para una mayor comodidad.

Micromotor TECHNOFLUX TORNADO 230W

Ref. PUL4M2400

OFERTA
655 €

- Potencia Salida: 230W
- Velocidad: 0-55000 RPM
- Torque: 8,5N.cm
- Cambio de orientación de giro
- Soporte para pieza de mano
- Peso: 4,27 kg

El nuevo micromotor de inducción con la garantía de los productos Technoflux. Diseño ergonómico y compacto con una gran potencia y robustez.



Micromotor Technoflux Cyclone 90w Escobillas 35.000 RPM

Ref. PUL4M2500

PVP ~~218,00~~
OFERTA
195 €

- Potencia Salida: 90W
- Velocidad: 0-35000 RPM
- Torque: 3.0N.cm
- Cambio de orientación de giro
- Soporte para pieza de mano
- Peso: 2 kg

El nuevo micromotor de escobillas con la garantía de los productos Technoflux. Diseño ergonómico, pequeño y ligero con una gran calidad.



Micromotor MARATHON escob. 35000rpm PM H37L1 y pedal S

Ref. PUL4M3070

PVP ~~218~~
OFERTA
190,00 €

El micromotor Champion 3 de Marathon es un potente micromotor de escobillas.

Con un gran rendimiento y durabilidad, ofrece una velocidad máxima de hasta 35.000 rpm.



Micromotor MARATHON ESCORT III escobillas 35000rpm PM H37L1 y pedal SF

Ref. PUL4M3090

PVP ~~241,50~~
OFERTA
210,00 €

- Dimensiones: 112x147x78 mm
- Peso: 1,25 kg
- Velocidad de hasta 35.000 rpm
- Potencia: 40 W



Micromotor MARATHON N7 Escobillas 40000rpm PM SH37LN y pedal FS60

Ref. PUL4M3060

PVP ~~373,75~~
OFERTA
325,00 €

- Dimensiones: 115 x 150 x 90 mm
- Peso: 2,5 kg
- Velocidad de hasta 40.000 rpm
- Potencia: 100 w



Micromotor MARATHON ESCORT II PRO. Escob.35000rpm con M33ES E

Ref. PUL4M3082

PVP ~~218~~
OFERTA
191,90 €

- Potencia de 45W.
- Velocidad de hasta 35.000 rpm.
- Torque 2,9 N/cm.
- Control de sobremesa y pedal variable.



Micromotor MARATHON K35 (blanco) escobillas pm SH30N y pedal FS60

Ref. PUL4M3110

PVP ~~343,85~~
OFERTA
299 €

- Dimensiones: 120 x 120 x 75 mm
- Peso: 1,2 kg
- Velocidad de hasta 30.000 rpm
- Potencia: 40 W
- Visor digital de las revoluciones
- Sistema de bloqueo de giro



Micromotor smt.Port.K38 (blanco) sin pedal + M300ES INTRA +PM ES6 +B

Ref. PUL4M3100

PVP ~~343,85~~
OFERTA
305 €

- Velocidad de hasta 30.000 rpm
- Potencia: 25 W
- Tiempo de carga: 3 horas
- Autonomía de hasta 8 horas



Micromotor MARATHON ECO450 escobillas 45000rpm PM SH37LN y pedal FS

Ref. PUL4M3050

PVP ~~465,75~~
OFERTA
405 €

- Velocidad de hasta 45.000 rpm
- Potencia: 100 w
- Alimentación: 220v 50/60 Hz



Pieza de mano escobillas MARATHON SH37LN-M45 40000 rpm

Ref. PUL4P1630

PVP ~~241,74~~
OFERTA
210,21 €



Pieza de mano escobillas MARATHON H37L1 35000 rpm

Ref. PUL4P1620

PVP ~~149,50~~
OFERTA
130 €



Pieza de mano induccion MARATHON BM40S1 40000 rpm torque 8,5 ncm

Ref. PUL4P1610

PVP ~~632,50~~
OFERTA
550 €



Pulidora Technoflux (Con kit accesorios)

Ref. PULOPO150

PVP ~~259,75~~
OFERTA
247 €

- Dimensiones: 45x44x20(cm)
- Voltaje: 220V +/- 22V 50Hz +/-1 Hz
- Potencia: 370W (0,5 HP)
- Velocidad: 2.800 rpm



Pulidora Sirio - 2 Velocidades - PL 160 400W

Ref. MIS000207

OFERTA
480 €

- Peso: 12 kg
- Velocidad de rotación: 1400 - 2800 rpm
- Alimentación: 220-240V - 50/60 Hz



Conos para pulidora SIRIO

Derecho
Ref. MIS000211
Izquierdo
Ref. MIS000212

OFERTA
36 €



RESPAL "NF" Termopolimerizable

- Para prótesis completas



Código	Presentación	PVP	OFERTA
VZB004220	Polvo 4Kg color rosa	190€	156,35€
VZB004240	Líquido 250 ml	24€	11,55€
VZB004250	Líquido 500 ml	24€	20,90€

REPORT "N" Autopolimerizable

- Para ortodoncia transparente



Código	Presentación	PVP	OFERTA
VZB004320	Polvo 500 gr	55€	46,95€
VZB004340	Líquido 250 ml	27€	20,90€
VZB004350	Líquido 500 ml	48€	33,95€

TAKILON Kit colorido VITA



Código	Color	PVP	OFERTA
VZB004110	Color A 2	24€	20,90€
VZB004120	Color A 3	24€	20,90€
VZB004130	Color A 3,5	24€	20,90€
VZB004140	Color B 3	24€	20,90€
VZB004150	Color C 2	24€	20,90€
VZB004170	Color D 3	24€	20,90€

Espátula Yeti Easy Waxer (1 Pieza De Mano)

Ref. FUN0S0215

PVP ~~220,85~~
OFERTA
219,55 €

- Tiempo de calentamiento corto
- Temperatura regulable hasta 190 °C / 374°F
- Simple manejo de la temperatura por el ajustador



RESPAL "NF" Autopolimerizable

- Para reparaciones y vertido



Código	Presentación	PVP	OFERTA
VZB004260	Polvo 1Kg color rosa	68€	60,50€
VZB004270	Polvo 1Kg color rosa vetas	68€	60,50€
VZB004290	Polvo 4Kg color rosa vetas	270€	220,00€
VZB004300	Líquido 250 ml	22€	22,95€
VZB004310	Líquido 500 ml	35€	29,00€

TAKILON "Colorido propio"



Código	Color	PVP	OFERTA
VZB004000	Color número 1	24€	20,90€
VZB004010	Color número 2	24€	20,90€
VZB004020	Color número 3	24€	20,90€
VZB004030	Color número 4	24€	20,90€
VZB004040	Color número 5	24€	20,90€
VZB004050	Color número 6	24€	20,90€
VZB004060	Color número 7	24€	20,90€
VZB004070	Esmalte azulado	24€	20,90€
VZB004080	Esmalte blanco	24€	20,90€

Muestrario colores propios para TAKILON BB

Ref. VZB003900

PVP ~~20,00~~
OFERTA
19,25 €

Indispensable para determinar el colorido final en la realización de C&B y puentes provisionales



Calentador Cera Inmersión Yeti Dippy Easy

Ref. FUN0S0230

PVP ~~150,00~~
OFERTA
146,95 €

- Rápido, en cuestión de segundo se forma una capa de cera.
- Muy económico gracias a que no hay exceso de material.
- Tecnología analógica.



Pulidores para resina

- VERDES "desgastado"
- GRISES "pulido-alisado"
- VERDES CLAROS "abrillantado"



H332K
10 x 20

H334KM
10 x 24

H336KM
15 x 17

H332K
55 x 16

VERDES "desgastado"			OFERTA
TIPO	Código	Presentación	
H332	PUL2M0410	Caja X 10	22,50 €
H336	PUL2M0430	Caja X 10	25,00€
H338	PUL2M0440	Caja X 10	22,50 €

GRISES "pulido-alisado"			OFERTA
Código	Presentación		
PUL2M0450	Caja X 10		22,50 €
PUL2M0460	Caja X 10		22,50 €
PUL2M0470	Caja X 10		22,50 €
PUL2M0480	Caja X 10		22,50 €

Kit pulido resina



Ref. PUL2M0400

- Excelente calidad
- Caja x 12



PVP ~~20€~~
OFERTA 19⁹⁵€

VERDES CLAROS "abrillantado"			OFERTA
Código	Presentación		
PUL2M0490	Caja X 10		22,50 €
PUL2M0500	Caja X 10		22,50 €
PUL2M0510	Caja X 10		22,50 €
PUL2M0520	Caja X 10		22,50 €

Abrasivos para zirconio DIA STONE PM (azul)



Ref. PUL2C7200
377 - 4HP - Fino
PVP ~~25€~~
23,95€

Ref. PUL2C7210
397 - 4HP - Medio
PVP ~~26€~~
26,95€

Ref. PUL2C7220
372 - 4HP - Fino
PVP ~~25€~~
23,95€

Ref. PUL2C7230
392 - 4HP - Medio
PVP ~~25€~~
23,95€

Ref. PUL2C7240
372 - 6HP - Fino
PVP ~~28€~~
26,95€

Ref. PUL2C7250
392 - 6HP - Medio
PVP ~~28€~~
26,95€

Ref. PUL2C7290
375 - 22HP - Fino 22mm
PVP ~~34€~~
34,65€

Ref. PUL2C7280
374 - 15HP - Fino 15mm
PVP ~~36€~~
34,65€

Cepillo pulidor pelo de cabra

Ref. PUL2C8260

- Cabra y scotch brite
- No convergente
- Mod. 9280
- 80 mm
- 2 hileras
- Caja 12 /u



PVP ~~7,15€~~
OFERTA 6,40€

Cepillo circular cerda negra tipo S

Ref. PUL2C6050

- Cerda negra chungking
- Convergente
- Mod. 1270
- 70 mm
- 2 hileras
- Caja 12 /u



PVP ~~3,50€~~
OFERTA 3,30€

Cepillo circular cerda negra tipo S

Ref. PUL2C6090

- Cerda negra chungking
- Convergente
- Mod. 1480
- 80 mm
- 4 hileras
- Caja 12 /u



PVP ~~5,75€~~
OFERTA 4,50€

Cepillo circular cerda negra tipo G

Ref. PUL2C6100

- Cerda negra chungking
- 4 hileras en paralelo
- Mod. 148
- 80 mm
- Caja 12 /u



PVP ~~5,75€~~
OFERTA 4,48€

Disco franela

Ref. PUL2D2900

- Mod. 161
- 100/20
- 100 mm
- 20 hileras



PVP ~~9,30€~~
OFERTA 9,43€

Disco muselina blanqueada

Ref. PUL2D2910

- Mod. 164
- 100/20
- 100 mm
- 20 hileras



PVP ~~8,75€~~
OFERTA 8,83€

Cepillo paño zeta para brillo

Ref. PUL2D2930

- Mod. 862
- 100/15
- 100 mm
- 15 hileras



PVP ~~7,80€~~
OFERTA 7,12€

Cepillo cuero de microfibras

Ref. PUL2D2925

- Mod. 520
- 100/7
- 100mm
- 7 hileras



PVP ~~16,90€~~
OFERTA 11,81€

SOLIBOND N aleación cerámica

Ref. MET001425
PVP ~~210,00~~
OFERTA
201,35 €

- Aleación cerámica a base de cromo-níquel
- La más alta precisión con una dureza agradable de 180 HV



SOLIBOND C PLUS aleación cerámica

Ref. MET001435
PVP ~~265,00~~
OFERTA
263,45 €

- Aleación de cerámica a base de cromocobalto, sin níquel ni berilio.



SOLIDUR CRCB aleación para esqueléticos

Ref. MET001445
PVP ~~244,65~~
OFERTA
237,65 €

- Intervalo de fusión: 1.360°C - 1.410°C.
- Temperatura de colado: 1.470°C.



DIE SPACER argénteo 6x18ml

Ref. FUNYE0045
PVP ~~130,00~~
OFERTA
122 €

- Superficie tegumentaria de color plata.



DIE SPACER azul 1x18ml

Ref. FUNYE0060
PVP ~~25,00~~
OFERTA
23,00 €

- Superficie tegumentaria de color azul



COLOR SPACER rojo 6x18ml

Ref. FUNYE0015
PVP ~~130,00~~
OFERTA
122 €

- Transparente, las líneas marcadas en el muñon quedan visibles



DIE SPACER argénteo 6x18ml

Ref. FUNYE0010
PVP ~~25,00~~
OFERTA
23 €

- Transparente, las líneas marcadas en el muñon quedan visibles



DIE HARDENER 0 micras

Ref. FUNYE0125
PVP ~~99,00~~
OFERTA
95 €

- Repele el agua y la suciedad



Digiscan-Spray 300 ml

Ref. FUNYE0190
PVP ~~65,10~~
OFERTA
62,99 €

- Se puede usar más de una vez.
- Superficies más finas y suaves.



BLUE MARKER 1x18ml

Ref. FUNYE0150
PVP ~~22,00~~
OFERTA
20,35 €

- Seca rápidamente, tegumentario
- Pega sobre metales, cerámica, yeso y resina



DIE SPACER dentina 1x18ml

Ref. FUNYE0070
PVP ~~25,00~~
OFERTA
23 €

- No perjudica el color en las coronas de cerámica (porque no trasluce el color del espaciador)



Thowax cera para modelar violeta, 70g

Ref. FUNYE0275
OFERTA
20,35 €

- Es posible estirar la gota
- Enfriamiento rápido permite un trabajo eficaz



IQ OPAQUE cera de modelar amarillo neón, 45g

Ref. FUNYE0195
PVP ~~30,00~~
OFERTA
28,95 €

- Es posible estirar la gota
- Enfriamiento rápido permite un trabajo eficaz
- Permite modelaciones de detalles muy finos sin cubrir fisuras



THOWAX cera para modelar gris, 70g

Ref. FUNYE0305
PVP ~~25,00~~
OFERTA
23 €

- Es posible estirar la gota
- Enfriamiento rápido permite un trabajo eficaz
- Permite modelaciones de detalles muy finos sin cubrir fisuras



THOWAX cera para modelar marrón, 70g

Ref. FUNYE0270
PVP ~~25,00~~
OFERTA
20,35 €

- Es posible estirar la gota
- Enfriamiento rápido permite un trabajo eficaz
- Permite modelaciones de detalles muy finos sin cubrir fisuras



IQ OPAQUE cera para modelar gris, 45g

Ref. FUNYE0325
PVP ~~20,00~~
OFERTA
18,23 €

- Punto de solidificación elevado: Ashfree 62°C, opaca 63°C - la cera ideal para el verano.



IQ ASH-FREE cera base caramelo, 45g

Ref. FUNYE0420
PVP ~~20,00~~
OFERTA
18 €

- Muy blanda.
- Nivelada desigualdades.
- Muy buena adaptación, ligeramente pegajosa.



IQ ASH-FREE cera para modelar azul, 45g

Ref. FUNYE0215
PVP ~~16,58~~
OFERTA
16 €

- Punto de solidificación elevado: Ashfree 62°C, opaca 63°C - la cera ideal para el verano





CAD/CAM - Discos de cera YETI DENTAL



- La cera estable permite el fresado minucioso
- Superficies homogéneas
- Las piezas mecanizadas son lisas
- El descenso de la temperatura es a 120°C
- Los blancos no se derriten y no manchan
- Se quema sin dejar ningún residuo

Código	Descripción	PVP	OFERTA
FUNYE0575	(98,5) Gris - Medio - 14 mm	40,25€	35,50 €
FUNYE0580	(98,5) Gris - Medio - 16 mm	44,85€	37,35 €
FUNYE0585	(95) Gris - Medio - 14 mm	44,85€	44,65 €
FUNYE0590	(95) Gris - Medio - 16 mm	44,85€	44,65 €
FUNYE0595	(95) Gris - Medio - 20 mm	51,75€	42,45 €
FUNYE0600	(98,5) Beig - Duro - 14mm	40,25€	35,50 €
FUNYE0605	(98,5) Beig - Duro - 16mm	44,85€	37,35 €
FUNYE0610	(98,5) Blanco - Duro - 14 mm	40,25€	35,50 €
FUNYE0615	(98,5) Blanco - Duro - 20 mm	51,75€	42,45 €
FUNYE0620	(98,5) Blanco - Duro - 12 mm - 12piezas	343,85€	315,85 €
FUNYE0625	(98,5) Blanco - Duro - 20 mm - 12piezas	343,85€	315,85 €


Código	Descripción	PVP	OFERTA
FUNYE0630	(98,5) Azul - Duro - 14 mm	40,25€	35,50 €
FUNYE0635	(98,5) Azul - Duro - 20 mm	51,75€	42,45 €
FUNYE0640	(98,5) Azul - Duro - 25 mm	51,75€	42,45 €
FUNYE0645	(98,5) Azul - Duro - 30 mm	51,75€	42,45 €
FUNYE0660	(98,5) Verde - Duro - 20 mm	51,75€	35,50 €
FUNYE0665	(98,5) Verde - Duro - 25 mm	51,75€	42,45 €
FUNYE0655	(98,5) Azul - Duro - 20 mm - 12 piezas	343,85€	315,85 €



Discos de circonio multicapa YETI DENTAL

capa	altura de la capa	Transparencia	Dureza
1	23%	47%	≥ 800
2	18%	46,5%	≥ 850
3	18%	46%	≥ 900
4	18%	45%	≥ 1000
5	23%	44%	≥ 1100

5 Gradaciones de color / "capas"
5 Grados de dureza
5 Niveles de transparencia



Geo 5 K2 CAD / CAM Disco de circonio multi-capa								
Color	Grosor							
	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm				
A1	FUNYE0755	132,89€	FUNYE0760	153,49€	FUNYE0765	153,49€	FUNYE0770	169,65€
A2	FUNYE0775	133,29€	FUNYE0780	153,49€	FUNYE0785	153,49€	FUNYE0790	169,65€
A3	FUNYE0795	133,29€	FUNYE0800	153,49€	FUNYE0805	153,49€	FUNYE0810	169,65€
A3,5	FUNYE0815	133,29€	FUNYE0820	153,49€	FUNYE0825	153,49€	FUNYE0830	169,65€
B1	FUNYE0835	133,29€	FUNYE0840	153,49€	FUNYE0845	153,49€	FUNYE0850	169,65€
B2	FUNYE0855	133,29€	FUNYE0860	153,49€	FUNYE0865	153,49€	FUNYE0870	169,65€
C2	FUNYE0875	133,29€	FUNYE0880	153,49€	FUNYE0885	189,85€	FUNYE0890	169,65€

Pulidora Magnetica ESTMON MT-300 (0.5CV) con extractor

Ref. PUL3M0250

OFERTA
2.074 €

Dispone de una base de alojamiento en plástico anti impacto para cualquier tipo de cubeta, además de llevar incorporada una y 400 gramos de micro púas.

También cuenta con extractor de micro púas.



Generador De Vapor Technoflux MOD. TOP STEAM 2000

Ref. MIS002090

OFERTA
450 €

El generador de vapor Top Steam 2000 de Technoflux ha sido especialmente diseñado para la limpieza y desinfección durante su aplicación en las industrias dentales.



PM Compuesto para limpieza de micropúas

Ref. PUL1V6660

OFERTA
36,10 €

· Compuesto en polvo para limpiar y desengrasar las micropúas de las máquinas de pulir magnéticas.



Micropúas 0,35x5/7 mm. Rectificadas

Ref. PUL3M0350

PVP ~~0,40~~
OFERTA
0,39 €

Micropúas rectificadas diseñadas para su uso en las pulidoras magnéticas.



Cera Mordidas En Barra, Suave, Limón. Amarilla 490 Gr

Ref. FUNYE0912

PVP ~~25,50~~
OFERTA
21,95 €

YETI DENTAL



CONSEQUENT barra maxilar inferior, 4,0x2,0 mm

Ref. FUNYE0740

PVP ~~20,00~~
OFERTA
19,85 €

· Longitud: 150 mm
· Color: verde esmeralda
· Dureza: medio duro.



DUO-DIP cera de inmersión granulada, naranja, 80g

Ref. FUNYE0570

PVP ~~25,00~~
OFERTA
21,45 €

mezcla de ceras de inmersión práctica y lista para el uso. Por la granulación lisa y redondeada la cera puede ser vertida de modo casi fluido.



SATI BRUSH discos para satinado, 50pz.

Ref. FUNYE0905

PVP ~~52,50~~
OFERTA
48,15 €

Un brillo mate en la superficie oclusal del metal muestra los contactos perturbantes después de corto tiempo de uso en la boca.



Cera para modelar solidus 84/ DURO

Ref. FUNYE0975

DURO
OFERTA
57,95 €

Ref. FUNYE0970

SUAVE
OFERTA
39,95 €



Horno precalentamiento SIRIO Serie 725 Fire Light Mufla Pequ. Sr7

Ref. MIS001200

PVP ~~1523,75~~
OFERTA
1.250 €

PEQUEÑO

Ref. MIS001300

PVP ~~1667,50~~
OFERTA
1.450 €

MEDIANO

Ref. MIS001400

PVP ~~2133,25~~
OFERTA
1.750 €

GRANDE

El horno Serie 725-L es una unidad de control electrónico con micro procesos y memoria permanente. Dispone de un programa para recubrimientos tradicionales, que contiene hasta 3 rampas (con la opción de temperatura, tasa de aumento de temperatura expresada en °C por minuto y tiempo de mantenimiento) y un programa específicamente estudiado para recubrimientos rápidos.

Todas estas versiones pueden equiparse con aspiración de humo.



Generador de vapor SIRIO Mod. SR902

Ref. MIS002100

PVP ~~1552~~
OFERTA
1.350 €

Conexión directa al suministro de agua. Incorpora dispositivos de seguridad y válvula de seguridad mecánica para un control correcto del estado de la resistencia y la caldera.



Arenadora SIRIO Mod.Sr 923R (3 tanques)

Ref. MIS001900

PVP ~~1644~~
OFERTA
1.430 €

Utilización con óxido de aluminio o perlas de vidrio. Incluye toma de aspiración externa y regulador de presión.



Arenadora Mod. MINI-ECO 220V

Ref. MIS001850

PVP ~~343,85~~
OFERTA
299 €

- Dimensiones: 280 x 200 x 260 mm
- Potencia de la luz: 220 V / 8 W
- Tipo: Accionable con la mano



Mezcladora con bomba de vacío SIRIO Mod. SR330T in-mix de sobremesa

Ref. MIS000900

PVP ~~1724~~
OFERTA
1.555,50 €

Aparato batidor al vacío para revestimientos y escayolas con un manejo sencillo e inequívoco.

Sujeción automática de la taza mediante sistema de vacío por depresión neumática (sistema ventor).

Máquina extremadamente silenciosa y segura.



Mezcladora con bomba de vacío SIRIO Mod. SR330W in-mix a pared

Ref. MIS000800

PVP ~~1654,28~~
OFERTA
1.452,85 €

Aparato batidor al vacío para revestimientos y escayolas con un manejo sencillo e inequívoco.

Sujeción automática de la taza mediante sistema de vacío por depresión neumática (sistema ventor).

Máquina extremadamente silenciosa y segura.



Soldadora Technoflux Por Puntos Mod. WD1

Ref. SOP0R1000

PVP ~~534,45~~
OFERTA
509 €

La Soldadora por Puntos Dental WD 1 de Technoflux es un dispositivo usado para soldar hilo y bandas de aluminio en ortodoncia y tratamientos dentales.



Lápiz para chorro de arena SIRIO con boquilla para SR922

Ref. MIS001806

PVP ~~205,00~~
OFERTA
203,49 €

Lápiz para chorro de arena sirio con boquilla para SR922



Máquina de vacío para adaptaciones termoplásticas

Ref. MIT000600

PVP ~~217,57~~
OFERTA
194,85 €

- Varios tipos de planchas.
- Varias funciones.
- Voltaje: 220 V / 50 Hz +10 %.
- Potencia: 1.000 W.
- Peso: 6 Kg.
- Medidas: 25 x 21 x 30 cm.



Plancha Termoplástica Cuadrada Rígida

Ref. MIT000630

PVP ~~14,00~~
OFERTA
7,95 €

1,5mm - CX5

Ref. MIT000640


PVP ~~12,00~~
OFERTA
9,50 €

2,5mm - CX5

Ref. MIT000620

PVP ~~12,00~~
OFERTA
6,95 €

1mm - CX5
Transparente



Placa Soft Cuadrada Bio-Art

Ref. MIT000670 2mm - Flexible CX10

17,55 €

Ref. MIT000680 5mm - Flexible CX5

17,55 €

Ref. MIT000610 3mm - Semi rígida CX10

17,55 €

Ref. MIT000650 0,6mm - Semi rígida CX5

17,55 €

Las placas soft de 0.2 mm sirven para hacer férulas de blanqueamiento para casa y cubetas de fluorización, tienes diferentes colores.



Recortadora modelos SIRIO

Ref. MIS000202

EN SECO

1.030€

Trabaja con el disco de diamante y no necesita ningún proceso de enfriamiento. Se debe conectar todos modos a un aspirador para aspirar el polvo de yeso.



Ref. MIS000203

CON AGUA

989€

Funciona con disco de baquelita y necesita enfriarse con agua

Bandejas portatrabajos

Código	Color	
VZC000140	Azul	14,79 €
VZC000150	Rosa	14,79 €
VZC000160	Amarillo	14,79 €
VZC000170	Naranja	14,79 €
VZC000180	Negro	14,79 €
VZC000190	Pack Colores *	76,5 €

* 8 Bandejas de cada color (40Uds. en total)



Caja porta-protesis con bandeja color blanco CX4

Ref. VZC000130

PVP ~~34,85~~
OFERTA
3,85 €

- Caja para prótesis con bandeja.
- Incluye 4 unidades.



Mandíbula para modelos de estudio

Ref. VZB005230

PVP ~~115,00~~
OFERTA
105 €



Calentador de ceras

Ref. FUN0S0180

PVP ~~113,00~~
OFERTA
85,68 €

Olla de inmersión de cera electrónica que controla con precisión el grosor de la cera sumergida.



Fantoma modelo estudio JG-C1 A Sobremesa

Ref. VZB005200

PVP ~~745,00~~
OFERTA
599€

Este modelo de estudio de Technoflux está pensado para estudiantes para que puedan realizar las prácticas o simulaciones de procedimientos dentales.



Fantoma modelo estudio JG-C3 cabeza con barra

Ref. VZB005210

OFERTA
682,50€



Fantoma modelo estudio JG-C4 Con respaldo

Ref. VZB005220

PVP ~~640,95~~
OFERTA
618,45€



Mesa trabajo para laboratorio dental 2 puestos acero

Ref. MOM000600

PVP ~~3053,59~~
OFERTA
2.518,65 €

- Medidas: Largo 1970 mm. Ancho 600 mm. Alto 900 mm. (encimera)
- Bastidor en acero y planchas metálicas resistentes al fuego.
- Aspirador de 800 W y una lámpara por puesto.
- Protector de acero en tablero.
- Instalación de gas
- Sopladores.
- Manómetro.
- Apoyabrazos.
- Enchufes.
- 7 Cajones



Mesa trabajo para laboratorio dental 1 puesto acero

Ref. MOM000500

PVP ~~2277,35~~
OFERTA
2.090 €



Todo tipo de composiciones

Ejemplo de montaje en combinación de cuatro elementos. Proyecto, diseño y planificación de BENMAYOR S.A. con marca Technoflux.

Nota: Transporte NO INCLUIDO en el precio.



Mesa acero para horno de ceramica
Ref. MOM001000
721,25€

CONSULTENOS SOBRE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE SU LABORATORIO

Modulo esquinero para mesa trabajo laboratorio

Ref. MOM002000
741,30 €

Lámpara 117 LEDs 24 W luz regulable 6.000 K con pinza para fijación

Ref. MOB0S0400

PVP ~~110,00~~
OFERTA
99 €

- 117 LEDs blancos de alta luminosidad.
- Intensidad: 2.200 mcd / LED
- Alimentación: 230 V 24 W.
- Interruptor con regulación de intensidad de luz.
- Longitud cable: 1,2 m.
- Peso: 2.400 g.



Separadora modelos SIRIO con aspiración e indicador láser Mod. Sr2

Ref. MIS001105

PVP ~~2593,71~~
OFERTA
2.199 €

- Separador de modelos
- Indicador LASER
- Aspiracion incorporada
- Disco diamante para cortar yeso / resinas / plexiglas
- Potencia 100 W
- Velocidad 2.800 rpm



Lámpara con lupa 5X con pinza para fijación 90 LEDs blancos 9 W

Ref. MOB0S0335

PVP ~~75,50~~
OFERTA
75 €

- Muy bajo consumo
- Lente de 5 dioptrías
- Intensidad: 1.600 mcd /LED
- Alimentación: 230 Vac / 9 W
- Dimens. brazo: 86 cm
- Diámetro lupa: 120 mm
- Long. cable: 1,5 m
- Peso: 2.300 g



Lámpara con lupa 5X con pinza para fijación 60 LEDs 14 W

Ref. MOB0S0340

PVP ~~75,50~~
OFERTA
72 €

- 60 LEDs blancos alta luminosidad
- Lente de 5 dioptrías
- Intensidad: 1.600 mcd / LED
- Alimentación: 230 Vac / 14 W
- Dimensiones brazo: 86 cm
- Diámetro lupa: 127 mm
- Longitud cable: 1,5 m
- Peso: 2.300 g



Articulador semiajustable TECHNOFLUX arquemed-senior

Ref. VZB005000

- Semi-ajustable.
- Tipo arcón.
- Alta precisión.
- Múltiples ajustes.
- Estructura robusta.

PVP ~~260,87~~
OFERTA
233,55 €

Ref. VZB005100

PVP ~~390,65~~
OFERTA
239,70€

+ Estuche + Arco



Kit accesorios:

- Mesa transfer plana
- + Guía asiento ajustable
- + Soporte

Ref. VZB005150

PVP ~~52,50~~
OFERTA
51 €

Articulador 3 puntas con guía y mesa + bases desmontables

Ref. VZB000350

Su sistema de base desmontable e imantada facilita el trabajo con varios casos a la vez.

PVP ~~45,89~~
OFERTA
39€

Dispone de tres puntos de apoyo, una guía incisal, un plano intermedio. Base imantada

Juego de imanes + plaquitas metálicas

Ref. VZB000351

PVP ~~18,00~~
OFERTA
16 €



Articulador tres puntas JT-03 (tipo japones)

Ref. VZB000410

PVP ~~34,23~~
OFERTA
29,25€



Articulador nuevo modelo JT-44

Ref. VZB000420

PVP ~~25,36~~
OFERTA
21,65€



Articulador charnela con base redondeada

Ref. VZB000390

PVP ~~17,75~~
OFERTA
15,15€



Arco facial para articulador TECHNOFLUX tipo arcon

Ref. VZB005110

PVP ~~107,12~~
OFERTA
66,80€



Articulador para coronas y puentes cromado

Ref. VZB000380

PVP ~~12,67~~
OFERTA
10,25€



Mesa incisal (acrílica) sin tornillo

Ref. VZB000605

PVP ~~8,00~~
OFERTA
6,45 €



Articulador de charnela cromado

Ref. VZB000360

PVP ~~21,55~~
OFERTA
18,36€
GRANDE

Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria.



Ref. VZB000370

PVP ~~15,21~~
OFERTA
14,50€
PEQUEÑO

Articulador de charnela dorado

Ref. VZB000365

PVP ~~21,55~~
OFERTA
18,36€
GRANDE

Articulador de charnela es de fácil montaje. Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria.



Ref. VZB000375

PVP ~~12,06~~
OFERTA
10,25€
PEQUEÑO

Articulador para coronas y puentes dorado

Ref. VZB000385

PVP ~~12,06~~
OFERTA
10,25€

Articulador de charnela es de fácil montaje. Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria.



Ultrasonidos ESTMON Electronic Series mod. Tce-600 6 litros



Equipo de limpieza ultrasónica equipado con la última tecnología y la garantía de fabricación ESTMON. Permite visualizar y controlar mediante el teclado táctil todos los parámetros necesarios para obtener una excelente limpieza ultrasónica.

Ref. LIM0E0220

PVP ~~473,80~~

OFERTA

412 €

2,2 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E022C

Añada la cesta correspondiente desde solo 21,60

Ref. LIM0E0300

PVP ~~556,80~~

OFERTA

484 €

3 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E030C

Ref. LIM0E0450

PVP ~~695,75~~

OFERTA

605 €

4,5 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E045C

Ref. LIM0E0600

PVP ~~824,90~~

OFERTA

726 €

6 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E060C

Compresor TECHNOFLUX 30L mod.DA7001D

Ref. APC001000

PVP ~~1148,85~~

OFERTA

1.040 €

- Dimensiones: 560 x 450 x 640 mm
- Peso: 34 kgs
- Incluye secador de aire
- 1 cabezal de 2 cilindros
- Potencia: 0,7 HP
- Ruido: 53 dB



Compresor TECHNOFLUX 22L Mod DA5001 sin secador

Ref. APC000900

PVP ~~632,50~~

OFERTA

575 €

- Dimensiones: 410x410x420 mm
- Peso: 23,2 kg
- Motor de 1 cilindro
- Calderín de 22 litros
- Potencia de 0,75 HP
- Caudal de 115 l/m



Compresor TECHNOFLUX 70L mod. DA7003D

Ref. APC001200

PVP ~~2288,50~~

OFERTA

2.070 €

- Dimensiones: 940 x 480 x 720 mm
- Peso: 88 kgs
- Incluye secador de aire
- 3 cabezales de 6 cilindros
- Potencia: 2,25 hp
- Ruido: 55 dB



Compresor TECHNOFLUX 50L mod.DA7002D

Ref. APC001100

PVP ~~1667,50~~

OFERTA

1.515 €

- Dimensiones: 710 x 480 x 720 mm
- Peso: 65 kgs
- Incluye secador de aire
- 2 cabezales de 4 cilindros
- Potencia: 1,5 HP
- Ruido: 54 dB



Máquinas de soldar por láser Master S

Desde:
10.500€

Mediante la nueva lámpara y una tecnología innovadora que ofrece un ajuste digital de la potencia usada, ElettroLaser produce actualmente el mejor láser del mercado con un bajo mantenimiento y un ahorro considerable en el consumo.

Incorpora un difusor de gas argón para conseguir excelentes resultados, además de 6 programas pre-determinados pudiendo alcanzar a grabar 100 programas más en su memoria.

SOP0P0210
Potencia: 100J



¡Consulte nuestra gama!

Soldador Oxhídrico TECHNOFLUX mod. Drago - II E

Ref. OXH0R0120

OFERTA
2.425€

- Potencia: 1160 W
- Caudal gas: 200 l/h

Ref. OXH0R0110

OFERTA
1.940 €

- Potencia: 450 W
- Caudal gas: 90 l/h

Gran precisión en el punto de soldado. Utilización muy simple, indicado tanto para soldar como para oxicorte. Filtro anti-retroceso y soplete con sistema de cierre anti-retroceso para una mayor seguridad.



DADO welder máquina para soldar por láser con entrada gas argón

- Fuente de láser y longitud de onda ND: YAG 1064NM
- Tiempo de impulso: 0,1 / 6 ms
- Diámetro del punto: 0,2 / 1,5 mm
- Aplicación de control externo en el móvil
- Potencia de entrada: 110/230 v CA, 50/60 Hz
- Sistema de potencia: número de fases 1
- Potencia media: 150 W
- Potencia máx: 1,8 Kw
- Amperio: t16a
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 340x340x340 mm
- Peso de 15 Kg
- Enfriamiento líquido
- Microscopio 10x
- Ambiente de trabajo 17-35°C UR 65% sin condensación
- Nivel de ruido <70 Db (A)



Ref. SOP0P0203

PVP ~~3.772,00~~
OFERTA
3.280€



Ref. SOP0P0204

PVP ~~4.299,50~~
OFERTA
3.730€
con entrada de Gas Argon



B Benmayor
Technoflux

Benmayor S.A.
C/Bach, 2-B Pol. Ind. Foinvasa
08110 Montcada i Reixac, Barcelona
dental@benmayor.com
T +34 935 724 163 / F +34 935 724 165

dental.benmayor.com

¡Los productos BENMAYOR ya están disponibles en tu DISTRIBUIDOR DE CONFIANZA!



David Paradelá - 657 434 895 - d.paradela@benmayor.com
Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Canarias, Castilla y León, Extremadura y Portugal.

Alex Güiza - 605 523 908 - a.guiza@benmayor.com
Cataluña, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia.

Carlos Rubinos - 605 662 144 - c.rubinos@benmayor.com
Castilla la Mancha, Madrid, Andalucía.