

OFERTAS hasta el  
27 de Marzo  
de 2026

# B Benmayor

## Laboratorio

ESPECIAL  
EXPODENTAL

Productos BENMAYOR disponibles en su distribuidor de confianza. OFERTA VÁLIDA HASTA el 27 de Marzo de 2026 (o finalizar existencias). Los precios no incluyen IVA.

### No te puedes perder

Fresadora en  
seco BSM

Ref. MSB005200



Horno de  
sinterización de  
zirconio BSM

Ref. MSB0F3000



# BSM-520D Fresadora dental de 5 ejes



BSM-520D es una fresadora en seco con 5 ejes para el sistema de CAD/CAM dental que puede mecanizar una amplia gama de materiales con gran precisión, estabilidad duradera y compatibilidad. Es ideal para restauraciones de alta precisión, incluidas puentes, marcos, pilares, bases y operación complicada como perforaciones de zirconio.

Esta máquina está equipada con un husillo avanzado, un sistema de CAM nesting y una pantalla táctil inteligente. BSM-520D ofrece un mejor manejo del disco, una gama más amplia de capacidades de aplicación de material y cambiador automático de herramientas para una mayor eficiencia.

## Materiales fresables



Anchura*profundidad*altura	570mm*680mm*780mm	Peso	570mm*680mm*780mm
Sistema de enfriamiento	Husillo de enfriamiento automático por aire	Tipo de motor	Husillo de enfriamiento automático por aire
Número de ejes	5	Voltaje/Potencia	5
Tipo de fresas	φ4mm*2mm (redonda)	φ4mm*1mm (redonda)	φ4mm*.6mm (redonda)
Fresas incorporadas	6	Fresado en seco	6
Temperatura	5°C ~40°C	Presión del aire	5°C ~40°C

### Alta Compatibilidad

- B Eje (-30°~+40°) amplio rango de rotación.
- Indicaciones: corona, puente, inlay, onlay, pilar, carilla.

### Procesamiento inteligente


- Estrategia de nesting CAM inteligente.
- PC integrado con pantalla táctil inteligente de 9,7".
- Cambiador automático para 6 herramientas con detección automática de herramientas y control de rotura de herramientas.

### ROI Superior

- 1/3 de soporte, operación simplificada.
- Aumento del 20% de producción por un disco.
- Inserción de bloques en 2 segundos.
- Diseño especial a prueba de polvo que garantiza una extensa vida útil.

### Excelente Fiabilidad

- Husillo Premium con 60,000 RPM
- Calidad industrial pesada y estructura aerométrica
- La estructura de pórtico y la expansión térmica simétrica aseguran la estabilidad de la precisión



### Alta Precisión y Eficiencia

- Servosistema digital de alta resolución,  $\pm 0,005\text{mm}$  de precisión de repetición
- Precisión de instalación de  $\pm 0,01\text{mm}$  para cada eje
- 90° de procesamiento vertical
- Velocidad de fresado:

Corona anatómica posterior de zirconio  $\approx 17'$  (Aconia HT+14mm);  
Puente de 3 unidades de zirconio  $\approx 24'$  (Aconia HT+14mm)


**NUEVO**

# BSM-FM30

## Horno de sinterización de zirconio

Horno rápido con cámara de gran capacidad y bandeja adaptable a distintas necesidades de sinterización de zirconia.

### Características principales:



#### Capacidad para 80 unidades

El crisol de doble nivel permite sinterizar varias restauraciones a la vez, procesando al menos 80 unidades de zirconia por ciclo para maximizar la producción.



#### Plataforma IoT compatible con PC y dispositivos móviles

Permite monitorizar y manejar el horno a distancia desde el ordenador o el móvil, facilitando la gestión online.



#### Sinterización rápida


El diseño de calentamiento circular alcanza la temperatura con rapidez y evita tensiones térmicas y grietas.



### Accesorios



Bandeja de sinterización



Resistencias de siliciomolibdeno mejoradas



Perlas de zirconia de alta pureza



#### Proceso libre de contaminantes

Los elementos calefactores de siliciomolibdeno de alta pureza y la cámara reforzada garantizan una sinterización respetuosa con el entorno.

#### Control de temperatura preciso

La disposición circunferencial de las resistencias asegura una excelente uniformidad térmica. El control PID inteligente mantiene la temperatura con precisión

#### Manejo sencillo

La pantalla táctil a todo color permite un funcionamiento intuitivo, con un solo toque. Con capacidad para almacenar hasta 100 programas de sinterización, cubre con facilidad diversas necesidades del laboratorio dental.

# Impresoras 3D

## Para clínica y laboratorio



### Phrozen Lumii DLP 3D

Ref. FUN000066

Alta precisión 2K DLP para resultados impecables.

Parámetros de resina preconfigurados, garantizando precisión sin ajustes manuales. Sistema de calefacción para impresiones consistentes en cualquier temperatura.

### Phrozen Sonic XL 4K PLUS

Ref. FUN000065

Imprime hasta 8 modelos en menos de 40 minutos.

Calentador incorporado para un entorno de impresión estable. Configuración validada para varias resinas de modelos dentales.

### Phrozen Lumii DLP 3D

### DATOS TÉCNICOS

### Phrozen Sonic XL 4K PLUS

Tipo DLP	<b>Tecnología</b>	Tipo DLP
Módulo LED	<b>Fuente de luz</b>	Módulo LED
51 µm	<b>Resolución XY</b>	52 µm
90mm/h	<b>Velocidad máxima de impresión</b>	90mm/h
237 × 237 × 47 cm	<b>Tamaño de la impresora</b>	33 × 29 × 47 cm
Placa estándar: 13 × 7.3 × 16 cm	<b>Volumen de impresión</b>	20 × 12.5 × 20 cm
Placa mini: 10.5 × 7.3 × 16 cm	<b>Peso de la impresora</b>	17.2 Kg
11.8 Kg		

## Resinas

Encuentra tus resinas de confianza en Benmayor.

#### Resina Phrozen Study Model

Ref. FUN000091

Color: Blanco  
Peso: 1 Kg

Ideal para imprimir modelos de estudio y modelos diagnósticos

**OFERTA**  
**79 €**



#### Resina Phrozen Gingiva Mask

Ref. FUN000080

Color: Rosa  
Peso: 0,5 Kg

Ideal para imprimir tejidos de encías para el ajuste de dentaduras

**OFERTA**  
**125 €**



#### Resina Phrozen Ortho Model

Ref. FUN000092

Color: Gris  
Peso: 1 Kg

Ideal para imprimir modelos de alineadores transparentes y ortodónticos

**OFERTA**  
**129,60 €**



#### Resina Phrozen Dental Model

Ref. FUN000085

Color: Beige  
Peso: 1 Kg

Ideal para imprimir modelos de coronas y puentes con muñones removibles, modelos analógicos de implantes y modelos diagnósticos

**OFERTA**  
**109 €**



# Complementos para impresión 3D

## Elementos imprescindibles para óptimos resultados

### Estación de lavado Plus+

Ref. FUN000071

Wash+ es una solución de limpieza eficiente y versátil para procesos dentales impresos en 3D.



### Estación de curado Plus+

Ref. FUN000070

Phrozen CURE+ es la elección definitiva para clínicas y laboratorios dentales que buscan eficiencia, precisión y cumplimiento de normativas de biocompatibilidad.



### Kit de lavado y fotopolimerizado

Ref. FUN000070

Haz que tu postprocesamiento sea más eficiente con una estación de lavado y una estación de curado de gran capacidad.



### Mezclador de resina Heat&Mix

Ref. FUN000099

Phrozen Heat & Mix garantiza una mezcla homogénea y control de temperatura óptimo para resinas dentales, asegurando resultados impecables en cada impresión.



### Polimerizadora de luz Otoflash G171-N6 con entrada gas

Ref. APLR00672

El Otoflash G171 Std tiene dos flashes que emiten luz desde abajo hacia la cámara de curado.

El dispositivo se puede utilizar para el fotocurado de todos los materiales fotocurables donde el curado se lleva a cabo a una longitud de onda de 280-580nm.

Kit de conexión con bombona no incluido.



### Kit de conexión reguladora a bombona para Otoflash

Ref. APLR00674

Equipado con dos manómetros: el primero monitoriza la presión interna de la botella, mientras que el segundo regula la presión de salida requerida.



Hay un escáner extraoral Medit Serie-T diseñado especialmente para tí.



**MEDIT T310**  
MIT001150

- Resolución de cámara: Mono 5.0(MP) x2
- LED Azul, 150 ANSI lúmenes
- Precisión 9 micras



**MEDIT T710**  
MIT001160

- 4 cámaras
- Precisión 4 micras
- Escaneo flexible

### Acelera tu flujo de trabajo.

El escáner de escritorio Medit T710 está equipado con un motor de escaneo rápido y un algoritmo de software altamente eficiente que funcionan en conjunto para producir un escaneo de arco completo en solo 8 segundos.

El sistema de posicionamiento avanzado y de alta velocidad de la nueva serie T está diseñado para un rendimiento óptimo para su laboratorio, acelerando su flujo de trabajo y aumentando la productividad.



Escaneo del arco completo:  
**8 Segundos**

## No es magia, es tecnología.

Encuentra toda la gama de escáneres intraorales MEDIT en Benmayor.

**NUEVO**

**Medit i900 *Mobility***  
MIT001920

Verdadera movilidad en odontología digital

**Medit i900 *Classic***  
MIT001915

Con boton físico para simplificar el escaneo.

**Medit i900**  
MIT001900

La solución definitiva – All in One.

**Medit i700 *Inalámbrico***  
MIT001700

La mejor eficiencia, ahora sin cables.


**Medit i700**  
MIT001240

Toda la potencia en tus manos.

**Medit i600**  
MIT001252

**PROMOCIÓN ESPECIAL LABORATORIO**

Tecnología al alcance de todos.



Máquina de soldar por láser  
Micro Welder Power

Ref. SOP0P0005

**OFERTA**  
**6.100€**



**Pantalla táctil:**  
10X CCD digital multicolor de HD  
**Dimensión de la máquina:**  
Ø295 mm x H282 mm  
**Peso neto de la máquina:**  
13,5 KG  
**Microscopio**  
de orientación y posicionamiento  
**Potencia máxima:**  
3.5 KW  
**Energía pulso láser:**  
35J

El nuevo diseño, con el cuerpo reforzado, asegura una mayor comodidad para el operario, gracias a su posición de trabajo ergonómica, bajo nivel de ruido y la posibilidad de portaobjetos extraíble por los laterales.



La nueva máquina de soldar Micro Welder Power caracterizada espectacular potencia, y sus pequeñas dimensiones, se convierte en una maquina imprescindible para todos los laboratorios i clínicas que quieran realizar trabajos de soldadura de gran precisión en todo tipo de metales.

Ligera de peso, cámara integrada x10 aumentos, una gran pantalla táctil que nos permite visualizar el trabajo de soldadura a realizar con gran precisión y sus ajustes personalizados en cada uno de los tipos de trabajo.

Es posible soldar: oro, platino, cromo cobalto, acero, paladio, plata con y sin soldadura de hilo.

Máquina de soldar por láser  
Laser Welder OnePro

Ref. SOP0P0006

**6.999€**

**NUEVO**



La maquina laser de Technoflux Laser One Pro es un láser de soldadura profesional de 60 Joules, diseñado para laboratorios y talleres que requieren máxima precisión. Su tecnología láser de 1064 nm ofrece soldaduras limpias, profundas y controladas en metales preciosos como oro, plata, platino, titanio y acero inoxidable.

El equipo incluye joystick interno para controlar todos los parámetros sin apartar las manos del trabajo y dosificación automática de gas argón. Sus memorias preconfiguradas permiten seleccionar en segundos los parámetros ideales para cada metal.



DADO Welder Máquina para soldar

DaDo

Ref. SOP0P0203

**OFERTA**

**3.280€**

Sin Gas Argón

Ref. SOP0P0204

**OFERTA**

**3.730€**

Con Gas Argón

Potencia máx.: 1.8 KW  
Amperio: T16A  
Frecuencia: 50-60 Hz  
Dimensiones: 340x340x340 mm  
Peso 15 Kg



DaDo 2.0

Ref. SOP0P0007

**OFERTA**

**4.100€**

Sin Gas Argón

Ref. SOP0P0008

**OFERTA**

**4.550€**

Con Gas Argón


Potencia máx.: 2.5 KW  
Amperio: T16A  
Frecuencia: 50-60 Hz  
Dimensiones: 340x340x340 mm  
Peso 15 Kg



DaDo es la máquina de soldadura perfecta: pequeña, con un diseño único, moderno, limpio e intuitivo. La innovadora aplicación de marketing interactivo, IMA, es algo verdaderamente revolucionario: Le permite tener una interfaz amigable con el usuario a su alcance. Al mismo tiempo, permite a DaDo la total independencia, ya que la máquina puede realizar su trabajo de forma independiente sin la presencia del teléfono móvil o tableta en el que está instalada.

DaDo es un soldador que habla: gracias a su tarjeta de síntesis de voz le proporciona al operador toda la información que necesita, incluido el estado de error en el que se encuentra.

FULL ACCESSORIES



MOBILE INTERFACE



PLUG AND WELD



Pieza de mano de inducción

Marathon BM50S1



Ref. PUL4P1600

PVP ~~610,00~~

**OFERTA**  
**550 €**

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 160 x 26 mm
- Peso: 238 gr
- Torque: 7,8 N/cm

Pieza de mano de inducción. De primera calidad, robusta y muy manejable. Torque 7,8 N/cm y velocidad de trabajo recomendada de 50.000 rpm.



Micromotor Marathon MULTI 600



Ref. PUL4M3002

PVP ~~1050,00~~

**OFERTA**  
**850 €**

El micromotor Multi 600 Mixto de Marathon es un micromotor de inducción que permite la posibilidad de añadir una pieza de mano de escobillas o martillo percutor que funcione mediante escobillas.

- Velocidad de hasta 50.000 rpm
- Potencia: 230W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz
- Torque: 7,8 N/cm



Pieza de mano de escobillas

Marathon H37L1



Ref. PUL4P1620

PVP ~~140,50~~

**OFERTA**  
**130 €**

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 152 x 29 mm
- Peso: 268 gr
- Torque: 3,2 N/cm
- Con escobillas

Pieza de mano de escobillas. De primera calidad, robusta y muy manejable. Velocidad de trabajo recomendada de 35.000 rpm.



Micromotor Marathon N7 de escobillas 40000rpm



Ref. PUL4M3067

PVP ~~390,00~~

**OFERTA**  
**339 €**

- Velocidad de hasta 40.000 rpm
- Potencia: 100W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz
- Torque: 2,9 N/cm



Micromotor SMT K38 (Blanco) Sin Pedal



Ref. PUL4M3100

PVP ~~675,00~~

**OFERTA**  
**450 €**

- Velocidad de hasta 30.000 rpm
- Potencia: 25W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz



Micromotor MARATHON N7 Escobillas 40000rpm con pedal FS60



El micromotor N7 de Marathon es un potente micromotor de escobillas. Con un gran rendimiento y durabilidad, ofrece una velocidad máxima de hasta 35.000 rpm.

- Velocidad de hasta 40.000 rpm
- Potencia: 100W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz
- Torque: 4,5 N/cm



Ref. PUL4M3060

PVP ~~373,75~~

**OFERTA**  
**338 €**

Con pieza de mano SH37LN



Ref. PUL4M3065

PVP ~~360,00~~

**OFERTA**  
**325,00 €**

Con motor intramatic

**Micromotor Marathon K35  
(Blanco) de Escobillas**



Ref. PUL4M3110

- Velocidad de hasta 30.000 rpm
- Potencia: 40W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz

PVP ~~320,00~~  
**OFERTA**  
**299 €**



**Micromotor Technoflux TORNADO  
230W Inducción 55.000 RPM**



Ref. PUL4M2400

- Potencia Salida: 230W
- Velocidad: 0-55000 RPM
- Torque: 8,5N.cm
- Cambio de orientación de giro
- Soporte para pieza de mano

PVP ~~690,00~~  
**OFERTA**  
**655 €**



**Micromotor Technoflux CYCLONE  
90w Escobillas 35.000 RPM**



Ref. PUL4M2500

El nuevo micromotor de escobillas con la garantía de los productos Technoflux. Diseño ergonómico, pequeño y ligero con una gran calidad.

PVP ~~245,00~~  
**OFERTA**  
**195 €**

- Velocidad: 0-35000 RPM
- Potencia: 90W
- Alimentación: 220V-240V
- Torque: 3.0 N/cm



**Micromotor Technoflux HURRICANE  
90w escobillas 35.000 Rpm**



Ref. PUL4M2600

El primer micromotor digital de escobillas con la garantía de los productos Technoflux. Diseño ergonómico, pequeño y ligero con una gran calidad.

PVP ~~240,00~~  
**OFERTA**  
**195 €**

- Velocidad: 0-35000 RPM
- Potencia Salida: 90W
- Alimentación: 220V-240V
- Torque: 3.0 N/cm



**Micromotor MARATHON Champion 3  
de escobillas 35.000rpm**



Ref. PUL4M3070

- Velocidad de hasta 30.000 rpm
- Potencia: 40W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz
- Torque 3,2 N/cm

PVP ~~245,00~~  
**OFERTA**  
**190 €**



**Micromotor MARATHON ESCORT III  
escobillas 35.000rpm**



Ref. PUL4M3090

- Velocidad hasta 35.000 rpm
- Potencia: 40 W
- Alimentación: 220V-240V
- Torque: 3.2 N/cm

PVP ~~260,00~~  
**OFERTA**  
**210 €**



## Mesa trabajo para laboratorio dental 1 puesto acero

Technoflux

Ref. MOM000500

PVP ~~2277,35~~
**OFERTA**  
**1.995 €**


## Mesa trabajo para laboratorio dental 2 puestos, hecha de acero

Technoflux

Ref. MOM000600

PVP ~~3053,59~~
**OFERTA**  
**2.610 €**

- Medidas: Largo 1970 mm.
- Ancho 600 mm.
- Alto 900 mm. (encimera)
- Bastidor en acero y planchas metálicas resistentes al fuego.



### Todo tipo de composiciones

Technoflux

Ejemplo de montaje en combinación de cuatro elementos.  
Proyecto, diseño y planificación de BENMAYOR S.A. con marca Technoflux.

Nota: Transporte  
NO INCLUIDO en el precio.

### CONSÚLTENOS SOBRE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE SU LABORATORIO



Módulo esquinero  
para mesa trabajo  
laboratorio

Ref. MOM002000

PVP ~~733,95~~
**495 €**

Mesa acero para  
horno de cerámica

Ref. MOM001000

PVP ~~714,10~~
**450 €**

## Silla de trabajo ergonomica con ruedas

Ref. MOB010095

PVP ~~299,00~~
**OFERTA**  
**266 €**


- Peso: 12,5 kg
- Certificación de asiento de 8 horas
- Elevación variable entre 48 y 57 cm
- Posición de inclinación y posición fija



## Estación de trabajo Technoflux con micromotor incluido

Technoflux

Ref. MOM000400

PVP ~~1.800~~
**OFERTA**  
**1.690 €**

- Dimensiones: 1240 x 850 x 550 mm
- Iluminación Day Light
- Potencia: 650 W
- Voltaje 220 V



## Microscopio profesiones triocular con Zoom Óptico 7X-45X



Ref. GRA0A0160

PVP ~~3.200~~  
**OFERTA**  
**2.160 €**

El T70 ofrece una claridad excepcional en todo el campo de visión, con un rendimiento óptico que compite con los mejores del mercado. Su configuración trinocular de alta resolución incluye oculares 10x/23 mm, un amplio campo de visión (32,8-5,75 mm) y una distancia de trabajo de hasta 160 mm con la lente 0,5x incluida.

El revestimiento múltiple avanzado y la óptica finamente ajustada proporcionan una nitidez total en el área de visión, convirtiéndolo en una excelente opción para trabajos de precisión en laboratorio dental.



## Ultrasonidos ESTMON Electronic Series con cesta



Equipo de limpieza ultrasónica equipado con la última tecnología y la garantía de fabricación ESTMON. Permite visualizar y controlar mediante el teclado táctil todos los parámetros necesarios para obtener una excelente limpieza ultrasónica.

Ref. LIM0E0220-C

**OFERTA**  
**389,60 €**  
2,2 LITROS

Ref. LIM0E0300-C

**OFERTA**  
**488,80 €**  
3 LITROS

Ref. LIM0E0450-C

**OFERTA**  
**587,25 €**  
4,5 LITROS

Ref. LIM0E0600-C

**OFERTA**  
**733,50 €**  
6 LITROS

Ref. LIM0E1500-C

**OFERTA**  
**1187,10 €**  
15 LITROS

## Cuba de ultrasonido digital Technoflux 3L

Ref. LIM0M9015

PVP ~~199,00~~  
**OFERTA**  
**170 €**

Limpieza eficiente de todo tipo de material, especialmente instrumental de joyería y dental. Dispone de opciones avanzadas y una válvula de drenaje para su perfecto vaciado, además de una función de desgasificado.



## Technoflux Selladora BioStamp CE



Ref. ESN002120

PVP ~~320,00~~  
**OFERTA**  
**295 €**

Por medio de la personalización de los embalajes en diferentes tamaños, la selladora BioStamp proporciona economía de papel y un mejor aprovechamiento de espacio en la autoclave.



## Horno precalentamiento SIRIO Serie 725 Fire Light Mufla Sr7



Ref. MIS001200

PVP ~~1.690,00~~  
**OFERTA**  
**1.560 €**

PEQUEÑO

Ref. MIS001300

PVP ~~1.995,00~~  
**OFERTA**  
**1.866 €**

MEDIANO

Ref. MIS001400

PVP ~~2.133,25~~  
**OFERTA**  
**2.020€**

GRANDE

El horno Serie 725-L es una unidad de control electrónico con micro procesos y memoria permanente. Dispone de un programa para recubrimientos tradicionales, que contiene hasta 3 rampas (con la opción de temperatura, tasa de aumento de temperatura expresada en °C por minuto y tiempo de mantenimiento) y un programa específicamente estudiado para recubrimientos rápidos.

Todas estas versiones pueden equiparse con aspiración de humo.



## Horno Precalentamiento SIRIO Serie 750 Fire Light Mufla Sr7



Ref. MIS001500

PVP ~~2.100,00~~  
**OFERTA**  
**1.680 €**

PEQUEÑO

Ref. MIS001600

PVP ~~2.137,50~~  
**OFERTA**  
**1.699 €**

MEDIANO

La marca Sirio es apreciada en todo el mundo por sus cualidades técnicas, alto rendimiento y diseño además de sus precios competitivos. La constante evolución, la innovación y la investigación tecnológica han permitido a esta empresa posicionarse positivamente dentro del mercado global.

El horno Serie 750-S es una unidad de control electrónico con micro procesos y memoria permanente. Es capaz de memorizar hasta 7 ciclos o programas que se guardan en la memoria hasta que el operador decide modificarlos. Cada programa contiene 4 rampas y para cada rampa es posible configurar hasta 3 variables: temperatura, tasa de incremento y tiempo de mantenimiento.



## Horno para ceramica SIRIO Modelo Luxor ceramic SR852



Ref. MIS002600

PVP ~~4.723,43~~  
**OFERTA**  
**3.560 €**

Horno de inyección SR852 de la marca Sirio  
Controlador electrónico  
Temperatura máxima: 1200°C  
Variación temperatura: 2-200°C  
Pantalla LCD gráfica reo iluminada azul  
Modelo disponible con bomba



## Prensa Hidraulica Sirio Modelo P400 Para Tres Muflas



Ref. MIS000100

PVP ~~892,50~~  
**OFERTA**  
**645 €**

La prensa hidráulica P400 de Sirio, tiene capacidad para tres muflas a una presión máxima de 400 bares. (Kg./cm<sup>2</sup>), normalmente la presión de trabajo está al límite a 200 Bar.

Ejerce hasta una presión sobre mufla de 1.500 Kg.



## Mezcladora con Bomba De Vacio Modelo SR330T IN-MIX de Sobremesa



Ref. MIS000900

PVP ~~2.173,00~~  
**OFERTA**  
**1.390 €**

Aparato batidor al vacío para revestimientos y escayolas con un manejo sencillo e inequívoco.

Sujeción automática de la taza mediante sistema de vacío por depresión neumática (sistema ventor).

Máquina extremadamente silenciosa y segura.



## Aspiración portatil para laboratorio



Ref. PUL0M1500

PVP ~~930,00~~  
**OFERTA**  
**620 €**

- Dimensiones: 35,5 cm x 30 cm x 34 cm
- Peso: 16 kgs
- Alimentación: 220 V / 110 V - 50/60 Hz
- Potencia calculada: 500 W



## Recortadora Modelos Disco Diamante



Ref. MIS000202

Trabaja con el disco de diamante y no necesita ningún proceso de enfriamiento. Se debe conectar todos modos a un aspirador para aspirar el polvo de yeso.

PVP ~~1543,00~~  
**OFERTA**  
**1.130 €**

En seco

Ref. MIS000203

PVP ~~1403,50~~  
**OFERTA**  
**1.140€**

Con agua

CARACTERÍSTICAS:

- Salida: 600W
- Peso: 17Kg
- Velocidad de rotación: 2.800rpm



## Modulo de repasado con aspiración



Ref. MIT000725

Características principales:  
· Aspiración eficiente y silenciosa (<50 dB)  
· Iluminación LED (6500K, 1400 lúmenes)  
· Dimensiones: 450 x 420 x 300 mm  
· Voltaje: 220V/50Hz o 110V/60Hz

PVP ~~650,00~~  
**OFERTA**  
**595 €**

**NUEVO**



Con aspiración interna

## Aspirador SIRIO 1300W -AS150



Ref. MIS000215

**NUEVO**

PVP ~~490,00~~  
**OFERTA**  
**430 €**

Aspirador con sistema de filtrado especial para arenas extra finas y un motor bypass de alta potencia que permite al usuario conectarla tanto a máquinas de corte en seco como a máquinas de arenado.

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 390 x 390 x 500 mm
- Peso: 7,5 kg
- Alimentación: 230V - 50/60 Hz
- Potencia: 1300W



## Aspiracion Portatil Induccion para Laboratorio 800W



Ref. PUL0M1150

Silenciosa y de reducidas dimensiones. Función de encendido automático y auto conexión al micromotor.

PVP ~~760,00~~  
**OFERTA**  
**725 €**

Encendido automático



## Pulidora con kit de accesorios



Ref. PUL0P0150

PVP ~~280,00~~  
**OFERTA**  
**247 €**

- Dimensiones: 45x44x20(cm)
- Voltaje: 220V +/- 22V 50Hz +/- 1 Hz
- Potencia: 370W (0,5 HP)
- Velocidad: 2.800 rpm



## Protector contra salpicaduras para Pulidora Sirio



Ref. MIS000208

PVP ~~49,00~~  
**OFERTA**  
**43,70 €**



Protector de plástico contra salpicaduras y polvo para pulidora Sirio. Proporciona protección y seguridad durante el proceso de pulido.

Dimensiones: 190 x 240 x 270 mm

## Pulidora 2 Velocidades - PL 160 400W



Ref. MIS000207

- Peso: 12 kg
- Velocidad de rotación: 1400 - 2800 rpm
- Alimentación: 220-240V - 50/60 Hz

PVP ~~635,00~~  
**OFERTA**  
**575 €**



## Conos para pulidora SIRIO

Derecho  
Ref. MIS000211  
Izquierdo  
Ref. MIS000212

**OFERTA**  
**36 €**  
PVP ~~40,00~~



## Generador De Vapor Technoflux Modelo Top Steam 2000

 Technoflux

Ref. MIS002090

PVP ~~490,00~~  
**OFERTA**  
**450 €**

El generador de vapor Top Steam 2000 de Technoflux ha sido especialmente diseñado para la limpieza y desinfección durante su aplicación en las industrias joyera, relojera y dental.

Está fabricado bajo altos estándares europeos para garantizar su durabilidad, fiabilidad y eficiencia energética.



## Generador De Vapor Technoflux Modelo Top Steam 2000 PRO

 Technoflux

Ref. MIS002080

PVP ~~610,00~~  
**OFERTA**  
**569 €**

El NUEVO limpiador a vapor Top Steam 2000 PRO genera vapor de alta presión para garantizar que la penetración del vapor llegue hasta la suciedad más incrustada de la pieza.

CARACTERÍSTICAS:

- Toma de agua para depósito externo
- Manguera para proyección móvil
- Volumen: 2 litros
- Temperatura máxima del vapor: 140 °C



## Generador de Vapor Sirio Mod. SR902

 Sirio

Ref. MIS002100

PVP ~~2325,00~~  
**OFERTA**  
**1.730 €**

Conexión directa al suministro de agua. Incorpora dispositivos de seguridad y válvula de seguridad mecánica para un control correcto del estado de la resistencia y la caldera.



## Generador de vapor STEAM SR900S

 Sirio

Ref. MIS002000

PVP ~~1575,00~~  
**OFERTA**  
**1.195 €**

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 220 x 300 x 500 mm
- Peso: 10 kg
- Fluido: Vapor
- Llenado: Manual
- Potencia: 2000W
- Presión: 4,5 bar



## Descalcificador Sirio SR 907

 Sirio

Ref. MIS002201

PVP ~~299,00~~  
**OFERTA**  
**256,62 €**

Desmineralizador de agua potable, por resinas catiónicas.

Imprescindible con su generador de vapor.



## Separadora modelos con aspiración e indicador láser modelo SR2

 Sirio

Ref. MIS001105

PVP ~~2835,00~~  
**OFERTA**  
**1.690 €**

CARACTERÍSTICAS:

- Separador de modelos
- Indicador LASER
- Aspiración incorporada
- Puerta-soporte de modelo con sujeción electromagnética



## Destilador eléctrico en acero inoxidable con jarra de vidrio

 Technoflux

Ref. ESN001900

PVP ~~209,00~~  
**OFERTA**  
**185 €**

CARACTERÍSTICAS:

- Destilador eléctrico.
- Fabricado en Acero Inoxidable.
- Jarra de vidrio.
- Para obtener agua destilada a partir de la red hídrica.
- Produce 4 litros de agua en 6 horas.
- Automáticos y silenciosos.



### Vibrador Sirio



Ref. MIS000500

PVP ~~375,00~~  
**OFERTA**  
**250 €**  
PEQUEÑO

Aparatos de elevada potencia y potenciómetro regulable con intensidad de vibración variable. Superficie de trabajo en goma de fácil absorción de vibraciones. Pies con ventosa para una mejor adherencia a la mesa de trabajo.



Ref. MIS000600

PVP ~~449,58~~  
**OFERTA**  
**294,15 €**  
MEDIANO

Ref. MIS000700

PVP ~~524,18~~  
**OFERTA**  
**383,50 €**  
GRANDE

### Arenadora SR 922R



Ref. MIS001800

PVP ~~1620,00~~  
**OFERTA**  
**1.299 €**

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 39 x 43 x 43 cm
- Peso: 16 kg
- Fuente de alimentación: 230V - 50/60 Hz
- Potencia: 9 W
- Presión del aire: 1.5-6 bar



Ref. MET004600

Óxido de aluminio blanco (grano 54)

Ref. MET004600

Óxido de aluminio blanco (grano 80)

Ref. MET004600

Óxido de aluminio blanco (grano 100)

Ref. MET004630

Óxido de aluminio blanco (grano 120)

Ref. MET004640

Óxido de aluminio blanco (grano 220)

Ref. MET004700

Microesferas de vidrio (grano 40/70)

Ref. MET004710

Microesferas de vidrio (grano 100/200)

Ref. MET004720

Microesferas de vidrio (grano 300/400)

### Sibari Fotopolimerizador Sirio SR 620



Ref. MIS002900

PVP ~~1355,00~~  
**OFERTA**  
**1.326,48 €**

- Plato giratorio
- Ventilador interno
- Rayos UV y luz blanca
- Sin sobrepasar nunca las 50°C
- Potencia 320 W
- Peso: 10 Kg



### Máquina de vacío para adaptaciones termoplásticas



Ref. MIT000600

PVP ~~224,95~~  
**OFERTA**  
**169 €**

Entrega tus moldes al cliente en minutos y ahorra en el coste del laboratorio.

Máquina moldeadora de planchas termoplásticas para férulas de blanqueamiento, férulas para bruxistas (flexibles o rígidas), protectores bucales, cubetas individuales, placas base, etc.

- Varios tipos de planchas.
- Varias funciones.
- Voltaje: 220 V / 50 Hz +10 %.
- Potencia: 1.000 W.
- Peso: 6 Kg.
- Medidas: 25 x 21 x 30 cm.



### Vibrador de yesos redondo 100 W



Ref. MIT000410

PVP ~~192,00~~  
**OFERTA**  
**92 €**

- Voltaje: 220V/50 Hz
- Potencia: 100 W
- Medidas: 14x15x11cm
- Peso: 1.7 Kg
- Construido en metal
- Diam. goma: 11 cm
- Diam. vibrador: 11,5 cm
- Potencia vibración ajustable



### Placa Soft Cuadrada Bio-Art



Ref. MIT000670 2mm - Flexible CX10 PVP ~~22,50~~ **14,95 €**

Ref. MIT000680 5mm - Flexible CX5 PVP ~~22,50~~ **14,95 €**

Las placas soft de 0.2 mm sirven para hacer férulas de blanqueamiento para casa y cubetas de fluorización, tienes diferentes colores.



### Unidad para curado Tray Lux M5



Ref. MIT001000

PVP ~~295,00~~  
**OFERTA**  
**192 €**

CARACTERÍSTICAS:

- 27W de potencia.
- Ajuste digital del tiempo de curado.
- Compacta, de fácil limpieza.
- Construida en acero.



## Kit de acabado compuesto con 12 fresas


STRAUSS & CO  
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD

Ref. FR0001030

PVP ~~105,00~~

**OFERTA**  
**98,50 €**

Kit "Composite" compuesto por 12 fresas que otorgan un acabado fino y pulido para el tratamiento final del composite.



## Calentador para 7 jeringas composite + bandeja de mantenimiento

Technoflux

Ref. ESI000040

PVP ~~285,00~~

**OFERTA**  
**249 €**

Este calentador de jeringas de composite alcanza una temperatura entre 40°C-45°C y 50°C, es la temperatura ideal y recomendada para calentar este material.



## Arco facial para articulador Tipo Arcon

Technoflux

Ref. VZB005110

PVP ~~99,25~~

**OFERTA**  
**95 €**

Instrumento que permite registrar la posición de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo, y transfiere el registro para el articulador.



## Planchas rosas fotopolimerizables Caja 50 unidades

Technoflux

Ref. MIT001005

**OFERTA**

PVP ~~49,10~~

**46,80 €**

1,4mm

Ref. MIT001006

**OFERTA**

PVP ~~48,89~~

**46,80 €**

2,2mm



## Lupas Bio Art

Ref. GEM0U0410

PVP ~~36,00~~

**OFERTA**

**32 €**

3,5X

Ref. GEM0U0400

PVP ~~36,00~~

**OFERTA**

**32 €**

2,5X

Lentes con protección contra rayos UV e IV, de excelente transparencia y resistencia a abrasiones.

Lupa ligera, práctica y con excelente desempeño visual. Fabricada con resina CR-39, las lentes poseen protección contra rayos UV y IV, mayor resistencia contra abrasión y excelente transparencia.

- Sujeción en la cabeza.
- Diámetro ajustable.
- Excelente campo visual.
- Con protección contra rayos UV y IV.
- Disponible en 2,5 aumentos o 3,5x aumentos.



bioart

## Articulador semiajustable TECHNOFLUX ARQUMED-SENIOR

Technoflux

Ref. VZB005000

PVP ~~360,82~~

**OFERTA**

**205,50 €**

Ref. VZB005100

PVP ~~396,65~~

**OFERTA**

**289 €**

+ Estuche + Arco

El Articulador Arquemed-Senior deTechnoflux está indicado para la reproducción de las posiciones máximo-mandibulares estáticas y dinámicas.

Gracias a su alta precisión y a sus múltiples ajustes consigue unas reproducciones excelentes. Su estructura de construcción robusta ofrece una gran estabilidad, a la vez que proporciona una gran visibilidad.

El articulador de Technoflux es semi-ajustable, de tipo arcón.




Fantoma modelo estudio JG-C 1 a sobre mesa 

Ref. VZB005200

PVP ~~692,00~~  
**OFERTA**  
**529 €**

Este modelo de estudio de Technoflux está pensado para estudiantes para que puedan realizar las prácticas o simulaciones de procedimientos dentales.



Mandibula para modelos de estudio 

Ref. VZB005230

PVP ~~104,95~~  
**OFERTA**  
**99 €**



Articulador de charnela cromado 

Ref. VZB000360

PVP ~~27,54~~  
**OFERTA**  
**18,36 €**

Grande

Articulador de charnela es de fácil montaje.  
Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria.  
El maxilar superior con regulación por tornillo.



Ref. VZB000380

PVP ~~15,35~~  
**OFERTA**  
**10,25 €**  
Pequeño



Articulador Charnela Con Base Redondeada 

Ref. VZB000390

PVP ~~14,25~~  
**OFERTA**  
**9,50 €**

Este articulador de charnela es de fácil montaje.

Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria. El maxilar superior con regulación por tornillo.



Articulador Para Coronas Y Puentes Dorado 

Ref. VZB000385

PVP ~~15,35~~  
**OFERTA**  
**10,25 €**

Este articulador de charnela es de fácil montaje.

Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria. El maxilar superior con regulación por tornillo.



Articulador Tres Puntas Jt-03 (Tipo Japones) 

Ref. VZB000410

PVP ~~29,93~~  
**OFERTA**  
**19,95 €**

Este articulador es fácil manejar. Dispone de un movimiento mandibular en base a registro medios obtenidos de los diagnósticos clínicos.

Incorpora unos muelles por encima de los cóndilos permite desplazar al maxilar superior retornando después a su posición original.



Articulador De Charnela Pequeño Dorado 

Ref. VZB00375

PVP ~~15,35~~  
**OFERTA**  
**10,25 €**

Este articulador de charnela es de fácil montaje.

De tamaño pequeño de color dorado. Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria. El maxilar superior con regulación por tornillo.



**Pulidores para resina**

- VERDES "desgastado"
- GRISES "pulido-alisado"
- VERDES CLAROS "abrillantado"



H332K  
10 x 20



H334KM  
10 x 24



H336KM  
15 x 17



H332K  
55 x 16

TIPO	VERDES "desgastado"		
	Código	Presentación	OFERTA
H332	PUL2M0410	Caja X 10	21,00 €
H336	PUL2M0430	Caja X 10	22,40 €
H338	PUL2M0440	Caja X 10	24,70 €

TIPO	GRISES "pulido-alisado"		
	Código	Presentación	OFERTA
	PUL2M0450	Caja X 10	22,40 €
	PUL2M0460	Caja X 10	20,00 €
	PUL2M0470	Caja X 10	21,80 €
	PUL2M0480	Caja X 10	19,00 €

**Kit pulido resina**



Ref. PUL2M0400

- Excelente calidad
- Caja x 12



PVP 29€  
**OFERTA 25,40€**

TIPO	VERDES CLAROS "abrillantado"		
	Código	Presentación	OFERTA
	PUL2M0490	Caja X 10	20,00 €
	PUL2M0500	Caja X 10	21,80 €
	PUL2M0510	Caja X 10	20,00 €
	PUL2M0520	Caja X 10	19,00 €

**Abrasivos para zirconio DIA STONE PM (azul)**



Ref. PUL2C7200

377 - 4HP - Fino



**24,15€**

Ref. PUL2C7210

397 - 4HP - Medio



**23,93€**

Ref. PUL2C7220

372 - 4HP - Fino



**26,70€**

Ref. PUL2C7230

392 - 4HP - Medio



**21,97€**

Ref. PUL2C7240

372 - 6HP - Fino



**23,67€**

Ref. PUL2C7250

392 - 6HP - Medio



**27,15€**

Ref. PUL2C7290

375 - 22HP - Fino 22mm



**38,40€**

Ref. PUL2C7280

374 - 15HP - Fino 15mm



**33,80€**

**Cepillo pulidor pelo de cabra**

Ref. PUL2C8260

- Cabra y scotch brite
- No convergente
- Mod. 9280
- 80 mm
- 2 hileras
- Caja 12 /u



**OFERTA 8,30 €**

**Cepillo circular cerda negra tipo S**

Ref. PUL2C6050

- Cerda negra chungking
- Convergente
- Mod. 1270
- 70 mm
- 2 hileras
- Caja 12 /u



**OFERTA 4,07€**

**Cepillo circular cerda negra tipo S**

Ref. PUL2C6090

- Cerda negra chungking
- Convergente
- Mod. 1480
- 80 mm
- 4 hileras
- Caja 12 /u



**OFERTA 5,50€**

**Cepillo circular cerda negra tipo G**

Ref. PUL2C6100

- Cerda negra chungking
- 4 hileras en paralelo
- Mod. 148
- 80 mm
- Caja 12 /u



**OFERTA 5,50€**

**Disco franela**

Ref. PUL2D2900

- Mod. 161
- 100/20
- 100 mm
- 20 hileras



**OFERTA 11,00€**

**Disco muselina blanqueada**

Ref. PUL2D2910

- Mod. 164
- 100/20
- 100 mm
- 20 hileras



**OFERTA 10,34€**

**Cepillo paño zeta para brillo**

Ref. PUL2D2930

- Mod. 862
- 100/15
- 100 mm
- 15 hileras



**OFERTA 8,97€**

**Cepillo cuero de microfibras**

Ref. PUL2D2925

- Mod. 520
- 100/7
- 100mm
- 7 hileras



**OFERTA 13,59€**

Lámpara con lupa 5X con pinza para fijación 90 LEDs blancos 9 W

 Technoflux

Ref. MOB0S0335

PVP ~~95,00~~  
**OFERTA**  
**75 €**



- Muy bajo consumo
- Lente de 5 dioptrías
- Intensidad: 1.600 mcd /LED
- Alimentación: 230 Vac / 9 W
- Dimens. brazo: 86 cm
- Diámetro lupa: 120 mm
- Long. cable: 1,5 m
- Peso: 2.300 g

Lámpara con lupa 5X con pinza para fijación 60 LEDs 14 W

 Technoflux

Ref. MOB0S0340

PVP ~~89,00~~  
**OFERTA**  
**72 €**



- 60 LEDs blancos alta luminosidad
- Lente de 5 dioptrías
- Intensidad: 1.600 mcd / LED
- Alimentación: 230 Vac / 14 W
- Dimensiones brazo: 86 cm
- Diámetro lupa: 127 mm
- Longitud cable: 1,5 m
- Peso: 2.300 g

Lámpara 117 LEDs 24 W luz regulable 6.000 K con pinza para fijación

 Technoflux

Ref. MOB0S0400

PVP ~~120,00~~  
**OFERTA**  
**99 €**



- 117 LEDs blancos de alta luminosidad.
- Intensidad: 2.200 mcd / LED
- Alimentación: 230 V 24 W.
- Interruptor con regulación de intensidad de luz.
- Longitud cable: 1,2 m.
- Peso: 2.400 g.

Lámpara con lupa, 5 dioptrías de sobremesa y brazo flexible

 Technoflux

Ref. MOB0S0365

PVP ~~57,00~~  
**OFERTA**  
**43 €**



- 60 LEDs blancos de alta luminosidad
- Lente de 5 dioptrías.
- Soporte de mesa.
- Alimentación: 230V 14W.
- Interruptor ON/OFF.
- 14W

Compresor 50L Modelo DA7002D

 Technoflux

Ref. APC001100

PVP ~~1.650,00~~  
**OFERTA**  
**1.515 €**

Compresor ideal para equipos de uso ligero. Con 50 litros de capacidad y dos cabezales de cuatro cilindros.

Es silencioso, de baja vibración y libre de aceite.



Compresor 70L Modelo DA7003D

 Technoflux

Ref. APC001200

PVP ~~2.298,00~~  
**OFERTA**  
**2.070 €**

Compresor de 70 litros de capacidad, tres cabezales de seis cilindros y temporizador para retraso en arranque del tercer cabezal.

Silencioso, de baja vibración y libre de aceite.





La mejor tecnología alemana  
aplicada a acabados de alta estética



capa	altura de la capa	Transparencia	Dureza
1	23%	47%	≥ 800
2	18%	46,5%	≥ 850
3	18%	46%	≥ 900
4	18%	45%	≥ 1000
5	23%	44%	≥ 1100

Manejo sencillo  
y limpio



Geo 5 K2 CAD / CAM Disco de zirconio multi-capa

Color	Grosor							
	14 mm		16 mm		18 mm		20 mm	
A1	FUNYE0755	125 €	FUNYE0760	139,9 €	FUNYE0765	139,90 €	FUNYE0770	149,94€
A2	FUNYE0775	125 €	FUNYE0780	139,9 €	FUNYE0785	139,90 €	FUNYE0790	149,94€
A3	FUNYE0795	125 €	FUNYE0800	139,9 €	FUNYE0805	139,90 €	FUNYE0810	149,94€
A3,5	FUNYE0815	125 €	FUNYE0820	139,9 €	FUNYE0825	139,90 €	FUNYE0830	149,94€
B1	FUNYE0835	125 €	FUNYE0840	139,9 €	FUNYE0845	139,90 €	FUNYE0850	149,94€
B2	FUNYE0855	125 €	FUNYE0860	139,9 €	FUNYE0865	139,90 €	FUNYE0870	149,94€
C2	FUNYE0875	125 €	FUNYE0880	139,9 €	FUNYE0885	139,90 €	FUNYE0890	149,94€



**NUEVO**

### K2 MYSTAINS KIT MAQUILLAJES

Ref. FUNYE0096

K2 MyStains de Yeti ofrece una solución cerámica de alta calidad para restauraciones, con una amplia gama de tonos que se mezclan fácilmente para una perfecta adaptación cromática.

Ref. FUNYE0096

Con 19 tonalidades

**503,46€**

Ref. FUNYE0097

Con 11 tonalidades

**281,67€**

**B Benmayor**  
Technoflux

Benmayor S.A.  
C/Bach, 2-B Pol. Ind. Foinvasa  
08110 Montcada i Reixac, Barcelona  
dental@benmayor.com  
T +34 935 724 163

dental.benmayor.com

¡Los productos  
**BENMAYOR** ya están  
disponibles en tu  
DISTRIBUIDOR DE  
CONFIANZA!



David Paradelá - 657 434 895 - d.paradela@benmayor.com  
Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja,  
Navarra, Castilla y León, Extremadura, Castilla La Mancha,  
Madrid, Canarias y Portugal.

Alex Güiza - 605 523 908 - a.guiza@benmayor.com  
Cataluña, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía,  
Murcia.