

B Benmayor

Laboratorio



B Technoflux

Micromotor Technoflux Tornado 230W

El nuevo micromotor de inducción con la garantía de los productos Technoflux. Diseño ergonómico y compacto con una gran potencia y robustez.

Ref. PUL4M2400

655⁰⁰€



MEDIT

Escáner Extraoral MEDIT T710

El escáner T710 de Medit ha revolucionado el grado de precisión de los datos gracias a su software de vanguardia, sus cámaras de alta resolución y su tecnología de escaneo de luz azul.

Ref. MIT001160

**OFERTAS hasta
31 de Diciembre
de 2023**



**DISPONIBLES
a partir de 24 de Octubre**



**Manejo sencillo
y limpio**



Geo 5 K2 CAD / CAM Disco de circonio multi-capa

Color	Grosor							
	14 mm		16 mm		18 mm		20 mm	
A1	FUNYE0755	109,50€	FUNYE0760	119,90€	FUNYE0765	119,90€	FUNYE0770	129,50€
A2	FUNYE0775	109,50€	FUNYE0780	119,90€	FUNYE0785	119,90€	FUNYE0790	129,50€
A3	FUNYE0795	109,50€	FUNYE0800	119,90€	FUNYE0805	119,90€	FUNYE0810	129,50€
A3,5	FUNYE0815	109,50€	FUNYE0820	119,90€	FUNYE0825	119,90€	FUNYE0830	129,50€
B1	FUNYE0835	109,50€	FUNYE0840	119,90€	FUNYE0845	119,90€	FUNYE0850	129,50€
B2	FUNYE0855	109,50€	FUNYE0860	119,90€	FUNYE0865	129,50€	FUNYE0870	129,50€
C2	FUNYE0875	109,50€	FUNYE0880	119,90€	FUNYE0885	129,50€	FUNYE0890	129,50€



capa	altura de la capa	Transparencia	Dureza
1	23%	47%	≥ 800
2	18%	46,5%	≥ 850
3	18%	46%	≥ 900
4	18%	45%	≥ 1000
5	23%	44%	≥ 1100

Hay un escáner extraoral Medit Serie-T diseñado especialmente para tí.



MEDIT T310

MIT001150

- Resolución de cámara: Mono 5.0(MP) x2
- LED Azul, 150 ANSI lúmenes
- Precisión 9 micras



MEDIT T710

MIT001160

- 4 cámaras
- Precisión 4 micras
- Escaneo flexible



MEDIT T510

MIT001155

- Triangulación óptica con variación de fase
- Escaneo con articulador
- Precisión 7 micras

Acelera tu flujo de trabajo.

El escáner de escritorio Medit T710 está equipado con un motor de escaneo rápido y un algoritmo de software altamente eficiente que funcionan en conjunto para producir un escaneo de arco completo en solo 8 segundos.

El sistema de posicionamiento avanzado y de alta velocidad de la nueva serie T está diseñado para un rendimiento óptimo para su laboratorio, acelerando su flujo de trabajo y aumentando la productividad.



Escaneo del arco completo:
8 Segundos

No es magia, es tecnología.

Los escáneres intraorales MEDIT hacen del escaneo dental un juego de niños.



Medit i600

MIT001252

Tecnología al alcance de todos.



245g Peso pluma
El más ligero de su gama



Ahorre tiempo
Tan sencillo como enchufarlo al ordenador y empezar a trabajar



Medit i700

MIT001240

Toda la potencia en tus manos.



Modo control remoto
Para facilitar la visualización



LED UV-C
La limpieza y la desinfección más eficiente



Medit i700

Inalámbrico

MIT001700

La mejor eficiencia, ahora sin cables.

Nunca restar había sumado tanto.

A todas las ventajas que tiene el modelo i700 se le añade una mayor movilidad gracias a la funcionalidad Wireless, sin cables.

La batería trabaja hasta 8 horas sin necesidad de de recarga, para una mayor comodidad.

Micromotor TECHNOFLUX TORNADO 230W

Technoflux

Ref. PUL4M2400

PVP ~~850,00~~
OFERTA
655 €

- Potencia Salida: 230W
- Velocidad: 0-55000 RPM
- Torque: 8,5N.cm
- Cambio de orientación de giro
- Soporte para pieza de mano
- Peso: 4,27 kg

El nuevo micromotor de inducción con la garantía de los productos Technoflux. Diseño ergonómico y compacto con una gran potencia y robustez.

Su silenciosa y estable pieza de mano (PUL4P1550), dispone de 230W de potencia y una velocidad máxima de 55.000 RPM, la cual puede fijarse mediante el sistema Auto-Cruise, cuenta con un par motor de 8,5 N.cm con compensación electrónica

Equipada con sistema de freno para aumentar la rapidez del ajuste de velocidad, sistema de paro automático por sobrecarga y rodamientos NSK de larga duración.



Micromotor Technoflux Cyclone 90w Escobillas 35.000 RPM

Technoflux

Ref. PUL4M2500

PVP ~~245,00~~
OFERTA
195 €

- Potencia Salida: 90W
- Velocidad: 0-35000 RPM
- Torque: 3.0N.cm
- Cambio de orientación de giro
- Soporte para pieza de mano
- Peso: 2 kg

El nuevo micromotor de escobillas con la garantía de los productos Technoflux. Diseño ergonómico, pequeño y ligero con una gran calidad.



Micromotor Marathon MULTI 600

marathon

Ref. PUL4M3002

OFERTA
990 €

- Velocidad de hasta 50.000 rpm
- Potencia: 230 w
- Alimentación: 220v 50/60 Hz
- Rodamientos cerámicos

El micromotor Multi 600 Mixto de Marathon es un micromotor de inducción que permite la posibilidad de añadir una pieza de mano de escobillas o martillo percutor que funcione mediante escobillas.



Micromotor MARATHON Champion 3 de escobillas 35000rpm

marathon

Ref. PUL4M3070

PVP ~~218~~
OFERTA
190,00 €

El micromotor Champion 3 de Marathon es un potente micromotor de escobillas. Pieza de mano H37L1

Con un gran rendimiento y durabilidad, ofrece una velocidad máxima de hasta 35.000 rpm. Pedal SF.



Micromotor MARATHON ESCORT III escobillas 35000rpm

marathon

Ref. PUL4M3090

PVP ~~241,50~~
OFERTA
210,00 €

- Dimensiones: 112x147x78 mm
- Peso: 1,25 kg
- Velocidad de hasta 35.000 rpm
- Potencia: 40 W
- Pedal SF
- Pieza de mano H37L1



Micromotor Marathon N7 de escobillas 40000rpm

Ref. PUL4M3067

PVP ~~508,50~~

OFERTA
339,00 €

El micromotor N7 de Marathon es un potente micromotor de escobillas. Con un gran rendimiento y durabilidad, ofrece una velocidad máxima de hasta 40.000 rpm.

Dispone de una compensación electrónica del PAR y ofrece un doble control de velocidad que puede regularse mediante el mando de la unidad de control o mediante el pedal reostato con control de velocidad que incorpora el equipo. Este modelo permite añadir un segundo pedal on/off para un mejor control de la velocidad. Indicado e imprescindible para realizar los trabajos habituales realizados con pieza de mano rotativa.

marathon



Micromotor Marathon K35 (Blanco) de Escobillas

Ref. PUL4M3110

PVP ~~448,50~~

OFERTA
299,00 €

Potente micromotor de escobillas. Velocidad máxima de hasta 30.000 rpm, motor progresivo y sistema de protección con sensor de temperatura.

Incluye pieza de mano SH30N y pedal.



marathon

Micromotor SMT K38 (Blanco) Sin Pedal

marathon

Ref. PUL4M3100

PVP ~~675,00~~

OFERTA
450,00 €

Ofrece una velocidad máxima de 30.000 rpm, además de un doble control de velocidad que puede controlarse mediante el pedal o bien mediante el botón digital. Recomendamos no superar la velocidad con tal de evitar un desgaste prematuro de la pieza.

Incluye motor intra ref. M300ES y pieza de mano ref. ES6



Micromotor MARATHON N7 Escobillas 40000rpm con pedal FS60

marathon

El micromotor N7 de Marathon es un potente micromotor de escobillas. Con un gran rendimiento y durabilidad, ofrece una velocidad máxima de hasta 35.000 rpm.

Dispone de una compensación electrónica del PAR y ofrece un doble control de velocidad que puede regularse mediante el mando de la unidad de control o mediante el pedal reostato con control de velocidad que incorpora el equipo.

Ref. PUL4M3060

PVP ~~373,75~~

OFERTA
325,00 €

Con pieza de mano SH37LN

Ref. PUL4M3065

PVP ~~373,75~~

OFERTA
325,00 €

Con motor intramatic



Mesa trabajo para laboratorio dental 2 puestos, hecha de acero

Ref. MOM000600

PVP 3053,59

OFERTA
2.610 €

- Medidas: Largo 1970 mm. Ancho 600 mm. Alto 900 mm. (encimera)
- Bastidor en acero y planchas metálicas resistentes al fuego.
- Aspirador de 800 W y una lámpara por puesto.
- Protector de acero en tablero.
- Instalación de gas
- Sopladores.
- Manómetro.
- Apoyabrazos.
- Enchufes.
- 7 Cajones

B Technoflux



Mesa trabajo para laboratorio dental 1 puesto acero **B** Technoflux

Ref. MOM000500

PVP 2277,35

OFERTA
1.995 €



Aspiración portátil para laboratorio

Ref. PUL0M1500

PVP 930,00

OFERTA
620 €

B Technoflux

- Dimensiones: 35,5 cm x 30 cm x 34 cm
- Peso: 16 kgs
- Alimentación: 220 V / 110 V - 50/60 Hz
- Potencia calculada: 500 W



Silla de trabajo ergonomica con ruedas

Ref. MOB0I0095

- Peso: 12,5 kg
- Certificación de asiento de 8 horas
- Elevación variable entre 48 y 57 cm
- Posición de inclinación y posición fija

DURSTON TOOLS



Todo tipo de composiciones

B Technoflux

Ejemplo de montaje en combinación de cuatro elementos. Proyecto, diseño y planificación de BENMAYOR S.A. con marca Technoflux.

Nota: Transporte NO INCLUIDO en el precio.

**CONSÚLTENOS SOBRE
DISEÑO Y PLANIFICACIÓN
DE SU LABORATORIO**



Mesa acero para
horno de ceramica
Ref. MOM001000
450 €

Modulo esquinero
para mesa trabajo
laboratorio
Ref. MOM002000
495 €

CAD/CAM - Discos de cera YETI DENTAL



- La cera estable permite el fresado minucioso
- Superficies homogéneas
- Las piezas mecanizadas son lisas
- El descenso de la temperatura es a 120°C
- Los blancos no se derriten y no manchan
- Se quema sin dejar ningún residuo

Codigo	Descripción	PVP	OFERTA
FUNYE0575	(98,5) Gris - Medio - 14 mm	40,25€	29,95€
FUNYE0580	(98,5) Gris - Medio - 16 mm	44,85€	35,95€
FUNYE0585	(95) Gris - Medio - 14 mm	44,85€	29,95€
FUNYE0590	(95) Gris - Medio - 16 mm	44,85€	29,95€
FUNYE0595	(95) Gris - Medio - 20 mm	51,75€	29,95€
FUNYE0600	(98,5) Beig - Duro - 14mm	40,25€	29,95€
FUNYE0605	(98,5) Beig - Duro - 16mm	44,85€	29,95€
FUNYE0610	(98,5) Blanco - Duro - 14 mm	40,25€	29,95€
FUNYE0615	(98,5) Blanco - Duro - 20 mm	51,75€	29,95€
FUNYE0620	(98,5) Blanco - Duro - 12 mm - 12piezas	343,85€	285,50€
FUNYE0625	(98,5) Blanco - Duro - 20 mm - 12piezas	343,85€	285,50€

Codigo	Descripción	PVP	OFERTA
FUNYE0630	(98,5) Azul - Duro - 14 mm	40,25€	29,95€
FUNYE0635	(98,5) Azul - Duro - 20 mm	51,75€	29,95€
FUNYE0640	(98,5) Azul - Duro - 25 mm	51,75€	29,95€
FUNYE0645	(98,5) Azul - Duro - 30 mm	51,75€	29,95€
FUNYE0660	(98,5) Verde - Duro - 20 mm	51,75€	29,95€
FUNYE0665	(98,5) Verde - Duro - 25 mm	51,75€	29,95€
FUNYE0655	(98,5) Azul - Duro - 20 mm - 12 piezas	343,85€	255,00€

Pieza Mano Recta Marathon SDE-ES6

Ref. PUL4P1650

PVP 165,00
OFERTA
110,00 €

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 85,5 x 19 mm
- Peso: 52,5 gr
- Velocidad de hasta 40.000 rpm
- Autoclavable.



Pieza de Mano Escobillas Marathon SH37LN-M45

Ref. PUL4P1630

PVP 315,32
OFERTA
210,21 €

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 153,5 x 29,5 mm
- Peso: 208 gr
- Velocidad de hasta 45.000 rpm
- Torque: 4,55 N/cm
- Con escobillas



Pieza de Mano Induccion Marathon BM40S1

Ref. PUL4P1610

PVP 832,50
OFERTA
555,00 €

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 160 x 26 mm
- Peso: 238 gr
- Torque: 8,5 N/cm
- Con rodamientos cerámicos



Pieza Mano Marathon S40

Ref. PUL4P1750

PVP 285,00
OFERTA
190,00 €

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 150 x 30 mm
- Peso: 220 gr
- Velocidad de hasta 40.000 rpm
- Torque: 5 N/cm
- Con escobillas



Horno precalentamiento SIRIO Serie 725 Fire Light Mufla Sr7



Ref. MIS001200

PVP ~~1523,75~~
OFERTA
1.465 €

PEQUEÑO

Ref. MIS001300

PVP ~~1667,50~~
OFERTA
1.595 €

MEDIANO

Ref. MIS001400

PVP ~~2133,25~~
OFERTA
1.995 €

GRANDE

El horno Serie 725-L es una unidad de control electrónico con micro procesos y memoria permanente. Dispone de un programa para recubrimientos tradicionales, que contiene hasta 3 rampas (con la opción de temperatura, tasa de aumento de temperatura expresada en °C por minuto y tiempo de mantenimiento) y un programa específicamente estudiado para recubrimientos rápidos.

Todas estas versiones pueden equiparse con aspiración de humo.



Horno Precalentamiento SIRIO Serie 750 Fire Light Mufla Sr7



Ref. MIS001500

PVP ~~2160,00~~
OFERTA
1.680 €

PEQUEÑO

Ref. MIS001600

PVP ~~2437,50~~
OFERTA
1.625 €

MEDIANO

La marca Sirio es apreciada en todo el mundo por sus cualidades técnicas, alto rendimiento y diseño además de sus precios competitivos. La constante evolución, la innovación y la investigación tecnológica han permitido a esta empresa posicionarse positivamente dentro del mercado global.

El horno Serie 750-S es una unidad de control electrónico con micro procesos y memoria permanente. Es capaz de memorizar hasta 7 ciclos o programas que se guardan en la memoria hasta que el operador decide modificarlos. Cada programa contiene 4 rampas y para cada rampa es posible configurar hasta 3 variables: temperatura, tasa de incremento y tiempo de mantenimiento.



Horno para cerámica SIRIO Modelo Luxor ceramic SR852



Ref. MIS002600

PVP ~~4723,43~~
OFERTA
3.560 €

Horno de inyección SR852 de la marca Sirio
Controlador electrónico
Temperatura máxima: 1200°C
Variación temperatura: 2-200°C
Pantalla LCD gráfica reo iluminada azul
Modelo disponible con bomba



Generador De Vapor Technoflux Modelo Top Steam 2000



Ref. MIS002090

PVP ~~675,00~~
OFERTA
450 €

El generador de vapor Top Steam 2000 de Technoflux ha sido especialmente diseñado para la limpieza y desinfección durante su aplicación en las industrias joyera, relojera y dental.

Está fabricado bajo altos estándares europeos para garantizar su durabilidad, fiabilidad y eficiencia energética.



Recortadora Modelos Disco Diamante

Ref. MIS000202

PVP ~~1545,00~~
OFERTA
1.030 €

En seco

Ref. MIS000203

PVP ~~1483,50~~
OFERTA
1.030 €

Con agua



Recortadora con disco diamante de la marca Sirio

Trabaja con el disco de diamante y no necesita ningún proceso de enfriamiento. Se debe conectar todos modos a un aspirador para aspirar el polvo de yeso.

CARACTERÍSTICAS:

- Salida: 600W
- Peso: 17Kg
- Velocidad de rotación: 2.800rpm



Aspirador SIRIO 1000W -AS146

Ref. MIS000204

PVP ~~523,50~~
OFERTA
349 €

Este aspirador de Sirio contiene un sistema de filtrado especial para arenas extra finas y un motor bypass de alta potencia.

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 390 x 570 mm
- Peso: 7,5 kg
- Alimentación: 230V ? 50/60 Hz
- Potencia: 1000W



Prensa Hidraulica Sirio Modelo P400 Para Tres Muflas

Ref. MIS000100

PVP ~~892,50~~
OFERTA
595 €

La prensa hidráulica P400 de Sirio, tiene capacidad para tres muflas a una presión máxima de 400 bares. (Kg. /cm2), normalmente la presión de trabajo está al límite a 200 Bar.

Ejerce hasta una presión sobre mufla de 1.500 Kg.



Pulidora con kit de accesorios

Ref. PUL0P0150

PVP ~~259,75~~
OFERTA
225 €

- Dimensiones: 45x44x20(cm)
- Voltaje: 220V +/- 22V 50Hz +/-1 Hz
- Potencia: 370W (0,5 HP)
- Velocidad: 2.800 rpm



Pulidora 2 Velocidades - PL 160 400W

Ref. MIS000207

PVP ~~550,00~~
OFERTA
480 €

- Peso: 12 kg
- Velocidad de rotación: 1400 - 2800 rpm
- Alimentación: 220-240V - 50/60 Hz



Conos para pulidora SIRIO

Derecho
Ref. MIS000211
Izquierdo
Ref. MIS000212

OFERTA
36 €
PVP ~~49,00~~



Generador de Vapor Sirio Mod. SR902

Ref. MIS002100

PVP ~~2325,00~~
OFERTA
1.550 €

Conexión directa al suministro de agua. Incorpora dispositivos de seguridad y válvula de seguridad mecánica para un control correcto del estado de la resistencia y la caldera.



Vibrador Sirio

Ref. MIS000500

PVP ~~375,00~~
OFERTA
250 €
PEQUEÑO

Aparatos de elevada potencia y potenciómetro regulable con intensidad de vibración variable. Superficie de trabajo en goma de fácil absorción de vibraciones. Pies con ventosa para una mejor adherencia a la mesa de trabajo.



Ref. MIS000600

PVP ~~448,88~~
OFERTA
265 €
MEDIANO

Ref. MIS000700

PVP ~~521,18~~
OFERTA
325 €
GRANDE



Mezcladora con Bomba De Vacío Modelo SR330T IN-MIX de Sobremesa

Ref. MIS000900

PVP ~~2175,00~~
OFERTA
1.390 €

Aparato batidor al vacío para revestimientos y escayolas con un manejo sencillo e inequívoco.

Sujeción automática de la taza mediante sistema de vacío por depresión neumática (sistema ventor).

Máquina extremadamente silenciosa y segura.



Separadora modelos con aspiración e indicador láser modelo SR2

Ref. MIS001105

PVP ~~2835,00~~
OFERTA
1.549 €

CARACTERÍSTICAS:

- Separador de modelos
- Indicador LASER
- Aspiración incorporada
- Puerta-soporte de modelo con sujeción electromagnética



Arenadora SR 922R

Ref. MIS001800

PVP ~~1620,00~~
OFERTA
1.245 €

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 390 x 430 x 430 mm
- Peso: 16 kg
- Fuente de alimentación: 230V ? 50/60 Hz
- Potencia: 9 W
- Presión del aire: 1.5-6 bar



Generador de vapor STEAM SR900S

Ref. MIS002000

PVP ~~1575,00~~
OFERTA
1.195 €

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 220 x 300 x 500 mm
- Peso: 10 kg
- Fluido: Vapor
- Llenado: Manual
- Potencia: 2000W
- Presión: 4,5 bar



Ultrasonidos ESTMON Electronic Series mod. Tce-600 6 litros

 Estmon



Equipo de limpieza ultrasónica equipado con la última tecnología y la garantía de fabricación ESTMON. Permite visualizar y controlar mediante el teclado táctil todos los parámetros necesarios para obtener una excelente limpieza ultrasónica.

Ref. LIM0E0220

PVP ~~473,80~~

OFERTA

412 €

2,2 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E022C

Ref. LIM0E0300

PVP ~~556,60~~

OFERTA

484 €

3 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E030C

Ref. LIM0E0450

PVP ~~695,75~~

OFERTA

605 €

4,5 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E045C

Ref. LIM0E0600

PVP ~~834,90~~

OFERTA

726 €

6 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E060C

Añada la cesta correspondiente desde solo 21,60

Máquina de vacío para adaptaciones termoplásticas

 Technoflux

Ref. MIT000600

PVP ~~224,95~~

OFERTA

195 €

- Varios tipos de planchas.
- Varias funciones.
- Voltaje: 220 V / 50 Hz +10 %.
- Potencia: 1.000 W.
- Peso: 6 Kg.
- Medidas: 25 x 21 x 30 cm.



Plancha Termoplástica Cuadrada Rígida

 bio-art

Ref. MIT000630

PVP ~~14,00~~

OFERTA

7,95 €

1,5mm - CX5

Ref. MIT000640

PVP ~~12,00~~

OFERTA

9,50 €

2,5mm - CX5

Ref. MIT000620

PVP ~~7,50~~

OFERTA

6,95 €

1mm - CX5
Transparente



Unidad para curado Tray Lux M5

 Technoflux

Ref. MIT001000

PVP ~~285,00~~

OFERTA

185 €

CARACTERÍSTICAS:

- 27W de potencia.
- Ajuste digital del tiempo de curado.
- Compacta, de fácil limpieza.
- Construida en acero.



Placa Soft Cuadrada Bio-Art

 bio-art

Ref. MIT000670

2mm - Flexible CX10

17,95 €

Ref. MIT000680

5mm - Flexible CX5

17,95 €

Ref. MIT000610

3mm - Semi rígida CX10

17,95 €

Ref. MIT000650

0,6mm - Semi rígida CX5

17,95 €

Ref. MIT000660

1mm - Flexible CX10

17,95 €

Las placas soft de 0.2 mm sirven para hacer férulas de blanqueamiento para casa y cubetas de fluorización, tienes diferentes colores.



Modelo Estudio JG-C1 De Sobre Mesa

B Technoflux

Ref. VZB005200

PVP ~~682,50~~
OFERTA
455,00 €

Pensado para estudiantes para que puedan realizar las prácticas o simulaciones de procedimientos dentales.



Mandibula para modelos de estudio

B Technoflux

Ref. VZB005230

PVP ~~143,25~~
OFERTA
104,95 €

Arcada superior e inferior de reposición para fantoma modelo JG-C4.



Arco facial BIO-ART standard

bio-art

Ref. VZB000530

PVP ~~128,25~~
OFERTA
59,50 €

El arco facial es un aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador.



Arco facial para articulador Tipo Arcon

B Technoflux

Ref. VZB005110

PVP ~~98,25~~
OFERTA
55,50 €

Instrumento que permite registrar la posición de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo, y transfiere el registro para el articulador.



Arco facial BIO-ART elite

bio-art

Ref. VZB000540

PVP ~~278,25~~
OFERTA
155,50 €

El nuevo Arco facial Élite dispone de un sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido para el profesional y cómodo para el paciente.



Articulador semiajustable TECHNOFLUX ARQUMED-SENIOR

B Technoflux

Ref. VZB005000

Ref. VZB005100

PVP ~~260,87~~
OFERTA
205,50 €
PVP ~~306,65~~
OFERTA
265,50 €

+ Estuche + Arco

El Articulador Arqumed-Senior de Technoflux está indicado para la reproducción de las posiciones maxilo-mandibulares estáticas y dinámicas.

Gracias a su alta precisión y a sus múltiples ajustes consigue unas reproducciones excelentes. Su estructura de construcción robusta ofrece una gran estabilidad, a la vez que proporciona una gran visibilidad.

El articulador de Technoflux es semi-ajutable, de tipo arcón.



Packs Articulador BIO-ART A7 PLUS E

Ref. VZB000510

PVP ~~509,25~~
OFERTA
339,50 €

Articulador BIO-ART A7 PLUS E
+ Arco facial standard
+ Estuche

Herramienta indispensable en odontología para transferir la disposición y movimientos de la arcada del paciente.

Instrumento ideal para clínicas y también para estudiantes de odontología, ya que con sus características se pueden resolver la mayoría de casos de prótesis dentales.



Ref. VZB000520

PVP ~~427,50~~
OFERTA
245,00 €

Articulador BIO-ART A7 PLUS E
+ Estuche

Ref. VZB000515

PVP ~~682,50~~
OFERTA
455,00 €

Articulador BIO-ART A7 PLUS E
+ Arco facial Elite
+ Estuche

Articulador de charnela cromado

Ref. VZB000360

PVP ~~27,54~~
OFERTA
18,36 €

Grande



Articulador de charnela es de fácil montaje.

Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria.

El maxilar superior con regulación por tornillo.

B Technoflux

Ref. VZB000380

PVP ~~15,38~~
OFERTA
10,25 €
Pequeño



Articulador Charnela Con Base Redondeada

Ref. VZB000390

PVP ~~14,25~~
OFERTA
9,50 €

Este articulador de charnela es de fácil montaje.

Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria. El maxilar superior con regulación por tornillo.



B Technoflux

Articulador Para Coronas Y Puentes Dorado

Ref. VZB000385

PVP ~~15,38~~
OFERTA
10,25 €

Este articulador de charnela es de fácil montaje.

Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria. El maxilar superior con regulación por tornillo.



B Technoflux

Articulador Tres Puntas Jt-03 (Tipo Japones)

Ref. VZB000410

PVP ~~20,93~~
OFERTA
19,95 €

Este articulador es fácil manejar. Dispone de un movimiento mandibular en base a registro medios obtenidos de los diagnósticos clínicos.

Incorpora unos muelles por encima de los cóndilos permite desplazar al maxilar superior retornando después a su posición original.



B Technoflux

Articulador De Charnela Pequeño Dorado

Ref. VZB000375

PVP ~~15,38~~
OFERTA
10,25 €

Este articulador de charnela es de fácil montaje.

De tamaño pequeño de color dorado. Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria. El maxilar superior con regulación por tornillo.



B Technoflux

Pulidores para resina

- VERDES "desgastado"
- GRISES "pulido-alisado"
- VERDES CLAROS "abrillantado"



H332K
10 x 20



H334KM
10 x 24



H336KM
15 x 17



H332K
55 x 16

TIPO	VERDES "desgastado"		OFERTA
	Código	Presentación	
H332	PUL2M0410	Caja X 10	24,50 €
H336	PUL2M0430	Caja X 10	26,25 €
H338	PUL2M0440	Caja X 10	25,95 €

TIPO	GRISES "pulido-alisado"		OFERTA
	Código	Presentación	
	PUL2M0450	Caja X 10	24,50 €
	PUL2M0460	Caja X 10	24,50 €
	PUL2M0470	Caja X 10	24,50 €
	PUL2M0480	Caja X 10	24,50 €

Kit pulido resina



Ref. PUL2M0400

- Excelente calidad
- Caja x 12



PVP 29€
OFERTA 19⁹⁵€

TIPO	VERDES CLAROS "abrillantado"		OFERTA
	Código	Presentación	
	PUL2M0490	Caja X 10	27,95 €
	PUL2M0500	Caja X 10	24,50 €
	PUL2M0510	Caja X 10	24,50 €
	PUL2M0520	Caja X 10	24,50 €

Abrasivos para zirconio DIA STONE PM (azul)



Ref. PUL2C7200

377 - 4HP - Fino
PVP 25€

25,15€



Ref. PUL2C7220

372 - 4HP - Fino
PVP 25€

25,15€



Ref. PUL2C7240

372 - 6HP - Fino
PVP 28€


28,30€



Ref. PUL2C7290

375 - 22HP - Fino 22mm
PVP 34€

35,95€



Ref. PUL2C7210

397 - 4HP - Medio
PVP 28€

28,30€



Ref. PUL2C7230

392 - 4HP - Medio
PVP 25€

25,15€



Ref. PUL2C7250

392 - 6HP - Medio
PVP 28€


28,30€



Ref. PUL2C7280

374 - 15HP - Fino 15mm
PVP 38€

35,95€



Cepillo pulidor pelo de cabra

Ref. PUL2C8260

- Cabra y scotch brite
- No convergente
- Mod. 9280
- 80 mm
- 2 hileras
- Caja 12/u

PVP 7,15€

OFERTA 6,75€



Cepillo circular cerda negra tipo S

Ref. PUL2C6050

- Cerda negra chungking
- Convergente
- Mod. 1270
- 70 mm
- 2 hileras
- Caja 12/u

PVP 3,50€

OFERTA 3,50€



Cepillo circular cerda negra tipo S

Ref. PUL2C6090

- Cerda negra chungking
- Convergente
- Mod. 1480
- 80 mm
- 4 hileras
- Caja 12/u

PVP 5,75€

OFERTA 4,75€



Cepillo circular cerda negra tipo G

Ref. PUL2C6100

- Cerda negra chungking
- 4 hileras en paralelo
- Mod. 148
- 80 mm
- Caja 12/u

PVP 5,75€

OFERTA 4,75€



Disco franela

Ref. PUL2D2900

- Mod. 161
- 100/20
- 100 mm
- 20 hileras

PVP 9,30€

OFERTA 9,90€



Disco muselina blanqueada

Ref. PUL2D2910

- Mod. 164
- 100/20
- 100 mm
- 20 hileras

PVP 8,75€

OFERTA 9,50€



Cepillo paño zeta para brillo

Ref. PUL2D2930

- Mod. 862
- 100/15
- 100 mm
- 15 hileras

PVP 7,80€

OFERTA 7,50€



Cepillo cuero de microfibras

Ref. PUL2D2925

- Mod. 520
- 100/7
- 100mm
- 7 hileras

PVP 16,90€

OFERTA 12,40€



Lámpara con lupa 5X con pinza para fijación 90 LEDs blancos 9 W

B Technoflux

Ref. MOB0S0335

PVP ~~85,50~~
OFERTA
75 €

- Muy bajo consumo
- Lente de 5 dioptrías
- Intensidad: 1.600 mcd /LED
- Alimentación: 230 Vac / 9 W
- Dimens. brazo: 86 cm
- Diámetro lupa: 120 mm
- Long. cable: 1,5 m
- Peso: 2.300 g



Lámpara con lupa 5X con pinza para fijación 60 LEDs blancos 14 W

B Technoflux

Ref. MOB0S0340

PVP ~~85,00~~
OFERTA
72 €

- 60 LEDs blancos alta luminosidad
- Lente de 5 dioptrías
- Intensidad: 1.600 mcd / LED
- Alimentación: 230 Vac / 14 W
- Dimensiones brazo: 86 cm
- Diámetro lupa: 127 mm
- Longitud cable: 1,5 m
- Peso: 2.300 g



Lámpara 117 LEDs 24 W luz regulable 6.000 K con pinza para fijación

B Technoflux

Ref. MOB0S0400

PVP ~~110,00~~
OFERTA
99 €

- 117 LEDs blancos de alta luminosidad.
- Intensidad: 2.200 mcd / LED
- Alimentación: 230 V 24 W.
- Interruptor con regulación de intensidad de luz.
- Longitud cable: 1,2 m.
- Peso: 2.400 g.



Lámpara con lupa, 5 dioptrías de sobremesa y brazo flexible

B Technoflux

Ref. MOB0S0365

PVP ~~64,50~~
OFERTA
43 €

- 60 LEDs blancos de alta luminosidad
- Lente de 5 dioptrías.
- Soporte de mesa.
- Alimentación: 230V 14W.
- Interruptor ON/OFF.
- 14W



Compresor 30L Mod. DA7001D

B Technoflux

Ref. APC001000

PVP ~~1148,85~~
OFERTA
1.040 €

- Dimensiones: 560 x 450 x 640 mm
- Peso: 34 kgs
- Incluye secador de aire
- 1 cabezal de 2 cilindros
- Potencia: 0,7 HP
- Ruido: 53 dB



Compresor 22L Mod DA5001 sin secador

B Technoflux

Ref. APC000900

PVP ~~632,50~~
OFERTA
575 €

- Dimensiones: 410x410x420 mm
- Peso: 23,2 kg
- Motor de 1 cilindro
- Calderín de 22 litros
- Potencia de 0,75 HP
- Caudal de 115 l/m



Compresor 70L mod. DA7003D

B Technoflux

Ref. APC001200

PVP ~~2298,50~~
OFERTA
2.070 €

- Dimensiones: 940 x 480 x 720 mm
- Peso: 88 kgs
- Incluye secador de aire
- 3 cabezales de 6 cilindros
- Potencia: 2,25 hp
- Ruido: 55 dB



Compresor 50L mod.DA7002D

B Technoflux

Ref. APC001100

PVP ~~1667,50~~
OFERTA
1.515 €

- Dimensiones: 710 x 480 x 720 mm
- Peso: 65 kgs
- Incluye secador de aire
- 2 cabezales de 4 cilindros
- Potencia: 1,5 HP
- Ruido: 54 dB



Máquina de soldar por láser DADO WELDER



Ref. SOP0P0203

PVP ~~4.920€~~
OFERTA**3.280€**

Sin Gas Argón



Diseño único, moderno, limpio e intuitivo. Dispone de una app diseñada especialmente para su uso. Interfaz amigable con el usuario y posibilidad de trabajar de manera independiente del móvil o tableta. Dispone de control de voz e indicador del estado del láser mediante diferentes colores de luz LED. Ahorro de tiempo y máxima efectividad a la hora de trabajar. Esta máquina dispone de una garantía de dos años.

DaDo es la máquina de soldadura perfecta: pequeña, con un diseño único, moderno, limpio e intuitivo. Es también un láser exclusivo, en cuanto al mejor en términos de calidad y precio, tecnológico y que, por lo tanto, ningún competidor puede copiar.

- Fuente de láser y longitud de onda ND: YAG 1064NM
- Tiempo de impulso: 0,1 / 6 ms
- Diámetro del punto: 0,2 / 1,5 mm
- Aplicación de control externo en el móvil
- Potencia de entrada: 110/230 v CA, 50/60 Hz
- Sistema de potencia: número de fases 1
- Potencia media: 150 W
- Potencia máx: 1,8 Kw
- Amperio: t16a
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 340x340x340 mm
- Peso de 15 Kg
- Enfriamiento líquido
- Microscopio 10x
- Ambiente de trabajo 17-35°C UR 65% sin condensación
- Nivel de ruido <70 Db (A)



Ref. SOP0P0204

PVP ~~5.000€~~
OFERTA**3.730€**

Con Gas Argón



Soldaduras de Prótesis Dental.
Herramienta insustituible en los talleres de prótesis.
Soldadura de esqueléticos sobre impresiones de yeso.

En su uso para soldadura, el láser ahorra tiempo y ofrece una calidad de procesamiento que no es alcanzable por otros instrumentos.

DaDo reemplaza al viejo sistema de soldadura por arco de una manera excelente. Hoy en día, es la mejor y eficaz solución cuando se requiere la soldadura por puntos. Esta máquina dispone de una garantía de dos años

La máquina requiere de la intervención de su distribuidor para la puesta en marcha, el coste de esta intervención es de 150 € + IVA

B Benmayor
Technoflux

Benmayor S.A.
C/Bach, 2-B Pol. Ind. Foinvasa
08110 Montcada i Reixac, Barcelona
dental@benmayor.com
T +34 935 724 163 / F +34 935 724 165

dental.benmayor.com

*¡Los productos
BENMAYOR ya están
disponibles en tu
DISTRIBUIDOR DE
CONFIANZA!*



David Paradela - 657 434 895 - d.paradela@benmayor.com
Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja,
Navarra, Castilla y León, Extremadura, Castilla La Mancha,
Madrid, Canarias y Portugal.

Alex Güiza - 605 523 908 - a.guiza@benmayor.com
Cataluña, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía,
Murcia.

Productos BENMAYOR disponibles en su distribuidor. OFERTA VÁLIDA HASTA el 31 de Diciembre de 2023 (o finalizar existencias). Los precios no incluyen IVA.
Precios válidos salvo error tipográfico y hasta fin de existencias. Las imágenes podrían diferir del producto real. Canarias: consulte portes.