



Marzo - Junio 2023

Promotions



.....
MicroMega REMOVER

→ p. 6



.....
BRILLIANT EverGlow

→ p. 16



.....
PRESIDENT The Original

→ p. 23

NOVEDAD

HySolate Dique Dental

Un movimiento inteligente para aislar

-20%

en reposiciones
de diques HySolate

- ✓ Los colores claros permiten iluminar de manera natural el campo operatorio, y los colores oscuros aportan un mejor contraste
- ✓ Diques con bajo contenido en proteínas de latex y sin polvo: reducen el riesgo de hipersensibilidad al latex
- ✓ Visibilidad mejorada gracias a un aislamiento eficaz
- ✓ Barrera contra infecciones
- ✓ Crear un campo operatorio seco



Diques de latex HySolate- sin polvo y bajo contenido en proteínas

Medida	Color	Espesor										Cantidad		
		Fino			Medio			Grueso			Extra grueso			
152 × 152 mm	Verde	60034418	20 €	16 €	60034419	22 €	17,84 €	60034420	26 €	20,53 €	60034421	26 €	21 €	×36
	Black Edition	60031351	23 €	18,40 €	60031352	26 €	20,53 €	60031353	29 €	23,54 €	60031354	30 €	24 €	
	Azul	-			60034442	22 €	17,84 €	60034443	26 €	20,53 €	-			
	Claro	60034427	20 €	16 €	60034428	22 €	17,84 €	60034429	26 €	20,53 €	60034430	26 €	21 €	
	Fiesta (Surtido)	60034433	20 €	16 €	60034436	23 €	18,40 €	60034438	26 €	20,53 €	-			
127 × 127 mm	Verde	60034414	20 €	16 €	60034415	22 €	17,84 €	60034416	26 €	20,53 €	60034417	26 €	21 €	×52
	Azul	-			60034441	22 €	17,84 €	-			-			
	Claro	60034424	20 €	16 €	60034425	22 €	17,84 €	60034426	26 €	20,53 €	-			
	Fiesta (assortiment)	60034434	20 €	16 €	60034435	23 €	18,62 €	60034437	26 €	20,53 €	-			

Diques sin latex HySolate Flexi Dam

Medida	Color	Referencia	Cantidad
152 x 152 mm	Verde	H09946 44€ 35,20€	x30
	Violeta	H09945 44€ 35,20€	



HySolate
Dental Dam



SciCan OPTIM 1



1 MINUTO
DE TIEMPO
DE CONTACTO

Limpieza y desinfección en un solo paso

Con un tiempo de contacto rápido y de amplio espectro, es uno de los limpiadores y desinfectantes más rápidos y eficaces del mercado incluso con el Coronavirus. Responde a las más exigentes normas germicidas Europeas sobre desinfección. OPTIM1 no es tóxico es respetuoso con el medio ambiente.

- ✓ Virucida en **30 segundos** (EN 14476)
- ✓ Virus no encapsulados Adenovirus, Poliovirus, Norovirus Murine en solo 30 segundos!
- ✓ Tiempo de contacto virucida de 30 segundos contra el Covid-19 (Coronavirus)
- ✓ Bactericida en **1 minuto** (EN 1327, EN 16615)
- ✓ Tuberculocida en **1 minuto** (EN 14348)
- ✓ Fungicida & Levuricida en **1 minuto** (EN 13624, EN 16615)

OPTIM 1 Líquido

OPTEU1-4x4 **148 €**

4 x Garrafa de 4 litros

OPTIM 1 Toallitas

OPTEU1-12W **14 €**

1 x Bote dispensador (160 toallitas)

OPTEU1-12W **97,34 €**

12 x Botes dispensadores (1920 toallitas)

CONSULTE LA
MEJOR OFERTA A SU
PROMOTOR COLTENE



**100 % EFECTIVO
CONTRA EL
CORONAVIRUS**

Más información
escaneando el Código QR



DESCUBRA AL ASISTENTE ENDO JENI!

CanalPro Jeni

Sistema de asistencia digital para la preparación del conducto radicular

El nuevo asistente para endodoncia CanalPro Jeni, totalmente automatizado, innovador y único, garantiza un tratamiento canalar seguro, simple y eficaz. Jeni adapta el movimiento de la lima en milisegundos y encuentra el camino a través del canal radicular mientras que el utilizador solo tiene que aplicar una ligera presión sobre la lima.



CONSULTE LA
MEJOR OFERTA A SU
PROMOTOR COLTENE



Nuevo sistema de asistencia autónomo para el tratamiento del conducto



Idealmente adaptado a las limas Coltene y MicroMega



Localizador de Ápice, una medición sin interrupciones



Movimiento Jeni, cambia según progresa, cada conducto es diferente!



Notifica cuando irrigar



Sistema preventivo de rotura de lima



Programa Doctor Choice para cualquier sistema de limas incluido reciprocantes



Fácil instalación de Actualizaciones, siempre al día

CanalPro Jeni, set completo

60023659	3.547 €
----------	---------

- 1 × Dispositivo
- 1 × Motor con localizador de ápice
- 1 × Contra-ángulo completamente aislado
- 1 × Pedal Bluetooth
- 1 × Set de alimentación
- 1 × Set de cableado localizador de ápice
- 1 × Accesorios para localizador de ápice

Más detalles en el catálogo: características del software, particularidades del hardware.



MicroMega HandFiles*

Evaluación de la anatomía del conducto

- ✓ Blister con 6 instrumentos esterilizados
- ✓ Limas mecanizadas para multiples usos



-40%

comprando 6 cajas
de limas manuales
MicroMega



LONGITUDES DISPONIBLES
21, 25 y 31 mm



CONICIDAD
2 %



MEDIDAS
De 006 a 140

MicroMega K-Files (limas K)

La lima K se utiliza para explorar el canal radicular antes de pasar al conformado. Esta lima da una primera indicación de la anatomía del canal, este paso debe completarse con una radiografía. Durante la primera exploración, la K ayuda a determinar la longitud de trabajo, con o sin el uso de un localizador de ápice, ensanchando y eliminando las principales limitaciones.

6 x Limas K-Files B6



B6 K-Files n006 L25 sterile	60029718	9,58€ Resultante 5,75€
B6 K-Files n006 L31 sterile	60029719	
B6 K-Files n008 L25 sterile	60029721	
B6 K-Files n008 L31 sterile	60029722	
B6 K-Files n010 L25 sterile	60029724	
B6 K-Files n010 L31 sterile	60029725	
B6 K-Files n015 L25 sterile	60029727	
B6 K-Files n015 L31 sterile	60029728	
B6 K-Files n020 L25 sterile	60029730	
B6 K-Files n020 L31 sterile	60029731	
B6 K-Files n025 L25 sterile	60029733	
B6 K-Files n025 L31 sterile	60029734	

MicroMega K-Reamers (ensanchador)

Utilizado originalmente para localizar la entrada a los canales, hoy en día se usan como lima para alisar y eliminar residuos o colocar el material de obturación.

6 x Ensanchador K-Reamers B6



B6 K-Reamers n006 L25 sterile	60029655	9,58€ Resultante 5,75€
B6 K-Reamers n006 L31 sterile	60029656	
B6 K-Reamers n008 L25 sterile	60029658	
B6 K-Reamers n008 L31 sterile	60029659	
B6 K-Reamers n010 L25 sterile	60029661	
B6 K-Reamers n010 L31 sterile	60029662	
B6 K-Reamers n015 L25 sterile	60029664	
B6 K-Reamers n015 L31 sterile	60029665	
B6 K-Reamers n020 L25 sterile	60029667	
B6 K-Reamers n020 L31 sterile	60029668	
B6 K-Reamers n025 L25 sterile	60029670	
B6 K-Reamers n025 L31 sterile	60029671	

MicroMega H-Files (hedstroem)

Sus ángulos muy agudos son los más adecuados para corte vertical de dentina y para la ampliación del conducto radicular y la eliminación de restos del ápice a la parte coronal, especialmente cuando las paredes del canal son irregulares.

6 x Hedstroem H-Files B6




B6 H-Files n008 L25 sterile	60029781	9,58€ Resultante 5,75€
B6 H-Files n008 L31 sterile	60029782	
B6 H-Files n010 L25 sterile	60029784	
B6 H-Files n010 L31 sterile	60029785	
B6 H-Files n015 L25 sterile	60029787	
B6 H-Files n015 L31 sterile	60029788	
B6 H-Files n020 L25 sterile	60029790	
B6 H-Files n020 L31 sterile	60029791	
B6 H-Files n025 L25 sterile	60029793	
B6 H-Files n025 L31 sterile	60029794	

*Limas K, Ensanchador, Hedstroem


HyFlex Remover

La pieza esencial para su retratamiento

- ✓ Una lima para retirar la obturación antigua del canal
- ✓ Respeta la anatomía del conducto
- ✓ Eficiente no necesita solventes
- ✓ Segura gracias a su punta inactiva



-25%
en HyFlex Remover



VELOCIDAD DE ROTACIÓN
400 - 800 rpm



TORQUE MÁXIMO
2,5 N.cm

B5 HyFlex Remover

~~61,29 €~~ **45,96 €**

5 x B5 Hyflex Remover n30/7% Classics

19 mm	60023649
23 mm	60023648

30/07

Torque máximo: **2.5 N.cm**

Velocidad de rotación: **400-800 rpm**

Tratamiento térmico: **C.Wire**



5/5



Una desobturación
rápida y segura.

Dr Nicolas Guernier.



4,5/5



Lima todo terreno.
Simplemente eficaz y
rápida. Indispensable.

Dr Fabien Ambert



5/5



Eficacia.
Seguridad.
Rápidez.

Dr Davy Aubeux



4,5/5



Remover : Retirar
Eficazmente
los Materiales
de Obturación,
Velozmente y En Relax.

Dr Nicolas Gardon



5/5



Una eficacia
sorprendente. La
desobturación a
menudo una etapa
complicada del
retratamiento, es
ahora una anécdota.

Dr Michel Ardouin

HyFlex EDM

Una resistencia a la fractura hasta un **700 % superior!**

HyFlex EDM Reposición

50€

3 x Lima de su elección

Orifice
Opener
25/12



HandFiles



Lima de permeabilización
según la anatomía del canal
15/03



10/05



Lima de
preparación
20/05



Lima de
conformado
25/~ OneFile



Lima de
acabado
40/04



Largo	Reposición x 3 400 rpm 2,5 Ncm	O lima de su elección (Ver página 5)	Reposición x 3 300 rpm 1,8 Ncm	Reposición x 3 300 rpm 1,8 Ncm	Reposición x 3 400 rpm 2,5 Ncm	Reposición x 3 400 rpm 2,5 Ncm	Reposición x 3 400 rpm 2,5 Ncm
21 mm	-		60023493	60022269	60022275	60022270	60022271
25 mm	-		60023492	60019594	60022276	60019595	60019597
15 mm	60019596		-	-	-	-	-

HyFlex EDM Puntas de Gutapercha

24€

60 x Puntas de Gutapercha HyFlex EDM

20/05	60022706
OneFile 25/~	60022707
40/04	60022708
50/03	60022709
60/02	60022710
Surtido 20/05 - 60/02	60022705



HyFlex EDM Puntas de Papel

14,64€

100 x Puntas de Papel HyFlex EDM

20/05	60022742
OneFile 25/~	60022743
40/04	60022676
50/03	60022741
60/02	60022740
Surtido 20/05 - 60/02	60022744



OFERTA
4+2

PRODUCTO DEL MES

MAYO

OFERTA VÁLIDA SOLO
A TRAVÉS DE SU
PROMOTOR COLTENE

HyFlex EDM Kit de conformado Simple

50€

- 1 x 25/12 Orifice Opener
- 1 x 10/05 Lima de permeabilización
- 1 x 25/~ Lima de conformado

Largo

21 mm	60022267
25 mm	60019363



HyFlex EDM Kit de conformado Medio

50€

- 1 x 10/05 Lima de permeabilización
- 1 x 20/05 Lima de preparación
- 1 x 25/~ Lima de conformado

Largo

21 mm	60022277
25 mm	60022278



HyFlex EDM Kit de acabado 25mm (opcional)

50€

- 1 x 40/04
- 1 x 50/03
- 1 x 60/02

Largo

21 mm	60022268
25 mm	60019364



MicroMega 2Shape mini

Preparación conservadora

CONFORMANDO EL CONDUCTO RADICULAR

- ✓ Preservación de la dentina pericervical
- ✓ Eliminación de estructura dental mínima
- ✓ Respeto de la forma del conducto radicular
- ✓ Creación de un espacio óptimo para la desinfección en profundidad y una adecuada obturación

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tamaño reducido / cónico
- ✓ Alambre de 1 mm
- ✓ Tratamiento térmico T.Wire
- ✓ Eficiencia de corte
- ✓ 2 limas de modelado
- ✓ Blíster estéril
- ✓ 3 longitudes: 21, 25 y 31 mm
- ✓ Uso múltiple

OFERTA
4+2

PRODUCTO DEL MES

MAYO

OFERTA VÁLIDA SOLO
A TRAVÉS DE SU
PROMOTOR COLTENE



VELOCIDAD DE ROTACIÓN
250 - 400 rpm



TORQUE MÁXIMO
2,5 N.cm



MicroMega 2Shape mini

5 x 2Shape mini sterile

	L21 mm	L25 mm	L31 mm	
B5 2Shape TS1 mini N25 4 %	20953201	20953211	20953221	50,65 €
B5 2Shape TS2 mini N25 6 %	20953202	20953212	20953222	
B5 2Shape F35 mini N35 6 %	20953203	20953213	20953223	
B5 2Shape F40 mini N40 4 %	20953204	20953214	20953224	

MicroMega 2Shape mini

Puntas de Gutapercha y Puntas de Papel

	60 uds	144 uds	
GP 25/.04	60031543	-	23,11 €
GP 40/.04	60031544	-	
GP 25/.06	60031545	-	
GP 35/.06	60031546	-	
PP 25/.04	-	60031735	
PP 40/.04	-	60031737	
PP 25/.06	-	60031738	
PP 35/.06	-	60031739	



Para más
información
sobre MicroMega
2Shape mini
escanear el
código QR



MicroMega One Curve mini

Preparación conservadora

CONFORMANDO EL CONDUCTO RADICULAR

- ✓ Preservación de la dentina pericervical
- ✓ Eliminación de estructura dental mínima
- ✓ Respeto de la forma del conducto radicular
- ✓ Creación de un espacio óptimo para una desinfección completa y una obturación adecuada

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tamaño reducido / cónico
- ✓ Alambre de 1 mm
- ✓ Tratamiento térmico de C.Wire
- ✓ Eficiencia de corte
- ✓ Lima única, un solo uso
- ✓ Blíster estéril
- ✓ 3 longitudes: 21, 25, y 31mm
- ✓ Tamaños 25/.04, 25/.06, 35/.04, 45/.04

VELOCIDAD DE ROTACIÓN
300 - 450 rpm

TORQUE MÁXIMO
2,5 N.cm

MicroMega One Curve mini

5 x One Curve mini sterile

	L21 mm	L25 mm	L31 mm	
B5 One Curve mini N25 4 %	60030017	60030021	60030025	57,90 €
B5 One Curve mini N25 6 %	60030018	60030022	60030026	
B5 One Curve mini N35 4 %	60030019	60030023	60030027	
B5 One Curve mini N45 4 %	60030020	60030024	60030028	
B4 One Curve mini L25 Surtido	60030033	60030034	60030035	

MicroMega One Curve mini

Puntas de Gutapercha y Puntas de Papel

	60 uds	144 uds	
GP 25/.04	60031547	-	23,11 €
GP 35/.04	60031548	-	
GP 45/.04	60031549	-	
GP 25/.0~	60031550	-	
PP 25/.04	-	60031741	
PP 35/.04	-	60031743	
PP 45/.04	-	60031744	
PP 25/.06	-	60031745	

Para más información sobre MicroMega One Curve mini escanear el código QR



OFERTA
4+2

PRODUCTO DEL MES

MAYO

OFERTA VÁLIDA SOLO
A TRAVÉS DE SU
PROMOTOR COLTENE

MicroMega One RECI

Explorando nuevas direcciones

UNA LIMA RECIPROCANTE ÚNICA

- ✓ Eficacia de corte: sección asimétrica variable patentada
- ✓ Seguridad: resistencia a la fatiga cíclica
- ✓ Flexibilidad: respeta la anatomía del canal gracias al tratamiento térmico C.Wire
- ✓ Minimamente-invasiva: preserva la zona peri-cervical y demás tejidos



Para más información
sobre MicroMega
One RECI, visite nuestra
site web: micro-mega.com/one-reci



Escanear código QR para
descargarse la lista detallada
de las referencias o puede
verlas en channel.micro-mega.com

OFERTA
4+2

PRODUCTO DEL MES

MAYO

OFERTA VÁLIDA SOLO
A TRAVÉS DE SU
PROMOTOR COLTENE



VELOCIDAD DE MOVIMIENTO
300 - 400 rpm



TORQUE MÁXIMO
4 N.cm



ÁNGULOS RECIPROCANTES
170/60

MicroMega One RECI - 5 uds/pack (B5)

	L21 mm	L25 mm	L31 mm	
B5 One RECI n20 4% sterile - 5 x 20.04	60029878	60029883	60029888	58€
B5 One RECI n25 4% sterile - 5 x 25.04	60029879	60029884	60029889	
B5 One RECI n25 6% sterile - 5 x 25.06	60029880	60029885	60029890	
B5 One RECI n35 4% sterile - 5 x 35.04	60029881	60029886	60029891	
B5 One RECI n45 4% sterile - 5 x 45.04	60029882	60029887	60029892	
B5 One RECI Surtidas sterile 1 x 20.04 - 1 x 25.04 - 1 x 25.06 1 x 35.04 - 1 x 45.04	60029898	60029899	60029900	

MicroMega One RECI Puntas de Gutapercha

60 x Puntas de Gutapercha One RECI

GP 20/.04	60031551	23,11€
GP 25/.04	60031552	
GP 35/.04	60031553	
GP 45/.04	60031554	
GP 25/.06	60031679	

MicroMega One RECI Puntas de Papel

144 x Puntas de Papel One RECI

PP 20/.04	60031746	23,11€
PP 25/.04	60031747	
PP 35/.04	60031748	
PP 45/.04	60031749	
PP 25/.06	60031750	

CanalPro

Soluciones de Irrigación

SyringeFill CanalPro sobremesa

60031347	246,62 €
----------	----------

1 × Soporte para frasco incl. base
3 × SyringeFill Cap

SyringeFill CanalPro pared

60031348	143,40 €
----------	----------

1 × Soporte para frasco
3 × SyringeFill Cap



CanalPro SyringeFill Cap

60019662	10,26 €
----------	---------

1 × SyringeFill Cap

CanalPro NaOCl 3 %

1 × 500ml

60019655V	35,94 €
-----------	---------

CanalPro NaOCl 6 %

1 × 500ml

60019656V	35,94 €
-----------	---------



CanalPro EDTA 17 %

1 × 500ml

60019651	74,88 €
----------	---------

CanalPro EDTA 17 %

1 × 100ml

60019654	22,12 €
----------	---------



CanalPro Jeringas

13,75 €

50 × Jeringas CanalPro 5 ml

16,64 €

50 × Jeringas CanalPro 10 ml

				
5 ml	60019321	60019322	60019323	60019324
10 ml	60011173	60011174	60011175	60011176



CanalPro CHX 2 %

1 × 500ml

60019658	57,26 €
----------	---------

CanalPro CHX 2 %

1 × 100ml

60019659	19,54 €
----------	---------



roeko GuttaFlow bioseal

Consistencia ideal e idéntica durante todo el tiempo de trabajo

OFERTA
2+1

PRODUCTO DEL MES

MARZO

OFERTA VÁLIDA SOLO
A TRAVÉS DE SU
PROMOTOR COLTENE

12-16 min

Tiempo de trabajo: 5 mn

Fraguado: 12/16 mn

Kit ROEKO GuttaFlow bioseal

60019560

167 €

1 × Jeringa automezcla 5ml
12 × Puntas de mezcla
1 × Bloc de mezcla



Reposición ROEKO GuttaFlow bioseal

60019561

151 €

1 × Jeringa de automezcla 5ml

MUCHO MÁS
QUE UN SISTEMA
DE OBTURACIÓN:
UNA HERRAMIENTA
DE CURACIÓN

roeko Puntas de Papel Top Color

~~9,97 €~~

7,97 €



-20%
en reposiciones
Roeko Top Color

roeko Puntas de Guttapercha Top Color

~~21,61 €~~

17,28 €



Puntas de Papel Top Color Roeko

Largo (ISO)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	15-40	45-80	90-140
Cantidad	×200	×200	×200	×200	×200	×200	×120	×120	×120	×120	×120	×120	×120	×120	×120	×120	×120	×120	×200	×120	×120
Ref.	344515	344520	344525	344530	344535	344540	344545	344550	344555	344560	344570	344580	344590	344591	344592	344593	344594	344595	344596	344597	344598

Puntas de Gutapercha Top Color Roeko

Largo (ISO)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	15-40	45-80	90-140
Cantidad	×100	×100	×100	×100	×100	×100	×100	×100	×100	×100	×100	×100	×100	×100	×100	×100	×100	×100	×100	×100	×100
Ref.	365115	365120	365125	365130	365135	365140	365145	365150	365155	365160	365170	365180	365190	365191	365192	365193	365194	365195	365196	365197	365198

Fuertes por separado, ambatibles juntos

El sistema adhesivo **SoloCem** + **ONE COAT 7 UNIVERSAL**

**EL NUEVO
SUPERKRAFT**



ONE COAT 7 UNIVERSAL Reposición Frasco

60019539 **96,68 €**

1 x Frasco 5ml
1 x Accesorios

ONE COAT 7 UNIVERSAL Reposición Unidosis

60019540 **124 €**

50 x Unidosis 0,1ml
50 x Pinceles
1 x Accesorios



SoloCem Reposiciones

112 €

1 x Jeringas Automix
5 x Puntas de mezcla super fina
5 x Puntas de mezcla fina



Dentina	60014062
Blanco opaco	60014061
Trans	60019840

**OFERTA
2+1**

PRODUCTO DEL MES

JUNIO

OFERTA VÁLIDA SOLO
A TRAVÉS DE SU
PROMOTOR COLTENE



BLOQUE Y DISCO DE COMPOSITE REFORZADO PARA RESTAURACIONES PERMANENTES

BRILLIANT Crios

Alto rendimiento hecho brillantemente

INDICACIONES: INLAYS, ONLAYS, FACETAS, CORONAS,
CORONAS SOBRE IMPLANTES.

NUEVAS

TONALIDADES SUPER TRANS!



CASO CLÍNICO CON **BRILLIANT CRIOS**

Cortesía Dr. Nicolás Gutiérrez. Presidente DOA academy doadental.com/academy



Paciente adulto con desgastes generalizados y pérdida de dimensión vertical



Encerado digital de ambas arcadas con los nuevos planos de oclusión.



Fresado de restauraciones mínimamente invasivas en BRILLIANT Crios A2 HT.



Restauraciones finales adheridas y con la nueva dimensión vertical del paciente.

BRILLIANT Crios CEREC/inLab - 5 bloques

119,38 €

5 × Bloques (tamaños 12 mm o 14 mm)

BRILLIANT Crios Disco 14 mm - 1 ud.

429 €

1 × Disco 14 mm

BRILLIANT Crios Disco 18 mm - 1 ud.

495 €

1 × Disco 18 mm

	BLOQUES CEREC/INLAB					DISCO					
Translucidez	Low (LT)		High (HT)		Super (ST)	Low (LT)		High (HT)		Super (ST)	
Cantidad	5 uds					1 ud					
Tamaños	12	14	12	14	14	14	18	14	18	14	18
BLEACH	60019998	60019985	-	-	60024174	-	-	-	-	60024179	60024177
UNIVERSAL	-	-	-	-	60024175	-	-	-	-	60024180	60024178
A1	60019999	60019986	60020007	60019994	-	60022899	60022886	60022907	60022894	-	-
A2	60020000	60019987	60020008	60019995	-	60022900	60022887	60022908	60022895	-	-
A3	60020001	60019988	60020009	60019996	-	60022901	60022888	60022909	60022896	-	-
A3.5	60020002	60019989	-	-	-	60022902	60022889	-	-	-	-
B1	60020003	60019990	60020010	60019997	-	-	-	-	-	-	-
B2	60020004	60019991	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	60020005	60019992	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C2	60020006	60019993	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BRILLIANT EverGlow

Excepcional pulido y brillo duradero

Gracias a la composición de su sofisticada carga, BRILLIANT EverGlow presenta una superficie excepcionalmente lisa, satinada y brillante durante la obturación. El pulido se convierte en un detalle y una estética restauración puede realizarse en poco tiempo. Además BRILLIANT EverGlow destaca por la larga conservación de su brillo.

- ✓ Sistema Duo Shade
- ✓ 7 tonos universales
- ✓ 2 tonos esmalte
- ✓ 5 tonos opacos para restauraciones más complejas

BRILLIANT EverGlow Reposición Jeringa

53,68€

1 x Jeringa 3g

BRILLIANT EverGlow Reposición Tips

78,48€

20 x Tips 0,2g

			Jeringas	Tips
DENTINA	Bleach		60019697	60019706
	A1/B1		60019698	60019707
	A2/B2		60019699	60019708
	A3/D3		60019700	60019709
	A3.5/B3		60019701	60019710
	C2/C3		60019702	60019716
ESMALTE	A4/C4		60019703	60019717
	TRANSLUCENT		60019704	60019718
	BLEACH TRANSLUCENT		60019705	60019719
OPACOS	OPACO BLEACH		60019743	60019746
	OPACO A1		60019744	60019747
	OPACO A2		60023819	60023823
	OPACO A3		60019745	60019748
	OPACO A4		60023820	60023824



Gracias al sistema BRILLIANT DuoShade, tres tonalidades son suficientes para obtener rápidamente resultados estéticos de manera cotidiana.

EN ABRIL
-25%
SETS DE 3
BRILLIANT
EverGlow



Set BRILLIANT EverGlow en Tips

60033272

232€

174€

3 x 20 x 0,2g (A1/B1, A2/B2, A3/D3)

Set BRILLIANT EverGlow en Jeringas

60033273

161€

120€

3 x 3g (A1/B1, A2/B2, A3/D3)

PRODUCTO DEL MES

ABRIL

OFERTA VÁLIDA SOLO
A TRAVÉS DE SU
PROMOTOR COLTENE

OFERTA
5+5



BRILLIANT EverGlow Flow

El complemento ideal

- ✓ Sistema Duo Shade
- ✓ Ideal para obturar lugares difíciles de acceso y el sellado de fisuras
- ✓ Excelente conservación del brillo
- ✓ Buenas propiedades de adaptación debido a su baja viscosidad
- ✓ Alta estabilidad y perfecta tixotropía
- ✓ Nivel absoluto de precisión en su aplicación

OFERTA
4+2

PRODUCTO DEL MES

ABRIL

OFERTA VÁLIDA SOLO
A TRAVÉS DE SU
PROMOTOR COLTENE

BRILLIANT EverGlow Flow Reposición Jeringas

31,71 €

1 x Jeringa 2g
5 x Puntas de aplicación estándar
5 x Puntas de aplicación finas 0,4 mm

Bleach BL	60019752
A1/B1	60019753
A2/B2	60019754
A3/D3	60019755
A3.5/B3	60019756
A4/C4	60019757
TRANSLUCENT TRANS	60019758
OPAQUE A2	60019751
OPAQUE A3	60023825

DIATECH ShapeGuard



Para Zirconio

	ETAPA 1	ETAPA 2
ISO Ø 1/10 mm	140	140
Head L in mm	1.6	1.6
Ref. Reposición (5 pulidores)	60022004	60022005
Reposición (x 5)	67 € 57 €	

-15%

en reposiciones
ShapeGuard



Para Composite

	ETAPA 1		ETAPA 2	
ISO Ø 1/10 mm	110	140	110	140
Head L in mm	1.6	1.6	1.6	1.6
Ref. Reposición (5 pulidores)	60019877	60019878	60019879	60019880
Reposición (x 5)	64,22 € 54,58 €			



Para Cerámica

	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3
ISO Ø 1/10 mm	140	140	140
Head L in mm	1.6	1.6	1.6
Ref. Reposición (5 pulidores)	60019881	60019882	60019883
Reposición (x 5)	64,22 € 54,58 €		



SYNERGY D6 / D6 Flow

Belleza hecha simple

SYNERGY D6 es un composite nanohíbrido para la práctica diaria. Este compuesto universal está totalmente orientado a simplificar la elección de tonos sin descuidar los parámetros estéticos.

Una de las características especiales es el sistema Duo Shade que se aplica a 6 de los tonos de dentina. Gracias a la excelentes propiedades ópticas de mimetismo, un tono del sistema Duo Shade corresponde a 2 tonos Vita (por ejemplo, A1/B1 o A2/B2). Por lo tanto, un pequeño número de tonos es suficiente para cubrir una amplia gama de tonos, simplificando y ahorrando. En total, un surtido de SYNERGY D6 incluye 8 tonos de dentina y 2 tonos de esmalte



SYNERGY D6 Reposición Jeringa

~~65€~~ **48,75 €**

1 x Jeringa 4g

SYNERGY D6 Dentin White Bleach (WB)	8365
SYNERGY D6 Dentin A1/B1	8366
SYNERGY D6 Dentin A2/B2	8367
SYNERGY D6 Dentin A3/D3	8368
SYNERGY D6 Dentin A3.5/B3	8369
SYNERGY D6 Dentin C2/C3	8370
SYNERGY D6 Enamel Universal	8371
SYNERGY D6 Dentin A4/C4	8384

SYNERGY D6 Reposición Tips

~~43€~~ **32 €**

10 x Tips 0,25g


SYNERGY D6 Dentin White Bleach (WB)	8375
SYNERGY D6 Dentin A1/B1	8376
SYNERGY D6 Dentin A2/B2	8377
SYNERGY D6 Dentin A3/D3	8378
SYNERGY D6 Dentin A3.5/B3	8379
SYNERGY D6 Dentin C2/C3	8380
SYNERGY D6 Enamel Universal	8381
SYNERGY D6 Dentin A4/C4	8383

-25%

en reposiciones
SYNERGY D6
y D6 FLOW



SYNERGY D6 Flow complementa perfectamente todo el resto de la gama SYNERGY D6. La fórmula de Synergy D6 Flow se basa en la tecnología SYNERGY D6. Es un excelente fluido fácil de usar, incluso en las cavidades más pequeñas. Este material es estable pero sin embargo, se fluidifica lentamente bajo presión para garantizar un manejo fácil y una aplicación precisa



SYNERGY D6 Flow Reposición

~~35€~~ **25 €**

1 x Jeringa 2,3g

SYNERGY D6 Flow A1/B1	7651
SYNERGY D6 Flow A2/B2	7652
SYNERGY D6 Flow A3/D3	7653
SYNERGY D6 Flow A3.5/B3	7654


DuoTEMP

Una doble seguridad



- ✓ Fraguado Dual
- ✓ Material para diferentes indicaciones
- ✓ Elevada integridad marginal
- ✓ Fácil retirada

Comparativa de sellado marginal



Corte de molares humanos extraídos y obturados con DuoTemp. Se sumergen en azul de metilano para valorar el sellado marginal. Los resultados con DuoTemp fueron excelentes.
(*No son marcas de Coltene)

Aplicación fácil y rápida



Un único componente, sin mezcla. Buena retención en la cavidad y fácil retirada.

Kit Eco DuoTEMP

7090	85 €
------	------

5 x Jeringas 5g

ParaCore

Cemento restaurador corono-radicular:
1 Producto, 3 aplicaciones

Resina de composite eforzada en fibra de vidrio, de polimerización Dual, radio opaco y tres tonalidades: Dentina, Blanco y Translúcido

- ✓ Reconstrucción de muñones
- ✓ Cementación de Postes radiculares
- ✓ Cementación de coronas y puentes sin metal



Reposición Jeringa automix, 2 x 5ml

~~103 €~~ **77 €**

2 x 5ml Color a elegir
20 x Puntas de mezcla

Tonos		
	White	5886
	Dentine	5887
	Dentine SLOW	60011391
	Trans SLOW	60011392

-25%
en reposiciones
ParaCore

BRILLIANT COMPONEER

Sistema de carillas directas en composite

- ✓ Restauraciones altamente estéticas en anteriores
- ✓ Restauraciones mínimamente invasivas
- ✓ Una sola cita, sin laboratorio
- ✓ Un brillo duradero gracias a sus propiedades de pulido
- ✓ Alta rentabilidad para el profesional y su paciente

Bleach Translucent

Translucent



-25%
en reposiciones
BRILLIANT COMPONEER

BRILLIANT COMPONEER Reposición

~~52€~~ **39€**

1 x Faceta a elegir



Maxilar						
FDI	13	12	11	21	22	23

S, M, L, XL



Maxilar		
FDI	14	24

S, L



Mandibular						
FDI	43	42	41	31	32	33

S, M



			Bleach Translucent				Translucent			
			S	M	L	XL	S	M	L	XL
Maxilar	11	1 unidad	60023122	60023128	60023134	60023140	60023158	60023164	60023170	60023176
	12	1 unidad	60023123	60023129	60023135	60023141	60023159	60023165	60023171	60023177
	13	1 unidad	60023124	60023130	60023136	60023142	60023160	60023166	60023172	60023178
	21	1 unidad	60023125	60023131	60023137	60023143	60023161	60023167	60023173	60023179
	22	1 unidad	60023126	60023132	60023138	60023144	60023162	60023168	60023174	60023180
	23	1 unidad	60023127	60023133	60023139	60023145	60023163	60023169	60023175	60023181
Mandibular	31	1 unidad	60023146	60023152	-	-	60023182	60023188	-	-
	32	1 unidad	60023147	60023153			60023183	60023189		
	33	1 unidad	60023148	60023154			60023184	60023190		
	41	1 unidad	60023149	60023155			60023185	60023191		
	42	1 unidad	60023150	60023156			60023186	60023192		
	43	1 unidad	60023151	60023157			60023187	60023193		

OFERTAS Sympress II : **AFFINIS** o **PRESIDENT** The Original

OFERTA 1

1.480 €



1 ×

**Mezclador automática
AFFINIS Sympress II**

+



1 ×

Kit intro AFFINIS System 360⁽¹⁾

o

+



2 ×

Reposición Affinis System 360⁽²⁾

o

+



1 ×

**Reposición AFFINIS
Clásica o PRECIOUS⁽³⁾**

o

+



1 ×

**Kit intro PRESIDENT The Original
System 360⁽⁴⁾**

o

+



2 ×

**Réassort PRESIDENT The Original
System 360⁽⁵⁾**

o

+



1 ×

**Réassort
PRESIDENT The Original⁽⁶⁾**

OFERTA 2

1.890 €



1 ×

**Mezclador automática
AFFINIS Sympress II**

+



1 ×

Kit intro AFFINIS System 360⁽¹⁾

o

+



6 ×

Reposición Affinis System 360⁽²⁾

o

+



3 ×

**Reposición AFFINIS
Clásica o PRECIOUS⁽³⁾**

o

+



1 ×

**Kit intro PRESIDENT The Original
System 360⁽⁴⁾**

o

+



6 ×

**Reposición PRESIDENT The Original
System 360⁽⁵⁾**

o

+



3 ×

**Reposición
PRESIDENT The Original⁽⁶⁾**

(1) Kit intro AFFINIS System 360 - 380 ml (base y catalizador) + 10 puntas de mezcla dinámicas + 1 anillo de cierre. Viscosidades a elegir, puede mezclarlas : Putty (6471) o Heavy Body (6485) o MonoBody (6480)

(2) Reposición AFFINIS System 360 - 2 x 380 ml + 1 anillo de cierre, Viscosidades a elegir, puede mezclarlas : Putty (6472) o Heavy Body (6487) o MonoBody (6482)

(3) Reposición AFFINIS Clásica o PRECIOUS - 2 x 50 ml + 12 puntas de mezcla. Viscosidades a elegir, puede mezclarlas : Light (6501) o Light Fast (6601) o Regular (6511) o Regular Fast (6611) o PRECIOUS Light (6775) o PRECIOUS Regular (6776)

(4) Kit intro PRESIDENT The Original System 360 - 380 ml (base y catalizador) + 10 puntas de mezcla dinámicas + 1 anillo de cierre. Viscosidades a elegir, puede mezclarlas : Heavy Body (60019947) o MonoBody (60019945)

(5) Reposición PRESIDENT The Original System 360 - 2 x 380 ml + 1 anillo de cierre, Viscosidades a elegir, puede mezclarlas : Heavy Body (60019948) o MonoBody (60019946)

(6) Reposición PRESIDENT The Original Light - 2 x 50 ml + 12 puntas de mezcla. Viscosidades a elegir, puede mezclarlas : Light body (60019938) o Xtra light body (60019937) o Regular body (60019939)

MATERIAL DE IMPRESIÓN DE SILICONA A

AFFINIS

Corona de éxito
hasta en el mínimo detalle

-25%

en toda la gama
AFFINIS

AFFINIS putty

~~107€~~

80€

2 x 300ml Base y catalizador
2 x Cucharillas

Viscosidad

putty soft		6530
putty soft fast		6531
putty super soft		6535

AFFINIS system 360

~~210€~~

157€

2 x 380ml Reposición
1 x Anillo de cierre

Viscosidad

putty		6472
heavy body		6487
MonoBody		6482

AFFINIS y AFFINIS PRECIOUS

~~68€~~

51€

2 x 50ml
12 x Puntas de mezcla universales

Viscosidad

light		6501
light fast		6601
regular		6511
regular fast		6611
PRECIOUS light		6775
PRECIOUS regular		6776

MATERIAL DE IMPRESIÓN DE SILICONA A

PRESIDENT The Original

Un pequeño paso para los dentistas,
un gran paso para la odontología

-25%

en toda la gama
PRESIDENT The Original



putty



putty soft



putty soft fast



putty super soft



MonoBody



heavy body



PRESIDENT The Original putty

~~84,75€~~ 63,56€

2 x 300ml Base y catalizador
2 x Cucharillas

Viscosidad

putty	60019942
putty soft	60019943
putty soft fast	60022166
putty super soft	60019944

PRESIDENT The Original system 360

~~176,11€~~ 132,08€

2 x 380ml
1 x Anillo de cierre

Viscosidad

MonoBody	60019946
heavy body	60019948

PRESIDENT The Original light cartucho 50ml

~~55,38€~~ 41,53€

2 x 50ml
12 x Puntas de mezcla universales

Viscosidad

regular body	60019939
light body	60019938
Xtra light body	60019937

AUTOCLAVE RÁPIDO

SciCan STATIM B

El arte de la esterilización

TECNOLOGÍA G4+ MEJORADA

Presentamos el nuevo autoclave de clase B. ¡El milagro de dimensiones compactas que compite fácilmente con las unidades grandes gracias a su carga flexible, a unos ciclos cortos y a sus funciones digitales!

- ✓ Dimensiones pequeñas, rendimiento extraordinario
- ✓ Cómodas opciones automatizadas para el llenado y el drenaje
- ✓ Programable: funciona según sus órdenes
- ✓ Funciones inteligentes para una automatización y un flujo de trabajo mejorados
- ✓ Tecnología de conectividad G4+ y registro de datos

STATIM 6000B G4+

G4-700001 **5 480 €**

Precio de
lanzamiento
4.663,99 €



TIEMPOS DE LOS CICLOS

CICLO	TIPO DE CICLO	CARGA MÁX.	TEMP. DE ESTERILIZACIÓN	TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN	DURACIÓN DEL CICLO (con secado)
Macizo no embolsado	N	1 kg	134 °C	3,5 m	15 m
Macizo embolsado	S	2,6 kg	134 °C	3,5 m	27 m
Universal	B	1,4 kg	134 °C	3,5 m	27 m
Goma y plástico	S	1 kg	121 °C	20 m	31 m
Personalizar	S	El usuario puede personalizarlos a temperaturas de 134 °C/121 °C comenzando desde 3,5 min (134 °C) o 20 min (121 °C) con secado ajustable.			
Prueba de Helix	PRUEBA		121 °C o 134 °C	3,5 m	
Prueba de Bowie-Dick	PRUEBA		121 °C o 134 °C	3,5 m	

Nota: los tiempos pueden variar según la carga y la alimentación eléctrica. Los tiempos de los ciclos enumerados anteriormente se basan en cargas máx.

Pie de imprenta / editor

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20 +41 71 757 5300
CH-9450 Altstätten info.ch@coltene.com

Contacto de ventas

Coltene Iberia S.L.U.

c/Doctor Fleming, 3 – Bajo A +34 91 63 86 492
ES-28220 Majadahonda, Madrid info.ib@coltene.com

Service Center

service@coltene.com
00 800 11 0000 12 (UIFN)
Lunes - viernes 8:00 a 17:00 CEST

COLTENE.Iberia
www.coltene.com

PROMOTORES ESPAÑA:

Zona Galicia, Asturias, León: **José Carlos Monteagudo**, Móvil 683193710
Zona País Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja: **Itxaso Viar**, Móvil 681180168
Zona Cataluña, Aragón, Islas Baleares: **Juan Lacambra**, Móvil 696481304
Zona Andalucía Oriental: **Francisco García**, Móvil 660217655
Zona Andalucía Occidental, Extremadura: **Laura Cabrera**, Móvil 679281788
Zona Madrid, Castilla León, Castilla la Mancha: **Carlos González**, Móvil 678440542
Zona Valencia, Murcia: **Fernando De María**, Móvil 689186321
PRECIOS SIN I.V.A., VÁLIDOS DEL 01.03.2023 A 30.06.2023

Los precios indicados no incluyen el IVA. Ofertas válidas del 01.03.2023 al 30.06.2023, salvo error tipográfico o rotura de stock. COLTENE se reserva el derecho a modificar o cancelar sus ofertas sin preaviso.

COLTENE