

**NSK**  
Create it

**get it!**

Ofertas Especiales de NSK

DEL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025



**Cirugía**



**Higiene Bucal**



**Turbinas**



**Contra-ángulos**

y mucho más...









Estimado Cliente:

Me complace presentarte las ofertas que NSK Dental Spain ha decidido proponer para el período de otoño. Entre los numerosos productos en promoción, como turbinas, contra-ángulos, dispositivos para cirugía e higiene bucal, hay un nuevo producto que representa una evolución importante para la gama de NSK: con la llegada del otoño, lanzamos el nuevo VarioSurg 4. Este sistema de cirugía ósea ultrasónica se distingue por su nuevo diseño, con una pantalla aún más clara e intuitiva que simplifica la experiencia de trabajo, y por la posibilidad de conectarlo al Surgic Pro2 y el pedal de control inalámbrico, con el que ambos dispositivos pueden utilizarse al mismo tiempo, ahorrando tiempo sin perder operabilidad.

Sin embargo, las novedades de NSK Dental Spain no se limitan a ofertas y productos: conscientes de la importancia de un servicio postventa cada vez más cercano, rápido y eficaz, en la reciente reorganización de nuestras oficinas en Madrid hemos dado aún más espacio a la gestión de productos en reparación y hemos introducido una página en nuestro sitio web donde proporcionamos toda la información necesaria para elegir nuestro servicio postventa oficial. Al final de este catálogo, dedicamos un análisis detallado a esta nueva innovación, con un código QR que conduce a la página en nuestro sitio web.


Nuestro equipo de ventas está a tu disposición para cualquier información sobre las ofertas y productos de NSK. Solo me queda invitarte a revisar el catálogo y desear lo mejor para vosotros, vuestro equipo y familias.

NSK Dental Spain está a su lado.

A handwritten signature in white ink, appearing to be 'F. Valenzuela', written over a dark blue background.

Fernando Valenzuela  
Managing Director  
NSK Dental Spain

A second handwritten signature in white ink, appearing to be 'F. Valenzuela', written over a dark blue background.



## Potencia sin precedentes

### Nuevas Turbinas Neumáticas Ti-Max Z

#### Potencia 44W

Más potencia significa mejor rendimiento y ahorro de tiempo, otorgando una mayor satisfacción tanto al odontólogo como al paciente. Este es el equilibrio que NSK ha encontrado en su nueva serie de turbinas neumáticas Ti-Max Z: un poder sin precedentes, para una experiencia que combina seguridad, comodidad y usabilidad.



#### **1** Mejor rendimiento, menos tiempo

Gracias a sus 44W de potencia, la turbina Z990L funciona de manera efectiva con materiales tan duros como la zirconia. Los procedimientos se acortan, reduciendo el estrés y la fatiga del paciente y dentista.



#### **2** Máxima seguridad

La función de parada rápida, "Quick Stop", permite que el rotor se detenga casi de inmediato. Esto previene la succión de fluidos dentro del cabezal, beneficiando la higiene y mantenimiento frente a la contaminación cruzada.



#### **3** Máximo confort

El cabezal en ángulo de 100° permite un acceso más fácil a el área molar, mientras que el revestimiento DURAGRIP hace que la el ligero cuerpo de titanio sea todavía más resistente a arañazos, proporcionando un excelente agarre.

# Turbinas

## Ti-Max Z

TURBINAS DE TITANIO CON LUZ

- Cabezal en ángulo de 100° • Cuerpo de Titanio con DURAGRIP Resistente a arañazos • Rodamientos de Cerámica
- Óptica de Vidrio Celular • Portafresas Push Botton • Spray Quattro • Sistema de Cabezal Limpio • Parada rápida
- Microfiltro • DYNAMIC POWER SYSTEM • DURAPOWVER CHUCK • Fácil cambio de cartucho

 **2 años de garantía**



### POTENCIA 44W

- Velocidad: 280.000-360.000 min<sup>-1</sup>
- Tamaño del Cabezal: ø12,1 x H 12,7 mm

Conexión NSK  
**Z990L**  
REF. PA2373

Conexión KaVo® MULTiflex®  
**Z990KL**  
REF. PA2375

**799€\***  
1.741€\*



- Potencia: 41W
- Velocidad: 320.000-400.000 min<sup>-1</sup>
- Tamaño del Cabezal: ø10,6 x H 10,8 mm

Conexión NSK  
**Z890L**  
REF. PA2372

Conexión KaVo® MULTiflex®  
**Z890KL**  
REF. PA2374

**799€\***  
1.741€\*

### TAMAÑO PEQUEÑO, ENORME OPERATIVIDAD

- Torque: 20W • Velocidad: 380.000-450.000 min<sup>-1</sup> • Tamaño del Cabezal: ø9,0 ~ H 10,8 mm • Cuerpo de Titanio con DURAGRIP
- Óptica de Vidrio Celular • Rodamientos de Cerámica • Sistema de Cabezal Limpio • Para fresas estándar y mini • Portafresas Push Botton
- Spray Quattro • 3X-Power System • Parada rápida • Fácil cambio de cartucho

 **2 años de garantía**



Conexión NSK  
**Zmicro PTL**  
REF. PA2357

Conexión KaVo® MULTiflex®  
**Zmicro KL**  
REF. PA2358

**709€\***  
1.605€\*

# DUALDEFENCE™

## Sistema de prevención de infecciones de NSK

El instrumental rotatorio de NSK está diseñado con una doble protección contra infecciones. El Clean Head System (Sistema de Cabezal Limpio) previene la absorción de fluidos dentro del cabezal y la manguera. La válvula Anti-Retorno previene la contaminación del suministro de agua.

### Clean Head System


Sistema anti-succión que evita la contaminación cruzada en el sistema de entrada de aire.

### Válvula Anti-Retorno

Las válvulas Anti-Retorno previenen la contaminación cruzada en los suministros de agua de las turbinas y los micromotores eléctricos.



Turbina y Acoplamiento



Contra-ángulo y Micromotor



Todas las piezas de mano de NSK están equipadas con el **Clean Head System** (Sistema de Cabezal Limpio) que previene la absorción de fluidos.

Todos los acoplamientos y micromotores incluyen Sistemas **Anti-retorno**.



La eficacia del Sistema DualDefence ha sido probada y validada por universidades de prestigio, como la Universidad de Washington, la universidad de Umeå en Suecia y la Universidad Nacional de Singapur.

# Turbinas

## S-Max pico


TURBINA DE ACERO INOXIDABLE · CON LUZ

### LA CABEZA MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO

- Torque: 9W
- Tamaño del Cabezal:  $\varnothing 8,6 \times \text{Al } 9 \text{ mm}$
- Velocidad: 380.000~450.000 min<sup>-1</sup>
- Spray Simple
- Rodamientos de cerámica
- Sistema de Cabezal Limpio



Escala 1:1



Cabezal:  $\varnothing 8,6 \text{ mm}$   
Altura del Cabezal: 9,0 mm

Conexión NSK  
**S-Max pico**  
REF. P1140

Conexión KaVo® MULTiflex®  
**S-Max pico KL**  
REF. P1142

**699€\***  
~~1.119€\*~~

## Pana-Max2

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE SIN LUZ

### POTENCIA 20W

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Tamaño del Cabezal:  $\varnothing 11,2 \times \text{Al } 13,4 \text{ mm}$
- Spray Simple
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario



Conexión NSK  
**Pana-Max2 PTL**  
REF. P1211

**329€\***  
~~656€\*~~

Conexión KaVo® MULTiflex®  
**Pana-Max2 KV**  
REF. P1212

**329€\***  
~~705€\*~~

## Pack Pana-Max2 M4

### POTENCIA 20W

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- **Válvula Anti-Retorno**
- Tamaño del Cabezal:  $\varnothing 11,2 \times \text{Al } 13,4 \text{ mm}$
- Spray Simple
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario



Conexión directa  
**Pana-Max2 M4**  
REF. P1154

## OFERTA 1 + 1

**Pana-Max2 M4 + Pana-Max2 M4**

**499€\***  
~~1.048€\*~~

**2 TURBINAS DEL MISMO MODELO**



### ACOPLAMIENTOS

- Válvula Anti-Retorno



Acoplamiento para instrumentos NSK  
**PTL-CL-LED**  
REF. P1001600

**209€\***  
~~442€\*~~



Acoplamiento para instrumentos KaVo®  
**KCL-LED**  
REF. P1005600

**339€\***  
~~630€\*~~



# Tarifa Plana NSK



**Ser original no tiene precio.  
Seguir siendolo, sólo 194€\***



## TARIFA PLANA NSK

Tu turbina de la **Serie S-Max M** como nueva, gracias a la promoción especial Tarifa Plana NSK. Cambia el antiguo rotor de tu turbina por un nuevo rotor original NSK, por sólo 194€\* (mano de obra incluida).



**¡Aprovéchala ahora!**



# Turbinas

## S-Max M

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE CON LUZ

### POTENCIA 26W

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Torque: 26W
- Tamaño del Cabezal:  $\varnothing 12,1 \times \text{Al } 13,3 \text{ mm}$
- Velocidad: 325.000~430.000 min-1
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario

 **2 años de garantía**



Conexión NSK  
**M900L**  
REF. P1254



Conexión KaVo® MULTiflex®  
**M900KL**  
REF. P1258

## OFERTA 1 + 1

**M900L + M900L**

**849€\*** 1.906€\*

**2 TURBINAS DEL MISMO MODELO**

**M900KL + M900KL**

**849€\*** 2.136€\*



## ALTA POTENCIA DE 26W

La estructura interna ha sido completamente rediseñada para una mayor reducción del ruido y las vibraciones, incluyendo el nuevo rotor de alta potencia de 26W. El nuevo diseño del rotor se ha optimizado usando una simulación de flujo de aire rotatorio, alcanzando los 26W de potencia mediante el uso eficiente de la energía de la fuente de aire.

### TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Fácil sustitución del cartucho



Sistema de Cabezal Limpio



Amplia compatibilidad con la mayoría de acoplamientos del mercado.



Spray Quattro

# Contra-Ángulos

## Ti-Max Z

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO CON LUZ

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Spray Quattro (2 tipos de Spray: bruma y chorro)
- Velocidad Máxima: 200.000 min-1
- Portafresas Push Button
- Rodamientos de Cerámica
- Microfiltro

SPRAY SWITCH



Con Luz 1:5

Z95L

REF. C1034

969€\*  
1.830€\*

3 años de garantía

### EL MOMENTO DEL CAMBIO



Mira como los contra-ángulos NSK reducen considerablemente la generación de aerosoles.

#### Menos Aerosoles, Menor Riesgo



Chorro de agua



Bruma

#### Fácil Cambio On/Off de Spray



Cambie en un instante entre chorro de agua (sólo agua) y agua pulverizada (bruma de agua y aire)

El spray de aire contribuye de manera significativa a crear aerosoles en los instrumentos dentales. Los contra-ángulos producen mucha menos bruma en comparación con las turbinas y al cambiar el spray de aire en estos instrumentos se genera todavía menos aerosol. Esto significa que los riesgos asociados se reducen considerablemente. NSK ha inventado el sistema para cambiar el tipo de spray de aire del instrumental rotatorio. Ningún otro fabricante de instrumental rotatorio ofrece esta cómoda y eficaz característica.



# Contra-Ángulos

## Ti-Max Z

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO CON LUZ

- Clean Head System (**Anti-Retorno**) • Cuerpo de Titanio con DURAGRIP resistente a arañazos
- Óptica de Vidrio Celular • Portafresas Push Botton • Microfiltro

 **3 años de garantía**



Con Luz **1:1**

**Z25L**

REF. C1038

- Spray Simple
- Para fresas CA (ø2,35)\*
- Velocidad Máx: 40.000 min<sup>-1</sup>

**839€\***

1.171€\*



Con Luz **1:4,2**

**Z45L**

REF. C1064

- Spray Quattro
- Para fresas CA (ø1,6)\*
- Velocidad Máx: 168.000 min<sup>-1</sup>

**969€\***

1.635€\*

## Ti-Max X

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO

- Clean Head System (**Anti-Retorno**) • Cuerpo de Titanio con DURACOAT resistente a arañazos
- Óptica de Vidrio Celular • Portafresas Push Botton • Microfiltro

 **2 años de garantía**



Con Luz **1:5**

**X95L**

REF. C600

- Spray Quattro
- Sistema Anti Calor
- Velocidad máxima 200.000 min<sup>-1</sup>

**869€\***

1.561€\*



Sin Luz **1:5**

**X95**

REF. C610

- Spray Quattro
- Sistema Anti Calor
- Velocidad máxima 200.000 min<sup>-1</sup>

**669€\***

1.193€\*



Con Luz **1:1**

**X25L**

REF. C601

- Spray Simple
- Para fresas CA (ø2,35)\*
- Velocidad Máx: 40.000 min<sup>-1</sup>

**669€\***

1.151€\*



Sin Luz **1:1**

**X25**

REF. C611

- Spray Simple
- Para fresas CA (ø2,35)\*
- Velocidad Máx: 40.000 min<sup>-1</sup>

**439€\***

821€\*

# Contra-Ángulos

## S-Max M

CONTRA-ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE

• Clean Head System (Anti-Retorno) • Portafresas Push Button • Rodamientos de Cerámica

 2 años de garantía



Con Luz 1:1

**M25L**  
REF. C1024

- Spray Simple
- Velocidad Máxima: 40.000 min<sup>-1</sup>
- Para fresas CA (ø2,35)



Sin Luz 1:1

**M25**  
REF. C1027

- Spray Simple
- Velocidad Máxima: 40.000 min<sup>-1</sup>
- Para fresas CA (ø2,35)

### OFERTA 1 + 1

**M25 + M25**

**649€\*** ~~1.398€\*~~



2 CONTRA-ÁNGULOS DEL MISMO MODELO

**M25L + M25L**

**849€\*** ~~1.856€\*~~



Con Luz 1:5

**M95L**  
REF. C1023

- Spray Quattro
- Velocidad Máxima: 200.000 min<sup>-1</sup>
- Para fresas FG (ø1,6)



Sin Luz 1:5

**M95**  
REF. C1026

- Spray Quattro
- Velocidad Máxima: 200.000 min<sup>-1</sup>
- Para fresas FG (ø1,6)

### OFERTA 1 + 1

**M95 + M95**

**849€\*** ~~1.862€\*~~



2 CONTRA-ÁNGULOS DEL MISMO MODELO

**M95L + M95L**

**1.049€\*** ~~2.466€\*~~

PIEZA DE MANO

 2 años de garantía



Sin Luz 1:1

**M65**  
REF. H1008

**399€\***  
~~674€\*~~



# Kits

## Kit Premium Plus



## Kit Superior Plus



Turbina de Titanio Con Luz  
**Z990L** REF. PA2373



+ Acoplamiento NSK  
**PTL-CL-LED** REF. P1001600



+ Contra-Ángulo de Titanio Con Luz (1:1)  
**Z25L** REF. C1038



**1.389€\***  
3.354€\*

Turbina de Acero Inoxidable Con Luz  
**M900L** REF. P1254



+ Acoplamiento NSK  
**PTL-CL-LED** REF. P1001600



+ Contra-Ángulo de Acero Sin Luz (1:1)  
**M25** REF. C1027



**899€\***  
2.094€\*

# Micromotores

## M40 XS LED

MICROMOTOR ELÉCTRICO CON LUZ



Con Luz

**M40 XS**  
REF. E1135051

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Eléctrico ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min-1
- Spray de agua interno

**679€\***  
1.277€\*

## M40N XS

MICROMOTOR ELÉCTRICO SIN LUZ



Sin Luz

**M40N XS**  
REF. E1136051

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Eléctrico ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min-1
- Spray de agua interno

**499€\***  
865€\*

## S-Max M205

MICROMOTOR NEUMÁTICO SIN LUZ



Sin Luz

**S-Max M205**  
REF. M1007

- Sistema Anti-Retorno
- El Más Pequeño y Ligero del Mundo
- Velocidad máxima: 25.000 min-1
- Giro derecha/izquierda
- Spray de agua interno

**439€\***  
613€\*

# Mantenimiento

## iCare

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN AUTOMÁTICAS

- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra
- Volumen de solución programado según el tipo de pieza de mano (de alta o de baja velocidad)
- Limpieza y lubricación en profundidad con un sencillo funcionamiento
- Función de limpieza de portafresas que garantiza la limpieza y lubricación en profundidad



Sistema Automático de Limpieza  
**iCare C2** REF. Y1002787

**+ 2 adaptadores de turbina a elegir**

**1.779€\***  
3.627€\*

## iCare+

SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y LUBRICACIÓN PARA INSTRUMENTAL ROTATORIO

- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra
- Apto para instrumental con spray interno y/o externo
- Tres tipos de programas: Limpieza · Desinfección · Lubricación
- Certificado ISO 15883 y 15883-5



Sistema Automático de Limpieza  
**iCare+ C2** REF. S102

**+ Solución de limpieza y aclarado n.clean** REF. ACL600

**+ Solución bactericida, fungicida y virucida n.cid** REF. ACD600

**+ Aceite de mantenimiento** REF. Z016117

**+ 2 adaptadores de turbina a elegir**

**5.759€\***  
9.587€\*

Limpieza  
**n.clean**  
REF. ACL600  
• 6x500 ml

**157€\***  
208€\*

Desinfección  
**n.cid**  
REF. ACD600  
• 6x500 ml

**157€\***  
221€\*

## Pana Spray Plus

LUBRICANTE DE FORMULACIÓN ESPECIAL PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD Y MOTORES NEUMÁTICOS

- Pana Spray Plus limpia y lubrica internamente todos los instrumentos rotatorios
- Para piezas de mano de alta y baja velocidad y micromotores neumáticos
- Lubrificante especial con alcohol y silicona

La aplicación diaria de **Pana Spray Plus** aumentará enormemente la vida de sus piezas de mano. Lubrique sus dispositivos antes de cada ciclo de autoclave



Limpieza  
**Pana Spray Plus**  
REF. Z182100  
• 500 ml

**22,69€\***



# Autoclaves

## iClave plus

AUTOCLAVE DE CLASE B CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA



### MAYOR SEGURIDAD, MAYOR CAPACIDAD

Su exclusivo sistema de calentamiento de tipo Calor Adaptativo permite alcanzar una temperatura uniforme en todo el interior de la cámara evitando dañar los instrumentos.

Cámara de 18 litros de capacidad con un volumen útil equivalente a un autoclave de 24 litros.

Cámara de cobre para una mayor eficacia térmica. Posee una conductividad térmica superior al 25% frente a las cámaras de acero.

 **2 años de garantía**

### iClave plus

REF. Y1003077

- Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)

**3.809€\***

~~8.202€\*~~



**Ergonómico:** el sistema de bandejas especiales permite introducir un mayor número de piezas.



**Rápido y seguro:** su cámara de cobre ofrece una alta conductividad térmica en todo el tanque y por lo tanto los ciclos son más rápidos con un menor consumo energético.



**Silencioso:** ciclos de esterilización rápidos y silenciosos para tu clínica.

## Purity

PURIFICADOR DE AGUA DE ÓSMOSIS INVERSA

### Purity

REF. 98018030

- Sistema totalmente automático
- Proporciona agua de alta calidad para mejorar la esterilización

**1.109€\***

~~1.851€\*~~



Contar con agua de alta calidad es esencial para mejorar la calidad de la esterilización. Dispositivo de suministro automático de agua con función de desalinización.

## Newseal Plus

TERMOSELLADORA

### Newseal Plus

REF. Z1279001

- Sella las bolsas de forma automática
- antes de la esterilización
- Sellado autoajustable de 12 mm
- Señal visual y acústica de sellado
- Cuchilla retráctil
- Portabobinas

**559€\***

~~931€\*~~



## Surgic Pro2

EL NUEVO MICROMOTOR QUIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGÍA

### Surgic Pro2 LED

REF. Y1004195

#### El set completo incluye:

- Unidad de control **Surgic Pro2 LED**
- Pedal de control inalámbrico **FC-81**
- Micromotor **SGL80M**
- Contra-ángulo 20:1 **X-SG20L**
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios

POTENCIA HASTA 80 Ncm

### Surgic Pro2

REF. Y1004196

#### El set completo incluye:

- Unidad de control **Surgic Pro2**
- Pedal de control inalámbrico **FC-81**
- Micromotor **SG80M**
- Contra-ángulo 20:1 **SG20**
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios



Escanee el código QR para más información

## OPERABILIDAD - SEGURIDAD - CONECTIVIDAD

Operabilidad, seguridad y conectividad inalámbrica. Los tres puntos en los que el nuevo Surgic Pro2 marca la diferencia. El micromotor quirúrgico de NSK presenta una extraordinaria innovación. Diseñado para dar a los profesionales el mejor dispositivo y disfrutar de la experiencia de trabajo más efectiva, segura y cómoda. Cualquier motivo es bueno para elegir el Surgic Pro2: el brillante progreso, que te permite dar un paso más.



Operabilidad mejorada gracias al nuevo y más compacto motor. El centro de gravedad más cerca del cabezal del contra-ángulo: más confort, menos fatiga.



Display sensible y seguro gracias a la nueva pantalla plana fácil de limpiar. El panel táctil inteligente ha sido diseñado para responder cuando se utilizan guantes quirúrgicos.



Luz LED de color de Alta Resolución para permitirle ver la sangre y las encías como si tuvieran luz natural y, por lo tanto, brindar una mayor visibilidad durante cada intervención, generando una cantidad mínima de calor.



Silencio y suavidad gracias a la nueva bomba de irrigación, que proporciona un flujo de irrigación constante mientras se adapta perfectamente al diseño compacto del dispositivo.



Máxima precisión de torque. El sistema de calibración avanzada AHC de NSK ofrece a máxima seguridad en la colocación de implantes.



Precisión y control para mejorar las decisiones a la hora de realizar la carga de un implante. Especialmente en aquellos tratamientos de carga inmediata o pacientes de alto riesgo.



Conexión inalámbrica con múltiples dispositivos como el VarioSurg 4, el Osseo100+, el pedal de control inalámbrico y iPad, para mejorar significativamente el alcance de los tratamientos quirúrgicos.



Pedal de control inalámbrico 400 g más ligero que el modelo anterior. Las funciones de selección de flujo de irrigación, selección de programa, dirección de rotación y velocidad de rotación. Además, el pedal puede personalizarse al gusto de cada profesional.

## BEST PROMO

**Surgic Pro2 LED**  
**+ X-SG20L\*\*** **3.999€\***  
~~8.368€\*~~



**Surgic Pro2**  
**+ SG20\*\*** **2.999€\***  
~~6.230€\*~~



\*\*1 contra-ángulo de serie + 1 contra-ángulo adicional del mismo modelo

## iSD900

DESTORNILLADOR PROTÉSICO INALÁMBRICO

iSD900

REF. Y1001358

- Compatible con los principales sistemas de implantes
- Con calibración de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 y 40 Ncm
- Velocidades de 15, 20 ó 25 min<sup>-1</sup>

**1.299€\***  
~~2.083€\*~~



## Osseo 100

DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN DE OSTEointegración

Osseo 100 mide la estabilidad del implante y la osteointegración para mejorar la toma de decisiones sobre cuándo cargar el implante, una cuestión especialmente importante cuando se aplican protocolos con periodos de tratamiento más breves o se trata a pacientes de alto riesgo. La sencilla operación que mide el ISQ permite planificar con antelación el periodo de carga del implante.

Osseo 100  
 REF. Y1004175

**1.679€\***  
~~3.150€\*~~

Osseo 100+  
 REF. Y1004176

**1.779€\***  
~~3.599€\*~~



## MulTipeg™

REUTILIZABLE

- Compatible con los principales sistemas de implante\*
- Titanio de larga duración que no daña los tejidos
- Esterilizable en autoclave aproximadamente 20 veces
- Adaptación óptima a la plataforma
- Calibración ISQ estándar



**36€\***  
~~67€\*~~



\* Existen diferentes modelos de MulTipeg™ que se adaptan a los distintos sistemas y tipos de implantes. Consulte la lista actualizada de los proveedores.





## Surgic Pro

MICROMOTOR PARA IMPLANTOLOGÍA

### MÁS POTENCIA HASTA 80 Ncm

Compacto y ligero, el micromotor para implantología garantiza una gran potencia al mismo tiempo (hasta 80 Ncm) y máxima precisión, gracias al avanzado sistema de calibración de torque.

POTENTE · SEGURO · PRECISO



### Surgic Pro LED

REF. Y1003586

El set completo incluye:

- Unidad de control
- Micromotor LED **SGL70M**
- Pedal de control **FC-78**
- Contra-ángulo con luz **X-SG20L** (Reducción 20:1)
- Tubo de irrigación (5 piezas) y otros accesorios

### Surgic Pro

REF. Y1003587

El set completo incluye:

- Unidad de control
- Micromotor **SG70M** no óptico
- Pedal de control **FC-78**
- Contra-ángulo **SG20** (Reducción 20:1)
- Tubo de irrigación (5 piezas) y otros accesorios

### Surgic Pro LED

#### OPCIÓN 1

Unidad de control  
**Surgic Pro LED** REF. Y1003586



+ Contra-ángulo con luz (Reducción 20:1)  
**X-SG20L** REF. C1003



+ Contra-ángulo con luz (Reducción 20:1)  
**X-SG20L** REF. C1003



+ Contra-ángulo con luz (Reducción 20:1)  
**X-SG20L** REF. C1003



**3.999€\***

9.624€\*

\*1 contra-ángulo de serie  
+ 2 contra-ángulos adicionales del mismo modelo

#### OPCIÓN 2

Unidad de control  
**Surgic Pro LED** REF. Y1003586



+ Contra-ángulo con luz (Reducción 20:1)  
**X-SG20L** REF. C1003



+ Contra-ángulo con luz (Multiplicador 1:3)  
**X-SG93L** REF. C1004



+ Contra-ángulo con luz (Velocidad Directa 1:1)  
**X-SG65L** REF. H1009



**3.999€\***

9.348€\*

\*1 contra-ángulo de serie + 1 multiplicador  
+ 1 pieza de mano adicional

### Surgic Pro

#### OPCIÓN 1

Unidad de control  
**Surgic Pro** REF. Y1003587



+ Contra-ángulo sin luz (Reducción 20:1)  
**SG20** REF. C1010



+ Contra-ángulo sin luz (Reducción 20:1)  
**SG20** REF. C1010



+ Contra-ángulo sin luz (Reducción 20:1)  
**SG20** REF. C1010



**2.999€\***

7.102€\*

\*1 contra-ángulo de serie  
+ 2 contra-ángulos adicionales del mismo modelo

#### OPCIÓN 2

Unidad de control  
**Surgic Pro** REF. Y1003587



+ Contra-ángulo sin luz (Reducción 20:1)  
**SG20** REF. C1010



+ Contra-ángulo sin luz (Multiplicador 1:3)  
**X-SG93** REF. C1007



+ Contra-ángulo sin luz (Velocidad Directa 1:1)  
**X-SG65** REF. H1038



**2.999€\***

6.938€\*

\*1 contra-ángulo de serie + 1 multiplicador  
+ 1 pieza de mano adicional

# Cirugía

Seguridad, tecnología y conectividad.

## Toda la Cirugía a tu servicio, con NSK

NSK te acompaña durante todo el camino de cualquier tratamiento de cirugía e implantología a través de nuestra completa gama de productos quirúrgicos. En NSK incorporamos a todos nuestros productos tecnologías de alto rendimiento, potenciando las sinergias de trabajo entre los aparatos dando la posibilidad de conectarlos entre ellos permitiendo trabajar de una forma integrada, asegurando el confort y excelentes resultados para el profesional y el paciente.



### 1 CIRUGÍA ÓSEA **Nuevo VarioSurg 4**

Sistema ultrasónico de cirugía ósea



### 2 IMPLANTOLOGÍA **Surgic Pro2**

Motor de implantes



### 3 OSTEOINTEGRACIÓN **Osseo 100+**

Dispositivo de monitorización de osteointegración



### 4 IMPLANTOLOGÍA **iSD900**

Destornillador Protésico sin Cables



### 5 TRATAMIENTO PERIODONTAL **Varios Combi Pro**

Dispositivo para Tratamiento Periodontal



# Cirugía

## Nuevo VarioSurg 4

SISTEMA ULTRASÓNICO DE CIRUGÍA ÓSEA



VarioSurg 4  
REF. Y1500706

**5.959€\***  
9.490€\*



CON DOBLE LUZ  
**LED**

### Incluye:

- Unidad de control
- Pieza de mano LED con cable de 2m
- Pedal de control **FC-86**
- Cassette de esterilización
- Soporte para pieza de mano
- Tubo de irrigación (3 uds.) y otros accesorios
- Kit básico H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 y soporte de puntas)



### Características

- Gran aumento de potencia
- 3 modos (CIRUGIA, ENDO, PERIO)
- Modo ráfaga seleccionable (3 frecuencias)
- Funciones principales
- 9 programas (CIRUGIA x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- Intensidad de luz LED regulable
- Modo de limpieza automático
- Función de retroalimentación
- Función de sintonización automática
- Función de enlace dinámico

### Aplicaciones

#### Cirugía oral

- Cirugía ósea
- Raspado
- Elevación de seno
- Extracción
- Membrana sinusal
- Preparación de implantes
- Perio
- Raspado
- Perio (alisado radicular)
- Mantenimiento
- Endo Retrogrado

## Pack Puntas VarioSurg



Puede descargar en PDF el Catálogo de Puntas:



### OFERTA


# 2 + 1

Puede elegir 3 puntas VarioSurg de cualquier modelo. Descuento equivalente al valor de la punta más barata.  
[Oferta no aplicable a kits de puntas]



## Surgic Pro2 × VarioSurg 4

DOS DISPOSITIVOS. UNA SOLUCIÓN. POTENCIAL ILIMITADO



El desarrollo del sistema de cirugía ósea por ultrasonidos VarioSurg continúa con la introducción de VarioSurg 4. Con tecnología ultrasónica pionera de alta potencia y una variada gama de puntas para diversos procedimientos, el VarioSurg 4 permite una extracción y conformación óseas rápidas y complejas. Minimiza el daño a los tejidos blandos circundantes y reduce la invasividad en comparación con las sierras óseas y convencionales. Con nuevas ventajas como la integración del mando de pedal inalámbrico, la compatibilidad con Surgic Pro2, y un diseño refinado y elegante, el VarioSurg 4 está preparado para superar las expectativas de los clínicos y crear un entorno sin estrés.

### OFERTA 1

Sistema de Cirugía Ultrasónica  
**VarioSurg 4 (s/pedal)** REF. Y1500712



+ Micromotor para Implantología  
**Surgic Pro2 LED** REF. Y1004195



+ Contra-ángulo con luz (Reducción 20:1)\*\*  
**2x X-SG20L** REF. C1003001



+ Carrito de soporte para ambos sistemas  
**iCart Duo** REF. S9090



**9.299€\***  
18.611€\*

\*\*1 contra-ángulo de serie + 1 contra-ángulo adicional del mismo modelo

### OFERTA 2

Sistema de Cirugía Ultrasónica  
**VarioSurg 4 (s/pedal)** REF. Y1500712



+ Micromotor para Implantología  
**Surgic Pro2 LED** REF. Y1004195



+ Contra-ángulo con luz (Reducción 20:1)\*\*  
**2x X-SG20L** REF. C1003001



+ Stand de soporte para ambos sistemas  
**Link Stand3** REF. ZA16230001



**8.599€\***  
17.232€\*

\*\*1 contra-ángulo de serie + 1 contra-ángulo adicional del mismo modelo

## Piezas de Mano



Sin Luz 1:1

SGS-ES  
REF. H264

**449€\***  
626€\*

Con Luz 1:1

X-SG65L  
REF. H1009

**899€\***  
1.271€\*



Sin Luz 1:1

X-SG65  
REF. H1038

**539€\***  
758€\*



Con Luz

X450L  
REF. P1078

• Sólo para fresas de 25 mm de largo  
**799€\***  
1.118€\*



Sin Luz 1:2

SGS-E2S  
REF. H266

**899€\***  
1.285€\*



Sin Luz 1:1

SGA-ES  
REF. H263

• Ángulo de 20°  
**779€\***  
1.091€\*



Sin Luz 1:2

SGA-E2S  
REF. H265

• Ángulo de 20°  
**999€\***  
1.396€\*

## Piezas de Mano

MICROSIERRAS



Reciprocidad 1,8 mm

Sin Luz 3:1

SGR2-E  
REF. SH162

**1.199€\***  
1.709€\*



3° Sagital

Sin Luz 3:1

SGT2-E  
REF. SH163

**1.499€\***  
2.132€\*



17° Oscilación

Sin Luz 3:1

SGO2-E  
REF. SH164

**1.599€\***  
2.300€\*

## Tubos de Irrigación

Tubos de Irrigación  
REF. Y900113

• Juego de 5 tubos

**44,79€\***  
90€\*



**SURGIC PRO**

Bomba de irrigación avanzada

La bomba tiene un sistema de tubos de irrigación muy fácil de configurar y su funcionamiento es extremadamente silencioso. Compatible con: Surgic Pro, Surgic Pro2 y VarioSurg 4

## SGX-E20R

PIEZAS DE MANO PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS



Sin Luz 20:1

### SGX-E20R

REF. HA1200

- Velocidad máx.: 2,000 min<sup>-1</sup>
- Torque máx.: 50 Ncm
- Portafresas giratorio
- Pieza de mano en ángulo
- Sistema de irrigación externo
- Para preparación/colocación de implantes zigomáticos y terigoideos en cirugía maxilofacial/cirugía oral

**1.329€\***  
1.861€\*

SOLUCIONES FÁCILES Y EFICIENTES PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS Y PTERIGOIDEOS

## Contra-Ángulos

REDUCCIÓN 20:1

DESMONTABLE



Con Luz 20:1

### X-SG20L

REF. C1003

**1.099€\***  
1.554€\*



Sin Luz 20:1

### SG20

REF. C1010

**759€\***  
1.068€\*



Con Luz 20:1

### X-DSG20L

REF. C1068

- Desmontable

**1.189€\***  
1.671€\*

Sin Luz 20:1

### X-DSG20

REF. C1067

- Desmontable

**969€\***  
1.358€\*



Sin Luz 20:1

### SGMS-ER20i

REF. Y110147

- Indicador de profundidad

**679€\***  
955€\*

## Contra-Ángulos

ALTA VELOCIDAD

Con Luz 1:3

### X-SG93L

REF. C1004

- Spray triple

**1.099€\***  
1.561€\*



Sin Luz 1:3

### X-SG93

REF. C1007

- Spray triple

**869€\***  
1.214€\*

Con Luz 1:3

### Z-SG45L

REF. C1107

- Spray triple

**1.079€\***  
1.520€\*



Sin Luz 1:3

### Z-SG45

REF. C1108

- Spray triple

**899€\***  
1.301€\*



# Higiene Bucal

## Varios Combi Pro

DISPOSITIVO PARA TRATAMIENTO PERIODONTAL

### 2 SISTEMAS EN 1

El equipo se compone de:

- Unidad de control
- **Prophy-System** Incluye pieza de mano con boquilla de 60° para profilaxis supragingival
- Polvo **FLASHpearl** (5 sobres de 15 g)
- Ultrasonidos Incluye pieza de ultrasonidos **Varios2 LUX** con luz LED
- Tres puntas: **G4, G8 y G16**
- **Pedal de control multifuncional** para regular la presión de agua y polvo



### iPiezo engine®

Motor Ultrasónico de Última Generación Exclusivo de **NSK**



Escanee el código QR para más información



Dispositivo para Tratamiento Periodontal  
**Varios Combi Pro** REF. Y1002843



+ Tratamiento Periodontal Subgingival  
**Kit Perio** REF. Y1003042



+ **Varios2 LUX** REF. E351050



Carrito de soporte  
**iCart Prophy** REF. S9095



**4.999€\***  
10.726€\*

# Higiene Bucal

## Kit Perio

TRATAMIENTO PERIODONTAL SUBGINGIVAL

REF. Y1003042

**El equipo se compone de:**

- Pieza de mano para mantenimiento eriodontal y de implantes
- Depósito de polvo y manguera
- Puntas Perio-Mate para bolsas profundas (40 puntas profundas envasadas)
- Polvo de glicina Perio-Mate (1 frasco de 160g)



## 2ª Pieza de Mano



LED



## Varios2 Lux

ESCARIFICADOR MULTIFUNCIONAL ULTRASONICO

REF. E351050

- Motor iPiezo Engine®, ajuste automático de potencia para tratamiento sin dolor
- Extenso rango de puntas para una amplia gama de usos
- Opción de depósito de agua y agua externa



PULIDO POR AIRE

## Puntas-V

KIT DE INICIO PERIO-CONTROL



REF. Y1003042

**Incluye:**

- Soporte de Puntas-V: V10
- Llave Tipo-E para cambio de Puntas
- 4 Puntas-V: V-P26L, V-P26R, V-P11L, V-P11R, V-P12

\* No incluido en la oferta del Varios Combi Pro

215€\*



ULTRASONIDOS



# Higiene Bucal

## iProphy

PIEZA DE MANO INALÁMBRICA PARA PULIDO

### DEVUELVE EL CONTROL A TUS MANOS

Sin pedal de control, **iProphy** inalámbrico permite una mayor libertad y estabilidad para realizar pulidos con una gran precisión. Alcance un nivel superior en su práctica clínica, mejorando el rendimiento diario.

#### iProphy

REF. Y1500015

**749€\***

1.603€\*



## Contra-Ángulos

REDUCCIÓN 4:1



Sin Luz 4:1

#### FX57m

REF. C1054

- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Con cabezal pequeño para copas y cepillos atornillables

**279€\***

383€\*



Sin Luz 4:1

#### X55

REF. C618

- Cuerpo de Titanio Macizo
- Mecanismo de bloqueo de la punta
- Spray de Agua Simple
- Para puntas EVA con vástago cerrado

**589€\***

821€\*

## Escarificadores

- Escarificador Neumático
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)

Con Luz

#### S970L

REF. T1005

- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz

**789€\***

1.479€\*



Sin Luz

#### S970

REF. T1020

- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz

**649€\***

1.213€\*



Con Luz

#### S970KL

REF. T1013

- Conexión Directa a los Acoplamientos KaVo®
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz

**859€\***

1.616€\*

Sin Luz

#### AS2000 M4

REF. T698

- Frecuencia de oscilación: 5.600~5.850 Hz

**289€\***

622€\*



# Higiene Bucal

## Varios 970

ULTRASONIDO MULTIFUNCIONAL

iPiezo engine®

- Tres modos de potencia para seleccionar:
  - G · General
  - E · Endo
  - P · Perio
- Dos depósitos de 400 ml cada uno
- Fácil conexión a la red de agua de la clínica
- Incluye 3 puntas: G4, G8 y G16
- Disponible con luz LED y sin luz



Con Luz

VA970 LED  
REF. Y1004161

**1.679€\***  
3.153€\*

Sin Luz

VA970  
REF. Y1004160

**1.449€\***  
2.721€\*

## Varios 370

ULTRASONIDO COMPACTO MULTIFUNCIÓN

iPiezo engine®

- Tres modos de potencia para seleccionar:
  - G · General
  - E · Endo
  - P · Perio
- Incluye 3 puntas: G4, G8 y G16

Sin Luz

VA370  
REF. Y1001340

**749€\***  
1.399€\*

CUERPO PORTÁTIL  
ULTRA COMPACTO



## Puntas Varios



Puede descargar en PDF  
el Catálogo de Puntas:

### OFERTA 1 + 1

Por la compra de cualquier  
punta **Varios** recibirá otra  
del mismo modelo





# Higiene Bucal

## Prophy-Mate neo

SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO DENTAL

- Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina.  
(No incluye conexión directa a manguera M4 y B2)
- Acoplamiento sencillo e instantáneo
- Diseño ligero y flexible



Sistema de blanqueamiento dental  
**Prophy-Mate neo**

---

**+ 2ª Pieza de Mano**  
**Pieza de Mano Larga** REF. T797010

---

**+ FLASH pearl** (4 frascos de 300 g)  
**FLASH pearl** REF. Y900698

---

**969€\***  
1.942€\*



### TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Acoplamiento sencillo e instantáneo



Boquillas fácilmente desprendibles con puntas de 60° y 80°



Con las boquillas gemelas originales de NSK se logra una mayor potencia de pulido

## Nuevo SOFT pearl

POLVO PARA EL TRATAMIENTO SUPRAGINGIVAL



El nuevo polvo para limpiezas, SOFT pearl está recomendado para todo tipo de manchas y decoloraciones; con especial eficacia en manchas de leves a moderadas.

### SOFT pearl

REF. Y1500721

- Solubilidad en agua idónea y retardada
- Tamaño partículas: 65 micras
- Aplicación: Supragingival
- Material: Glicina
- Libre de flúor
- 4 frascos de 250 g

**103€\***  
160€\*

## FLASH pearl

POLVO PARA EL TRATAMIENTO SUPRAGINGIVAL



Polvo de limpieza con perlas de calcio, FLASH pearl, para una limpieza en profundidad sin dañar la superficie del diente

### FLASH pearl

REF. Y900698

- Tamaño partículas: 54 micras
- Aplicación: Supragingival
- Material: Carbonato de calcio
- Libre de flúor
- 4 frascos de 300 g

**81€\***  
126€\*

# Higiene Bucal

## Perio-Mate

ELIMINADOR DE BIOFILM SUPRA Y SUBGINGIVAL

- Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina. (No incluye conexión directa a manguera M4 y B2)
- Para el tratamiento de bolsas periodontales y periimplantitis
- La pieza de mano gira 360°



Eliminador de película biológica  
**Perio-Mate**

---

**+ 2ª Pieza de Mano**  
**Pieza de Mano Perio-Mate** REF. T1043010

---

**+ Perio-Mate Powder** (2 frascos de 160 g)  
**Perio-Mate Powder** REF. Y900938

---


**969€\***  
2.159€\*




### TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Boquilla innovadora



Rotación fluida de 360°



Ajuste del volumen de flujo de polvo

## Perio-Mate Powder

POLVO PARA EL TRATAMIENTO SUB Y SUPRAGINGIVAL



Polvo de limpieza Perio-Mate Powder. Para uso sub y supragingival para un resultado del trabajo bueno y favorable

**Perio-Mate Powder**  
REF. Y900938

- Tamaño partículas: 25 micras
- Aplicación: Supragingival y Infra gengival
- Material: Glicina
- Libre de flúor
- 2 frascos de 160 g

**64€\***  
90€\*

# Endodoncia

## Kit Endodoncia

Localizador de Ápice  
**iPex II** REF. Y1002208

---

+ Micromotor  
**Endo-Mate DT2** REF. Y1004230

---

+ Conector  
**MPAS-F20R** REF. Y110046

---

**1.799€\***  
3.773€\*




**Con Luz** 10:1

**X35L**  
REF. C620

- Giro de 60°
- Incluye adaptador QF para limas manuales
- Velocidad máxima 4.000 min<sup>-1</sup>

**939€\***  
1.314€\*

**Sin Luz** 10:1

**X35**  
REF. C624

- Giro de 60°
- Incluye adaptador QF para limas manuales
- Velocidad máxima 4.000 min<sup>-1</sup>

**639€\***  
888€\*

**Sin Luz** 20:1

**MPAS-F20R**  
REF. Y110046

- Conexión para motores Endo-Mate + iPexII
- Para mango corto

**399€\***  
555€\*

**Sin Luz** 128:1

**EX-ENDO 128**  
REF. C592

- Rotación de 360°
- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Cabezal excepcionalmente pequeño

**529€\***  
739€\*

**Sin Luz** 128:1

**Ti-ENDO**  
REF. C589

- Rotación de 360°
- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Con anillo de ajuste de torque 4 niveles: 0,25-0,5-1,0-3,0 Ncm
- Cabezal excepcionalmente pequeño

**799€\***  
1.146€\*

# Endodoncia

## Endo-Mate DT2

MICROMOTOR PARA ENDODONCIA

### ENDO-MATE DT2

REF. Y1004230

- Selección de 9 programas ajustables
- Pieza de mano liviana y comfortable
- Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
- Gran pantalla LCD
- Función auto-reverse

**939€\***

~~1.951€\*~~



## iPexII

LOCALIZADOR DE ÁPICE AVANZADO

### iPexII

REF. Y1002208

- Medición del conducto radicular de gran precisión
- Controlador SmartLogic de nueva generación
- Tres señales acústicas de aviso según la ubicación de la lima en el conducto radicular
- Gran pantalla LCD tricolor

**639€\***

~~1.267€\*~~



## Endo-Mate TC2

MICROMOTOR PARA ENDODONCIA

### Endo-Mate TC2

REF. Y1001027

- Inalámbrico
- 5 programas para diferentes tipos de limas
- Control de torque
- Función auto-reverse con señal acústica

**989€\***

~~1.801€\*~~





## ULTIMATE XL

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN

### SUAVIDAD Y POTENCIA SIN PRECEDENTES

El líder en el mundo de micromotores de laboratorio se ha superado una vez más. La gama Ultimate ha evolucionado para conseguir aún mayor suavidad de movimiento y mayor potencia. Gracias a un sistema de control vectorial de 180° garantiza un trabajo más eficiente y sin tensión. La forma de la pieza de mano ha sido diseñada con gran cuidado y teniendo siempre en cuenta los criterios de ergonomía y funcionalidad. El resultado es una pieza de mano que reduce considerablemente el cansancio y que facilita el trabajo hasta con las piezas más delicadas y para largas jornadas de trabajo. La nueva generación Ultimate XL pone un nuevo rendimiento a su alcance.

#### ULTIMATE XL TORQUE

REF. Y141471

- Torque potente y estable de 8,7 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min<sup>-1</sup>
- Peso: 215 gramos (sin incluir el cable)

**1.469€\***

2.452€\*

#### ULTIMATE XL COMPACT

REF. Y141472

- Torque potente y estable de 6,0 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min<sup>-1</sup>
- Peso: 181 gramos (sin incluir el cable)

**1.269€\***

2.452€\*



## VOLVERE i7

MICROMOTOR ESTÁNDAR

VOLVERE i7 representa un nuevo hito de NSK en su constante esfuerzo por poner a disposición de los protésicos dentales sus micromotores de laboratorio de renombre mundial. VOLVERE i7, de diseño elegante y compacto, incluye todas las características esenciales para un laboratorio dental con una excelente relación calidad-precio.

#### VOLVERE i7

REF. Y1002890

- Torque potente y estable de 4,1 Ncm
- Velocidad: 1.000~35.000 min<sup>-1</sup>
- Peso: 215 gramos (sin incluir el cable)

**869€\***

1.769€\*



## PRESTO II

TURBINA NEUMÁTICA SIN LUBRIFICACIÓN

Sin Luz

### PRESTO II

REF. Y150022

- Velocidad: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

**639€\***

~~1.193€\*~~



## PRESTO AQUA II

TURBINA NEUMÁTICA CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

Sin Luz

### PRESTO AQUA II

REF. Y150023

- Velocidad: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

**1.269€\***

~~2.384€\*~~



## PRESTO AQUA LUX LED

TURBINA NEUMÁTICA CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

Con Luz

### PRESTO AQUA LUX

REF. Y1001151

- Velocidad: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

**1.659€\***

~~3.118€\*~~



# Equipo Dental Móvil

## Dentalone

GABINETE DENTAL PORTÁTIL

Con Luz

### Dentalone

REF. S9070

El equipo se compone de:

- Jeringa con tres funciones y luz LED
- Micromotor eléctrico con luz LED
- Ultrasonido Varios 170 con luz LED
- Pantalla MultiPad
- Cánula de aspiración
- Compresor
- Depósito incorporado de agua residual

**10.799€\***

~~16.986€\*~~



## VIVA ace

GABINETE DENTAL LIGERO

Con Luz

### VIVA ace

REF. Y1003773

- Dimensiones: L 462 × An 298 × Al 284 mm
- Peso de la unidad: 8,6 kg

Contenido:

- Set básico VIVA ace
- Kit de micromotor VIVA ace
- Kit de escarificador VIVA ace

**8.499€\***

~~15.578€\*~~



## VIVA MATE G5

LED

MICROMOTOR AUTÓNOMO CON LUZ

Con Luz

### VIVAMATE G5

REF. Y1002801

- Batería de hasta 2 horas de autonomía
- Velocidad: 3.000~30.000 min<sup>-1</sup>

**1.599€\***

~~2.231€\*~~




# El servicio hace la diferencia

## Servicio Técnico Oficial NSK Dental Spain

### ¿Cuáles son las ventajas del Servicio Técnico Oficial de NSK Dental Spain?

Las Turbinas y los Contra-Ángulos NSK van más allá de ser meros instrumentos de trabajo eficientes y fiables; representan una síntesis avanzada de tecnología e innovación. Cada profesional los percibe y utiliza como una extensión natural de sus propias manos y habilidades. Por esta razón, tratamos cada operación de mantenimiento con el máximo cuidado. Pero, ¿qué implica concretamente optar por el Servicio Técnico Oficial de NSK Dental Spain?



#### VELOCIDAD

En las horas siguientes a la confirmación del presupuesto el instrumento se repara en 24/48 horas



#### PROFESIONALIDAD

Confíe sus herramientas a un equipo experimentado y cualificado que conoce a fondo todos los productos NSK y sabe cómo garantizar que funcionen como nuevos.



#### FIABILIDAD

Puede estar seguro de que solo se utilizan recambios originales. Los instrumentos NSK poseen una mecánica impecable gracias a un exhaustivo trabajo de I+D. ¡Desconfíe de las imitaciones y de los productos de baja calidad!



#### SEGURIDAD

Original significa seguro en todos los aspectos: el uso de piezas no originales implica la pérdida de la certificación de dispositivo médico y la anulación de la garantía. Optar por el servicio postventa de NSK es un gesto de cuidado hacia los pacientes y una ventaja para los dentistas que lo eligen.




Escanee el código QR para más información

Tel: +34 91 626 61 28 E-mail: [sat@nsk-spain.es](mailto:sat@nsk-spain.es)



# RED COMERCIAL DE NSK DENTAL SPAIN

Para cualquier duda o consulta sobre los productos de NSK Dental Spain, puede contactar con su delegado comercial más cercano.



EFFECTÚE SU PEDIDO A TRAVÉS  
DE LA RED DE DISTRIBUIDORES DE NSK

## Miguel Camacho

Responsable de Implantología  
y Grandes Cuentas

✉ camacho@nsk-spain.es  
☎ +34 678 72 50 75

## María Jesús Suárez

Responsable de Grandes Cuentas

✉ suarez@nsk-spain.es  
☎ +34 636 79 64 64

## Fco. Javier Portela

Galicia, Zamora, Palencia,  
León, Asturias e Islas Canarias

✉ portela@nsk-spain.es  
☎ +34 645 42 69 12

## Miguel González

País Vasco, Navarra, La Rioja,  
Cantabria, Burgos, Soria y Zaragoza

✉ miguelgonzalez@nsk-spain.es  
☎ +34 627 75 92 21

## Xavier Sentís

Cataluña y Huesca

✉ sentis@nsk-spain.es  
☎ +34 650 29 11 46

## Óscar Llorente

Comunidad Valenciana, Murcia,  
Islas Baleares, Albacete y Teruel

✉ llorente@nsk-spain.es  
☎ +34 678 72 50 03

## Miguel Ángel Toribio

Madrid, Cuenca, Toledo, Guadalajara,  
Salamanca, Segovia, Ávila y Valladolid

✉ toribio@nsk-spain.es  
☎ +34 661 36 58 91

## José María Castro

Málaga, Granada, Jaén, Almería,  
Ciudad Real, Ceuta y Melilla

✉ castro@nsk-spain.es  
☎ +34 678 72 50 32

## Gloria Gibbah

Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba  
y Extremadura

✉ gibbah@nsk-spain.es  
☎ +34 627 75 93 50

## João Paulo Costa

Portugal

✉ costa@nsk-spain.es  
☎ +351 915 66 32 32

MANTENTE INFORMADO, MANTENTE CONECTADO.

ENCUENTRANOS EN:



NSK Dental Spain S.A. [www.nsk-spain.es](http://www.nsk-spain.es)

C/ Rozabella, 8. Europa Empresarial - Edificio Roma | Planta baja, Oficina A - 28290 - Las Rozas de Madrid, España  
tel: +34 91 626 61 28 · +34 91 626 61 32 | e-mail: info@nsk-spain.es

Los precios no incluyen IVA. Ofertas limitadas hasta el 28 de febrero de 2025 o hasta fin de existencias.