



MP

Mejores Productos

Promociones, ofertas y novedades
para tu clínica dental

Hasta el 30 de abril

Mejores Productos 62 - Promoción válida hasta el 30 de abril de 2023. / Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA. / Precios válidos salvo error tipográfico. / Promociones no acumulables / Precios y especificaciones modificables sin previo aviso. / Gastos de envío no incluidos. / En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía. ©2023 - Incotrading S.A.

MP

Mejores Productos

Promociones, ofertas y novedades
para tu clínica dental

Hasta el 30 de abril

LÁSER



Punta radial Implant Tip Ø 400

MEDENCY

Ref.: MEDTIP08

93,60—€

90 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Puntas de fibra óptica
autoclavables.



Punta de fibra óptica rosa con
diámetro de 400 mm.
Caja de 4 uds.

Diámetro: 400 mm.

Punta Ø 400/10 MM

MEDENCY

Ref.: MEDTIP04

62,40—€

60 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Punta de fibra óptica -
Rosa.



Punta de fibra óptica rosa con
diámetro de 400/10 mm, para
periodoncia.
Caja de 5 uds.

Diámetro: 400/10 mm.

Punta Ø300/15MM

MEDENCY

Ref.: MEDTIP03

62,40—€

60 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Punta de fibra óptica -
Amarilla.



Punta de fibra óptica amarilla con
diámetro de 300/15 mm, para
cirugía.
Caja de 5 uds.

Diámetro: 300/15 mm.

Punta Ø 200/15 MM

MEDENCY

Ref.: MEDTIP02

67,60—€

65 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Punta de fibra óptica -
verde.



Punta de fibra óptica con diámetro
de 200/15 mm, para endodoncia.
Caja de 5 uds.

Dimensiones: Ø 200/15 mm.

Pieza de mano Medency

MEDENCY

Ref.: MEDBIO01

390-€

350 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Pieza de mano para bioestimulación.



Pieza de mano intrabucal, para bioestimulación. Con una fibra de 8mm de diámetro.

Pieza de mano Medency

MEDENCY

Ref.: MEDBEL01

546-€

490 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Pieza de mano para ATM.



Pieza de mano tipo campana para ATM. Accesorio para Primo láser de diodo.

Primo Láser Dental Diodo 980nm-10w

MEDENCY

Ref.: LAMED0022

7.269,60-€

6.790 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)



Láser de diodo con una longitud de onda: 810nm con 7W y 980nm con 10W y potencia de 10 Watts CW. Cuenta con una pantalla táctil 7" ancho y 35 programas personalizables, con la selección de Menú de favoritos y multilingüe. Puntas Autoclavables y 2 años de garantía.

- 3 x gafas de protección Láser
- Pedal de control inalámbrico
- Fuente de alimentación con cable
- Señal de advertencia Láser
- Kit pieza de mano con fibra
- Kit de puntas autoclavables
- Punta Bio + Arco de blanqueamiento
- Guía de inicio rápido
- Estuche de transporte.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Directo Pieza de mano

MEDENCY

Ref.: MEDHAT02

1.095-€

886,67 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Directo pieza de mano bioestimulación Primo



Pieza de mano, accesorio Primo láser de diodo. Con un spot 1cm² en tejido y una longitud de onda de 980 nm.

Para fotobiomodulación, parestesias postquirúrgicas, terapia de ATM, rejuvenecimiento facial y la eliminación de manchas.

Maletín para láser

MEDENCY

Ref.: MEDCAS01

205 €

191,33 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Maletín de transporte de la marca Medency para láser.



Triplo Láser dental

Diodo

MEDENCY

Ref.: LAMED0093

10.389,60 €

9.950 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Láser dental a diodo con tres longitudes de onda.



Láser a diodo con tres longitudes de onda: 450 nm, 635 nm y 980 nm. Recuperación post quirúrgica más satisfactoria con una potencia de 10 W y una frecuencia de hasta 25 kHz. Efecto térmico reducido. Fibra flexible y puntas reutilizables. Unidad portátil con pedal inalámbrico y Software intuitivo.

3 X gafas de protección Láser. Pedal de control inalámbrico. Fuente de alimentación con cable. Señal de advertencia Láser. Kit pieza de mano con fibra. Kit de puntas autoclaves. Punta Bio + Arco de blanqueamiento. Guía de inicio rápido. Estuche de transporte.

Dispone de promoción!
+ Ver más

MP

Mejores Productos

Promociones, ofertas y novedades
para tu clínica dental

Hasta el 30 de abril

MAGNIFICACIÓN



Visera Over Loupes MOD 701

UNIVET

Ref.: MDU7004

75-€

75 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Univet ha desarrollado soluciones de protección que incluso le permiten seguir utilizando sistemas de aumento y focos.



Compatible con el uso de lupas prismáticas y galileanas, y luz. Banda elástica ajustable y pantalla de acetato antivaho termoformado. No crea distorsión ni fatiga visual durante un uso continuado. Protege de impactos y rayos UV. Certificado según EN 166 para gotas y salpicaduras. MARCADO U1SN - EN16633 CE.

MP

Mejores Productos

Promociones, ofertas y novedades
para tu clínica dental

Hasta el 30 de abril

CIRUGÍA PIEZOELÉCTRICA



Pieza de mano Slim MECTRON

MECTRON

Ref.: 03120238

871,69 €

665 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Pieza de mano ligera.

Nueva pieza de mano Slim de MECTRON. Delgada, ultrasónica y muy ligera ¡tan solo 55 kg!, con luz LED circular incorporada.

Peso: 55 kg.



Piezosurgery® White MECTRON

MECTRON

Ref.: 05120063PM

6.198,78 €

4.850 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Equipo para piezocirugía con pieza de mano incluida.

Piezosurgery® White ofrece un trabajo eficiente y un óptimo balance entre la eficacia de corte y preservación del tejido. Cuenta con un sistema feedback, que ajusta la potencia automáticamente. Ergonómico, de fácil manejo y limpieza, con configuraciones orientadas a la cirugía.

- Dispositivo Piezosurgery® con pieza de mano con luz LED.
- Kit 8 tubos para bomba.
- Llave dinamométrica K8.
- Pedal Piezosurgery®.
- Cable de alimentación.
- 1 Maletín de transporte.



Dispone de promoción!
+ Ver más

Piezosurgery® Touch MECTRON

MECTRON

Ref.: 05120054

9.430,07 €

6.890 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Equipo de cirugía piezo eléctrica con pantalla táctil. Pieza de mano con led orientable "all-in-one".

Equipo de cirugía piezoeléctrica con pantalla táctil más ergonómica y fácil de usar. Proporciona la máxima potencia y alcanzar una eficacia de corte perfecta en cada situación - para cirurgías eficaces, seguras y exitosas.

Dimensiones (L X An. X Al.): 300x250x95 mm. Peso : 3,2 Kg.
- 1 Pieza de mano con luz led rotatoria más manguera.
- 1 Llaves dinamométricas K8.
- 5 Láminas protectoras.
- 8 Tubos de silicona.
- 2 Set de irrigación.
- 1 Maletín de transporte.



Dispone de promoción!
+ Ver más

Insert OT12S MECTRON

MECTRON

Ref.: 03370021

228,20 €

195 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Dedicado a las técnicas de osteotomía donde las sierras de hueso piezoeléctricos estándar pueden tener un abordaje quirúrgico difícil.

Recomendado por su extraordinario diseño y su acción de corte extremadamente fino en cualquier técnica de osteotomía, aunque es especialmente efectivo donde las piezas piezoeléctricas estándar tienen un difícil acceso, ayudando en los abordajes quirúrgicos.

Dimensiones: 0,25 mm de espesor.



Dispone de promoción!
+ Ver más

Insert OT12

MECTRON

Ref.: 03370020

217,33 –€

195 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Insertos para osteotomía.



Dispone de promoción!
+ Ver más

Espesor: 0.25 mm.

Insert OT7 S-3

MECTRON

Ref.: 03370015

209,25 –€

180 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Inserto para osteotomía.



Especial micro-sierra 0.35 mm (3 dientes) osteotomía muy fina y pequeña especial para la técnica de corticotomía en la microcirugía de ortodoncia, técnica de extracción de raíces.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Grosor: 0.35 mm.

Insert OT7S-4

MECTRON

Ref.: 03370014

209,25 –€

180 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Inserto de osteotomía en sierra.



Osteotomía muy fina, corticotomía para la técnica de microcirugía ortodóntica, separación radicular en la técnica de extracción dental y cirugía periodontal.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Grosor: 0.35 mm.

Insert OT8L

MECTRON

Ref.: 03370013

196,46 –€

180 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Inserto de osteotomía OT8L en sierra angulada.



Aplicación en toda la técnica de osteotomía en maxilar y mandíbula. Se pueden realizar injertos en bloque de hueso.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Insert OT8R MECTRON

Ref.: 03370012

187,10 €

180 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Inserto de osteotomía en sierra.



Aplicación clínica, toda la técnica de osteotomía en Maxila y Mandíbula.
– Injerto de bloque de hueso.

Dispone de promoción!
[+ Ver más](#)

Insert OT7 MECTRON

Ref.: 03370007

196,46 €

180 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Inserto de osteotomía en sierra.



Recomendado para todas las osteotomías mandibulares y maxilares de máxima precisión y máxima eficiencia.

Grosor: 0,55 mm.

Dispone de promoción!
[+ Ver más](#)

Kit de Explantación MECTRON

Ref.: 01520021

788,17 €

790 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Kit de insertos de explantación.



Mectron ofrece una serie de insertos dedicados a PIEZOSURGERY®, e indicados para diversas aplicaciones clínicas. Los portainsertos de acero inoxidable son completamente esterilizables.

El Kit contiene:

EXP3-L
EXP3-R
EXP4-L
EXP4-R

Set insertos de limpieza MECTRON

Ref.: 01520020

244,53 €

170 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Set de insertos para limpieza de implantes.



Consiste en un soporte de punta ICP y 5 tips IC1. Insertos para limpieza suave y segura de la superficie del implante. Máxima eficiencia en el tratamiento, mayor comodidad del paciente y máximo respeto por la superficie del implante. Permite acceso y visibilidad óptimo en regiones posteriores.

KIT OSTEOTOMIA

MECTRON

Ref.: 01520010

Conjunto de insertos para osteotomía.

Kit de 5 insertos específicos para osteotomías, que incluye los insertos OT7 de osteotomía en sierra, OT7S3 y OT7S4 de sierra de 0.35mm de espesor, OT8L y OT8R de sierra angulada.



925,96 €

720 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Insert EXL-1

MECTRON

Ref.: 03400008

El elevador EXL1 es muy versátil y permite efectuar una sola maniobra de luxación y extracción radicular al mismo tiempo.



185,85 €

160 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Kit extracción

MECTRON

Ref.: 01520025

Kit de extracción del tercer molar



834,75 €

720 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

MP

Mejores Productos

Promociones, ofertas y novedades
para tu clínica dental

Hasta el 30 de abril

PROFILAXIS



Insert TIP P3

MECTRON

Ref.: 03290003

93,69 €

83 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Inserto para perio, diseñado para eliminar la placa y el biofilm bacteriano supra y subgingival.



Su forma delgada permite un fácil acceso en las bolsas periodontales y en los espacios interproximales en todos los cuadrantes dentales.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Insert TIP S2

MECTRON

Ref.: 03280002

73,87 €

75 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Insertos para detartraje.



Eficiente en los espacios interdentales y las superficies posteriores

Dispone de promoción!
+ Ver más

Insert TIP S1

MECTRON

Ref.: 03280001

73,87 €

75 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Insertos para detartraje.



Superficie **curvada** para la **eliminación del sarro supragingival y placas subgingivales**. Ideal para la **eliminación del biofilm**.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Insert ME3

MECTRON

Ref.: 03130003

131,60 €

115 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Insertos para extracción.



inserto con forma especial para extracciones.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Insert ME2 MECTRON

Ref.: 03130002

131,60 €

115 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Insertos para extracción.



inserto con forma especial para extracciones

Dispone de promocion!
+ Ver más

Insert ME1 MECTRON

Ref.: 03130001

131,60 €

115 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Insertos para extracción.



El inserto está dedicado exclusivamente al MODO PULSO de multipiezo pro y multipiezo.

Dispone de promocion!
+ Ver más

Insert P16L MECTRON

Ref.: 03080008

149,14 €

130 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Insertos de perio anatómicos.



Concreciones subgingivales y eliminación de biofilm de bifurcaciones y bolsas profundas. Recomendado para el tratamiento de molares y premolares.

Dispone de promocion!
+ Ver más

Insert P16R MECTRON

Ref.: 03080007

149,14 €

130 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Insertos de perio anatómicos.



Indicaciones: Concreciones subgingivales y eliminación del biofilm de bifurcaciones y bolsas profundas. Recomendado para el tratamiento de molares y premolares.

Dispone de promocion!
+ Ver más

P15 MECTRON

Ref.: 03080006

149,14 €

130 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Insertos de perio
anatómicos.



Concreciones supragingivales y
subgingivales, y eliminación del
biofilm. Recomendado para el
tratamiento de caninos y dientes
anteriores.

Dispone de promoción!
+ Ver más

S1-Slim MECTRON

Ref.: 02960009

90,69 €

80 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Inserto para
ultrasonido de limpieza
y periodoncia.



Cureta universal delgada
ligeramente triangular.
Superficie curvada para la
eliminación del sarro supragingival y
placas subgingivales así como la
eliminación del biofilm.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Set Scaler limpieza de implantes MECTRON

Ref.: 02160033

195,63 €

170 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Set scaler para la
limpieza de implantes.



El inserto base ICS de MECTRON y
la punta IC1 se utilizan en la
limpieza de implantes. Estos
insertos permiten el acceso óptimo y
la eliminación de la placa de una
forma suave incluso la región
posterior. Ambos accesorios son
esterilizable y reutilizables, la punta
IC1 es ajustable en la base ICS.

Starjet Perio MECTRON

Ref.: 05150075007

1.755,85 €

1.190 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Starjet aeropulidor de 2
usos - Paquete Perio.



Un dispositivo, dos indicaciones,
cambio fácil de supra a subgingival.
Pulido de aire con un giro PROPHY
a PERIO. Hay 3 terminales
diferentes y su colocación en un
simple click facilita el cambio. Son
giratorios 360° y completamente
esterilizables. Su conexión rápida y
segura.

1 Starjet.1 Cabezal spray
120°.1 Cabezal spray
PERIO.Puntas subgingival
perio (40 unidades).1 Llave
K9.1 Botella de polvo
profiláctico (250g).1 Botella
de glicina en polvo (160g).

Dispone de promoción!
+ Ver más

Starjet Basic MECTRON

Ref.: 05150075005

1.517,82 €

980 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Starjet aeropulidor de 2 usos - Paquete Basic.

Un dispositivo, dos indicaciones, cambio fácil de supra a subgingival. Pulido de aire con un giro PROPHY a PERIO. Hay 3 terminales diferentes y su colocación en un simple click facilita el cambio. Son giratorios 360° y completamente esterilizables. Su conexión rápida y segura.

1 Starjet.1 Cabezal spray 120°.1 Botella de polvo profiláctico (250g).1 Botella de glicina en polvo (160 g).



Micropieza MECTRON

Ref.: 05080013

1.863,89 €

1.390 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Sistema de Limpieza por Ultrasonidos.

Equipo compacto que se puede usar para endodoncia, periodoncia, limpieza y tallado. Dispone de irrigación autónoma, una nueva pieza de mano más fina con luz circular y el Soft Mode para pacientes con hipersensibilidad. Además incluye conexión Wifi y pantalla táctil.

1 pieza de mano led SLIM.1 insert S1S.1 insert P3.1 botella de 500ml.1 pedal.



Dispone de promoción!
+ Ver más

Multipieza Touch MECTRON

Ref.: 05060023

3.920 €

2.090 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Sistema de limpieza por ultrasonidos. Extracciones menos invasivas.

Equipo especialmente diseñado para profilaxis y periodoncia. El panel táctil ergonómico controla todas las funciones de forma rápida e intuitiva, además de limpiarse y desinfectarse fácilmente. El innovador SOFT MODE establece nuevos estándares en el control de inserción y gestión del dolor del paciente.

1 Multipieza Touch.1 Pieza de mano led SLIM.2 Insertos: S1S y P3.2 botellas, 500 ml.2 tapas de botella de seguridad.



Combi Touch Perio + Carro universal E MECTRON

Ref.: 05020015008K

8.790 €

6.590 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Combi Touch Perio es una unidad de profilaxis multifuncional que combina las funciones de ultrasonido y pulido con aire en un único dispositivo

Combi Touch Perio + Carro universal EAA. Combie Touch es una unidad de profilaxis multifuncional que combina las funciones de ultrasonido y pulido con aire en un único dispositivo, con más de 50 insertos para una gran variedad de aplicaciones.

Pieza de mano LED.Botella de 500 ml.Tapón de seguridad gris.Cabezal de spray 120°.Cabezal de spray PERIO.Puntas perio subgingivales (40 uds) monouso.Llave K9 g.2 botellas polvo Glycine® 160 g



Dispone de promoción!
+ Ver más

Combi Touch Perio Profilaxis MECTRON

Ref.: 05020015008

7.850-€

5.990 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aeropulidor y Ultrasonidos en un mismo dispositivo de Mectron.



Combie Touch es una unidad de profilaxis multifuncional que combina las funciones de ultrasonido y pulido con aire en un único dispositivo, con más de 50 insertos para una gran variedad de aplicaciones.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Pieza de mano LED.Botella de 500 ml.Tapón de seguridad gris.Cabezal de spray 120º.Cabezal de spray PERIO.Puntas perio subgingivales (40 uds) monouso.Llave K9 g.2 Botella polvo Glycine® 160 g.2 insertos: S1S + P3

Carro universal E MECTRON

Ref.: 03540011

940-€

790 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Carro universal preparado para tu equipo de profilaxis.



Carro universal E con conexiones eléctricas, preparado para tu equipo de profilaxis.

Dimensiones (L X A X A): 48 X 46 X 85 cm.Peso: 29 kg.

Glycine Powder SENSITIVE MECTRON

Ref.: 03140021

99,19-€

65 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Polvo pulidor Glycine Powder para profilaxis - Caja de 2 botes de 160g.



Polvo de glicina indicado para limpieza supra y subgingival, de partículas mucho más pequeñas < 63 µm. Polvo de carbonato sódico, soluble en agua y con sabor dulce. Presentación: 2 botes de 160 g.

No dispone.

Rhapsody Flow LEMON MECTRON

Ref.: 03140039

115,50-€

95 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Rhapsody Flow elimina de manera suave y efectiva el biofilm supragingival y las manchas en la superficie del esmalte.



Eliminación de manchas y decoloraciones extrínsecas debido al humo, vino, té y agentes colorantes.Limpieza de fisuras y cavidades.Limpieza de los brackets ortodónicos.

Rhapsody Flow NEUTRAL

MECTRON

Ref.: 03140040

115,50 €

95 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Rhapsody Flow elimina de manera suave y efectiva el biofilm supragingival y las manchas en la superficie del esmalte.



Perio Kit MECTRON

Ref.: KITPERIO

560 €

390 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

El Perio Kit se compone de: 2 botes de Glycine de 160gr,4 botes de 300gr de Rhapsody Flow sabor limón, 1 set scaler limpieza de implantes y 1 Insert P10



Mp text

asdasd

Dispone de promocion!
+ Ver más

MP

Mejores Productos

Promociones, ofertas y novedades
para tu clínica dental

Hasta el 30 de abril

FOTOPOLIMERIZACIÓN



Starlight Uno - color lila

MECTRON

Ref.: 05100097

650€

570€

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Peso: 77g.

Starlight Uno - color azul

MECTRON

Ref.: 05100096

650€

570€

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Peso: 77g.

Starlight Uno - color amarillo

MECTRON

Ref.: 05100095

650€

570€

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Peso: 77g.

Starlight Uno - color turquesa

MECTRON

Ref.: 05100094

650€

570€

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Peso: 77g.

Starlight Uno - color gris

MECTRON

Ref.: 05100093

650 €

570 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Peso: 77g.

Starlight Uno - color blanco

MECTRON

Ref.: 05100092

650 €

570 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Peso: 77g.

Starlight Pro - blanco

MECTRON

Ref.: 05100083

780 €

695 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Lámpara de polimerización sin cables, ultra-ligera, se puede utilizar donde quieras. Trabaja con fuente de Led (5W). Con una longitud de onda de 440-480 nm, tiene una batería de Ion Litio de larga duración sin efecto memoria. Potencia luminosa > 800 mW/cm² y una intensidad luminosa > 1.400 mW/cm².

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones: Long 198mm
Ø22,5mm.Peso:105gr.

MP

Mejores Productos

Promociones, ofertas y novedades
para tu clínica dental

Hasta el 30 de abril

PLASMA



Roundup SILFRADENT

Ref.: RU200

3.621 €

2.490 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Integrador de
Mezclado.



Este integrador de mezclado no modifica la geometría del material (ya sea líquido, semi-líquido o sólido). Consigue una mezcla sin burbujas ni contaminación. En un máximo de 16 seg. realiza un vacío automático y su ciclo de descontaminación es de 5 minutos.

Dimensiones: (An. x Al. x Pr.)
32 x 30 x 32 cm.Peso:19 Kg.

Centrifuga Medifuge + CGF Kit SILFRADENT

Ref.: MF200+CGFKIT

5.701,80 €

3.990 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Separador de fases de
sangre CGF.



Separador de fases de sangre CGF, con capacidad de hasta 8 tubos y un soporte fácil de limpiar y esterilizable en autoclave a 135°. El sistema del rotor mantiene la temperatura constante. Contiene un kit muy completo con material e instrumental para crear membranas de fibrina entre otros protocolos.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)
23 x 24 x 32 cm.Peso: 9,4 kg.
• Capacidad de hasta 8 tubos. Soporte fácil de limpiar y esterilizable en autoclave a 135°. • El excepcional sistema del rotor con autoventilación mantiene la temperatura constante. • Ciclo descontaminante de luz ultravioleta UCV.Duración del ciclo 5 min. a 1.000 revoluciones.

A.P.A.G. SILFRADENT

Ref.: APAG

1.147,50 €

790 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Activador de plasma.



Calentamiento de jeringas a temperatura y tiempo controlados sin condensación. Con una desnaturalización de la albúmina sérica humana (HSA). En combinación con MEDIFUGE se obtiene un gel para su utilización como relleno periimplantario y en estética perioral.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.):
19 x 23 x 26 cm. Peso: 3,5 Kg.

MP

Mejores Productos

Promociones, ofertas y novedades
para tu clínica dental

Hasta el 30 de abril

DESINFECCIÓN Y LAVADO



Cuba de Ultrasonidos

3D TOTEM

Ref.: S20012

636 €

750 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Cuba de ultrasonidos de 6,5L para postratamiento de modelos dentales.



Cuba de ultrasonidos de acero inoxidable con una capacidad de 6L para postratamiento de modelos dentales. La frecuencia ultrasónica de 40 kHz permite la limpieza rápida. Cuenta con un temporizador digital y una pantalla de temperatura, la potencia de ultrasonidos es de 180 W.

Capacidad de 6,5 litros. Cesta adicional.

Kit desinfección Magnolia

CATTANI

Ref.: KITMAGNOLIA

250,39 €

215 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Kit de desinfección Magnolia para CATTANI.



El kit desinfección Magnolia de Cattani está compuesto por 4 productos de limpieza y desinfección de alta eficacia: 74 x Puli-Jet Plus 2.0. 1 Botella de Eco - Jet Spray. 1 Bote de Eco - Jet Toallitas. 1 Caja Antiespumógenos. 1 Pulse Cleaner.

Puli Jet Plus 2.0

CATTANI

Ref.: 1060922

263,12 €

110 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Desinfectante concentrado para sistemas de aspiración.



Detergente para aspiraciones dentales de alto poder desinfectante, un litro supone la misma eficacia de 125l de otros detergentes. Nueva formulación que no deja residuos ni películas, con un perfume más agradable. Para todas las aspiraciones, de anillo seco y anillo húmedo, de uso diario.

Caja de 4 uds con botellas de 1 litro.

Antiespumógeno

CATTANI

Ref.: 1040826

604,09 €

360 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Antiespumógeno desinfectante para todo tipo de aspiraciones.



Pastillas antiespumógenas - desinfectantes para aspiraciones dentales de anillo seco y anillo húmedo. Evita la espuma que puede causar paradas imprevistas en la aspiración, con una constante acción desinfectante.

Caja de 10 cajitas con 50 pastillas cada una (500 pastillas en total).

Eco-Jet 1 Toallitas

CATTANI

Ref.: 1040771

87,57 €

48 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Desinfectante de superficies en formato toallitas. Caja de 6 botes con 160 toallitas cada bote.



Toallitas de limpieza y desinfección de alto nivel. Indicadas para superficies de equipamiento médico. Después de 5 minutos tiene eficacia bactericida y tuberculicida. En 15 minutos tiene eficacia fungicida y virucida.

Caja de 6 botes con 160 toallitas cada bote.

Eco-Jet 1 Refill 5L

CATTANI

Ref.: 1040764

137,12 €

99,76 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Desinfectante de superficies en formato garrafa.



Eco-Jet 1 de Cattani es una potente solución desinfectante de alto nivel lista para usar. Esta solución elimina rápidamente y de manera eficaz la suciedad a la vez que desinfecta. Disponible en tres formatos diferentes: spray, toallitas y refill (tanque de 5l).

Eco-Jet 1 Spray

CATTANI

Ref.: 1040745

54,53 €

46 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Desinfectante de superficies en formato spray.



Eco-Jet 1 de Cattani es una potente solución desinfectante de alto nivel lista para usar. Esta solución elimina rápidamente y de manera eficaz la suciedad a la vez que desinfecta.

Pulse Cleaner

CATTANI

Ref.: 1040720

113,49 €

66 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Cubo de limpieza y desinfección para aspiraciones dentales.



Recipiente especial para la limpieza y desinfección de la aspiración quirúrgica, que funciona automáticamente por impulsos, produciendo turbulencias que ayudan a la limpieza de los tubos. Se llena con Puli-Jet diluido con agua y se conectan los terminales. Conexiones para terminal de D.11 y D.16.

Puli-Jet Classic CATTANI

Ref.: 1040715

263,12 €

115 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Detergente para aspiraciones dentales.

Detergente sanitizante y antiolores para limpieza de aspiradores. Compatible con todo tipo de aspiraciones: anillo líquido, húmedo y aire. Desinfección antibacteriana, dejar actuar por lo menos 1 hora o durante la noche.

Caja con 4 botellas de 5l.



HMD Accesorio Tethys H10 MOCOM

Ref.: M7E200301

1.070,69 €

990 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Accesorio para el lavado de piezas de mano.

Con este nuevo accesorio será posible lavar, termodesinfectar y secar hasta 6 instrumentos (turbinas o piezas de mano para micromotor) simultáneamente. Puede utilizarse en todos los dispositivos Tethys H10, aunque ya estén instalados: solo será necesario realizar una actualización del firmware.

4 adaptadores para turbina.3 adaptadores para piezas de mano.1 adaptador para puntas de ultrasonidos (capacidad para tres puntas).4 tapones.



Tethys H10 Plus MOCOM

Ref.: M7E200300

6.706,87 €

4.390 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

El primer dispositivo de desinfección híbrida de Mocom.

Descontaminación, lavado con ultrasonidos, desinfección térmica y secado en un único paso, para lograr un flujo operativo más simple, más rápido y más eficaz. La fuerza del agua, la energía del calor y la potencia de los ultrasonidos para garantizar la máxima seguridad. Potencia nominal: 2300 W.

Dimensiones externas (A x H x P): 470 x 430 x 500 mm.Peso Neto: 37 kg. Puerto USB.Puerto ethernet (RJ 45).2 Cestos para instrumentos.Cestillo portafresas.Kit de conexión hídrica.Embudo para la sal.Embudo para el detergente.Filtro HEPA.



Tethys T45 MOCOM

Ref.: M7E200022

9.106,23 €

7.750 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Termodesinfectadora (45 cm).

Conforme normativa EN-15883. Lava a presión el instrumental. Desinfecta a 95° con vapor de agua. Puerto serie RS232 para conexión a PC o impresora. Condensador de vapor y función soft start, anticoagulación. 2 bombas de dosificación totalmente automáticas. Monofase 230V 50Hz. 2,8kW.

Dimensiones: 450 x 850 x 620 mm.



Tethys D60

MOCOM

Ref.: M7E200020

~~13.378,16 €~~

9.950 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Termodesinfectadora
(60 cm).



Desinfección térmica, descontaminación y lavado a presión del instrumental dental. Lava y desinfecta todo tipo de materiales. Conforme normativa EN-15883.

La WD4060 incorpora secado de aire con filtro HEPA. 2 bombas dosificadoras integradas y una tercera opcional. Volumen de cámara de 150 litros.

Dimensiones: 600 x 850 x 605 mm.

Thalya

MOCOM

Ref.: 7G100000

~~2.584,79 €~~

1.995 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Limpieza y lubricación
de instrumentos
rotatorios.



Dimensiones externas (An x Al x Pr): 340X400X370 mm. Peso: 12,5 kg.

Thalya PLUS

MOCOM

Ref.: 7G200000

~~4.812,68 €~~

3.190 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Desinfección interna y
externa y
mantenimiento de
rotatorios y mangos de
ultrasonidos.



Dimensiones externas
(AnxAlxPr): 340x400x370
mm. Peso: 14,5 kg.

Minuten

Desinfección 5 I

MOCOM

Ref.: 11494

58 €

58 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Desinfectante rápido
listo para el uso para
superficies de
productos médicos.



Desinfectante rápido listo para el uso para superficies de productos médicos como por ejemplo piezas de mano y de ángulo, tiradores de equipos y bandejas de doctor. Libre de aldehídos y fenoles. Tiene un efecto bactericida 1,2 (TBC incluso) en 1 minuto.

Minuten Desinfección 1 lt MOCOM

Ref.: 59404

30-€

30 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Está especialmente formulado para la limpieza y desinfección rápida de superficies de dispositivos médicos.



Está especialmente formulado para la limpieza y desinfección rápida de superficies de dispositivos médicos, como turbinas, piezas de mano y contra-ángulos, manijas de unidades, mesas suspendidas y dispositivos médicos. Probado por Dentsply Sirona, Planmeca entre otros. Usar solo en superficies compatibles con alcohol. Actividad: Desinfección rápida libre de aldehído y fenol.

Minuten desinfectante 500ml MOCOM

Ref.: 6724

19-€

19 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Líquido desinfectante para Thalya Plus



Líquido desinfectante para Thalya Plus.
Formato de 500ml.

IC 100 - 5 Litros MOCOM

Ref.: 233427

250-€

250 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Solución para la limpieza previa del instrumental médico



Solución para la limpieza previa del instrumental médico, sin fijación de proteínas. Disuelve los residuos de sangre y otros fluidos corporales de los dispositivos médicos (superficies internas y externas).

IC 100 - 500 ml MOCOM

Ref.: 233426

60-€

60 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Solución para la limpieza previa del instrumental médico



Solución para la limpieza previa del instrumental médico, sin fijación de proteínas. Disuelve los residuos de sangre y otros fluidos corporales de los dispositivos médicos (superficies internas y externas).

AC Net

CATTANI

Ref.: 1040807

Detergente para el
acero del interior del
autoclave.

~~92,86 €~~

69 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)



MP

Mejores Productos

Promociones, ofertas y novedades
para tu clínica dental

Hasta el 30 de abril

ESTERILIZACIÓN / AUTOCLAVES



Millseal Plus MOCOM

Ref.: WCMY00A0000

737,91 €

475 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Selladora Millseal Plus
de la marca Mocom.

Termoselladora manual con diseño innovador para bolsas y rollos. Motor de deslizamiento en ambos sentidos. Permite definir exactamente la longitud de la bolsa sin malgastar papel. Cuenta con una base de apoyo milimetrada, su banda de sellado es de 12 mm. y su ancho máximo de sellado es de 300 mm.

Dimensiones: 474 x 374 x 200. Peso: 7Kg. Alarma, portarrollos y cuchilla.



Porta bandejas modular modular MOCOM

Ref.: M7D200019

324,45 €

215 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Porta bandejas modular
para autoclaves de 28
litros.

Sistema de alojamiento modular para cargar el autoclave. Equipado con 3 pares de soportes para colocar las bandejas, permite aprovechar todo el diámetro de la cámara y colocar incluso aquellas cargas más voluminosas, como las cajas de cirugía.



Porta bandejas modular modular MOCOM

Ref.: M7D200018

270,38 €

180 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Porta bandejas modular
para autoclave de 22
litros.

Sistema de alojamiento modular para cargar el autoclave. Equipado con 3 pares de soportes para colocar las bandejas, permite aprovechar todo el diámetro de la cámara y colocar incluso aquellas cargas más voluminosas, como las cajas de cirugía.



No disponible.

Porta bandejas modular modular MOCOM

Ref.: M7D200017

216,30 €

145 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Porta bandejas modular
para autoclave de 17
litros.

Sistema de alojamiento modular para cargar el autoclave. Equipado con 3 pares de soportes para colocar las bandejas, permite aprovechar todo el diámetro de la cámara y colocar incluso aquellas cargas más voluminosas, como las cajas de cirugía.



Impresora Standard para autoclave

MOCOM

Ref.: M7D200012

754,86 €

350 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Impresora para informes de autoclavado apta para los modelos B Classic, B Futura y Supreme.



Impresora que permite imprimir los datos de los ciclos ejecutados en papel térmico o etiquetas.

Pure 100

MOCOM

Ref.: M7C200010

1.118,31 €

490 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Desmineralizador con capacidad de 120 l, 300 ciclos.



El desmineralizador de resinas Pure 100 se compone de 2 cartuchos de resinas de intercambio iónico. 120 litros y 300 ciclos sin cambio de filtro. Cuenta con desagüe automático. Decida el tiempo de llenado/vaciado a otras tareas. Mayor seguridad en la calidad del agua y mayor vida para el autoclave.

Millseal Rolling

MOCOM

Ref.: M7B240001

3.885,27 €

1.990 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Termoselladora de rodillo Millseal Rolling con impresora.



Termoselladora de rodillo. Sistema de arrastre automático De forma ergonómica y lineal, Millseal Rolling introduce un nuevo enfoque en el procedimiento del sellado dentro del consultorio odontológico.

Autoclave B Futura - 28L

MOCOM

Ref.: M7A570000

9.715,37 €

5.350 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo.



Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 28 litros. Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060. Depósitos de agua inspeccionables con sensor de calidad de agua integrado.

Dimensiones externas: 495x485x600 mm. 6 bandejas en dotación.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Autoclave B Classic - 22L MOCOM

Ref.: M7A560000

7.146,74 €

3.850 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Autoclave B Classic con potente bomba de vacío.



Autoclave B Classic con potente bomba de vacío. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 22 litros.

Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060.

Con 5 bandejas en dotación y sensor de calidad de agua integrado.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones externas (A X H X P): 480 X 500 X 600 mm.
5 bandejas en dotación.

Autoclave B Futura - 22L MOCOM

Ref.: M7A550000

7.758,30 €

4.440 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo.



Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo.

Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 22 litros.

Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060.

Depósitos de agua inspeccionables con sensor de calidad de agua integrado.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones externas: 495x485x600 mm.
5 bandejas en dotación.

Autoclave B Futura - 17L MOCOM

Ref.: M7A540000

6.721,54 €

4.190 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo.



Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo.

Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 17 litros.

Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060.

Depósitos de agua inspeccionables con sensor de calidad de agua integrado.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones externas: 495x485x600 mm.
5 bandejas en dotación.

Autoclave B Classic - 28L MOCOM

Ref.: M7A530000

8.562,10 €

4.390 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Autoclave B Classic con potente bomba de vacío.



Autoclave B Classic con potente bomba de vacío. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 28 litros.

Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060.

Con 5 bandejas en dotación y sensor de calidad de agua integrado.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones externas (A X H X P): 480 X 500 X 600 mm.
6 bandejas en dotación.

Autoclave B Classic - 17L

MOCOM

Ref.: M7A520000

~~5.684,77 €~~

3.700 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Autoclave B Classic con potente bomba de vacío.



Autoclave B Classic con potente bomba de vacío. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 17 litros.
Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060.
Con 5 bandejas en dotación y sensor de calidad de agua integrado.

Dimensiones externas (A X H X P): 480 X 500 X 600 mm.
5 bandejas en dotación.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Kit de trazabilidad

MOCOM

Ref.: KITMYTRACE

~~1.611,44 €~~

650 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Accesorio de trazabilidad para autoclave Supreme.



Compuesto por impresora estándar y escáner láser de código de barras de grado médico. Con Supreme y My Trace de serie, consiga la trazabilidad completa.

MyTrace

MOCOM

Ref.: 7D200022

~~1.537,89 €~~

990 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Software de trazabilidad.



MyTrace es el software de trazabilidad Mocom que permite asociar un set de instrumentos esterilizados con el paciente a través del código de barras. Una herramienta irremplazable para completar el proceso de esterilización y asegurar protección legal al odontólogo.

Autoclave Supreme clase B - 28L

MOCOM

Ref.: 7A242000

~~12.112,80 €~~

6.690 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Autoclave Supreme de clase B que funciona con agua del grifo.



El primer autoclave de circuito cerrado capaz de utilizar agua corriente gracias al específico sistema interno de filtrado que, al reciclar el agua, permite emplearla en los ciclos sucesivos.
Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 28 litros.

Dimensiones externas (A X H X P): 480 X 500 X 600 mm.
6 bandejas en dotación.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Autoclave Supreme clase B - 22L

MOCOM

Ref.: 7A241000

~~10.490,55 €~~

5.790 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Autoclave Supreme de clase B que funciona con agua del grifo.



El primer autoclave de circuito cerrado capaz de utilizar agua corriente gracias al específico sistema interno de filtrado que, al reciclar el agua, permite emplearla en los ciclos sucesivos. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 22 litros.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones externas (A X H X P): 480 X 500 X 600 mm.
5 bandejas en dotación.

Autoclave Supreme clase B - 17L

MOCOM

Ref.: 7A240000

~~9.625,35 €~~

5.600 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Autoclave Supreme de clase B que funciona con agua del grifo.



Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones externas (A X H X P): 480 X 500 X 600 mm.
5 bandejas en dotación.

Inc-8 INCOTRADING

Ref.: INC8

~~250 €~~

225 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Incubadora biológica.



Está indicada para comprobar el correcto funcionamiento de los esterilizadores de óxido de etileno y autoclaves. Se introduce un indicador biológico en un ciclo normal de esterilización en el autoclave o esterilizador, y al terminar, se introduce en el dispositivo.

Medidas: (Prof. x Anch. x Alt.): 180 x 175 x 80 mm. Peso: 1 kg.

MiniBio BIONOVA

Ref.: KMB222

~~1.730,40 €~~

1.390 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Incubadora / Lectura de fluorescencia.



Kit MiniBio de 120 indicadores BT222. Permite la incubación y lectura de indicadores biológicos Rápidos, Súper Rápidos y Ultra Rápidos, con un sistema de impresión de resultados y almacena las últimas 3 lecturas. Fácil de usar y no requiere mantenimiento. Además cuenta con calibración de temperatura.

BT96 BIONOVA

Ref.: BT96

494,40 €

415 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Indicadores biológicos Súper Rápidos, con un tiempo de respuesta de 30 minutos, para autoclave de plasma - Caja de 50 uds.



BT96 de Bionova es un indicador biológico autocontenido para el control de procedimientos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrógeno (VH2O2). Con sistema de lectura súper rápida por fluorescencia:

Dimensiones del tubo de polipropileno: 50,4 mm de alto x 8,5 mm de diámetro externo. Pared de 0,5 mm de grosor.

BT224 BIONOVA

Ref.: BT224

468,65 €

390 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Indicadores biológicos Ultra Rápidos, con un tiempo de respuesta de 20 minutos - Caja de 50 uds.



Indicador biológico autocontenido para procesos de esterilización por Vapor asistido por vacío o Vapor por desplazamiento de aire por gravedad. Tiempo: 20 min.

Dimensiones del tubo de polipropileno: 50,7 mm de alto x 8,5 mm de diámetro externo. Pared de 0,5 mm de grosor.

BT220 BIONOVA

Ref.: BT220

267,80 €

220 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Indicadores biológicos Rápidos, con un tiempo de respuesta de 3 horas - Caja de 50 uds.



BT220 de Bionova es un **indicador biológico autocontenido** para el control de procesos de esterilización por vapor asistido por vacío o por vapor desplazado por aire por gravedad a 121-135°C.

Dimensiones del tubo de polipropileno: 50,7 mm de alto x 8,5 mm de diámetro externo. Pared de 0,5 mm de grosor.

BT20 (Caja de 30) BIONOVA

Ref.: 107BT2030

95,79 €

69 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Indicadores biológicos de esterilización - Caja de 30 uds.



Vial de cristal con medio de cultivo con indicador de pH inocuo para los microorganismos inoculados.

Dimensiones del tubo de polipropileno: 45,2 mm de alto x 8,5 mm de diámetro externo. Pared de 0,5 mm de grosor.

BT20 (Caja de 100)

BIONOVA

Ref.: 107BT20

Indicadores biológicos de esterilización - Caja de 100 uds.

Vial de cristal con medio de cultivo con indicador de pH inocuo para los microorganismos inoculados.

Dimensiones del tubo de polipropileno: 45,2 mm de alto x 8,5 mm de diámetro externo. Pared de 0,5 mm de grosor.



298,70 –€

195 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

BT222

BIONOVA

Ref.: BT222

Indicadores biológicos Súper Rápidos, con un tiempo de respuesta de 1h - Caja de 50 uds.

Dimensiones del tubo de polipropileno: 50,7 mm de alto x 8,5 mm de diámetro externo. Pared de 0,5 mm de grosor



406,85 –€

340 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Millseal+ EVO

MOCOM

Ref.: M7B210001

La termoselladora automática que reduce los tiempos de envasado.

Millseal+ Evo reduce los tiempos de envasado. Se distingue por su simplicidad de uso y su gestión automática de la fase de preparación. Tiene un control electrónico del sellado y cuenta con un display digital 'Soft-touch', una producción automática de bolsas y una banda de sellado de 12 mm.

Dimensiones externas (AxHxP): 474 X 200 X 374 mm.



2.446,32 –€

1.350 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

MP

Mejores Productos

Promociones, ofertas y novedades
para tu clínica dental

Hasta el 30 de abril

CAD / CAM FRESADORAS



Horno de curado (CureBox)

3D TOTEM

Ref.: S20014

1.836 €

1.632 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Máquina para fotopolimerizar productos impresos con resina - Cámara de curado de gran capacidad.



Máquina de curado **robustas**, fabricadas con **materiales de alta calidad** y con un **manejo fácil e intuitivo**. Gracias sus características, las máquinas de curado CUREbox permiten un curado óptimo de las piezas fabricadas con impresoras 3D de resina.

Capacidad de la cámara de curado: 300 x 300 x 150 mm.

ZR Speed OPERA SYSTEM

Ref.: OSZRSPPEED

12.225 €

10.580 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Horno de sinterizado con ciclos lentos y rápidos.



De alta gama, sus propiedades técnicas lo convierten en la herramienta esencial de un laboratorio dental que quiera destacar por su calidad y precisión. Diseñado como respuesta a la rápida evolución de los materiales y, pensando en el escaso espacio del que disponen algunos laboratorios dentales.

Dimensiones: 390 x 500 x 790 mm.

ZR PROD OPERA SYSTEM

Ref.: OSZRPROD

6.921 €

5.990 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Horno de sinterizado de alta calidad, eficaz y económico.



Es una unidad eficiente de alta calidad, de diseño compacto que se acopla a cualquier pequeño rincón del laboratorio dental. A pesar de su pequeño tamaño, el horno de sinterizar Opera permite acomodar un recipiente de sinterización de Ø100 mm con hasta 20 coronas individuales.

Dimensiones: 400 x 400 x 600 mm.

Master HT OPERA SYSTEM

Ref.: OSMMASTERHT

6.645 €

5.950 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Programación adaptable, trata todos los materiales cerámicos del mercado.



Es una eficiente unidad de cocción de porcelana y vidrio para restauraciones de alta calidad. Gracias a su tamaño se acopla con facilidad a cualquier rincón del laboratorio dental. De sencillo manejo, su pantalla digital intuitiva en color facilita un control total del proceso de cocción.

Dimensiones: 23x24x57cm.

OS-Clean OPERA SYSTEM

Ref.: OSCLEAN

1.715 €

1.275 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Cuba de limpieza de ultrasonidos para postratamiento de productos impresos.



Diseñada para la limpieza de las piezas de impresión hechas con impresoras 3D.

Dimensiones:
320x330x246mmCapacidad:
4l.
.Cesta extraíble.

All Black OPERA SYSTEM

Ref.: OSALLBLACK

15.688,40 €

13.575 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Escáner de sobremesa All Black Opera System.



Dimensiones:
238x340x447mm.

Fresadora OS- Arko 4 OPERA SYSTEM

Ref.: OS2009

39.161 €

36.900 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Fresado húmedo, rápido y preciso: Restauraciones en menos de 10 minutos.



Gracias a sus excelentes propiedades, posee la capacidad de realizar acabados de alta precisión en restauraciones de vitrocerámicas, PMMA, óxido de circonio y composites, entre otros materiales. También puede acabar con pilares de titanio prefabricados con la máxima precisión requerida hoy en día.

Targa OPERA SYSTEM

Ref.: OS2008

68.177 €

59.900 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Fresadora de 5 ejes para trabajar en húmedo y seco.



Para bloques y discos, cuenta con tecnología Direct Clean, que le permite cambiar, según precise, entre mecanizado húmedo y mecanizado seco. Esta máquina de fresado ofrece unas restauraciones ultra HD, gracias a la combinación de una precisión extrema con la máxima estabilidad.

Easy 5 + OPERA SYSTEM

Ref.: OS2007

35.032 €

31.990 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Fresadora de 5 ejes en seco.



Fresadora Opera de mecanizado en seco Easy 5+ cuenta con tecnología Direct Disc para asegurar los discos. Gracias a este sistema, sin herramientas, de sujeción de los discos, la maquina se puede cargar aún más rápido y fácilmente con material.

Dimensiones:
450x545x630mm.

Premium+ Upgrade OPERA SYSTEM

Ref.: OS2006

28.194,40 €

25.900 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Fresadora húmeda compacta de 4 ejes.



Es una fresadora compacta de cuatro ejes sin una unidad externa. Bloques de fresado de cerámica de vidrio, Óxido de Circonio y compuestos, así como pilares de Titanio. Intercambio manual de piezas de trabajo. Sistema de liquido refrigerante integrado (bomba y filtros incluidos): no necesita aspirar.

Dimensiones: 360 x 451 x 471 mm.Peso: 50 kg.

Pro Expert 5 OPERA SYSTEM

Ref.: OS2004

46.220 €

41.900 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Fresadora de 5 ejes en seco. Cambiador automático de 8 discos.



La **Fresadora Pro Expert 5** es capaz de fresar y rectificar las 24 horas del día sin parar, sin la necesidad de realizar ningún paso de operación. Es muy precisa y estable capaz de procesa todo tipo de materiales, incluidos CoCr, titanio y vitrocerámicas. Contiene **3 ionizadores** que neutralizan la carga estática de las virutas acrílicas, para una cámara de trabajo limpia.

Dimensiones:692x445x540mm.

EASY 4 EDITION OPERA SYSTEM

Ref.: OS2001

20.498 €

17.740 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Fresado en seco de 4 ejes.



Máquina de alta precisión, que destaca por el uso de 4 ejes de trabajo simultáneos que consiguen unos resultados óptimos, incluso en aleaciones no preciosas extremadamente duras sobre una base de cobalto-cromo. De construcción ultra compacto, lo que facilita su ubicación en cualquier pequeño rincón.

Dimensiones: 400 x 385 x 410 mm.Peso: ~ 45 kg.

OS-200

OPERA SYSTEM

Ref.: OS200

9.000 €

7.890 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Escáner de sobremesa OS-200 de Opera System.



El escáner 3D OS-200 es una opción inesperada y rentable para todos los profesionales dentales. Este escáner le sorprenderá por su pequeño tamaño, su ligereza y su total apertura a diferentes plataformas digitales. Es la solución de escaneo imprescindible para los laboratorios con espacio limitado.

Dimensiones: 260x270x420 mm.

Horno de curado

300

3D TOTEM

Ref.: S30015

3.366 €

2.995 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Adaptado a volumen de alta producción.

MP

Mejores Productos

Promociones, ofertas y novedades
para tu clínica dental

Hasta el 30 de abril

INTRAORAL



iRAY 70

QUALINX

Ref.: 706T0001

3.945,31 €

2.554 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Tubo de rayos X periapical.



iRay 70 de Qualinx es un equipo de radiología intraoral de alta frecuencia y versatilidad que presta una gran atención a la salud del paciente y además, garantiza unas exposiciones digitales extraordinariamente rápidas con una claridad, contraste y resolución de excelente calidad.

iSensor 70 tamaño

2

QUALINX

Ref.: 701E0001

4.531,49 €

3.670 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Sensor intraoral, para un diagnóstico odontológico de alta calidad y baja dosis.



Es un captador digital intrabucal que captura, en tiempo real, imágenes de alta calidad con una resolución de 25 lp/mm de una manera rápida y precisa. Tamaño del pixel: 20 μ m. Indicado para la realización de diagnósticos en: endodoncia, periodoncia, implantología y en reparaciones de caries.

41,9 X 30,4 mm.

iSensor 70 tamaño

1

QUALINX

Ref.: 701E0000

3.800,70 €

3.325 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Es un captador digital intrabucal que captura, en tiempo real, imágenes de alta calidad con una resolución de 25 lp/mm de una manera rápida y precisa. Tamaño del pixel: 20 μ m. Indicado para la realización de diagnósticos en: endodoncia, implantología, periodoncia y en reparaciones de caries.



38,9 X 24,9 mm

MP

Mejores Productos

Promociones, ofertas y novedades
para tu clínica dental

Hasta el 30 de abril

ESCANER INTRAORAL



Mach 2

OPERA SYSTEM

Ref.: OSIOMACH2

~~16.900 €~~

12.990 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Escáner intraoral.



Diseño compacto y ligero. Escaneo intraoral intuitivo, suave y de alta calidad.

El software incorpora numerosas funciones de procesamiento de datos para garantizar impresiones digitales de alta calidad con una reproducción real del color.

Bis - 1

BENQ

Ref.: 70930000

~~18.169,20 €~~

12.833,33 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Escáner intraoral
DLP.



Bis-1 ayuda al odontólogo a tomar las impresiones digitales con extraordinaria facilidad.

Dimensiones: A.280 mm - P. 40 mm - H. 55 mm.Peso: 325 g.

MP

Mejores Productos

Promociones, ofertas y novedades
para tu clínica dental

Hasta el 30 de abril

LIMAS



Limas Jizai (21mm)

MANI

Ref.: 387253521302

~~42,13~~ €

33 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Limas NiTi rotatorias. - Caja
de 3 uds.



Longitud: 21 mm.

Limas Jizai (25 mm)

MANI

Ref.: 387253525302

~~42,13~~ €

33 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Limas NiTi rotatorias. - Caja
de 3 uds.



Longitud: 25 mm.

MP

Mejores Productos

Promociones, ofertas y novedades
para tu clínica dental

Hasta el 30 de abril

ENDODONCIA MORITA



Root ZX Mini

MORITA

Ref.: 6951150

1.220 €

895 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Localizador de ápice "mini". Diseño y tecnología en la palma de su mano.



Compacto y ligero. Con una precisión absoluta, sin necesidad de ajuste a cero, con calibración automática y un gran display a color, permite una localización de ápice precisa para la eliminación parcial o total de radiografías. Aviso adicional en situaciones de interés (curva pronunciada).

1 cable de sonda.3 x portalimas.5 x contraelectrodos.1 x verificador.3 x pilas DC 1.5 V tamaño AAA.

Dentaport ROOT ZX

MORITA

Ref.: 886900

1.609,20 €

1.395 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Localizador de ápice para unos resultados de las mediciones muy concretos.



Con su método de cocientes patentado, ofrece en todo momento resultados de medición precisos, independientemente de que haya presencia de líquido de irrigación o sangre en el conducto radicular. En combinación con el módulo TriAuto OTR, también sirve para la preparación de los conductos radiculares.

Tri Auto ZX2

MORITA

Ref.: 6961

4.262,90 €

2.840 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

El motor de endodoncia inalámbrico con localizador de ápices integrado.



Motor inalámbrico con localizador de ápice integrado, función OGP y OTR para profesionales ambidiestros, con un peso de tan solo 140 g. Cambio de color en el indicador, según la posición de la lima. Auto Star/Stop, Auto Torque Reverse y Slow-Down.

Peso: 140 g.

Dentaport OTR Modulo

MORITA

Ref.: 6907

3.550,60 €

2.395 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Motor de endodoncia.



DentaPort ZX, con su función de Optimum Torque Reverse garantiza en cada momento el par motor óptimo de la lima, tanto en rotación como en funcionamiento alterno. Las microrroturas y las fracturas en las limas son cosa del pasado. Esto es endodoncia de primerísima categoría.

Peso: 90 g.

Tri Auto Mini Plus

MORITA

Ref.: 06970

~~2.181,50 €~~

1.650 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Motor de endodoncia de rotación continua inalámbrico y con funciones innovadoras.



Motor compacto (80 g) de endodoncia de rotación continua inalámbrico y con funciones innovadoras. Evita tendinitis y lesiones musculares. 6 memorias de trabajo y velocidad programable de 50 a 1000 rpm. 9 valores de torque (hasta 3,9 Ncm). Funciones innovadoras de Auto torque reverse y slow-down.

Peso: 80 g.

MP

Mejores Productos

Promociones, ofertas y novedades
para tu clínica dental

Hasta el 30 de abril

INSTRUMENTOS ROTATORIOS



TwinPower - 20W

MORITA

Ref.: 2541

1.233,40 €

975 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Turbina TwinPower
Ultra E PAR-4HUEX-O
con luz - 20W.



Las nuevas turbinas Twin Power de Morita combinan ingeniería del máximo nivel y simplicidad para el usuario y ofrecen unas prestaciones inigualables. Su sistema de doble rotor proporciona un torque altísimo y una gran precisión. Este sistema reduce el ruido y ofrece una pieza de mano muy silenciosa.

TwinPower - 18W

MORITA

Ref.: 2540

1.233,40 €

975 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Turbina TwinPower
Ultra M PAR-4HUMX-O
con luz - 18W.



Las nuevas turbinas Twin Power de Morita combinan ingeniería del máximo nivel y simplicidad para el usuario y ofrecen unas prestaciones inigualables. Su sistema de doble rotor proporciona un torque altísimo y una gran precisión. Este sistema reduce el ruido y ofrece una pieza de mano muy silenciosa.

TorqTech CA-DC-0

1:1

MORITA

Ref.: 2440

1.437 €

1.130 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Contra ángulo con luz.



Contra ángulo con luz de la marca MORITA. Diseño ergonómico, con un tamaño reducido y al mínimo peso, con una velocidad de giro máx. 42.000 rpm. Indicado para preparación y profilaxis.

Dimensiones: 94 mm.peso: 67 g.

MP

Mejores Productos

Promociones, ofertas y novedades
para tu clínica dental

Hasta el 30 de abril

PERIODONCIA



Sonda Pa-On ORANGE DENTAL

Ref.: PAN0491000

~~4.904,97 €~~

4.490 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

La primera sonda digital e inalámbrica que informa automáticamente sobre el estado periodontal.



La primera sonda digital e inalámbrica que informa automáticamente sobre el estado periodontal. Diagnostico más sencillo, rápido y estandarizado gracias al software Parobyzz. Los pacientes sienten una mínima molestia ya que la medición es calibrada con una presión de exactamente 20 g.

"Docking Station". Software Parobyzz Perio para transmisión de datos. 10 puntas monouso.

MP

Mejores Productos

Promociones, ofertas y novedades
para tu clínica dental

Hasta el 30 de abril

DEFIBRILACIÓN



Fred PA-1

SCHILLER

Ref.: 11279902

~~2.206,26 €~~

1.530 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Desfibrilador semiautomático.



El equipo guía al responsable de primeros auxilios en cada paso: Cualquier usuario puede salvar vidas, incluso aquellos sin formación en primeros auxilios.

Al levantar la tapa del equipo, se pone inmediatamente en marcha y guía paso a paso durante todo el proceso de reanimación.

MP

Mejores Productos

Promociones, ofertas y novedades
para tu clínica dental

Hasta el 30 de abril

COMPRESORES CATTANI



Compresor AC 900 CATTANI

Ref.: 1013599


~~18.075,88 €~~

12.150 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Compresor de 3 cabezas de 3 cilindros - Para 15 equipos.



Compresor con 3 cabezas de 3 cilindros con tres secadores de aire, para 15 equipos. Dispone de las siguientes características: 3 motores trifásicos 400V 50Hz independientes, potencia total de 4.5 kW - 11.1 A, un depósito de aire de 300 litros, caudal efectivo a 5 bar de 714 l/min y su nivel sonoro es de 75 dB (A).

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones: 1800mm x 810mm x 1000mm. Peso neto: 260 kg.

Compresor AC 1200 - trifásico CATTANI

Ref.: 1013595

~~25.107,61 €~~

17.350 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 6 cilindros - Para 20 equipos.



Compresor de 2 cabezas de 6 cilindros con cuatro secadores de aire, para 20 equipos. Dispone de las siguientes características: 2 motores trifásicos de 400V 50Hz independientes, una potencia total de 6.5 kW - 15 A, depósito de aire de 300 litros, un caudal efectivo a 5 bar de 952 l/min y un nivel sonoro de 81 dB (A).

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones: 1800mm x 880mm x 1000mm. Peso: 303 kg.

Compresor AC 1800 CATTANI

Ref.: 1013594

~~37.274,25 €~~

25.300 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Compresor de 3 cabezas de 6 cilindros - Para 25 equipos.



Compresor de 3 cabezas de 6 cilindros con seis secadores de aire, para 25 equipos. Dispone de las siguientes características: 3 motores trifásicos de 400V 50Hz independientes, una potencia total de 9.75 kW - 22.6 A, un depósito de aire de 300 litros, caudal efectivo a 5 bar de 1428 l/min y un nivel sonoro de 82.5 dB (A).

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones: 1800mm x 1100mm x 1100mm. Peso: 363 kg.

Compresor AC 910 CATTANI

Ref.: 1013578

~~21.000,92 €~~

13.990 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Compresor para grandes sistemas de fresado o sistemas centralizados de aire comprimido.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 3 cabezas de 3 cilindros con tres secadores de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de 3 motores trifásicos 400V 50Hz independientes y potencia total de 4.5 kW - 11.1 A.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones: 1800mm x 810mm x 1000mm. Peso neto: 260 kg.

Compresor AC 600 - trifásico

CATTANI

Ref.: 1013535

~~11.950,55 €~~

7.190 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 2 cilindros - Para 10 equipos.



Compresor tándem 3 cilindros con dos secadores de aire, para 10 equipos.
Dispone de las siguientes características: 2 motores trifásicos 400V 50Hz independientes, potencia total de 3 kW - 7.4 A, un depósito de aire de 150 litros, caudal efectivo a 5 bar de 476 l/min y su nivel sonoro es de 77 dB (A).

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones: 320mm x 590mm x 890mm.Peso: 137 kg.

Compresor AC 600 - monofásico

CATTANI

Ref.: 1013530

~~11.950,55 €~~

7.190 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 3 cilindros - Para 10 equipos.



Compresor tándem 3 cilindros con dos secadores de aire, para 10 equipos.
Dispone de las siguientes características: 2 motores monofásicos 230 50Hz independientes, potencia total de 3 kW - 20.4 A, un depósito de aire de 150 litros, caudal efectivo a 5 bar de 476 l/min y su nivel sonoro es de 77 dB (A).

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones: 1320mm x 590mm x 890mm.Peso: 137 kg.

Compresor AC 610 Trifásico

CATTANI

Ref.: 1013513

~~12.401,60 €~~

8.250 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Para una fresadora con un consumo máximo de 220 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 2 cabezas de 3 cilindros con dos secadores de aire.
Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales.
Dispone de 2 motores trifásicos de 400V 50 Hz y potencia total de 1,5 kW - 7.4 A.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones: 1320mm x 590mm x 890mm.Peso: 137 kg.

Compresor AC 610 Monofásico

CATTANI

Ref.: 1013510

~~12.401,60 €~~

8.250 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Para una fresadora con un consumo máximo de 220 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 2 cabezas de 3 cilindros con dos secadores de aire.
Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales.
Dispone de 2 motores monofásicos de 230V 50 Hz y potencia total de 1,5 kW - 20.4 A.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones: 1320mm x 590mm x 890mm.Peso: 137 kg.

Compresor AC 400 - trifásico

CATTANI

Ref.: 1013435

9.766,20 €

5.890 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 2 cilindros - Para 6/7 equipos.



Compresor tándem de 2 cilindros con dos secadores de aire, para 6/7 equipos.

Dispone de las siguientes características: 2 motores trifásicos 400V50Hz independientes, potencia total de 3 kW - 7.2 A, un depósito de aire con una capacidad de 150l, caudal efectivo a 5 bar de 320 l/min y un nivel sonoro de 73 dB (A).

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones: 1155mm x 550mm x 745mm.Peso: 112kg.

Compresor AC 400 - monofásico

CATTANI

Ref.: 1013430

9.766,20 €

5.890 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 2 cilindros - Para 6/7 equipos.



Compresor tándem de 2 cilindros con dos secadores de aire, para 6/7 equipos.

Dispone de las siguientes características: 2 motores monofásicos 230V 50Hz independientes, potencia total de 2.4 kW - 15,4 A, un depósito de aire con una capacidad de 150l, caudal efectivo a 5 bar de 320 l/min y un nivel sonoro de 73 dB (A).

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones: 1155mm x 550mm x 745mm.Peso: 112kg.

Compresor AC 410 Trifásico

CATTANI

Ref.: 1013413

10.272,03 €

6.790 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Para una fresadora con un consumo entre 105 y 160 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 2 cabezas de 2 cilindros con dos secadores de aire.

Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de 2 motores trifásicos 50 Hz y potencia total de 3 kW - 7,2 A.

Dimensiones: 1155mm x 550mm x 745mm.Peso: 112kg.

Compresor AC 410 Monofásico

CATTANI

Ref.: 1013410

10.272,03 €

6.790 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Para una fresadora con un consumo entre 105 y 160 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 2 cabezas de 2 cilindros con dos secadores de aire.

Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de 2 motores monofásicos 50 Hz y potencia total de 2,4 kW - 15,4 A.

Dimensiones: 1155mm x 550mm x 745mm.Peso: 112kg.

Compresor AC 300Q

CATTANI

Ref.: 1013350

7.151,46 €

4.290 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Compresor de 3 cilindros insonorizado - Para 4/5 equipos.



Compresor de 3 cilindros con secador de aire e insonorizado, para 4/5 equipos. Dispone de las siguientes características: Motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia 1,5 kW - 10,2 A, depósito de aire con una capacidad de 45 l, caudal efectivo a 5 bar de 238 l/min y un nivel sonoro de 65.3 dB (A).

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones: 710mm x 700mm x 970mm.Peso: 80 kg.

Compresor AC 300

CATTANI

Ref.: 1013330

5.767,46 €

3.210 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Compresor de 3 cilindros - Para 4/5 equipos.



Compresor de 3 cilindros con secador de aire, para 4/5 equipos. Dispone de las siguientes características: Motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia 1,5 kW - 10,2 A, depósito de aire con una capacidad de 45 l, un caudal efectivo a 5 bar de 238 l/min y un nivel sonoro de 73.6 dB (A).

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones: 620mm x 520mm x 750mm.Peso: 65kg.

Compresor AC 310 Trifásico

CATTANI

Ref.: 1013313

5.981,59 €

3.550 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Para una fresadora con un consumo máximo de 100 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, de 3 cilindros con secador de aire.

Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de un motor trifásico 400V 50 Hz y potencia de 1,5 kW - 3,7 A.

Dimensiones: 620mm x 520mm x 750mm.Peso: 65kg.

Compresor AC 310 Monofásico

CATTANI

Ref.: 1013310

5.981,59 €

3.550 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Para fresadoras con un consumo máximo de 100 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, de 3 cilindros con secador de aire.

Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de un motor monofásico 230V 50 Hz y potencia de 1,5 kW - 10,2 A.

Dimensiones: 620mm x 520mm x 750mm.Peso: 65kg.

Compresor AC 200Q

CATTANI

Ref.: 1013250

5.213,26 €

3.540 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cilindros insonorizado - Para 2/3 equipos.



Compresor de 2 cilindros con secador de aire e insonorizado, para 2/3 equipos. Dispone de las siguientes características: Motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia 1,2 kW - 7.7 A, depósito de aire con una capacidad de 30 l, caudal efectivo a 5 bar de 160 N l/min y un nivel sonoro de 63 dB (A).

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones: 660mm x 600mm x 860mm.Peso: 64kg.

Compresor AC 200

CATTANI

Ref.: 1013230

4.168,24 €

2.640 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cilindros - Para 2/3 equipos.



Compresor de 2 cilindros con secador de aire, para 2/3 equipos. Dispone de las siguientes características: Motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia 1,2 kW - 7.7 A, depósito de aire con una capacidad de 30l, caudal efectivo a 5 bar de 160 l/min y un nivel sonoro de 71.8 dB (A).

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones: 620mm x 460mm x 720mm.Peso: 54kg.

Compresor AC 100Q

CATTANI

Ref.: 1013150

4.670,85 €

2.950 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Compresor de 1 cilindro insonorizado - Para 1 equipo.



Compresor de 1 cilindro con secador de aire e insonorizado, para 1 equipo. Dispone de las siguientes características: motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia de 0,55 kW - 3,8 A, un depósito de aire de 30 litros, un caudal efectivo a 5 bar de 67,5 N l/min, y su nivel sonoro es de 62 dB (A).

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones: 660mm x 600mm x 860mm.Peso: 72 kg.

Compresor AC 100

CATTANI

Ref.: 1013130

3.067,38 €

1.940 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Compresor de 1 cilindro insonorizado - Para 1 equipo.



Compresor de 1 cilindro con secador de aire e insonorizado para 1 equipo. Dispone de las siguientes características: motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia de 0,55 kW - 3,8 A, un depósito de aire de 30 litros, un caudal efectivo a 5 bar de 67,5 N l/min y su nivel sonoro es de 70 dB (A).

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones: 620mm x 460mm x 720mm.Peso: 47 kg.

Insonorización para compresores CATTANI

Ref.: 1010800

~~2.446,75 €~~

1.790 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Insonorización para AC 100, 200 y 300 Cattani (Black Edition).



La campana de insonorización mejora considerablemente el ambiente de trabajo gracias a que consigue reducir hasta en un 20dB el nivel sonoro. Adecuado tanto para interiores como para exteriores, esta campana de insonorización es resistente a la intemperie, lluvia, luz solar directa y nieve.

Dimensiones: 870mm x 700mm x 890mm. Peso: 84kg.

Blok Jet Silent 1 con separador ISO 6 CATTANI

Ref.: 1073500

~~20.982,51 €~~

13.130 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Cuarto de máquinas insonorizado completo para 1-2 sillones - Con separador de amalgama



Cuarto de máquinas insonorizado completo para 1-2 sillones. Aspiración Micro Smart con separador de amalgama ISO6 y compresor AC 200.

Dimensiones: 760mm x 650mm x 1.935mm. Peso neto: 270 kg.

Insonorización Micro Smart x interior CATTANI

Ref.: 1074301

~~2.852,59 €~~

2.110 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mueble insonorizado para Micro Smart - Interior



Ancho: 501 mm Profundo: 480,5 mm Alto: 737 mm

Insonorización Turbo Smart x interior CATTANI

Ref.: 1074306

~~3.711,73 €~~

2.750 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mueble insonorizado para Turbo Smart - Interior



Ancho: 676 mm Profundo: 555 mm Alto: 832 mm

MP

Mejores Productos

Promociones, ofertas y novedades
para tu clínica dental

Hasta el 30 de abril

ASPIRACIÓN CATTANI



Aspi Laser Steril CATTANI

Ref.: ASPILASER

3.445,90 €

1.990 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspiración extraoral
con filtro HEPA H14.



Aspi-Laser Steril es una aspiración con filtro HEPA 14 para uso odontológico, diseñada para interceptar todo el aerosol y todos los contaminantes generados durante las practicas dentales.

De serie de 2 terminaciones diferentes para el brazo articulado, estudiadas y diseñadas para maximizar el resultado en todas las situaciones: La campana, para proteger quien está trabajando sin ayuda de otra persona (ejemplo: profilaxis). La terminación de 25mm, para conseguir la máxima depresión.

Blok Jet Silent 2 CATTANI

Ref.: 1073521

27.729,38 €

14.490 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Cuarto de máquinas insonorizado completo para 4-5 sillones - Sin separador de amalgama



Cuarto de máquinas insonorizado completo para 4-5 sillones. Aspiración Turbo Smart B y compresor AC 300.

Dimensiones: 760mm x 650mm x 1.935mm. Peso neto: 270 kg.

Blok Jet Silent 1 CATTANI

Ref.: 1073501

18.850,77 €

13.330 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Cuarto de máquinas insonorizado completo para 1-2 sillones - Sin separador de amalgama



Cuarto de máquinas insonorizado completo para 1-2 sillones. Aspiración Micro Smart y compresor AC 200.

Dimensiones: 730mm x 560mm x 1.585mm. Peso neto: 220 kg.

Contenedor ISO 4 CATTANI

Ref.: 1043133

46,91 €

45 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Contenedor de amalgama para Turbo Jet 1.



Contenedor de recambio para separador de amalgama ISO 4 de Turbo Jet 1. Incluye una tapa para cerrar de manera hermética el contenedor a usar cuando está lleno.

Embudo

CATTANI

Ref.: 1040500

~~7,38 €~~

5,60 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Embudo autoclavable con función de escupidera.



Valido y adaptable a la manguera gruesa y fina, combinado con los filtros hepa, consigue la retirada de el germen en la nebulosa cerca del campo operatorio.

Cánula N°11

CATTANI

Ref.: 1040260

~~15,32 €~~

13,60 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula n°11.



Cánulas de aspiración de alto volumen n°11. Consiguen aspirar el máximo caudal y son eficaces sobre aerosol y spray.

Se usan con el terminal d.16. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

Cánula N°22

CATTANI

Ref.: 1040258

~~15,32 €~~

13,60 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula n°22.



Cánulas de aspiración de alto volumen especial n°22. Consiguen aspirar el máximo caudal y son eficaces sobre aerosol y spray. Reducen la vibración del aire, disminuyendo el nivel sonoro. Se usan con el terminal d.16. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

Cánula N°21

CATTANI

Ref.: 1040257

~~15,32 €~~

13,60 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula n°21.



Cánulas quirúrgicas n°21. Consiguen el máximo vacío y son eficaces para aspirar sangre y coágulos. Se usan con el terminal d.11. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

Cánula Nº20

CATTANI

Ref.: 1040255

15,32 –€

13,60 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula nº20.



Cánulas de aspiración de alto volumen nº20. Consiguen aspirar el máximo caudal y son eficaces sobre aerosol y spray.

Se usan con el terminal d.16.
Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

Cánula Nº17

CATTANI

Ref.: 1040250

15,32 –€

13,60 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula nº17.



Cánulas de aspiración de alto volumen especial nº17. Consiguen aspirar el máximo caudal y son eficaces sobre aerosol y spray.

A diferencia de las otras cánulas de alto volumen, estas se usan con el terminal de aspiración d.11.
Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

Cánula Nº10

CATTANI

Ref.: 1040240

15,32 –€

13,60 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula nº10.



Cánulas quirúrgicas nº10. Consiguen el máximo vacío y son eficaces para aspirar sangre y coágulos.

Se usan con el terminal d.11.
Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

Cánula Nº9

CATTANI

Ref.: 1040230

15,32 –€

13,60 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula nº9.



Cánulas quirúrgicas nº9. Consiguen el máximo vacío y son eficaces para aspirar sangre y coágulos.

Se usan con el terminal d.11.
Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

Password para Turbo Smart

CATTANI

Ref.: 1035500

788,54 €


610 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Ampliación de potencia para Turbo Smart.

Password para ampliación de Turbo Smart desde versión A a versión B. Potencia tu Turbo Smart o Turbo Smart Cube y aumenta el caudal de aire aspirado de 1.400 a 1.700 l/min. La mejor protección contra los aerosoles es una aspiración potente



Turbo Smart HP con ISO 18

CATTANI

Ref.: 1035145

11.414,18 €

6.790 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspiración de alto vacío, especial para cirugías - Hasta 4/5 equipos - Con separador de amalgama ISO 18.



Es la nueva aspiración Cattani, más potente que cualquier otra aspiración del mercado. Alcanza 340 mbar de presión de vacío, el doble que otras máquinas. Es la mejor aspiración para sus cirugías. Con dos motores es capaz de mantener un vacío de 300 mbar en las cánulas de 3 sillones simultáneamente.

Dimensiones: 510 mm x 370 mm x 770 mm. Peso neto: 54kg.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Turbo Smart HP

CATTANI

Ref.: 1035140

10.135,01 €

5.890 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspiración de alto vacío, especial para cirugías - Hasta 4/5 equipos.



Es la nueva aspiración Cattani, más potente que cualquier otra aspiración del mercado. Alcanza 340 mbar de presión de vacío, el doble que otras máquinas. Es la mejor aspiración para sus cirugías. Con dos motores es capaz de mantener un vacío de 300 mbar en las cánulas de 3 sillones simultáneamente.

Dimensiones: 510 mm x 370 mm x 770 mm. Peso neto: 54kg.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Tándem Turbo Smart 2V con ISO 18

CATTANI

Ref.: 1035135PAR

16.096,77 €

9.290 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspiración en paralelo para 6-9 sillones - Con separador de amalgama ISO 18.



Potencia total: 4kW - 18A. Caudal máximo de aspiración: 3.400 l/min. Presión de trabajo: 280 mbar. En un sistema de aspiración Smart en paralelo, las máquinas trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose y regulando la velocidad según la carga de trabajo, si una falla la otra sigue.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Turbo Smart 2V con ISO 18

CATTANI

Ref.: 1035135

8.474,06 €

4.890 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspiración de alto vacío (280mbar) - Hasta 4/5 equipos - Con separador de amalgama.



Alcanza 280mbar de presión de vacío con un motor Uni-Jet 75 2V de dos ventolas en serie y separador de amalgama. La presión elevada permite aspirar por tuberías de diámetro reducido, con una presión normal (170-200mbar) sería insuficiente. Potencia rendida: 1,5 kW - 9 A. Caudal máximo: 1.800 l/min.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones: 590mm x 400mm x 650mm. Peso neto: 56 kg.

Tándem Turbo Smart 2V

CATTANI

Ref.: 1035130PAR

13.032,42 €

8.190 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspiración en paralelo para 6-9 sillones - Sin separador de amalgama.



Potencia total: 4kW - 18A. Caudal máximo de aspiración: 3.400 l/min. Presión de trabajo: 280 mbar. En un sistema de aspiración Smart en paralelo, las máquinas trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose y regulando la velocidad según la carga de trabajo, si una falla la otra sigue.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Turbo Smart 2V

CATTANI

Ref.: 1035130

6.863,99 €

4.190 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspiración de alto vacío (280mbar) - Hasta 4/5 equipos.



Alcanza 280mbar de presión de vacío con un motor Uni-Jet 75 2V de dos ventolas en serie y separador de amalgama. La presión elevada permite aspirar por tuberías de diámetro reducido, con una presión normal (170-200mbar) sería insuficiente. Potencia rendida: 1,5 kW - 9 A. Caudal máximo: 1.800 l/min.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones: 590mm x 400mm x 650mm. Peso neto: 56 kg.

Turbo Smart Cube

CATTANI

Ref.: 1035121

6.138,16 €

3.850 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspiración insonorizada - Para 3/5 equipos (versión A o B).



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A., Motor mejorado, más eficiente y potente, para la mejor aspiración del mercado con el consumo más bajo. Potencia rendida: 1.1 kW - 4.8 A. Caudal máximo: 1400 l/min (1700 l/min con password). Presión máxima en servicio continuo: 210 mbar.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones: 500mm x 370mm x 650mm. Peso: 36 kg.

Turbo Smart Cube con ISO 18

CATTANI

Ref.: 1035120

~~7.177,91 €~~

4.480 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspiración insonorizada - Para 3/5 equipos (versión A o B) - Con separador de amalgama.



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A., Motor mejorado, más eficiente y potente, para la mejor aspiración del mercado con el consumo más bajo. Potencia rendida: 1.1 kW - 4.8 A. Caudal máximo: 1400 l/min (1700 l/min con password). Presión máxima en servicio continuo: 210 mbar.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones: 500mm x 370mm x 650mm. Peso: 36 kg. .Con separador de amalgama ISO 18.

Tándem Turbo Smart A con ISO 18

CATTANI

Ref.: 1035115PAR

~~12.066,62 €~~

7.750 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspiración en paralelo para 4-6 sillones - Con separador de amalgama ISO 18.



Potencia total: 3kW - 13A. Caudal máximo de aspiración: 2.800 l/min. Presión de trabajo: 210 mbar. En un sistema de aspiración Smart en paralelo, las máquinas trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose y regulando la velocidad según la carga de trabajo, si una falla la otra sigue.

Dispone de promoción!
+ Ver más

.Separador de amalgama ISO 18.

Turbo Smart con ISO 18

CATTANI

Ref.: 1035115

~~6.352,61 €~~

4.090 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspiración para 3/5 equipos (versión A o B) - Con separador de amalgama.



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A. Con su sistema inverter, reconoce en cada momento las necesidades de aspiración, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. Con separador de amalgama ISO 18. Potencia rendida: 1.22 kW - 7 A. Caudal máximo: 1400 l/min (1700 l/min).

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones: 390mm x 350mm x 630mm. Peso neto: 40 kg. .Con separador de amalgama ISO 18.

Tándem Turbo Smart A

CATTANI

Ref.: 1035105PAR

~~10.266,17 €~~

6.630 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspiración en paralelo para 4-6 sillones - Sin separador de amalgama.



Potencia total: 3W - 13A. Caudal máximo de aspiración: 2.800 l/min. Presión de trabajo: 210 mbar. En un sistema de aspiración Smart en paralelo, las máquinas trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose y regulando la velocidad según la carga de trabajo, si una falla la otra sigue.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Turbo Smart CATTANI

Ref.: 1035105

5.403,41 €

3.490 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspiración para 3/5 equipos (versión A o B).



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A. Con su sistema inverter, reconoce en cada momento las necesidades de aspiración, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. Con separador de amalgama ISO 18. Potencia rendida: 1.5 kW - 6.5 A. Caudal máximo: 1400 l/min (1800 l/min).

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones: 390mm x 350mm x 630mm. Peso neto: 40 kg.

Tándem Micro Smart con ISO 6 CATTANI

Ref.: 1035060PAR

9.288,44 €

6.050 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspiración en paralelo para 3-4 sillones - Con separador de amalgama.



Potencia total: 2.24kW - 16A. Caudal máximo de aspiración: 1.800 l/min. Presión de trabajo: 210 mbar. Incluye dos válvulas unidireccionales (1191282). Las máquinas trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose y regulando la velocidad según la carga de trabajo, si una falla la otra sigue.

Dispone de promoción!
+ Ver más

.Separador de amalgama

Micro Smart con ISO 6 CATTANI

Ref.: 1035060

4.889,45 €

3.050 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspiración para 1-2 equipos - Con separador de amalgama.



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A. Su sistema inverter reconoce en cada momento las necesidades de aspiración de la clínica, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. Con separador de amalgama ISO 6, conectividad WiFi y panel de control.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Dimensiones: 370 mm x 340 mm x 590 mm. Peso: 21,5 Kg.

Tándem Micro Smart CATTANI

Ref.: 1035050PAR

7.213,74 €

4.650 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspiración en paralelo para 3-4 sillones.



Potencia total: 2.24kW - 16A. Caudal máximo de aspiración: 1.800 l/min. Presión de trabajo: 210 mbar. Incluye dos válvulas unidireccionales (1191282). Las máquinas trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose y regulando la velocidad según la carga de trabajo, si una falla la otra sigue.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Micro Smart CATTANI

Ref.: 1035050

3.798,18 €

2.350 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspiración para 1-2 equipos.



Aspiración progresiva, para 1 o 2 equipos, con su sistema inverter reconoce en cada momento las necesidades de aspiración de la clínica, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. En la versión sin separador de amalgama no incluye panel de control, que se puede pedir a parte (ref.: 1181642).

Dimensiones: 370 mm x 340 mm x 590 mm. Peso: 21.5 kg.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Micro Smart Cube CATTANI

Ref.: 1035031

4.804,05 €

3.240 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspiración insonorizada para 1-2 equipos.



La evolución de Micro Smart. Aspiración progresiva, para uno o dos equipos, con un motor mejorado, más eficiente y potente, para la mejor aspiración del mercado con el consumo más bajo.

Dimensiones: 420mm x 350mm x 470mm. Peso: 21 kg.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Micro Smart Cube con ISO 6 CATTANI

Ref.: 1035030

5.305,13 €

3.590 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspiración insonorizada para 1-2 equipos - Con separador de amalgama.



La evolución de Micro Smart, con separador de amalgama. Aspiración progresiva, para uno o dos equipos, con un motor mejorado, más eficiente y potente, para la mejor aspiración del mercado con el consumo más bajo.

Dimensiones: 420mm x 350mm x 470mm. Peso: 21 kg.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Turbo Jet 1 con ISO 4 CATTANI

Ref.: 1029610

3.540,86 €

2.120 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspiración para 1 equipo - Con separador de amalgama.



Aspiración para equipo con separador de amalgama ISO 4. Se aconseja instalación de válvula de fondo línea en el sillón (ref: 1203770). Motor protegido por pastilla térmica. Potencia: 0.42 KW - 4A. Caudal máximo: 650 l/min. Presión de trabajo: 150 mbar. Presión sonora con aire canalizado 61 dB (A).

Dimensiones: 540 x 350 x 360 mm. Peso neto: 22 kg.

Dispone de promoción!
+ Ver más

Turbo Jet 2

CATTANI

Ref.: 1026210

3.436,53 –€

2.190 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspiración de alto nivel de vacío sin separador de amalgama (260mbar) - Para 1/2 equipos.



Aspiración con motor Uni-Jet 75 2V de doble ventola, de alto vacío. Aconsejada para equipo de cirugía o donde se necesite una aspiración potente. Potencia rendida: 0.80 KW - 6,1 A. Caudal máximo: 650 l / min. Presión máxima de trabajo en servicio continuo: 260 mbar. Nivel sonoro: 65 dB (A).

Dimensiones: 560mm x 420mm x 360mm.Peso:27 Kg.

Turbo Jet 1

CATTANI

Ref.: 1026110

2.094,13 –€

1.350 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspiración para 1 equipo.



Aspiración de anillo húmedo para un equipo. El motor está protegido por una pastilla térmica. Potencia: 0.42 KW - 4A. Caudal máximo: 650 l/min. Presión de trabajo: 150 mbar. Nivel de presión sonora con aire canalizado 61 dB (A).

Dimensiones: 540 x 350 x 360 mm.Peso neto: 22 kg.

Válvula motorizada

CATTANI

Ref.: 1024300

423,71 –€

295 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Válvula selectora para aspiración de polvo.



Válvula de corte para sistemas centralizados de aspiración de polvo. Necesita alimentación a 24V y contacto de activación desde un interruptor. Tiene salida a 24V una vez activada y contacto de activación libre de tensión para el sistema centralizado de aspiración.

Tecno-Jet 2V

CATTANI

Ref.: 1020921

2.255,12 –€

1.390 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Motor de anillo seco de alto vacío - Para 2 equipos.



Motor de anillos seco para 2 equipos, con doble ventola, se consigue un nivel de vacío superior a los motores convencionales. Incluye válvula depresora. Alimentación monofásica: 230V 50hz. Potencia: 1.1 kW - 7.5A. Caudal máximo: 2.170 l/min. Presión de vacío: 200 mbar. Nivel sonoro: 65 dB (A).

Dimensiones (mm): 250 x 495 x 255.Peso: 22 Kg.

Uni-Jet 75

CATTANI

Ref.: 1020322

781,18 €

480 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Motor de aspiración Uni-Jet 75, con salida de 30mm, para 1 equipo.



El motor está protegido con una pastilla térmica. Alimentación monofásica: 230V 50hz. Potencia: 0,4 Kw - 3,1 A. Caudal máximo: 1250 l/min. Presión de vacío: 130 mbar. Nivel sonoro: 62 dB (A).

Dimensiones: 246mm x 231,5mm x 251mm.Peso: 10kg.

Uni-Jet 75

Carenado

CATTANI

Ref.: 1020274

1.374,72 €

815 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Motor de aspiración Uni-Jet 75 insonorizado, para 1 equipo.



El motor está protegido con una pastilla térmica. Alimentación monofásica: 230V 50hz. Potencia: 0,4 Kw - 3,1 A. Caudal máximo: 1250 l/min. Presión de vacío: 130 mbar. Nivel sonoro: 53 dB (A).

Dimensiones: 315mm x 280mm x 330mm.Peso: 17 kg.

Uni-Jet 75 2V

CATTANI

Ref.: 1020370

2.023,71 €

990 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Motor de anillo seco de alto vacío - Para 1 equipos.



Motor de anillos seco para 1 equipo, con doble ventola, para conseguir un nivel de vacío superior a los motores convencionales. Potencia: 0,7KW - 5,3A. Caudal máximo:1.330 l/min. Presión de trabajo: 270 mbar. Nivel sonoro: 64 dB(A).

Dimensiones: 250mm x 490mm x 250mm.Diámetro:30.Peso: 13 Kg.

Aspi Jet 9

CATTANI

Ref.: 1010040

5.341,49 €

3.700 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Sistema de aspiración quirúrgico con circuito hídrico completo.



Sistema de aspiración sobre ruedas, con drenaje automático con bomba, servicio de agua al vaso y escupidera. Motor de inducción, con una potencia de 0.4 kW - 3,1 A. Presión máxima de vacío: 130 mbar.

Dimensiones: 500mm x 560mm x 760mm.

Aspi Jet 6

CATTANI

Ref.: 1010010

~~3.908,84 €~~

2.550 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspiración móvil.



Equipo de aspiración completamente móvil, con ruedas. Motor de inducción con una potencia de 0.4 kW - 3,1 A, y un caudal máximo de 1250 L/ min. Su presión máxima de vacío es de 130 mbar. Capacidad del vaso 4 litros.

Dimensiones: 500mm x 350mm x 760mm.

Blok Jet Silent 2 con separador ISO 18

CATTANI

Ref.: 1073520

~~23.915,48 €~~

14.750 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Cuarto de máquinas insonorizado completo para 4-5 sillones - Con separador de amalgama



Cuarto de máquinas insonorizado completo para 4-5 sillones. Aspiración Turbo Smart B con separador de amalgama ISO 18 y compresor AC 300.

Dimensiones: 760mm x 650mm x 1.935mm. Peso neto: 270 kg.

MP

Mejores Productos

Promociones, ofertas y novedades
para tu clínica dental

Hasta el 30 de abril

REPUESTOS

**Kit
anual
aspiración**

Pieza de mano detartrador con luz

MECTRON

Ref.: 03120142

835,86 €

590 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Pieza de mano para profiaxis.



Pieza de mano detartrador con luz led.

Pieza de mano detartrador color gris

MECTRON

Ref.: 03120016

750 €

450 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Pieza de mano de ultrasonidos gris.



KIT 5 años AC 300 + HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT5AC300H14

548,48 €

360 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mantenimiento quinquenal para AC 300 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento quinquenal para compresores AC 300. Con filtros estándar, condensador y filtro HEPA H14.

KIT 5 años AC 300

CATTANI

Ref.: KIT5AC300

423,71 €

285 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mantenimiento quinquenal para AC 300.



Kit de mantenimiento quinquenal para compresores AC 300. Con filtros estándar, condensador y gel de sílice para el secador. Para mantener un nivel de filtración HEPA H14, existe el kit con filtro HEPA de recambio. Ref.: KIT5AC300H14.

KIT 5 años AC 200 + HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT5AC200H14

465,01 €

325 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mantenimiento quinquenal para AC 200 con filtro HEPA H14.

Kit de mantenimiento quinquenal para compresores AC 200 con filtro HEPA H14. Con filtros estándar, condensador y filtro HEPA H14.



KIT 5 años AC 200

CATTANI

Ref.: KIT5AC200

343,88 €

250 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mantenimiento quinquenal para AC 200.

Kit de mantenimiento quinquenal para compresores AC 200. Con filtros estándar, condensador y gel de sílice para el secador. Para mantener un nivel de filtración HEPA H14, existe el kit con filtro HEPA de recambio. Ref.: KIT5AC200H14.



KIT 5 años AC 100 + HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT5AC100H14

393,48 €

295 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mantenimiento quinquenal para AC 100 con filtro HEPA H14.

Kit de mantenimiento quinquenal para compresores AC 300 con filtro HEPA H14. Con filtros estándar, condensador y filtro HEPA H14.



KIT 5 años AC 100

CATTANI

Ref.: KIT5AC100

270,19 €

220 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mantenimiento quinquenal para AC 100.

Kit de mantenimiento quinquenal para compresores AC 100. Incluye los filtros estándar, condensador y gel de sílice para el secador. Para mantener un nivel de filtración HEPA H14, existe el kit con filtro HEPA de recambio. Ref.: KIT5AC100H14.



KIT 3 años AC 300 + HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT3AC300H14

431,63 €

235 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mantenimiento trienal para AC 300 con filtro HEPA H14.

Kit de mantenimiento trienal para compresores AC 300 con filtro HEPA H14. Incluye 3 filtros standard para los pistones (ref.: 1168563), 1 filtro HEPA H14 para la columna de secado (ref.: 1168523) y 1 condensador de 55MF (ref.: 1189137).



KIT 3 años AC 300

CATTANI

Ref.: KIT3AC300

214,62 €

160 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mantenimiento trienal para AC 300.

Kit de mantenimiento trienal para compresores AC 300. Incluye 4 filtros standard para los pistones y la columna de secado (ref.: 1168563) y 1 condensador de 55MF (ref.: 1189137). Para mantener un nivel de filtración HEPA H14, existe el kit con filtro HEPA de recambio. Ref.: KIT3AC300H14.



KIT 3 años AC 200 + HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT3AC200H14

357,70 €

195 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mantenimiento trienal para AC 200 con filtro HEPA H14.

Kit de mantenimiento trienal para compresores AC 200 con filtro HEPA H14. Incluye 2 filtros standard para los pistones (ref.: 1168563), 1 filtro HEPA H14 para la columna de secado (ref.: 1168523) y 1 condensador de 40MF (ref.: 1189147).



KIT 3 años AC 200

CATTANI

Ref.: KIT3AC200

233,34 €

120 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mantenimiento trienal para AC 200.

Kit de mantenimiento trienal para compresores AC 200. Incluye 3 filtros standard para los pistones y la columna de secado (ref.: 1168563) y 1 condensador de 40MF (ref.: 1189147). Para mantener un nivel de filtración HEPA H14, existe el kit con filtro HEPA de recambio. Ref.: KIT3AC200H14



KIT 3 años AC 100 + HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT3AC100H14

286,17 €

165 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mantenimiento trienal para AC 100 con filtro HEPA H14.

Kit de mantenimiento trienal para compresores AC 300 con filtro HEPA H14. Incluye 1 filtro standard para el pistón (ref.: 1168563), 1 filtro HEPA H14 para la columna de secado (ref.: 1168523) y 1 condensador de 20MF (ref.: 1189146).



KIT 3 años AC 100

CATTANI

Ref.: KIT3AC100

159,66 €

90 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mantenimiento trienal para AC 100.

Kit de mantenimiento trienal para compresores AC 100. Incluye 2 filtros standard para los pistones y la columna de secado (ref.: 1168563) y 1 condensador de 20MF (ref.: 1189146). Para mantener un nivel de filtración HEPA H14, existe el kit con filtro HEPA de recambio. Ref.: KIT3AC100H14.



Kit anual Turbo Jet 1 con ISO4

CATTANI

Ref.: KIT1TJ1

96,21 €

75 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para Turbo Jet 1 con separador de amalgama.

Mantenimiento anual para Turbo Jet 1 con separador de amalgama ISO 4. Incluye 1 filtro INOX de entrada de aspiración (ref.: 1240317), 1 contenedor de amalgama ISO 4 (ref.: 1043133) y 1m de tubo d.11 para las conexiones del separador de amalgama a la centrifuga (ref.: 1040880).



Kit anual AC 300 + HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT1AC300H14

339,82 €

185 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para AC 300 con filtro HEPA H14.

Kit de mantenimiento anual para compresores AC 300 con filtro HEPA H14. Incluye 3 filtros standard para los pistones (ref.: 1168563) y 1 filtro HEPA H14 para la columna de secado (ref.: 1168523).



Kit anual AC 300

CATTANI

Ref.: KIT1AC300

214,62 €

104 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para AC 300.

Kit de mantenimiento anual para compresores AC 300. Incluye 4 filtros standard para los pistones y la columna de secado (ref.: 1168563). Para mantener un nivel de filtración HEPA H14, existe el kit con filtro HEPA de recambio. Ref.: KIT1AC300H14.



Kit anual AC 200 + HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT1AC200H14

286,17 €

160 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para AC 200 con filtro HEPA H14.

Kit de mantenimiento anual para compresores AC 200 con filtro HEPA H14. Incluye 2 filtros standard para los pistones (ref.: 1168563) y 1 filtro HEPA H14 para la columna de secado (ref.: 1168523).



Kit anual AC 200

CATTANI

Ref.: KIT1AC200

160,97 €

78 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para AC 200.

El kit de mantenimiento anual para compresores con secador de aire de Cattani está indicado para reemplazar material no útil en sus aparatos AC100, AC200 y AC300. Estos filtros para compresores de aire seco son cilindros de cartón forrado en metal.



Kit anual AC 100 + HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT1AC100H14

232,51 €

130 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para AC 100 con filtro HEPA H14.

El kit de mantenimiento anual para compresores con secador de aire de Cattani está indicado para reemplazar material no útil en sus aparatos AC100, AC200 y AC300. Este kit cuenta con **filtros estándar para compresores de aire seco**, cilindros de cartón forrado en metal, y con filtro HEPA H14.



Kit anual AC 100

CATTANI

Ref.: KIT1AC100

Mantenimiento anual para AC 100

Los Kits anuales incluyen simplemente los filtros para cilindros y para la columna secado (standard o HEPA).

107,31 €

52 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)



Kit completo Turbo Smart

CATTANI

Ref.: KIT10HTS

Mantenimiento completo para Turbo Smart, Cube y 2V.

Kit de mantenimiento para una puesta a punto completa de Turbo Smart, Turbo Smart Cube o Turbo Smart 2V. Incluye rodamientos y repuestos de desgaste de motor y centrifuga. Ahora incluye el escudo posterior de los motores.

378 €

275 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)



Kit completo Turbo Jet con ISO

4

CATTANI

Ref.: KIT10HTJ1ISO4

Mantenimiento completo para Turbo Jet 1 con separador de amalgama ISO 4

Kit de mantenimiento para una puesta a punto completa de Turbo Jet 1 con separador de amalgama. Incluye rodamientos y repuestos de desgaste de motor y centrifuga. Ahora incluye el escudo posterior de los motores.

504 €

355 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)



Kit completo Turbo Jet sin ISO 4

CATTANI

Ref.: KIT10HTJ1

Mantenimiento completo para Turbo Jet 1.

Kit de mantenimiento para una puesta a punto completa de Turbo Jet 1 sin separador de amalgama. Incluye rodamientos y repuestos de desgaste de motor y centrifuga. Ahora incluye el escudo posterior de los motores.

409,50 €

295 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)



Kit completo Micro Smart

CATTANI

Ref.: KIT10HMS

~~330,75 €~~

235 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mantenimiento completo para Micro Smart.

Kit de mantenimiento para una puesta a punto completa de Micro Smart. Incluye rodamientos y repuestos de desgaste de motor y centrifuga. Ahora incluye el escudo posterior de los motores.



Válvula de fondo de línea

CATTANI

Ref.: 1203770

~~125,28 €~~

95 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)



Reduce el retardo y la inestabilidad de la aspiración. Además mejora la eficiencia del sistema y permite evacuar los tubos, eliminando posible contaminación cruzada.

Kit recambio colector y mangueras

CATTANI

Ref.: 1200874

~~192,94 €~~

155 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Recambio completo para colector con filtro, mangueras y terminales.

Recambio completo ya ensamblado. Incluye colector rectangular, boquetón + filtro de solidos, mangueras de aspiración de silicona d.11 y d.16, y terminales d.11 y d.16. Compruebe la compatibilidad del repuesto con su servicio técnico.



Filtro HEPA H14 AC

CATTANI

Ref.: 1168523

~~334,57 €~~

150 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Filtro HEPA H14 para compresor Cattani.

Los filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air) Cattani con eficiencia H14 según la normativa EN 1822 están diseñado para reducir los riesgos de contaminación del aire aspirado y comprimido.



Cartucho Filtro HEPA H14 C6

CATTANI

Ref.: 1160540

~~213,32 €~~

195 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Cartucho de recambio para filtros HEPA H14 C6.



Cartucho de recambio para filtros HEPA H14 C6 de aspiración. Se reemplaza cada 6-12 meses. El cartucho usado se puede esterilizar en autoclave a 134° antes de desechar, para máxima seguridad (opcional).

Contenedor ISO 18

CATTANI

Ref.: 1043135

~~52,49 €~~

45 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Contenedor de amalgama para Turbo Smart.



Contenedor de recambio para separador de amalgama ISO 18 de Turbo Smart, Turbo Smart Cube y Turbo Smart 2V. Incluye una tapa para cerrar de manera hermética el contenedor a usar cuando está lleno.

Contenedor ISO 6

CATTANI

Ref.: 1043132

~~52,49 €~~

45 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Contenedor de amalgama para Micro Smart.



Contenedor de recambio para separador de amalgama ISO 6 de Micro Smart y Micro Smart Cube. Incluye una tapa para cerrar de manera hermética el contenedor a usar cuando está lleno.

Filtro HEPA H14 C6

CATTANI

Ref.: 1042090

~~721,37 €~~

550 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Filtro HEPA H14 para aspiraciones dentales.



Los filtros de esta clase son útiles, por ejemplo, para producir aire limpio en quirófanos, laboratorios o plantas de producción de chips de computadora. Los filtros H14 se pueden usar para filtrar todos tipos de partículas contaminantes (virus y bacterias incluidos).

Filtro HEPA H14

C1

CATTANI

Ref.: 1042010

423,71 €

290 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Filtro HEPA H14 para Turbo Jet 1/2 y Uni-Jet 75.



Filtro especial instalado en la salida de aire expulsado por la máquina de aspiración.

Compuesto por un filtro HEPA H14 con carbones activos y un tratamiento químico antibacteriano, protegido herméticamente a su vez por una estructura resistente a la alta temperatura y humedad.

Kit anual Micro Smart

CATTANI

Ref.: KIT1MS

152,25 €

115 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para Micro Smart.



Mantenimiento anual para Micro Smart sin separador de amalgama. Incluye 1 filtro de entrada de aspiración (ref.: 1201547), 1 válvula antirretorno de desagüe (ref.: 1240809) y 1 junta de la válvula de recirculación de la centrifuga (ref.: 1215816).

Kit anual Turbo Smart

CATTANI

Ref.: KIT1TS

168 €

125 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para Turbo Smart.



Mantenimiento anual para Turbo Smart sin separador de amalgama. Incluye 1 filtro de entrada de aspiración (ref.: 1201544), 1 válvula antirretorno de desagüe (ref.: 1240808) y 1 junta de la válvula de recirculación de la centrifuga (ref.: 1215816).

Válvula de escupidera

CATTANI

Ref.: 1021960

614,61 €

530 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Válvula escupidera Cattani.



Permite enviar los líquidos de la escupidera a las aspiraciones con separadores de amalgama.

Kit completo Turbo Jet 2 CATTANI

Ref.: KIT10HTJ2

441 €

330 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mantenimiento completo para Turbo Jet 2.



Kit de mantenimiento para una puesta a punto completa de Turbo Jet 2.
Incluye:

- Filtro de entrada aspiración (ref.:1240317).
- Kit recambio ventolas (centrífuga) para Turbo Jet 1-2 (ref.:1041152).
- Rodamientos (ref.:1168365 y ref.:1168329).
- Arandela ondulada (ref.:1167667).
- 2 retenes/anillos de Viton (ref.:1167624).

Kit anual Micro Smart con ISO 6 CATTANI

Ref.: KIT1MSISO6

220,50 €

165 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para Micro Smart con separador ISO 6



Kit anual Turbo Smart con ISO 18 CATTANI

Ref.: KIT1TSISO18

220,50 €

175 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para Turbo Smart con separador ISO 18



Kit completo Micro Smart CUBE CATTANI

Ref.: KIT10HMSCUBE

367,50 €

255 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Mantenimiento completo para Micro Smart Cube.



Separador ISO 6

CATTANI

Ref.: 1181634B

Separador de amalgama para Micro Smart

1.501,99 €

895 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)



Separador ISO 18

CATTANI

Ref.: 1043391

Separador de amalgama para Turbo Smart

1.098,86 €

895 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)



MP

Mejores Productos

Promociones, ofertas y novedades
para tu clínica dental

Hasta el 30 de abril

IMPRESORA 3D



Vacformat V9

3D TOTEM

Ref.: T0901

13.840 €

11.650 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Termoformadora de vacío para 9 modelos.



Termoformadora de vacío especialmente diseñada para la producción de férulas para alineadores. Nueve modelos pueden ser procesados en una sola operación. Esto hace un total de 108 alineadores por hora

Dimensiones:
415x488x601mm.

Drufosmart Scan

3D TOTEM

Ref.: T0101

3.950 €

3.695 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Termoformadora de vacío para 1 modelo.



El Drufosmart scan es un termo adaptador a presión universal para uso diario en laboratorios dentales de fácil manejo y resultados precisos. Una presión de moldeo fija de 4 bar en combinación con la lámina de termo adaptación vertical asegura resultados extremadamente precisos.

Dimensiones: 320 x 420 x 290 mm.

Sentry 300

3D TOTEM

Ref.: S30001

21.600 €

19.200 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Impresora 3D de alta producción. Masked Stereolithography Tech.



Dimensiones:
300x180x225mm.

PROTECTOR DE PANTALLA LCD (LAMINA DE PLASTICO)

3D TOTEM

Ref.: S20015

84 €

2.995 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)



Sentry 200 3D TOTEM

Ref.: S20001

~~10.990 €~~

10.990 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Impresora 3D de media producción. Masked Stereolithography Tech.



Permite imprimir 24 modelos en vertical 8 arcadas en horizontal con soportes de bandeja para goteo. Tecnología PEEL+ para minimizar la fuerza de separación de las capas y hacer impresiones. Pantalla monocromática 4K, 6 veces más resistente, Más calidad más rápido.

Dimensiones: 192 x 122 x 200mm.

Impresoras OS Print 4 OPERA SYSTEM

Ref.: ACCUFABL4D

~~4.290 €~~

3.900 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Impresora 3D



360 x 360 x 530 mm – 19 kg

MP

Mejores Productos

Promociones, ofertas y novedades
para tu clínica dental

Hasta el 30 de abril

ASPIRACIÓN



Bolsa filtro microfibr

CATTANI

Ref.: 1050199

75,18 €

42 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Bolsa de filtro de tela.



Bolsa filtro microfibr. Con tela según B.I.A. ZH1 / 487, UNI EN 779-2002.

Aspillera regulable

CATTANI

Ref.: 1050179

312,47 €

210 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Conexión D.40mm.



Aspillera regulable con conexión D.40mm. Incluye protección frontal en plástico.

Diámetro: 40mm.

Aspillera clásica

CATTANI

Ref.: 1050120

173,93 €

115 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspillera D.30.



Aspillera clásica con conexión a banco de trabajo. Compatible con cualquier tipo de encimera.

Diámetro externo: 30mm.

Contenedor bolsa-filtro

CATTANI

Ref.: 1050110

156,24 €

92 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Uno por cada puesto en instalaciones centralizadas.



Contenedor bolsa-filtro para bolsas de papel (1050180) o microfibr (1050199). Se recomienda poner una bolsa por cada puesto de trabajo en instalaciones centralizadas.

Diámetro de entrada y salida: 40mm. Existen otras versiones con diámetros de conexión diferentes.

Mono-Labor

CATTANI

Ref.: 1050050

1.901,37 €

1.380 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspiración de polvo insonorizada para un puesto de trabajo.



El motor está protegido con una pastilla térmica y para un puesto el mueble se coloca al lado del banco. Además el brazo aspirador y la aspirera deben pedirse a parte.

Dimensiones: L=510 P=270 H=490.

Aspi-Labor

CATTANI

Ref.: 1050010

2.387,75 €

1.630 €

Válido hasta: 30-04-2023

[Ver en web >](#)

Aspiración de polvo insonorizada para un puesto de trabajo con brazo y campana.



Aspiración de polvo insonorizada para un puesto de trabajo con brazo y campana. El motor esta protegido con una pastilla térmica. Tiene una potencia de 0.4KW - 3,1 A; un volumen máximo aspirado de 1250 l/min; y una presión máxima de servicio en modo continuado 1300mm H2O.

Dimensiones: L=450 P=350 H=760 + Brazo.

PRO



Promociones y Mejores Precios.
Información de los productos.
Blog Tecnología para la Salud.
Especialistas de producto.
Petición de demostraciones.

**Llévatelo todo con nuestra
App de soporte comercial
“PRO”, de Incotrading.**


Descárgala buscando por “Incotrading”



App Store



Google Play



incotrading

Tecnología para la salud

Incotrading, S.A.
Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

T. (+34) 913 807 490
incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net



incoSAT

Servicio técnico

Servicios de Asistencia Técnica
en ubicación del cliente con
cobertura para toda España y
Portugal.

Si necesita cualquier
información no dude en
llamar a nuestro número
de atención telefónica.

913 807 490

Mejores Productos - Promoción válida hasta el 30 de abril de 2023. / Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA. / Precios válidos salvo error tipográfico. / Promociones no acumulables / Precios y especificaciones modificables sin previo aviso. / Gastos de envío no incluidos. / En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía. ©2023 - Incotrading S.A.