# OFERTA ESPECIAL



#### MESTRA

Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)

### <u>GLÍNIGA</u>

24022





¡Síguenos en nuestras redes sociales! www.mestra.es



#### MESTRA® by icanclave

Ref. 100365

#### Autoclave de sobremesa D118 de 18 litros clase B.

- Componentes internos de alta calidad.
- Valvulas ODE.
- Bomba de vacio ULUAK.
- Bomba de agua ULKA.
- Ultra silencioso (nivel de sonoridad inferior a 70 dB).
- Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, el cual garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros.
- Sistema de control de alta precisión para unos resultados de esterilización perfectos (EN13060).
- Autodiagnóstico con códigos de error.
- Completamente automático con ciclos de esterilización pre-programados.
- ●Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electro-pulido.
- Tanque de agua tipo abierto, lo que permite fácil llenado y limpieza.
- Dispone de impresora




Alto	445 mm
Ancho	480 mm
Fondo	575 mm
Peso	47 kg.
Voltaje Nominal	220-240 V 50/60 Hz.
Dimensiones cámara	247 / 350 mm
Disyuntor	F16 A / 400 V
Potencia Nominal	1750 V
Tenperaturas de esterilización	121 /134 ºC
Capacidad tanque agua destilada	2.5 litros
Temperatura de operación (°C)	5-40
Humedad relativa de operación	Max. 80 %, no condensada
Nivel Máx. de ruido	< 70 dB
Presión atmosférica de	76-106



### Purificador de aire (60-70 m²)

Ref. 100514

en España



Alto	570 mm
Ancho	370 mm
Fondo	265 mm
Peso	8,5 kg
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Potencia	72 W



#### Purificador de aire (30-35 m²)

Ref. 100512

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

Alto	536 mm
Ancho	360 mm
Fondo	206 mm
Peso	6,3 kg
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Dotonoio	45 W



#### Purificador de aire (25 m²)

Ref. 100510

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

Alto	303 mm
Ancho	329 mm
Fondo	170 mm
Peso	4 kg
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Potencia	36 W





# Cabina higienizadora UV

Ref. 100504



El interior del armario construido totalmente en acero inoxidable de fácil limpieza. Contiene 10 niveles de bandejas en los que se pueden almacenar instrumentos. Los elementos depositados serán sometidos a la acción de los rayos UV.

Alto	500 mm
Ancho	350 mm
Fondo	260 mm
Peso	8 kg
Tensión	220 V, 50/60 Hz
Potencia	15 W




# ESPECIAL CLINICA

## Cabina higienizadora UV

#### Ref. 100502

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie. Ideal para clínicas y laboratorios.





## Cabina higienizadora UV Ref. 100500



Alto	120 mm
Ancho	296 mm
Fondo	195 mm
Peso	1 kg
Tensión	110-230 V, 50/60 Hz
Potencia	150 W



#### Pulverizadora-nebulizadora

















Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes soc www.mestra.es

# ESPECIAL CLINICA



## Carrito móvil **eléctrico** Ref. 100305

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco. 3 bandejas de 40 x 30 cm.

2 tomas de corriente para alimentar los equipos. 4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.


Alto	780 mm
Ancho	400 mm
Fondo	418 mm
Peso	12,500 kg

pvp 362,79 €
oferta
283 €





esmaltado en blanco.
3 bandejas de 290 x 396 mm.
3 tomas de corriente para
alimentar los equipos.
4 ruedas con desplazamiento
suave y equilibrado.
Peso soportado por
bandeja, 5 kg.















# Incubadora biológica de esporas mod. Elite. Ref. 100370

Rel. 100370	
Referencia	Elite Ref. 100370
Alto	80 mm
Ancho	105 mm
Fondo	165 mm
Peso	0,750 kg
Tensión	230 V 50 Hz
Consumo	25 W
Temperaturas de uso	57,5 +- 2,5 °C e 35 +- 2,5 °C



#### Incubadora

biológica de esporas mod. Practic. Ref. 100375

Practic Ref. 100375 Referencia Alto 90 mm Ancho 75 mm Fondo 75 mm 0,239 kg Peso 90-250 V 50 Hz Tensión 10 W Consumo Temperaturas 57,5 °C de uso



MESTRA'





575 x 235 x 202 mm. alto



# ESPECIAL CLINICA

## Selladora de bolsas automática Ref. 080435





#### Selladora de bolsas Ref. 080433



Alto	210 mm
Ancho	430 mm
Fondo	335 mm
Peso	6,5 kg
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Potencia	100 W

Longitud sellado 305 mm.

Anchura sellado 12 mm.



## **BOBINAS** para selladoras

Rodillo Opcional Ref. 080436

\*Consultar precios

Ref. 080441



Ref. 080441 BOBINA - 5 cm x 200 m Ref. 080442 BOBINA - 7,5 cm x 200 m Ref. 080443 BOBINA - 10 cm x 200 m Ref. 080444 BOBINA - 15 cm x 200 m Ref. 080445 BOBINA - 20 cm x 200 m BOBINA - 25 cm x 200 m BOBINA - 30 cm x 200 m

> Producto Sanitario Clase I (directiva 93/42/CEE) Conforme a las normas ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009



#### **BOLSAS** para selladoras \*Consultar precios (con autocierre)



Ref. 080448	Bolsa - 5 x 24 cm
Ref. 080449	Bolsa - 7 x 26 cm
Ref. 080450	Bolsa - 9 x 26 cm
Ref. 080452	Bolsa - 14 x 28 cm
Ref. 080454	Bolsa - 19 x 36 cm
Ref. 080456	Bolsa - 25 x 40 cm
Ref. 080457	Bolsa - 30 x 40 cm
Ref. 080458	Bolsa - 30 x 45 cm
Ref. 080459	Bolsa - 5,7 x13 cm

Bolsas (200 unidades)



ESPAÑA

SENAD

## Destilador Descalcificador

Ref. 080442




Ref. 100210B

Alto	385 mm
Ancho	250 mm
Fondo	240 mm
Peso	3,429 kg
Cap. cuba	4 I.

#### Depósito de agua destilada

Ref. 080620



aobio rairaia ao oogairaaa		
Alto	680 mm	
Ancho con regulador de presión	255 mm	
Fondo o diámetro	225 mm	
Peso	4,700 kg	
Capacidad	18 litros	



#### Máquina de termoconformado Ref. 080542



Para planchas cuadradas y redondas

Planchas Ø 120 a 130 mm Planchas Ø 134 mm

× ×	Alto	310 mm	
	Ancho	275 mm	
	Fondo	260 mm	
	Peso	4,6 kg	
	Tensión	220 V 50/60 Hz.	
	Potencia	925 W	



#### **Termoconformadora** DOR DRESIÓN Ref. 080543

Ancho



La fuerte presurización permite un moldeo preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0.5 a 4.0, mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas

260 mm 15 kg Peso 220-240 V, Alimentación 50/60 Hz 450 W 4-6 bar

545 mm

pvp 2.856,70 €



# ESPECIAL CLINICA





























www.mestra.es

# ESPECIAL CLINICA





Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado, para evitar la formación de burbujas.
 Secado de instrumentos.
 Secado de modelos de escayola, etc.

to	310 mm	MEN
ncho	340 mm	ME
ondo	450 mm	
eso	8,338 kg	
ensión	220-240 V, 50/60 Hz	
onsumo	550-650 W	

35-75 °C vp 315,88 €

Cuba y tapa Inox

Un ventilador hace circular el aire caliente produciendo un secado uniforme
 6 bandejas de acero inoxidable.
 Carcasa de acero inoxidable.
 Temporizador de 24 horas.

#### Calentador de placas de Cera OISENADO intraorales en clínica Ref. 080078 Alto 155 mm Ancho Fondo 205 mm 1,7 kg 1 l. Cap. pvp 474,42 € Temp. 30-75 °C

#### Calentador de composite







Altura	135 mm
Ancho	97 mm
Fondo	110 mm
Peso	0,742 kg.
Temperaturas	40-50 y 70ºC
Diámetro de aquieros	16 mm

Dispositivo para mantener caliente las jeringuillas de composite.













## ESPECIAL CLINICA









ESPAÑA

Silla Puesto de trabajo Ref.100300 ea (EN 1335-2:2009)

Permite 4 regulaciones diferentes: altura e inclinación del asiento y altura y ángulo de inclinación del respaldo. (L) 950 x (W) 610 x (H) 100 mm







pvp 313,91 €









#### Accesorios opcionales





Arco Facial Elite Ref. 010100-55, pvp 246.

El nuevo Arco Elite trae un sistema de articulación y fijación de tenedor que permite un registro más rápido para el profesional y cómodo para el paciente. Posee un conjunto de transferencia que elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador, volviendo en proceso más práctico y estable. Su apoyo nasal con altura ajustable juntamente con el indicador infraorbital vuelve el registro aún más preciso.

preciso.
El arco es equipado con un sistema de deslizamiento suave (abertura y cerramiento). Las aurículas son anatómicas, removibles y esterilizables químicamente.







Articulador + Estuche

Similar al modelo Arquímedes
Pro, posee guías
condilares exclusivas en aluminio
con ajuste milimétrico.

- Semiajustable / Arcón.

- Distancia intercondilar fija (110 mm).

- Regulación de la guía condilar.

- Regulación de la guía condilar.

- Regulación del ángulo de Bennet.

- Guía condilar plana.

- Sistema de trabamiento bilateral.

- Pin de apoyo de la rama superior
en la posición abierta.

- Sistema estabilizador de los
movimientos con muelle.











TALLERES MESTRAITUA S.L.

Txori-Erri Etorbidea, 60 - Tlf. (+34) 944 530 388\* - Fax: (+34) 944 711 725

Txori-Erri Etorbidea, 60 - Tlf. (+34) 944 530 388\* - Fax: (+34) 944 711 725 F-mail: info@mestra es

48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA) www.mestra.es (+ de 1.000 referencias en catálogo)

