

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 16 de FEBRERO al 30 de ABRIL de 2026



MESTRA

Termoconformadora por presión PlastPress

La termoconformadora de presión positiva más compacta del mercado.
Mayor fidelidad de copia y menor ruido en comparación con las máquinas de vacío.
Admite placas redondas y cuadradas de hasta 6 mm de espesor.
Debe conectarse directamente a un compresor (entre 3 y 8 bar).

Láminas \square de 125 a 131 mm
Láminas \circ 125 a 134 mm



Especificaciones
Potencia 450 W

REF. 080544

-22% pvp 1.295,78 €
941 € + IVA

Termoconformadora de vacío

Máquina de termoconformado para láminas cuadradas y redondas.

LÁMINAS
 \square de 125 a 134 mm
 \circ 125 a 134 mm
(disponible adaptador para \circ 120, no incluido)

Especificaciones
Potencia 925W



REF. 080542

-22% pvp 834,25 €
651 € + IVA

Termoconformadora por presión

La fuerte presurización permite un moldeo preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0.5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125 y 120 mm).

Especificaciones
Presión 4-6 bar
Potencia 450W



REF. 080543

-22% pvp 3.104,52 €
2.422 € + IVA

Horno de secado para láminas de termoconformado

Un ventilador hace circular el aire caliente para un secado uniforme y eficiente:

- ✓ Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado para evitar la formación de poros.
- ✓ Secado de instrumental, de modelos de escayola, etc.
- ✓ Seis bandejas de acero inox.
- ✓ Carcasa de acero inoxidable.
- ✓ Temporizador de 24 horas.



Especificaciones
Temp. 35-75°C
Consumo 550-650 W

REF. 080118

-22% pvp 360,44 €
281 € + IVA

Láminas de termoconformado

Doble embalaje (interior-exterior).
Para todo tipo de usos.

CE Producto sanitario

NUEVO



REFERENCIA	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 128 x 128 mm espesor	CANT.	PVP
080563	Duras	Transparente	0.5 mm	25 u.	11€
080564	Duras	Transparente	0.75 mm	25 u.	14,56€
080565	Duras	Transparente	1.0 mm	25 u.	14,56€
080566	Duras	Transparente	1.5 mm	25 u.	18,30€
080567	Duras	Transparente	2.0 mm	25 u.	27€
080568	Blandas	Translúcida	0.5 mm	25 u.	25€
080569	Blandas	Translúcida	1.0 mm	12 u.	6,98€
080570	Blandas	Translúcida	1.5 mm	12 u.	9,27€
080571	Blandas	Translúcida	2.0 mm	12 u.	13,97€
080572	Blandas	Translúcida	3.0 mm	12 u.	17,45€

Láminas de termoconformado



NUEVO

CE Producto sanitario

Láminas de termoconformado estándar cuadradas y redondas. Fabricadas en plásticos de alta calidad con certificados CE como producto sanitario.
No aparece hollín o humos en el calentamiento. La ausencia de material reciclado evita que se desgarran al someterlas a vacío.

Comercializadas en envase metalizado con cierre al vacío.

desde
4 € + IVA

REF.	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 126x126 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080574	Cristal	Duras	Transparente	0.3 mm	10	5€
080575	Cristal	Duras	Transparente	0.75 mm	5	5€
080576	Cristal	Duras	Transparente	1.0 mm	5	5€
080577	Cristal	Duras	Transparente	1.5 mm	5	6€
080578	Cristal	Duras	Transparente	2.0 mm	5	8€
080579	Lechosa	Duras	Translúcida	0.6 mm	10	4€
REF.	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 131x131 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080580	Soft	Blandas	Translúcida	1.0 mm	10	7€
080581	Soft	Blandas	Translúcida	1.5 mm	10	11€
080582	Soft	Blandas	Translúcida	2.0 mm	10	13€
080583	Soft	Blandas	Translúcida	3.0 mm	5	10€
080584	Soft	Blandas	Translúcida	4.0 mm	5	14€
REF.	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 0125 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080574R	Cristal	Duras	Transparente	0.3 mm	10	4€
080575R	Cristal	Duras	Transparente	0.75 mm	5	5€
080576R	Cristal	Duras	Transparente	1.0 mm	5	5€
080577R	Cristal	Duras	Transparente	1.5 mm	5	7€
080579R	Lechosa	Duras	Translúcida	0.6 mm	10	5€
080580R	Soft	Blandas	Translúcida	1.0 mm	10	6€
080581R	Soft	Blandas	Translúcida	1.5 mm	10	10€
080582R	Soft	Blandas	Translúcida	2.0 mm	10	10€
080583R	Soft	Blandas	Translúcida	3.0 mm	5	7€
080584R	Soft	Blandas	Translúcida	4.0 mm	5	11€

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 16 de FEBRERO al 30 de ABRIL de 2026



MESTRA

Autoclave icanCLAVE 3F

icanCLAVE 3F es un autoclave superrápido, especial para la esterilización de instrumental sin envolver, que mejora enormemente la tasa de rotación del instrumental quirúrgico y la comodidad de pequeñas operaciones como odontología.

- ✓ Puerto de impresora.
- ✓ Puerto USB
- ✓ Memoria interna.
- ✓ Puerto de impresora de etiquetas de código de barras.
- ✓ Maleta para transportar.



NUEVO

NORMATIVAS

- ✓ 97/23/EEC Directiva de Equipos a Presión.
 - ✓ Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios (MDR).
 - ✓ EN 13060 Esterilizadores de vapor de agua pequeños.
 - ✓ EN 61326, EN 61000 Compatibilidad electromagnética.
 - ✓ EN 61010-1, UL 61010-1 Requisitos de seguridad.
 - ✓ EN 61010-2-040, IEC 61010-2-040 Requisitos específicos para esterilizadores de vapor usados para tratamientos de materiales médicos.
 - ✓ EN 13485:2012/AC:2012
 - ✓ ISO 13485:2003
- Servicio Técnico Oficial ICANCLAVE en España.

Especificaciones

Voltaje, Frecuencia: 220/110V, 50/60Hz • Volumen cámara: Aprox. 3L
 Potencia: 2300 W • Número de bandejas: 1 • Material bandejas: Aluminio
 Tamaño bandejas: 178 x 285 mm
 Dimensión de la cámara: 192(W) x 45(H) x 285(D)



Servicio Técnico Oficial
icanCLAVE
en España

REF. 100367

OFERTA DE LANZAMIENTO
1.995 € + IVA

Autoclave de sobremesa 18-D clase B (18 litros)

- ✓ Válvulas ODE, bomba de vacío ULUAK y bomba de agua ULKA.
- ✓ Ultra silencioso (70 dB)
- ✓ Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, que garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros.
- ✓ Sistema de control de alta precisión para esterilización perfecta (EN13060).
- ✓ Autodiagnóstico con códigos de error.
- ✓ Completamente automático con ciclos de esterilización preprogramados.
- ✓ Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electropulido.
- ✓ Tanque de agua tipo abierto que permite un fácil llenado y limpieza.
- ✓ Dispone de impresora.

Especificaciones

Dimensiones cámara 247 x 350 mm	Potencia Nominal 1750 V
Temperatura de operación 5-40°C	Máximo de humedad relativa Máx. 80%
Presión de operación 76-106 kPa	Ruido < 70 dB
Disyuntor F16A/400 V	Temperatura de esterilización 121/134°C
Capacidad tanque agua destilada 2.5 l	



Servicio Técnico Oficial
icanCLAVE
en España



MESTRA
by **icanCLAVE**



REF. 100365

SÚPER OFERTA
2.852 € + IVA

Incubadoras biológicas de esporas

- ✓ Sencillas y fáciles de manejar.
- ✓ Imprescindibles para realizar las pruebas necesarias que confirman el adecuado funcionamiento de los aparatos de esterilización.
- ✓ Ambos tienen cuatro cámaras para poder realizar al mismo tiempo otras tantas verificaciones.

Modelo Élite


Temperatura regulable y display digital.



REF. 100370

-22% pvp-383,99 €

300 € + IVA



Modelo Practic

Funcional y económico.



REF. 100375

-22% pvp-173,54 €

135 € + IVA



OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 16 de FEBRERO al 30 de ABRIL de 2026




Depósito de agua destilada

Está fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y doble válvula de seguridad.
Capacidad 18 l



REF. 080620
-22% pvp 393,79 €
307 € + IVA

Destilador descalcificador 4 litros



REF. 100210
-22% pvp 294,84 €
230 € + IVA

Selladora de bolsas automática




REF. 080435
-22% pvp 2.921,63 €
2.279 € + IVA



Rodillo opcional
200 x 240 x 635 mm
17 kg
REF. 080436
-10% pvp 461,62 €
415 € + IVA

Selladora de bolsas



- ✓ Longitud sellado 305 mm
- ✓ Anchura sellado 12 mm


*Bobinas no incluidas



REF. 080433
SÚPER OFERTA € 265 € + IVA

Film protector

Este film adhesivo ofrece una solución práctica y efectiva para entornos dentales, proporcionando una capa de protección para instrumentos y materiales.
Cada rollo contiene 1200 adhesivos precortados de 10 x 15 cm.
Color azul.



NUEVO

REF. 080439
OFERTA DE LANZAMIENTO 10 € + IVA

Bolsa autoadhesiva para esterilización

Nuevas bolsas 5x9 cm
¡Las más pequeñas del mercado!



Especificaciones

Ref. 080448: 5 x 24 cm	Ref. 080449: 7 x 26 cm
Ref. 080450: 9 x 26 cm	Ref. 080451: 5 x 9 cm
Ref. 080452: 14 x 28 cm	Ref. 080454: 19 x 36 cm
Ref. 080456: 25 x 40 cm	Ref. 080457: 30 x 40 cm
Ref. 080458: 30 x 45 cm	Ref. 080459: 5.7 x 13 cm

Producto Sanitario Clase I (MDR 2017/745)
Conforme a las normas: ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009

200 bolsas por paquete

CONSULTAR PRECIOS

Bobinas para selladoras

Especificaciones

- Ref. 080441: 5 cm x 200 m
- Ref. 080442: 7.5 cm x 200 m
- Ref. 080443: 10 cm x 200 m
- Ref. 080444: 15 cm x 200 m
- Ref. 080445: 20 cm x 200 m
- Ref. 080446: 25 cm x 200 m
- Ref. 080447: 30 cm x 200 m

Producto Sanitario Clase I (MDR 2017/745)
Conforme a las normas:
ISO 11607-1:2017
y EN 868-5:2009



CONSULTAR PRECIOS

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 16 de FEBRERO al 30 de ABRIL de 2026



MESTRA

Baños de ultrasonidos 2.8, 3.4 y 5.8 litros

- ✓ Temperatura regulable.
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable.
- ✓ Fabricados en acero inoxidable.
- ✓ Con válvula de desagüe.



NUEVO

5.8 L
REF. 100152
-22% pvp 608,76 €
475 € + IVA

Medidas interiores:
Alto 155 mm
Ancho 298 mm
Fondo 152 mm

365 mm
180 mm
290 mm
5,4 kg

3.4 L
REF. 100151
-22% pvp 567 €
442 € + IVA

Medidas interiores:
Alto 100 mm
Ancho 298 mm
Fondo 152 mm

365 mm
165 mm
290 mm
5,2 kg

2.8 L
REF. 100150
-22% pvp 441,42 €
344 € + IVA

Medidas interiores:
Alto 100 mm
Ancho 238 mm
Fondo 140 mm

300 mm
165 mm
245 mm
4 kg

Baño de ultrasonidos Calypso 4 litros

Ultrasonidos 180 ml con luz UV

Baño de ultrasonidos



NUEVO

Para limpieza de dentaduras
*La pila no está incluida



- ✓ Con calentamiento.
- ✓ Con válvula de desagüe.
- ✓ Incluye vaso de cristal.
- ✓ Incluye pinzas limpia fresas (ref. 070520)
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable.

Especificaciones
Cap. cuba 4 l
Frecuencia 40 kHz



REF. 080422
-22% pvp 1.441,03 €
1.124 € + IVA

Especificaciones

Cap. cuba 180 ml
Cuba Ø 87*38 mm
Tensión 220 50/60 Hz
Frecuencia 42 kHz
Temporizador 5/10 min
Potencia 28 W



REF. 100162
OFERTA DE LANZAMIENTO
49 € + IVA

Especificaciones
Alimentación 2 pilas AA



REF. 100160
CONSULTAR PRECIOS

Baño de ultrasonidos 3 l, 2,5 y 1.4 litros

NUEVO



2,5 L
REF. 100140
-22% pvp 335,48 €
262 € + IVA

204 mm
314 mm
243 mm
3,1 kg

3 L
REF. 100142
-22% pvp 218 €
170 € + IVA

234 mm
335 mm
193 mm
3,6 kg

1,4 L
REF. 100141
-22% pvp 217,94 €
170 € + IVA

162 mm
225 mm
240 mm
1,9 kg

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 16 de FEBRERO al 30 de ABRIL de 2026




Lupas dentales galileanas

No tienen mecanismo abatible. Por consiguiente, son más ligeras y la profundidad de campo es mayor y más amplio. Incluye cuatro tamaños diferentes de gafas protectoras: SS, S, R, L.



NUEVO



Especificaciones

Distancia de trabajo 420 ± 20mm	Campo de visión 80mm 90mm
Profundidad de campo 90mm 90mm	Peso 56g 59g

- ✓ Lupa Dental Galileana TTL (Tipo Ultraligero 3.0X)
- ✓ Cubierta protectora
- ✓ Gafas SS/S/R/L
- ✓ Estuche
- ✓ Bolsa de tela
- ✓ Paño de limpieza
- ✓ Banda de sujeción.



REF. 100093

-22% pvp 378-€
295 € + IVA

Luz LED para lupas dentales galileanas

- ✓ 3 modos de intensidad de luz.
- ✓ 2 tipos de luz: Azul y blanca.

NUEVO



* Acoplamiento en las gafas Ref. 100093

- ✓ Luz frontal del tipo snap-on (encaje) + filtro de color amarillo
- ✓ Controlador de luz frontal inalámbrico (x2).
- ✓ Adaptador de corriente.
- ✓ Cable de recarga.



REF. 100094

-22% pvp 560-€
437 € + IVA

Lupas bio-art

OFERTA LANZAMIENTO

Ligera, práctica y con excelente visión clara y panorámica.



Fabricadas con resina CR-39, mayor resistencia contra abrasión y excelente transparencia.

- ✓ Disponible con aumento de 2,5x ó 3,5x.
- ✓ Dimensiones del embalaje: (CxLxH) 25,5 x 16,5 x 3,5 cm.
- ✓ Peso: 65g.

NUEVO

Aumento 2,5 x

REF. 100076

OFERTA DE LANZAMIENTO
32 € + IVA

Aumento 3,5 x

REF. 100077

OFERTA DE LANZAMIENTO
32 € + IVA

Lupas de aumento

- ✓ Equipadas con una práctica iluminación para evitar sombras.
- ✓ Cuatro aumentos diferentes: 1,7X, 2X, 2,5X, 3,5X



REF. 100079

-22% pvp 133,65-€
104 € + IVA

Gafas de seguridad



Válvula ventilación

REF. 100014

-22% pvp 13,30-€
10 € + IVA

Antivaho

REF. 100011

-22% pvp 19,95-€
16 € + IVA

Rayos UV

REF. 100013

-22% pvp 19,95-€
16 € + IVA

Gran visión

REF. 100012

-22% pvp 19,95-€
16 € + IVA

Protector facial

Soporte abatible + 10 láminas



REF. 100022

SÚPER OFERTA
13 € + IVA

Protector facial

Soporte + 10 láminas




REF. 100021

SÚPER OFERTA
14 € + IVA

Mufla para duplicar con alginato

- ✓ Con juego reductor de tamaño, para modelos pequeños.

Dimensiones interiores



REF. 020206

-22% pvp 130,28-€
102 € + IVA

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 16 de FEBRERO al 30 de ABRIL de 2026



Juguetes Bolsa de 25 unidades

Animales, coches, llaveros, navideños...



NUEVO

REF. 160000

-22% pvp-16€
12,50 € + IVA

Microaplicadores (400 unidades por caja)



NUEVO

SUPERFINO - 1mm

REF. 070667

CONSULTAR
PRECIO

FINO - 1.5 mm

REF. 070669

CONSULTAR
PRECIO

REGULAR - 2 mm

REF. 070671

CONSULTAR
PRECIO

Cepillos desechables para profilaxis



NUEVO

DUROS - 100 u.

REF. 070702

CONSULTAR
PRECIO

BLANDOS - 100 u.

REF. 070704

CONSULTAR
PRECIO

Copas desechables para profilaxis



NUEVO

DURAS - 100 u.

REF. 070706

CONSULTAR
PRECIO

BLANDAS - 100 u.

REF. 070708


CONSULTAR
PRECIO

Cajas para prótesis y ortodoncia



Fabricadas en plástico.
25 uds. surtidas.

Dimensiones interiores



REF. 070600


CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas para ortodoncia



Fabricadas en plástico.
25 uds. surtidas.

Dimensiones interiores



REF. 070590

CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas para prótesis




Fabricadas en plástico.
100 unidades.

Azul
Ref. 070000

Rosa
Ref. 070001

Dimensiones interiores



CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas para placas de ortodoncia



Fabricadas en plástico
de colores.


Azul
Ref. 070002

Verde
Ref. 070006

Verde claro
Ref. 070007

Naranja
Ref. 070008

Dimensiones interiores



CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD


OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 16 de FEBRERO al 30 de ABRIL de 2026



MESTRA


Cajas para ortodoncia



NUEVO

REF. 070622
CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas para ortodoncia



NUEVO

REF. 070618
CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas para ortodoncia



REF. 070616
CONSULTAR
PRECIOS
POR CANTIDAD

Caja para prótesis (con escurridera)



REF. 100267
CONSULTAR
PRECIOS
POR CANTIDAD


Caja de transporte y limpieza




REF. 100265
CONSULTAR
PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas con membrana (bolsas de 10 unidades)


- ✓ Diseñadas para el transporte y entrega de elementos de alta calidad.
- ✓ Interior acolchado por una membrana de gran flexibilidad.
- ✓ Fabricadas en material transparente de muy alta resistencia y con cierre de seguridad.
- ✓ Se suministran en bolsas de 10 unidades.



Cajas con membrana (bolsas de 10 unidades)



Cajas de transporte



OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 16 de FEBRERO al 30 de ABRIL de 2026



MESTRA

Carro para residuos

Dos contenedores móviles diseñados para el transporte seguro de residuos médicos infecciosos. Gracias a su diseño sencillo y funcional, se adaptan a cualquier tipo de entorno.

Disponibles para 40 l o 60 l.

Especificaciones 40 L - 100440

Alto 568 mm	Ancho 296
Largo 404	Peso 11 kg

Especificaciones 60 L - 100442

Alto 618 mm	Ancho 346
Largo 454	Peso 14 kg



NUEVO

REF. 100440 - 40L

-22% pvp 321 €
250 € + IVA

REF. 100442 - 60L

-22% pvp 354 €
276 € + IVA

Silla Poni con respaldo

- ✓ Altura ajustable.
- ✓ Cuero PU de alta calidad.
- ✓ Espuma de alta resiliencia.
- ✓ Barra neumática de entrada de cuatro etapas. Segura y suave. Certificación TUV y SGS.
- ✓ Sello de aceite hidráulico. Protección múltiple, sin fugas de aceite ni aire. Larga vida útil.
- ✓ Limpieza del filtro de aceite. Dispositivo de raspado de aceite integrado.



Sistema de elevación con el pie.



El respaldo se puede balancear ligeramente de forma independiente.

Todo el respaldo se puede subir y bajar y quedar libre.



NUEVO

Ruedas con freno.



REF. 100602

-22% pvp 397 €
310 € + IVA

Silla Poni sin respaldo

- ✓ Altura ajustable.
- ✓ Cuero PU de alta calidad.
- ✓ Espuma de alta resiliencia.
- ✓ Barra neumática de entrada de cuatro etapas. Segura y suave. Certificación TUV y SGS.
- ✓ Sello de aceite hidráulico. Protección múltiple, sin fugas de aceite ni aire. Larga vida útil.
- ✓ Limpieza del filtro de aceite. Dispositivo de raspado de aceite integrado.



NUEVO

Ruedas con freno.



REF. 100600

-22% pvp 256 €
199 € + IVA


Carrito

- ✓ Fabricado en acero inoxidable.
- ✓ Bandeja extraíble (495 x 345 mm)



REF. 100451

SÚPER OFERTA
145 € + IVA



INOX

NUEVO

Carrito

- ✓ Fabricado en acero inoxidable.
- ✓ Bandeja extraíble (495 x 345 mm)



REF. 100452

SÚPER OFERTA
145 € + IVA



NUEVO


INOX

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 16 de FEBRERO al 30 de ABRIL de 2026



Carro para escáner



NUEVO

875 mm
465 mm (bandejas)
350 mm (ruedas)
600 mm
19 kg

REF. 100450
-22% pvp 487 €
380 € + IVA

Carro para escáner intraoral con soporte CPU



NUEVO

REF. 100449
-22% pvp 649 €
506 € + IVA

Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas.
- ✓ Dos tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

760 mm
290 mm
400 mm
12,5 kg

REF. 100305
-22% pvp 392,36 €
306 € + IVA



Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas de cristal.
- ✓ Dos tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

740 mm
380 mm
460 mm
20 kg

REF. 100306
SÚPER OFERTA
433 € + IVA



Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas.
- ✓ Tres tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja 5 kg.

760 mm
300 mm
460 mm
11 kg

REF. 100307
SÚPER OFERTA
222 € + IVA



Carrito móvil montable

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas.
- ✓ Tres tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja 5 kg.

765 mm
380 mm
500 mm
10,5 kg

REF. 100307M
SÚPER OFERTA
188 € + IVA

Embalaje reducido:
460 x 780 x 120 mm
11,5 kg



Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas.
- ✓ Tres tomas de corriente.
- ✓ Un cajón.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja 5 kg.

765 mm
380 mm
400 mm
15 kg

REF. 100308
SÚPER OFERTA
377 € + IVA



Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en resistente acero esmaltado blanco y resina.
- ✓ Tres enchufes universales.
- ✓ Tres cajones.
- ✓ 1 tomas de corriente.
- ✓ Deslizamiento suave.

600 mm
400 mm
480 mm
20 kg

REF. 100309
SÚPER OFERTA
582 € + IVA



OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 16 de FEBRERO al 30 de ABRIL de 2026



MESTRA

Lámpara de curado led - V200

Destaca por su relación calidad-precio, convirtiéndose en una opción ideal para clínicas nuevas, o como una segunda unidad indispensable, que ofrece tranquilidad ante imprevistos.

Especificaciones:

Dimensiones:
243 mm x Ø25 mm
Peso: 390 g
Voltaje: 3.7V
Capacidad: 2200mAh
Batería recargable



NUEVO

REF. 100700

-22% pvp 76 €

59 € + IVA

Lámpara de curado led - DV50

Densidad de potencia significativamente mayor, alcanzando hasta 2600 mW/cm². Como resultado el curado se realiza de manera muy rápida, minimizando el tiempo de exposición.

Especificaciones:

Dimensiones: 217 mm x Ø22,5 mm
Peso: 117 g
Intensidad máxima 2600mW/cm²
Longitud de onda: 385 nm-515 nm.
Batería recargable de 2200mAh
LED emisor de 10 W
Función de medición de Intensidad luminosa.



NUEVO

REF. 100705

-22% pvp 216 €

169 € + IVA

Lámpara de curado LED - VAFU

Gama premium de la polimerización dental. Su potencia luminosa alcanza los 3200 mW/cm², lo que permite un curado ultrarrápido en tan solo 1 o 2 segundos.

Especificaciones:

Dimensiones: 33 x 27 x 206 mm
Peso: 160 g | Batería recargable
Capacidad batería: 2200 mAh.
Longitud de onda: 385nm-515nm
Potencia > = 3200 mW/cm².
Función de medición de intensidad luminosa.

Incluye:

- 1 unidad principal.
- 1 cargador.
- 1 batería.
- 1 juego de lentes (4 u.)
- 1 escudo protector de luz.
- 1 cabezal detector de caries.
- Gafas.



NUEVO

REF. 100710

-22% pvp 365 €

284 € + IVA

Limpiador de ultrasonidos DA10

- ✓ Distingue automáticamente entre diente y encía.
- ✓ Pieza de mano de alta calidad con iluminación.
- ✓ Diseño desmontable que permite esterilización a alta temperatura y presión.
- ✓ Ajusta automáticamente la potencia según la dureza del cálculo.
- ✓ Mayor eficiencia en la limpieza.



NUEVO

REF. 100750

-22% pvp 237 €

185 € + IVA

Limpiador de ultrasonidos Q5

- ✓ 3 modos de funcionamiento: Limpieza general, Tratamiento periodontal, Tratamiento endodóntico.
- ✓ Suministro automático de agua desde una botella integrada en el aparato.
- ✓ Tanque de agua para 800 ml.
- ✓ Tecnología de Onda SINUSOIDAL
- ✓ Pieza de Mano con iluminación LED.
- ✓ Diseño desmontable que permite esterilización a alta temperatura y presión.



NUEVO

REF. 100755

-22% pvp 396 €

309 € + IVA

INDOLORO

Limpiador de ultrasonidos Q6

6 funciones en 1 sólo aparato:

- ✓ Limpieza ultrasónica.
- ✓ Terapia periodontal.
- ✓ Irrigación de conductos radiculares.
- ✓ Pulido supragingival con aire.
- ✓ Pulido subgingival con aire.
- ✓ Mantenimiento de implantes.
- ✓ Elegante Panel Táctil.
- ✓ Diseño de doble tanque de agua.
- ✓ Pedal inalámbrico multifuncional.

PUNTAS DE ALEACIÓN DE TITANIO

Baja dureza para proteger dientes y encías.



INDOLORO



NUEVO

REF. 100760

-22% pvp 2.511 €

1.959 € + IVA

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 16 de FEBRERO al 30 de ABRIL de 2026



MESTRA

Mezcladora de alginato

- ✓ Fácilmente transportable.
- ✓ Ergonómica.
- ✓ Dos velocidades.
- ✓ Espátula incluida.

CE Producto sanitario MDR 2017/745



230 mm
175 mm
250 mm
3 kg

REF. 080515

-22% pvp 543,14 €
424 € + IVA



Regalo de 1 taza valorada en 29,07 € Ref. 080515-02

Mezcladora automática de alginato

- ✓ Cómoda mezcla automática.
- ✓ Rápida obtención de la mezcla en pocos segundos.
- ✓ Limpieza fácil de todos los componentes.
- ✓ Mezcla máxima 80 grs.



305 mm
255 mm
205 mm
17 kg

REF. 100191

-22% pvp 1.102,77 €
860 € + IVA

Regalo de un depósito estanco para alginato valorado en 97,86 € Ref. 100189

Localizador de ápices

- ✓ Calibración automática.
- ✓ Pantalla LCD con una imagen clara y precisa.
- ✓ Con colores diferentes.
- ✓ Accesorios esterilizables.
- ✓ Batería recargable.



NUEVO

REF. 100330

SÚPER OFERTA
306 € + IVA

Motor endodencia

Especificaciones

Velocidad 100-600 rpm

Torque 1.4 N · cm

Alimentación Pilas

215 mm
85 mm
120 mm
0,3 kg

CE 0120



REF. 100350

SÚPER OFERTA
643 € + IVA

Cámara intraoral con autofocus y acople brazo

- ✓ Pantalla táctil LCD de 21,5 pulgadas.
- ✓ Cámara de alta definición (4K).
- ✓ Autofocus.
- ✓ Grabación de imágenes y vídeo en memoria USB.
- ✓ Código QR para descarga de imágenes por WIFI.
- ✓ Soporte a barra.
- ✓ Sistema Android.
- ✓ Visualización de 1 o 4 imágenes en pantalla.



NUEVO



280 mm
460 mm
400 mm
Monitor: 2,52 kg
Cámara: 0,1 kg

REF. 100336

-22% pvp 1.008 €
749 € + IVA

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 16 de FEBRERO al 30 de ABRIL de 2026




MESTRA

Lámpara de blanqueamiento

- ✓ Amplio espectro de iluminación (desde 420 a 472 nm)
- ✓ Elevada potencia (hasta 2000 mW/cm²)
- ✓ Fácilmente ajustable en altura y orientación.
- ✓ Su display digital informa de los tiempos, potencia, etc. del proceso de blanqueamiento.
- ✓ Incluye mando a distancia, 20 férulas bucales desechables, dos gafas de protección y un retractor labial.



REF. 100340
SÚPER OFERTA
515 € + IVA



Lámpara de blanqueamiento

- ✓ Amplio espectro de iluminación.
- ✓ 3 tipos diferentes de fuentes de luz LED: azul, rojo y rojo + azul.
- ✓ 5 luces azules desde 430 a 490 nm.
- ✓ 2 luces rojas de alta potencia 610 a 650 nm.
- ✓ Potencia de salida luz hasta 2.327 mW/cm²
- ✓ 8 luces violetas con efecto de esterilización.
- ✓ Fabricada en material metálico, de apariencia elegante y fácil de montar.
- ✓ Tiempo de blanqueo ajustable.

REF. 100341
-22% pvp 930,71-€
726 € + IVA



Cortador de gutapercha

La punta tiene un diseño flexible para que se pueda cortar sin problemas. Presionando el botón de encendido, la punta se calentará inmediatamente hasta 500°C. Suelte el botón y la punta se enfriará rápidamente.



REF. 100349
OFERTA DE LANZAMIENTO
95 € + IVA

Mezcladora de siliconas

- ✓ Apta para el 99% de siliconas.



Especificaciones
Empuje 450 kg ± 10 Potencia 150 W
Temp. ambiente 5-40°C Alimentación 240V-50Hz

REF. 100360
-22% pvp 1.251,78-€
976 € + IVA

Calentador de composite

Dispositivo para mantener calientes hasta 8 jeringuillas de composite.




Especificaciones
Temperatura 40-50-70°C
Ø agujeros 16 mm

REF. 080077
SÚPER OFERTA
236 € + IVA

Calentador de placas de cera

- Para registros intraorales.
- ✓ Cuba y tapa de acero inoxidable.



Especificaciones
Temperatura 30-75°C
Capacidad 1l

REF. 080078
-22% pvp 541,35-€
422 € + IVA

Mini arenadora para uso extraoral

- ✓ Granulación del óxido de 50 a 100 micras.
- ✓ Imprescindible para la limpieza de brackets.
- ✓ Adecuación de microrretenciones y coronas.
- ✓ Ajuste de contactos interproximales.
- ✓ Operaciones de arenado de precisión.
- ✓ Arenamientos oclusares.

Este modelo es para laboratorio de prótesis dental; no puede ser utilizado para aplicaciones intra-oral.



Especificaciones

Presión de trabajo 4 a 5.5 bares
Granulación de óxido hasta 100 micras



Incluido

CONEXIÓN
MIDWEST

REF. 100122

SÚPER OFERTA
130 € + IVA

PRIME 221 Conexión intramatic

- ✓ Motor sin escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.



Especificaciones

Velocidad máx. 50000 rpm Voltaje 200-240 V - 50/60 hz
Torque 5.8 N-cm Pieza de mano Ø 20 x 157 mm
Potencia 120 W Peso pieza de mano 205 g



NUEVO

REF. 100237

-22% pvp 445,50 €
347 € + IVA

Micromotor portátil inducción intramatic

Autonomía 10 h

CAJA CONTROL

Alto 45 mm Ancho 105 mm
Fondo 145 mm Peso 0,4 kg

REF. 100282

Alto 20 mm
Ancho 20 mm
Fondo 155 mm
Peso 0,2 kg
Potencia 30W
Torque 250 gf-cm
Velocidad 30000 rpm



REF. 100282

-22% pvp 704,20 €
612 € + IVA

SENSE A3 Conexión intramatic

- ✓ Motor con escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pedal ON/OFF.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.

Especificaciones

Velocidad máx. 35000 rpm Voltaje 0-33 V
Torque 3.0 N-cm Pieza de mano Ø 15 x 150 mm
Potencia 70 W Peso pieza de mano 215 g



NUEVO

REF. 100239

-8,5% pvp 229,50 €
210 € + IVA

Aspiraciones Sirocco S

SIROCCO S + CAJA DE REPASO

- ✓ Potente motor de inducción.
- ✓ Facilidad de uso y cambio de filtro.
- ✓ Silencioso.
- ✓ LED interior.



Especificaciones

Potencia 350 W Ruido 55 dB



REF. 080534AC

-22% pvp 940,80 €
734 € + IVA

SIROCCO S + TUBO FLEXIBLE

- ✓ Facilidad de orientar la boca de aspiración
- ✓ Iluminación LED incorporada.

Especificaciones

Tubo 700 mm Ø 45 mm Peso 3.8 kg



REF. 080534AT

-22% pvp 714 €
557 € + IVA

Arquímedes Profesional A7 PLUS

Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad y visibilidad.

- ✓ Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona.
- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.
- ✓ Traba en céntrica.



REF. 010099

Arquímedes Profesional A7 PLUS

Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

-22% pvp 269,54 €

210 € + IVA

REF. 010102

Set Profesional Estándar

Articulador + arco facial estándar + estuche

SÚPER OFERTA

278 € + IVA

REF. 010101

Set Profesional Élite

Articulador + arco facial élite + estuche

-22% pvp 509,93 €

398 € + IVA

Arquímedes Protrusal A7 PLUS-E

Guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Sistema estabilizador de los movimientos.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Sistema de trabamiento bilateral.
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar plana.



REF. 010103

Arquímedes Protrusal A7 PLUS-E

Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

SÚPER OFERTA

299 € + IVA

REF. 010104

Set Protrusal Estándar

Articulador + arco facial estándar + estuche

SÚPER OFERTA

347 € + IVA

REF. 010106

Set Protrusal Élite

Articulador + arco facial élite + estuche

SÚPER OFERTA

473 € + IVA

4000 S

- ✓ Distancia intercondilar ajustable (eje expansor)
- ✓ Reglaje del ángulo de la guía condilar.
- ✓ Reglaje del ángulo de Bennet.
- ✓ Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring)
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.



REF. 010107

4000 S

Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

-22% pvp 322,72 €

252 € + IVA

REF. 010107S

Set 4000 S Estándar

Articulador + arco facial estándar + estuche

-22% pvp 445,32 €

347 € + IVA

REF. 010107E

Set 4000 S Élite

Articulador + arco facial élite + estuche

-22% pvp 563 €

439 € + IVA

Arquímedes Junior A7 FIX

- ✓ Articulador tipo arcón
- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Sistema de estabilización magnético (embutido) para el movimiento de la guía condilar.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Ángulo de Bennet fijo en la media 15°
- ✓ Guía condilar fija en la media 30°
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.



Arco facial Estándar

Aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador. La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.



REF. 010102-50

-22% pvp 128,18 €

100 € + IVA



CE Producto sanitario

Arco facial Élite

Sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido. Elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador.



REF. 010100-55

-22% pvp 266,91 €

208 € + IVA



CE Producto sanitario

Cabina de repaso Eclipse con aspiración incorporada

Caja de similares prestaciones a la cabina de repaso Eclipse (Ref. 080216), pero con la particularidad de integrar su propia unidad de aspiración. En caso de necesidad, es posible incorporar la máquina a una fuente de aspiración externa.



Detrás



Cabina de repaso Eclipse

- ✓ Acoplamiento para astillera tipo jeb.
- ✓ Posición de trabajo ergonómica.
- ✓ Lámparas LED.
- ✓ Fácil limpieza.



REF. 080216

-22% pvp 508,92 €

397 € + IVA



Chorro de arena Eclipse I - 1 vaso

- ✓ Un depósito y una pistola móvil para microchorreado.
- ✓ Soplador.
- ✓ Presión de trabajo 2 a 6 bares.
- ✓ Luz interior LED.
- ✓ 80 l/min



Chorro de arena Plutón - 1 vaso

- ✓ Un vaso de alta capacidad.
- ✓ Presión de soplado hasta 6 bares.
- ✓ Cuerpo en acero Inoxidable.
- ✓ Luz LED de alta potencia.
- ✓ Amplia visión interior.
- ✓ Consumo de aire: 80 l/min
- ✓ Presión de trabajo: 2-5 atm



Compresores de pistón seco (con secador)

Familia de compresores integrada por dos tamaños de 80 y 160 litros/minuto que incluye un secador con purga automática. Funcionamiento extremadamente silencioso (60 dB), sencillo mantenimiento (pistón seco) y excelente fiabilidad.

Se suministran con dos manómetros (presión de calderín y de servicio), manorregulador de salida y juego completo de válvulas para el purgado. La presión de servicio puede alcanzar los 8 bares. **No aptos para fresadoras.**



1. La Ref. 110340 está también disponible con filtro HEPA (H14) Ref. 110340H
2. El filtro de carbón activo Ref. 110300-53 está disponible como accesorio para todos los compresores.

CERTIFICADO por TÜV SÜD
Certificado de tipo N° 12202200491258001
Directiva 2014/29/UE (recipiente a presión)




80 l/min
(con secador)

REF. 110310

-22% pvp 1.710,79 €

1.334 € + IVA



160 l/min
(con secador)

REF. 110340

-22% pvp 2.531,09 €

1.974 € + IVA

Lámpara LED



¡LA MÁS VENDIDA!

REF. 100288

SÚPER OFERTA
90 € + IVA

Lámpara LED



REF. 100289

SÚPER OFERTA
90 € + IVA

Lámpara LED



REF. 100290

SÚPER OFERTA
90 € + IVA

Lámpara lupa



Lente de 3 dioptrías

REF. 100287

Lente de 5 dioptrías

REF. 100287-5x

SÚPER OFERTA
69 € + IVA

Lámpara LED



Giro de hasta 180°

REF. 100289V

-28% pvp 150 €

108 € + IVA



Luz fría
1 hilera



Luz neutra
2 hileras



Luz cálida
1 hilera

Accesorios para lámpara y lupa

REF. 100287 - REF. 100288



Soporte con ruedas

REF. 100288-10

-22% pvp 73,49 €

57 € + IVA



REF. 100288-02

Sargento grande



REF. 100288-03

Soporte pared



REF. 100288-04

Soporte mesa atornillable



REF. 100288-07

Soporte sobremesa



MESTRA

Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)

Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID: 1100519003