

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Autoclave icanCLAVE 3F

icanCLAVE 3F es un autoclave superrápido, especial para la esterilización de instrumental sin envolver, que mejora enormemente la tasa de rotación del instrumental quirúrgico y la comodidad de pequeñas operaciones como odontología.


- ✓ Puerto de impresora.
- ✓ Puerto USB
- ✓ Memoria interna.
- ✓ Puerto de impresora de etiquetas de código de barras.
- ✓ Maleta para transportar.



NUEVO

Especificaciones

Voltaje, Frecuencia: 220/110V, 50/60Hz • Volumen cámara: Aprox. 3L
Potencia: 2300 W • Número de bandejas: 1 • Material bandejas: Aluminio
Tamaño bandejas: 178 x 285 mm
Dimensión de la cámara: 192(W) x 45(H) x 285(D)



NORMATIVAS

- ✓ 97/23/EEC Directiva de Equipos a Presión.
- ✓ Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios (MDR).
- ✓ EN 13060 Esterilizadores de vapor de agua pequeños.
- ✓ EN 61326, EN 61000 Compatibilidad electromagnética.
- ✓ EN 61010-1, UL 61010-1 Requisitos de seguridad.
- ✓ EN 61010-2-040, IEC 61010-2-040 Requisitos específicos para esterilizadores de vapor usados para tratamientos de materiales médicos.
- ✓ EN 13485:2012/AC:2012
- ✓ ISO 13485:2003

Servicio Técnico Oficial ICANCLAVE en España.



Servicio Técnico Oficial
icanCLAVE
en España

REF. 100367


OFERTA DE LANZAMIENTO
1.995 € + IVA

Autoclave de sobremesa 18-D clase B (18 litros)

- ✓ Válvulas ODE, bomba de vacío ULUAK y bomba de agua ULKA.
- ✓ Ultra silencioso (70 dB)
- ✓ Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, que garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros.
- ✓ Sistema de control de alta precisión para esterilización perfecta (EN13060).
- ✓ Autodiagnóstico con códigos de error.
- ✓ Completamente automático con ciclos de esterilización preprogramados.
- ✓ Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electropulido.
- ✓ Tanque de agua tipo abierto que permite un fácil llenado y limpieza.
- ✓ Dispone de impresora.

Especificaciones

Dimensiones cámara 247x350 mm Potencia Nominal 1750 V
Temperatura de operación 5-40°C Máximo de humedad relativa Máx. 80%
Presión de operación 76-106 kPa Ruido < 70 dB
Disyuntor F16A/400 V Temperatura de esterilización 121/134°C
Capacidad tanque agua destilada 2.5 l



Servicio Técnico Oficial
icanCLAVE
en España



Inox



MESTRA
by **icanCLAVE**

REF. 100365

SÚPER OFERTA
2.852 € + IVA

Aspiraciones Sirocco S

- ✓ Potente motor de inducción.
- ✓ Facilidad de uso y cambio de filtro.
- ✓ Silencioso.
- ✓ LED interior.

NUEVO




Sirocco S
+ caja de repaso

REF. 080534AC

-22% pvp 896 €
699 € + IVA

Especificaciones

Potencia 350 W Ruido 55 dB



- ✓ Facilidad de orientar la boca de aspiración
- ✓ Iluminación LED incorporada.



Sirocco S
+ tubo flexible

REF. 080534AT

-22% pvp 680 €
530 € + IVA

Especificaciones

Tubo 700 mm Ø 45 mm Peso 3.8 kg

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Termoconformadora por presión PlastPress

La termoconformadora de presión positiva más compacta del mercado.
Mayor fidelidad de copia y menor ruido en comparación con las máquinas de vacío.
Admite placas redondas y cuadradas de hasta 6 mm de espesor.
Debe conectarse directamente a un compresor (entre 3 y 8 bar).



Láminas $\square$ de 125 a 131 mm
Láminas $\circ$ 125 a 134 mm



NUEVO

Especificaciones

Potencia 450 W

REF. 080544

-22% pvp 1.205,78 €

941 € + IVA

Termoconformadora de vacío


Máquina de termoconformado para láminas cuadradas y redondas.

Láminas $\square$ de 125 a 134 mm
Láminas $\circ$ 125 a 134 mm
(disponible adaptador para $\circ$ 120, no incluido)



Especificaciones

Potencia 925W



REF. 080542

-22% pvp 834,25 €

651 € + IVA


Termoconformadora por presión

La fuerte presurización permite un moldeado preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0.5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125 y 120 mm).

Especificaciones

Presión 4-6 bar

Potencia 450W



REF. 080543


-22% pvp 3.104,52 €

2.422 € + IVA

Horno de secado para láminas de termoconformado

Un ventilador hace circular el aire caliente para un secado uniforme y eficiente:

- ✓ Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado para evitar la formación de poros.
- ✓ Secado de instrumental, de modelos de escayola, etc.
- ✓ Seis bandejas de acero inox.
- ✓ Carcasa de acero inoxidable.
- ✓ Temporizador de 24 horas.



Especificaciones

Temp. 35-75°C

Consumo 550-650 W

REF. 080118

-22% pvp 343,28 €

268 € + IVA

Láminas de termoconformado

Doble embalaje (interior-exterior).
Para todo tipo de usos.

CE Producto sanitario

NUEVO



REFERENCIA	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 128 x 128 mm espesor	CANT.	PVP
080563	Duras	Transparente	0.5 mm	25 u.	11€
080564	Duras	Transparente	0.75 mm	25 u.	14,56€
080565	Duras	Transparente	1.0 mm	25 u.	14,56€
080566	Duras	Transparente	1.5 mm	25 u.	18,30€
080567	Duras	Transparente	2.0 mm	25 u.	27€
080568	Blandas	Translúcida	0.5 mm	25 u.	25€
080569	Blandas	Translúcida	1.0 mm	12 u.	6,98€
080570	Blandas	Translúcida	1.5 mm	12 u.	9,27€
080571	Blandas	Translúcida	2.0 mm	12 u.	13,97€
080572	Blandas	Translúcida	3.0 mm	12 u.	17,45€

Láminas de termoconformado



NUEVO

CE Producto sanitario

Láminas de termoconformado estándar cuadradas y redondas. Fabricadas en plásticos de alta calidad con certificados CE como producto sanitario.

No aparece hollín o humos en el calentamiento. La ausencia de material reciclado evita que se desgarran al someterlas a vacío.

Comercializadas en envase metalizado con cierre al vacío.

desde

4 € + IVA

REF.	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 126x126 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080574	Cristal	Duras	Transparente	0.3 mm	10	4€
080575	Cristal	Duras	Transparente	0.75 mm	5	4€
080576	Cristal	Duras	Transparente	1.0 mm	5	4€
080577	Cristal	Duras	Transparente	1.5 mm	5	6€
080578	Cristal	Duras	Transparente	2.0 mm	5	8€
080579	Lechosa	Duras	Translúcida	0.6 mm	10	4€
REF.	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 131x131 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080580	Soft	Blandas	Translúcida	1.0 mm	10	7€
080581	Soft	Blandas	Translúcida	1.5 mm	10	10€
080582	Soft	Blandas	Translúcida	2.0 mm	10	12€
080583	Soft	Blandas	Translúcida	3.0 mm	5	9€
080584	Soft	Blandas	Translúcida	4.0 mm	5	13€
REF.	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 0125 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080574R	Cristal	Duras	Transparente	0.3 mm	10	4€
080575R	Cristal	Duras	Transparente	0.75 mm	5	4€
080576R	Cristal	Duras	Transparente	1.0 mm	5	5€
080577R	Cristal	Duras	Transparente	1.5 mm	5	7€
080579R	Lechosa	Duras	Translúcida	0.6 mm	10	5€
080580R	Soft	Blandas	Translúcida	1.0 mm	10	5€
080581R	Soft	Blandas	Translúcida	1.5 mm	10	9€
080582R	Soft	Blandas	Translúcida	2.0 mm	10	9€
080583R	Soft	Blandas	Translúcida	3.0 mm	5	6€
080584R	Soft	Blandas	Translúcida	4.0 mm	5	11€

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Selladora de bolsas automática



REF. 080435
-22% pvp 2.782,50 €
2.170 € + IVA

Rodillo opcional REF. 080436
200 x 240 x 635 mm
17 kg

Selladora de bolsas



✓ Longitud sellado 305 mm
✓ Anchura sellado 12 mm

*Bobinas no incluidas

REF. 080433
SÚPER OFERTA € 265 € + IVA

Bolsa autoadhesiva para esterilización

Nuevas bolsas 5x9 cm
¡Las más pequeñas del mercado!

Especificaciones

Ref. 080448: 5 x 24 cm	Ref. 080449: 7 x 26 cm
Ref. 080450: 9 x 26 cm	Ref. 080451: 5 x 9 cm
Ref. 080452: 14 x 28 cm	Ref. 080454: 19 x 36 cm
Ref. 080456: 25 x 40 cm	Ref. 080457: 30 x 40 cm
Ref. 080458: 30 x 45 cm	Ref. 080459: 5.7 x 13 cm

Producto Sanitario Clase I (MDR 2017/745)
Conforme a las normas: ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009

NUEVO

200 bolsas
por paquete

**CONSULTAR
PRECIOS**

Bobinas para selladoras

Especificaciones

Ref. 080441: 5 cm x 200 m
Ref. 080442: 7.5 cm x 200 m
Ref. 080443: 10 cm x 200 m
Ref. 080444: 15 cm x 200 m
Ref. 080445: 20 cm x 200 m
Ref. 080446: 25 cm x 200 m
Ref. 080447: 30 cm x 200 m

Producto Sanitario Clase I (MDR 2017/745)
Conforme a las normas: ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009


**CONSULTAR
PRECIOS**

Film protector

Este film adhesivo ofrece una solución práctica y efectiva para entornos dentales, proporcionando una capa de protección para instrumentos y materiales.

Cada rollo contiene 1200 adhesivos precortados de 10 x 15 cm.

Color azul.



NUEVO

REF. 080439


**OFERTA DE LANZAMIENTO
10 € + IVA**

Calentador de composite

Dispositivo para mantener calientes hasta 8 jeringuillas de composite.

Especificaciones

Temperatura 40-50-70°C
Ø agujeros 16 mm




REF. 080077

**SÚPER OFERTA
225 € + IVA**

Depósito de agua destilada

Está fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y doble válvula de seguridad.

Capacidad 18 l




Inox

REF. 080620

**-22% pvp 393,79 €
307 € + IVA**

Destilador descalcificador 4 litros



REF. 100210

**-22% pvp 294,84 €
230 € + IVA**

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Baños de ultrasonidos 2.8, 3.4 y 5.8 litros

- ✓ Temperatura regulable.
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable.
- ✓ Fabricados en acero inoxidable.
- ✓ Con válvula de desagüe.


Inox



5.8 L

REF. 100152

-22% pvp 579,77 €
452 € + IVA




Medidas interiores:
Alto 155 mm
Ancho 298 mm
Fondo 152 mm



3.4 L

REF. 100151

-22% pvp 540 €
421 € + IVA




Medidas interiores:
Alto 100 mm
Ancho 298 mm
Fondo 152 mm



2.8 L

REF. 100150

-22% pvp 420,40 €
328 € + IVA



Medidas interiores:
Alto 100 mm
Ancho 238 mm
Fondo 140 mm

Baño de ultrasonidos Calypso 4 litros

Ultrasonidos 180 ml con luz UV

Baño de ultrasonidos




FABRICADO
MESTRA
ESPAÑA
DISEÑO

- ✓ Con calentamiento.
- ✓ Con válvula de desagüe.
- ✓ Incluye vaso de cristal.
- ✓ Incluye pinzas limpia fresas (ref. 070520)
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable.

Especificaciones

Cap. cuba 4 l
Frecuencia 40 kHz



REF. 080422


-22% pvp 1.441,03 €
1.124 € + IVA



NUEVO

Especificaciones

Cap. cuba 180 ml
Cuba Ø 87*38 mm
Tensión 220 50/60 Hz
Frecuencia 42 kHz
Temporizador 5/10 min
Potencia 28 W




REF. 100162
OFERTA DE LANZAMIENTO
47 € + IVA



*La pila no está incluida

Especificaciones

Alimentación 2 pilas AA



REF. 100160

CONSULTAR PRECIOS

Baño de ultrasonidos 3 l, 2.5 y 1.4 litros


NUEVO



2.5 L

REF. 100140


-22% pvp 335,48 €
262 € + IVA



3 L

REF. 100142


-22% pvp 218 €
170 € + IVA



1,4 L

REF. 100141

-22% pvp 217,94 €
170 € + IVA



OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Mezcladora de alginato

- ✓ Fácilmente transportable.
- ✓ Ergonómica.
- ✓ Dos velocidades.
- ✓ Espátula incluida.

CE Producto sanitario
MDR 2017/745



230 mm
175 mm
250 mm
3 kg

REF. 080515

-22% pvp 517,28 €
403 € + IVA

Regalo de 1 taza
valorada en 27,69 €
Ref. 080515-02

Mezcladora automática de alginato

- ✓ Cómoda mezcla automática.
- ✓ Rápida obtención de la mezcla en pocos segundos.
- ✓ Limpieza fácil de todos los componentes.
- ✓ Mezcla máxima 80 grs.

305 mm
285 mm
205 mm
17 kg

REF. 100191

-22% pvp 1.050,26 €
819 € + IVA

Regalo de un depósito
estanco para alginato
valorado en 93,20 €
Ref. 100189



Localizador de ápices

- ✓ Calibración automática.
- ✓ Pantalla LCD con una imagen clara y precisa.
- ✓ Con colores diferentes.
- ✓ Accesorios esterilizables.
- ✓ Batería recargable.



REF. 100330

SÚPER OFERTA
291 € + IVA

110 mm
80 mm
138 mm
0,4 kg

Motor endodoncia

Especificaciones

Velocidad 100-600 rpm
Torque 1.4 N. cm
Alimentación Pilas

215 mm
85 mm
120 mm
0,3 kg

CE
0120



REF. 100350

SÚPER OFERTA
612 € + IVA

Cámara intraoral con autofocus y acople brazo

- ✓ Pantalla táctil LCD de 21,5 pulgadas.
- ✓ Cámara de alta definición (4K).
- ✓ Autofocus.
- ✓ Grabación de imágenes y vídeo en memoria USB.
- ✓ Código QR para descarga de imágenes por WIFI.
- ✓ Soporte a barra.
- ✓ Sistema Android.
- ✓ Visualización de 1 o 4 imágenes en pantalla.



280 mm
190 mm
400 mm
Monitor: 2,52 kg
Cámara: 0,1 kg



REF. 100336

SÚPER OFERTA
612 € + IVA

REF. 100336

-22% pvp 960 €
749 € + IVA

Ultrasonidos de sobremesa

CE
0197

80 mm
134 mm
200 mm
0,66 kg



D3

REF. 100313

-22% pvp 320,36 €
250 € + IVA

2 Funciones
Limpieza - Periodoncia
Pieza de mano tipo satelec.
Desmontable y autoclavable
con 5 puntas-insertos

81 mm
159 mm
188 mm
0,65 kg



D5

REF. 100316

SÚPER OFERTA
300 € + IVA

3 Funciones
Limpieza - Periodoncia - Endodoncia
Pieza de mano tipo satelec.
Desmontable y Autoclavable
con 6 puntas-insertos.

230 mm
190 mm
240 mm
1,23 kg



D7

REF. 100318

SÚPER OFERTA
622 € + IVA

3 Funciones
Limpieza - Periodoncia - Endodoncia
Depósito para líquidos o medicamentos
de tratamiento. Pieza de mano tipo
satelec desmontable y autoclavable
a 135° con 8 puntas-insertos.

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Lámpara de blanqueamiento


- ✓ Amplio espectro de iluminación (desde 420 a 472 nm)
- ✓ Elevada potencia (hasta 2000 mW/cm²)
- ✓ Fácilmente ajustable en altura y orientación.
- ✓ Su display digital informa de los tiempos, potencia, etc. del proceso de blanqueamiento.
- ✓ Incluye mando a distancia, 20 férulas bucales desechables, dos gafas de protección y un retractor labial.



REF. 100340

SÚPER OFERTA

490 € + IVA



Lámpara de blanqueamiento


- ✓ Amplio espectro de iluminación.
- ✓ 3 tipos diferentes de fuentes de luz LED: azul, rojo y rojo + azul.
- ✓ 5 luces azules desde 430 a 490 nm.
- ✓ 2 luces rojas de alta potencia 610 a 650 nm.
- ✓ Potencia de salida luz hasta 2.327 mW/cm²
- ✓ 8 luces violetas con efecto de esterilización.
- ✓ Fabricada en material metálico, de apariencia elegante y fácil de montar.
- ✓ Tiempo de blanqueo ajustable.



REF. 100341

-22% pvp 886,39 €

691 € + IVA



Cortador de gutapercha

La punta tiene un diseño flexible para que se pueda cortar sin problemas.


Presionando el botón de encendido, la punta se calentará inmediatamente hasta 500°C. Suelte el botón y la punta se enfriará rápidamente.



REF. 100349

OFERTA DE LANZAMIENTO

90 € + IVA



Mezcladora de siliconas


- ✓ Apta para el 99% de siliconas.



REF. 100360

-22% pvp 1.192,17 €

930 € + IVA




Especificaciones

Empuje 450 kg ± 10	Potencia 150 W
Temp. ambiente 5-40°C	Alimentación 240V-50Hz

Compresores de pistón seco (con secador)

Familia de compresores integrada por dos tamaños de 80 y 160 litros/minuto que incluye un secador con purga automática. Funcionamiento extremadamente silencioso (60 dB), sencillo mantenimiento (pistón seco) y excelente fiabilidad.

Se suministran con dos manómetros (presión de calderín y de servicio), manorregulador de salida y juego completo de válvulas para el purgado. La presión de servicio puede alcanzar los 8 bares. **No aptos para fresadoras.**



1. La Ref. 110340 está también disponible con filtro HEPA (H14) Ref. 110340H
2. El filtro de carbón activo Ref. 110300-53 está disponible como accesorio para todos los compresores.

CERTIFICADO por TÜV SÜD
Certificado de tipo N° 12202200491258001
Directiva 2014/29/UE (recipiente a presión)





80 l/min
(con secador)

REF. 110310

-22% pvp 1.710,79 €

1.334 € + IVA




160 l/min
(con secador)

REF. 110340

-22% pvp 2.531,09 €

1.974 € + IVA



OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Cabina de repaso Eclipse con aspiración incorporada

Caja de similares prestaciones a la cabina de repaso Eclipse (Ref. 080216), pero con la particularidad de integrar su propia unidad de aspiración.

Sus reducidas dimensiones, la hacen ideal en lugares con poco espacio, en los que interesa mantener limpio el entorno sin la necesidad de voluminosos equipos de aspiración. En caso de necesidad, es posible incorporar la máquina a una fuente de aspiración externa.

275 mm
360 mm
400 mm
2,8 kg



Delante



Detrás



NUEVO

REF. 080217

-22% pvp 595 €
464 € + IVA

Cabina de repaso Eclipse

- ✓ Acoplamiento para astillero tipo jeb.
- ✓ Posición de trabajo ergonómica.
- ✓ Lámparas LED.
- ✓ Fácil limpieza.



275 mm
330 mm
360 mm
2,8 kg

REF. 080216

-22% pvp 484,69 €
378 € + IVA

Mini arenadora para uso extraoral

- ✓ Granulación del óxido de 50 a 100 micras.
- ✓ Imprescindible para la limpieza de brackets.
- ✓ Adecuación de microrretenciones y coronas.
- ✓ Ajuste de contactos interproximales.
- ✓ Operaciones de arenado de precisión.
- ✓ Arenamientos oclusares.

Este modelo es para laboratorio de prótesis dental; no puede ser utilizado para aplicaciones intra-oral.



Incluido



45 mm
110 mm
195 mm
0,27 kg

Especificaciones

Presión de trabajo 4 a 5.5 bares
Granulación de óxido hasta 100 micras

REF. 100122

SÚPER OFERTA
130 € + IVA

Chorro de arena Eclipse I - 1 vaso

- ✓ Un depósito y una pistola móvil para microchorreado.
- ✓ Soplador.
- ✓ Presión de trabajo 2 a 6 bares.
- ✓ Luz interior LED.
- ✓ 80 l/min



NUEVO



330 mm
360 mm
450 mm
5,7 kg

REF. 080221

-22% pvp 870 €
679 € + IVA

Chorro de arena Plutón - 1 vaso

- ✓ Un vaso de alta capacidad.
- ✓ Presión de soplado hasta 6 bares.
- ✓ Cuerpo en acero inoxidable.
- ✓ Luz LED de alta potencia.
- ✓ Amplia visión interior.
- ✓ Consumo de aire: 80 l/min
- ✓ Presión de trabajo: 2-5 atm



NUEVO

Inox



290 mm
235 mm
340 mm
7 kg

REF. 080254

-22% pvp 877 €
684 € + IVA

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Lupas intelligent solutions

OFERTA LANZAMIENTO

Lupas de aumento

Ligera, práctica y con excelente visión clara y panorámica.

Fabricadas con resina CR-39, mayor resistencia contra abrasión y excelente transparencia.

- ✓ Disponible con aumento de 2,5x ó 3,5x.
- ✓ Dimensiones del embalaje: (CxLxH) 25,5 x 16,5 x 3,5 cm.
- ✓ Peso: 65g.



NUEVO


Aumento 2,5 x
REF. 100076

OFERTA DE LANZAMIENTO
32 € + IVA

Aumento 3,5 x
REF. 100077

OFERTA DE LANZAMIENTO
32 € + IVA

- ✓ Equipadas con una práctica iluminación para evitar sombras.
- ✓ Cuatro aumentos diferentes: 1,7X, 2X, 2,5X, 3,5X



REF. 100079

-22% pvp 127,29 €
99 € + IVA

Gafas de seguridad

Válvula ventilación
REF. 100014

-22% pvp 12,67 €
10 € + IVA



Rayos UV

REF. 100013
-22% pvp 19 €
15 € + IVA

Antivaho

REF. 100011

-22% pvp 19 €
15 € + IVA

Gran visión

REF. 100012
-22% pvp 19 €
15 € + IVA

Protector facial

Soporte abatible
+ 10 láminas



REF. 100022

SÚPER OFERTA
12 € + IVA

Protector facial

Soporte + 10 láminas




REF. 100021

SÚPER OFERTA
13 € + IVA

Mufla para duplicar con alginato

- ✓ Con juego reductor de tamaño, para modelos pequeños.



Dimensiones interiores



REF. 020206

-22% pvp 124,08 €
97 € + IVA

Vibrador redondo Ø120 mm

- ✓ Fabricado en aluminio anodizado y pintado en blanco sobre ventosas adherentes.
- ✓ Rebaje de 30 mm para introducir la cubeta.
- ✓ Lleva potenciómetro, conmutador de regulación escalonada de vibraciones de - + y piloto luminoso de marcha.



REF. 080030

-22% pvp 355,38 €
277 € + IVA


Olla Polimerizadora neumática

Especificaciones

Presión máx. 2 bar
Temp. máx. 60°C
Capacidad 6 l

Manguera de conexión con cierre automático.

Inox



Medidas interiores:
Ø 220 x 170 mm alto

Doble válvula de seguridad

REF. 030420

-22% pvp 384,12 €
300 € + IVA


Calentador de placas de cera

Para registros intraorales.

- ✓ Cuba y tapa de acero inoxidable.

Especificaciones

Temperatura 30-75°C
Capacidad 1l



REF. 080078

-22% pvp 515,57 €
402 € + IVA

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA


Carrito

- ✓ Fabricado en acero inoxidable.
- ✓ Bandeja extraíble (495 x 345 mm)



REF. 100451

SÚPER OFERTA
145 € + IVA




Carrito

- ✓ Fabricado en acero inoxidable.
- ✓ Bandeja extraíble (495 x 345 mm)




REF. 100452

SÚPER OFERTA
145 € + IVA




Carro para escáner




REF. 100450

-22% pvp 487 €
380 € + IVA



Carro para escáner intraoral con soporte CPU




REF. 100449

-22% pvp 649 €
506 € + IVA

Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas.
- ✓ Dos tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.




REF. 100305

-22% pvp 380,93 €
297 € + IVA



Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas de cristal.
- ✓ Dos tomas de corriente.
- ✓ Un cajón.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.




REF. 100306

SÚPER OFERTA
420 € + IVA



Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en resistente acero esmaltado blanco y resina.
- ✓ Tres enchufes universales.
- ✓ Tres cajones.
- ✓ 1 tomas de corriente.
- ✓ Deslizamiento suave.




REF. 100309

SÚPER OFERTA
565 € + IVA



Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas.
- ✓ Tres tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja 5 kg.



REF. 100307

SÚPER OFERTA
216 € + IVA



Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas.
- ✓ Tres tomas de corriente.
- ✓ Un cajón.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja 5 kg.




REF. 100308

SÚPER OFERTA
366 € + IVA



Carrito móvil montable

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas.
- ✓ Tres tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja 5 kg.



REF. 100307M

SÚPER OFERTA
188 € + IVA



OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

Arquímedes Profesional A7 Plus



Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad y visibilidad.

- ✓ Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona.
- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.
- ✓ Traba en céntrica.



REF. 010099

-22% pvp 256,70 €
200 € + IVA



Set Profesional Estándar

- ✓ Articulador A7 PLUS
- ✓ Arco facial estándar
- ✓ Estuche

REF. 010102

SÚPER OFERTA
265 € + IVA



Set Profesional Élite

- ✓ Articulador A7 PLUS
- ✓ Arco facial élite
- ✓ Estuche

REF. 010101

-22% pvp 485,65 €
379 € + IVA



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

Arquímedes Protrusal A7 Plus E



Guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Sistema estabilizador de los movimientos.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Sistema de trabamamiento bilateral.
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar plana.



REF. 010103

SÚPER OFERTA
285 € + IVA



Set Protrusal Estándar

- ✓ Articulador A7 PLUS-E
- ✓ Arco facial estándar
- ✓ Estuche

REF. 010104

SÚPER OFERTA
330 € + IVA



Set Protrusal Élite

- ✓ Articulador A7 PLUS-E
- ✓ Arco facial élite
- ✓ Estuche

REF. 010106

SÚPER OFERTA
450 € + IVA



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

4000 S



- ✓ Distancia intercondilar ajustable (eje expansor)
- ✓ Reglaje del ángulo de la guía condilar.
- ✓ Reglaje del ángulo de Bennet.
- ✓ Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring)
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.



REF. 010107

-22% pvp 307,35 €
240 € + IVA



Set 4000 S Estándar

- ✓ Articulador 4000S
- ✓ Arco facial estándar
- ✓ Estuche

REF. 010107S

-22% pvp 424,11 €
331 € + IVA



Set 4000 S Élite

- ✓ Articulador 4000S
- ✓ Arco facial élite
- ✓ Estuche

REF. 010107E

-22% pvp 536,19 €
418 € + IVA



OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Articulador tipo arcón

Arquímedes Junior A7 Fix

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Sistema de estabilización magnético (embutido) para el movimiento de la guía condilar.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Ángulo de Bennet fijo en la media 15°
- ✓ Guía condilar fija en la media 30°
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.




REF. 010098

-22% pvp 143,10 €
112 € + IVA



Arco facial Estándar

Aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador. La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.



REF. 010102-50

-22% pvp 122,08 €
95 € + IVA



CE Producto sanitario

Arco facial Élite

Sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido. Elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador.




REF. 010100-55

-22% pvp 254,20 €
198 € + IVA



CE Producto sanitario

Lámpara LED



¡LA MÁS VENDIDA!


58 cm

- ✓ 84 LEDs grandes.
- ✓ Temperatura de color 6000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.
- ✓ Brazo especialmente rígido.

REF. 100288

SÚPER OFERTA
90 € + IVA

Lámpara LED



NUEVO


45 cm

- ✓ 90 LEDs grandes.
- ✓ Temperatura de color 6000-7000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

REF. 100289

SÚPER OFERTA
90 € + IVA

Lámpara LED



50 cm

- ✓ 117 LEDs.
- ✓ Temperatura de color 5600-6000 K
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

REF. 100290

SÚPER OFERTA
90 € + IVA

Lámpara lupa



Lente de 3 dioptrías

REF. 100287

Lente de 5 dioptrías

REF. 100287-5x

- ✓ 90 LEDs blancos.
- ✓ Diámetro lupa 120 mm
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

SÚPER OFERTA
76 € + IVA

Accesorios para lámpara y lupa

REF. 100287 - REF. 100288



NUEVO

Soporte con ruedas

REF. 100288-10

-22% pvp 71 €
57 € + IVA



REF. 100288-02

Sargento grande



REF. 100288-03

Soporte pared



REF. 100288-04

Soporte mesa atornillable


25 cm




REF. 100288-07

Soporte sobremesa

Lámpara LED



36 cm



Giro de hasta 180°

REF. 100289V

-28% pvp 150 €
108 € + IVA


NUEVO



Luz fría
1 hilera



Luz neutra
2 hileras



Luz cálida
1 hilera

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026




MESTRA

Cajas para prótesis y ortodoncia

Fabricadas en plástico.
25 uds. surtidas.

Dimensiones interiores




REF. 070600

CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas para ortodoncia

Fabricadas en plástico.
25 uds. surtidas.

Dimensiones interiores



REF. 070590

CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas para prótesis

Fabricadas en plástico.
100 unidades.

Azul


Ref. 070000

Rosa

Ref. 070001



Dimensiones interiores



CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas para placas de ortodoncia

Fabricadas en plástico
de colores.

Azul

Ref. 070002

Verde

Ref. 070006

Verde claro


Ref. 070007

Naranja

Ref. 070008



Dimensiones interiores




CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas para ortodoncia

Fabricadas en plástico.
5 uds. surtidas.

NUEVO




REF. 070622

CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas para ortodoncia

Fabricadas en plástico.
5 uds. surtidas.

NUEVO




REF. 070618

CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas para ortodoncia

Fabricadas en plástico.
5 uds. surtidas.




REF. 070616

CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD



Caja para prótesis (con escurridera)

Fabricadas en plástico.
4 uds.




REF. 100267

CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Caja de transporte y limpieza

Fabricada en plástico.



REF. 100265

CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas con membrana (bolsas de 10 unidades)

- ✓ Diseñadas para el transporte y entrega de elementos de alta calidad.
- ✓ Interior acolchado por una membrana de gran flexibilidad.
- ✓ Fabricadas en material transparente de muy alta resistencia y con cierre de seguridad.
- ✓ Se suministran en bolsas de 10 unidades.



Ref. 100262



Ref. 100263



Ref. 100264

Fabricadas en plástico.

CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas con membrana (bolsas de 10 unidades)



Ref. 100259

Ref. 100260

Ref. 100261

CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas de transporte



Ref. 100255

Ref. 100256

NUEVO

CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Juguetes - Bolsa de 25 unidades

REF. 160000

Animales, coches, llaveros, navideños...



REF. 160000

-22% pvp 16 €
12,50 € + IVA

NUEVO

Microaplicadores (400 unidades por caja)

REF. 070667 REF. 070669 REF. 070671



Superfino - 1mm

REF. 070667

-22% pvp 7 €
5,50 € + IVA



Fino - 1.5 mm

REF. 070669


-22% pvp 7 €
5,50 € + IVA



Regular - 2 mm

REF. 070671

-22% pvp 7 €
5,50 € + IVA



NUEVO

Cepillos desechables para profilaxis

REF. 070702 REF. 070704



Duros - 100 u.

REF. 070702

-22% pvp 9,38 €
7,30 € + IVA

Blandos - 100 u.

REF. 070704

-22% pvp 9,38 €
7,30 € + IVA

Copas desechables para profilaxis

REF. 070706 REF. 070708



Duras - 100 u.

REF. 070706

-22% pvp 9,38 €
7,30 € + IVA

Blandas - 100 u.

REF. 070708

-22% pvp 9,38 €
7,30 € + IVA

NUEVO

NUEVO

Carro para residuos

REF. 100440 REF. 100442

Dos contenedores móviles diseñados para el transporte seguro de residuos médicos infecciosos. Gracias a su diseño sencillo y funcional, se adaptan a cualquier tipo de entorno.

Disponible para 40 l o 60 l.

Especificaciones 40 L - 100440

Alto 568 mm	Ancho 296
Largo 404	Peso 11 kg

Especificaciones 60 L - 100442

Alto 618 mm	Ancho 346
Largo 454	Peso 14 kg



40 L

REF. 100440

-22% pvp 321 €
250 € + IVA

60 L

REF. 100442

-22% pvp 354 €
276 € + IVA

NUEVO

PRIME 221 Conexión intramatic

REF. 100237

- ✓ Motor sin escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.



NUEVO



Especificaciones

Velocidad máx. 50000 rpm	Voltaje 200-240 V - 50/60 hz
Torque 5.8 N-cm	Pieza de mano Ø 20 x 157 mm
Potencia 120 W	Peso pieza de mano 205 g

REF. 100237

-22% pvp 445,50 €
347 € + IVA

Micromotor portátil inducción intramatic

REF. 100282



Autonomía 10 h

CAJA CONTROL

Alto 45 mm	Ancho 105 mm
Fondo 145 mm	Peso 0,4 kg

REF. 100282

Alto 20 mm	Ancho 20 mm	Fondo 155 mm
Peso 0,2 kg	Potencia 30W	Torque 250 gf-cm
Velocidad 30000 rpm		

REF. 100282

-22% pvp 746,86 €
583 € + IVA

SENSE A3 Conexión intramatic

REF. 100239

- ✓ Motor con escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pedal ON/OFF.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.



NUEVO



Especificaciones

Velocidad máx. 35000 rpm	Voltaje 0-33 V
Torque 3.0 N-cm	Pieza de mano Ø 15 x 150 mm
Potencia 70 W	Peso pieza de mano 215 g

REF. 100239

-8,5% pvp 229,50 €
210 € + IVA

Sillas Poni

REF. 100602 REF. 100600

- ✓ Altura ajustable.
- ✓ Cuero PU de alta calidad.
- ✓ Espuma de alta resiliencia.
- ✓ Barra neumática de entrada de cuatro etapas. Segura y suave. Certificación TUV y SGS.
- ✓ Sello de aceite hidráulico. Protección múltiple, sin fugas de aceite ni aire. Larga vida útil.
- ✓ Limpieza del filtro de aceite. Dispositivo de raspado de aceite integrado.



Sistema de elevación con el pie.



Ruedas con freno.

El respaldo se puede balancear ligeramente de forma independiente.

Todo el respaldo se puede subir y bajar y quedar libre.

Con respaldo

REF. 100602

-22% pvp 397 €
310 € + IVA



Ruedas con freno.



Sin respaldo

REF. 100600

-22% pvp 256 €
199 € + IVA

NUEVO

Incubadoras biológicas de esporas

REF. 100370 REF. 100375

- ✓ Sencillas y fáciles de manejar.
- ✓ Imprescindibles para realizar las pruebas necesarias que confirman el adecuado funcionamiento de los aparatos de esterilización.
- ✓ Ambos tienen cuatro cámaras para poder realizar al mismo tiempo otras tantas verificaciones.



Modelo Élite
Temperatura regulable y display digital

REF. 100370

-22% pvp 383,99 €
300 € + IVA



Modelo Practic
Funcional y económico

REF. 100375

-22% pvp 165,28 €
129 € + IVA

Lámpara de curado LED - V200

REF. 100700

Destaca por su relación calidad-precio, convirtiéndose en una opción ideal para clínicas nuevas, o como una segunda unidad indispensable, que ofrece tranquilidad ante imprevistos.

Especificaciones:

Dimensiones: 243 mm x Ø25 mm
Peso: 390 g
Voltaje: 3.7V
Capacidad: 2200mAh
Batería recargable



REF. 100700

-22% pvp 76 €
59 € + IVA

NUEVO

Lámpara de curado LED - DV50

REF. 100705

Densidad de potencia significativamente mayor, alcanzando hasta 2600 mW/cm². Como resultado el curado se realiza de manera muy rápida, minimizando el tiempo de exposición.

Especificaciones:

Dimensiones: 217 mm x Ø22,5 mm
Peso: 117 g
Intensidad máxima 2600mW/cm²
Longitud de onda: 385 nm-515 nm.
Batería recargable de 2200mAh
LED emisor de 10 W
Función de medición de Intensidad luminosa.



REF. 100705

-22% pvp 216 €
169 € + IVA

NUEVO

Lámpara de curado LED - VAFU

REF. 100710

Gama premium de la polimerización dental. Su potencia luminosa alcanza los 3200 mW/cm², lo que permite un curado ultrarrápido en tan solo 1 o 2 segundos.

Especificaciones:

Dimensiones: 33 x 27 x 206 mm
Peso: 160 g | Batería recargable
Capacidad batería: 2200 mAh.
Longitud de onda: 385nm-515nm
Potencia > = 3200 mW/cm².
Función de medición de intensidad luminosa.

Incluye:

- 1 unidad principal.
- 1 cargador.
- 1 batería.
- 1 juego de lentes (4 u.)
- 1 escudo protector de luz.
- 1 cabezal detector de caries.
- Gafas.



REF. 100710

-22% pvp 365 €
284 € + IVA

NUEVO

Limpiador de ultrasonidos DA10

REF. 100750

- ✓ Distingue automáticamente entre diente y encía.
- ✓ Pieza de mano de alta calidad con iluminación.
- ✓ Diseño desmontable que permite esterilización a alta temperatura y presión.
- ✓ Ajusta automáticamente la potencia según la dureza del cálculo.
- ✓ Mayor eficiencia en la limpieza.



REF. 100750

-22% pvp 237 €
185 € + IVA

NUEVO

Limpiador de ultrasonidos Q5

REF. 100755

- ✓ 3 modos de funcionamiento: Limpieza general, Tratamiento periodontal, Tratamiento endodóntico.
- ✓ Suministro automático de agua desde una botella integrada en el aparato.
- ✓ Tanque de agua para 800 ml.
- ✓ Tecnología de Onda SINUSOIDAL
- ✓ Pieza de Mano con iluminación LED.
- ✓ Diseño desmontable que permite esterilización a alta temperatura y presión.



REF. 100755

-22% pvp 396 €
309 € + IVA

NUEVO

INDOLORO

Limpiador de ultrasonidos Q6

REF. 100760

6 funciones en 1 sólo aparato:

- ✓ Limpieza ultrasónica.
- ✓ Terapia periodontal.
- ✓ Irrigación de conductos radiculares.
- ✓ Pulido supragingival con aire.
- ✓ Pulido subgingival con aire.
- ✓ Mantenimiento de implantes.
- ✓ Elegante Panel Táctil.
- ✓ Diseño de doble tanque de agua.
- ✓ Pedal inalámbrico multifuncional.

PUNTAS DE ALEACIÓN DE TITANIO

Baja dureza para proteger dientes y encías.



REF. 100760

-22% pvp 2.511 €
1.959 € + IVA

NUEVO

INDOLORO

Lupas dentales galileanas

REF. 100093


No tienen mecanismo abatible. Por consiguiente, son más ligeras y la profundidad de campo es mayor y más amplio. Incluye cuatro tamaños diferentes de gafas protectoras: SS, S, R, L.

NUEVO



Especificaciones

Distancia de trabajo 420 ± 20mm	Campo de visión 80mm 90mm
Profundidad de campo 90mm 90mm	Peso 56g 59g



- ✓ Lupa Dental Galileana TTL (Tipo Ultraligero 2.5X o 3.0X)
- ✓ Cubierta protectora
- ✓ Gafas SS/S/R/L
- ✓ Estuche
- ✓ Bolsa de tela
- ✓ Paño de limpieza
- ✓ Banda de sujeción.



REF. 100093

-22% pvp-378 €
295 € + IVA

Luz LED para lupas dentales galileanas

REF. 100094

- ✓ 3 modos de intensidad de luz.
- ✓ 2 tipos de luz: Azul y blanca.

NUEVO



* Acoplamiento en las gafas Ref. 100093

- ✓ Luz frontal del tipo snap-on (encaje) + filtro de color amarillo
- ✓ Controlador de luz frontal inalámbrico (x2).
- ✓ Adaptador de corriente.
- ✓ Cable de recarga.

REF. 100094

-22% pvp-560 €
437 € + IVA



MESTRA

Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)

Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003