

OFERTAS

INVIERNO 2025

Su distribuidor de confianza:

▶ ESCALADOR ULTRASÓNICO CON AEROPULIDOR | AP-B

Solución combinada para una profilaxis completa.

Selección automática en función de la pieza de mano que se levante del soporte.
Ligero y compacto: 2,0Kg. / 27x17x9cm.

1.- ESCALADOR ULTRASÓNICO: Ultrasonidos piezoeléctrico diseñado para tratamientos de profilaxis, periodoncia y endodoncia.

- **Compatible con EMS** (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
- Frecuencia de trabajo regulable de **hasta 35.000 Hz.** y 90 µm. de amplitud.
- **3 programas:** Limpieza, periodoncia y endodoncia.
- Suministro de agua: **autónomo.**

2.- AEROPULIDOR: Potente y versátil aeropulidor **2 en 1:** **Función Supragingival y Función Subgingival.**

- Diseñado para su utilización con polvos de Bicarbonato y Glicina (tamaños recomendados **Supragingival:** 40-65µm. y **Subgingival:** 25µm.)
- **2 piezas de mano:**
 - Pieza de mano tratamiento supragingival (28-AP1)
 - Pieza de mano tratamiento subgingival (28-AP2)
- Rotación 360°

Garantía: 24 meses

Garantía pieza de mano: 12 meses

Ref.: 28-APB

1.880,00 €



OPCIONAL
CARRITO A MEDIDA
Ref.: 28-CART1

OFERTA
BICARBONATO & GLICINA

65 µm
40 µm
25 µm



*Promoción válida en pedidos de la misma referencia.

3+1*
GRATIS

▶ ESCÁNER DE PLACAS DE FÓSFORO | i-Scan



Escáner de placas de fósforo Woodpecker: inteligente, intuitivo y capaz de generar imágenes de alta definición de forma inmediata. **Compatible** con los principales softwares del mercado (Ej.: Twain®)



1.- GRAN CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO

- Disco duro de 8 núcleos capaz de generar imágenes con más de 100.000 millones de datos.

2.- POTENTE SOFTWARE:

- La estructura multinivel y la optimización inteligente genera imágenes HD.

3.- RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR | 1 Click

- Solo un clic para iniciar, escanear y ver la imagen generada.

4.- PANTALLA ULTRA HIGH RESOLUTION

- Pantalla táctil de 7" y una resolución de 800x1280px, que permite ampliar y tratar fácilmente la imagen en pantalla.

5.- CONEXIÓN 5G + CONECTIVIDAD + VERSATILIDAD

- Permite compartir imágenes en teléfonos móviles, tabletas y ordenadores de forma rápida y sencilla.

Garantía: 24 meses

Ref.: 28-ISCAN

3.280,00 €

TRATAMIENTO DE IMAGEN

¡EN PANTALLA y/o SOFTWARE!

▶ MOTOR ENDO | Endo Radar PLUS

- Micromotor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado.
 - Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad
 - **Funciones disponibles:** motor solo, localizador de ápices, función combinada.
 - **Movimientos:** recíproco, horario, antihorario, autoreverse y autostop.
 - **Torque:** 0,4 a 5 Ncm.
 - **Velocidad:** 100 a 1.200 rpm.
 - Cabeza mini para mayor visibilidad.
 - **Reducción 6:1:** gran potencia y corte eficiente.
- Garantía:** 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-ENDORADARP

918.⁰⁰ €

NUEVO modo de trabajo

ARI

Reciprocación Inteligente Adaptativa

¿Qué es ARI? Software integrado en el motor Endo Radar Plus de Woodpecker, que controla dinámicamente el estrés torsional durante la reciprocación. Cuando aumenta el estrés del instrumento en el conducto, ARI ajusta automáticamente los ángulos de reciprocación disminuyéndolos. Tras liberar el estrés, vuelve a los ángulos inicialmente establecidos.

WOODPECKER DTE



▶ ULTRASONIDOS | D7 y D7 LED

- Compatible con conexión y rosca tipo S. (conexión manguera y rosca puntas)
- **Frecuencia de trabajo regulable** 25.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 100um.
- **3 Programas:** limpieza, periodoncia y endodoncia.
- Pieza de mano HD-7H o HD-7L separables y autoclavables.
- **Suministro de agua:** autónomo.
- **Incluye:** 8 puntas, 4 limas, llave autolimitante, llave endo y soporte 6 puntas.

Garantía: 24 meses (12 meses pieza de mano y accesorios)

Ref.: 28-D7

461.⁸⁰ €

Ref.: 28-D7LED

498.⁰⁰ €



▶ LOCALIZADOR DE ÁPICES | WOODPEX V

- Conectable a motor Endo Smart Plus
- **Pantalla LCD** inclinable, luminosa y de fácil lectura.
- Calibración automática.
- Máxima precisión.
- Señal acústica.
- **Peso:** 336 gr.
- **Dimensiones:** 89x88x112 mm.
- **Incluye:** 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable.

Garantía: 2 años en la unidad / 6 meses en accesorios, batería y cargador.

Ref.: 28-WOODPEXV

294.⁸⁰ €

WOODPECKER



▶ SISTEMA DE OBTURACIÓN 3D GUTAPERCHA | Fi-E + Fi-P

Dispositivo para calentar, cortar y condensar Gutapercha en el conjunto radicular durante los tratamientos de endodoncia.

Este sistema se compone de la pieza de mano inalámbrica Fi-P para condensación vertical y pieza de mano de inyección eléctrica Fi-E también inalámbrica para el relleno de conductos.

El sistema incluye:

- Fi-E y Fi-P con base de carga y transformador
- 3x **Atacadores/ Plugger** con fundas de aislamiento.
- 4x **Agujas de inyección**
- 4x **Fundas protectoras aislantes**
- 2x **Puntas protectoras**
- 1x **Llave** para agujas de inyección.

Garantía: 24 meses

WOODPECKER



También disponibles por separado

Ref.: 28-FIE

628.⁰⁰ €

Ref.: 28-FIP

358.⁰⁰ €

Ref.: 28-FIEFIP

980.⁰⁰ €

▶ MICROARENADORA | Air Blaster

RUMAR



TUNGSTENO

CONEXIÓN

- Punta Tungsteno para máxima durabilidad
- Ideal para trabajar en metales, porcelanas y resinas
- Indicada para óxido de aluminio de 50-90 micras
- **Incluye:** Punta repuesto de Tungsteno y acople conexión Midwest 4 - 4 orificios
- **Garantía:** 12 meses

Ref.: 44-598

248.⁰⁰ €

▶ MOTOR DE ASPIRACIÓN CON SEPARADOR DE AMALGAMA | Excom Hybrid A1 y A2

- GRAN POTENCIA DE SUCCIÓN - SISTEMA ANTI OBSTRUCCIÓN - 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

EXCOM Hybrid	A1	A2
Tensión de Alimentación	230 V AC	230 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo Máx. Corriente	6,7 A	6,7 A
Consumo Máx. Potencia	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW
Temperatura Máx. Ambiente	40° C	40° C
Volumen Aspiración	1.100 / 1.300 l/min	1.450 / 1.750 l/min
Zona Presión Negativa Regulada	180 mbar	180 mbar
Nivel Sonoro	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)
Dimensiones (Al x An x P) en mm	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400
Peso	22 kg	27 kg
Duración conexión	100%	100%
Tasa separación	99,3%	99,3%
Número de Equipos	Hasta 2 equipos	Hasta 3 equipos
Suministro Incluye	Kit básico instalación	Kit básico instalación

METASYS
Made in Austria
Since 1980



GRATIS

Ref.: 98-030201

LIMPIEZA
SISTEMAS DE ASPIRACIÓN
KIT INICIACIÓN
GREEN & CLEAN

M2

GARANTÍA
36 meses**

Ref.: 98-010251
2.380,00 €


Ref.: 98-010221
2.980,00 €

** Mínimo de mantenimiento requerido

▶ TURBINA | ECO T2

- Cabeza standard
- Sin luz
- Potencia: **21 W**
- **340.000 rpm**
- Nivel sonoro < **60 dB**
- Conexión: Midwest 4
- Orificios de spray: 1
- Recubrimiento: Cromo
- Rodamientos cerámicos

R-Tech®



Garantía: 6 meses

2x
Ref.: 58-250

~~360,00 €~~
OFERTA

258,00 €

▶ PUNTAS DESECHABLES JERINGAS | Pro-Tip TURBO

3 BOLSAS (250 PUNTAS X 3) + 1 ADAPTADOR* GRATIS

- Anula el riesgo de contaminación cruzada
- Aire seco y perfecta pulverización
- Sistema de bloqueo de seguridad
- No se dobla
- Válida para todos los adaptadores Pro-Tip Turbo



Ref.: 3X 60-6410 BOLSA 250 UDS | **128,00 €**

▶ POLVOS BICARBONATO Y GLICINA



Ref.: 28-PTS165/4 | 4 botellas (300gr/ud) | **59,80 €**
65 µm | SUPRAgingival

Ref.: 28-PTS140/4 | 4 botellas (300gr/ud) | **59,80 €**
40 µm | SUPRAgingival

Ref.: 28-PTS3SUPRA | 1 botella (200gr/ud) | **18,00 €**
65 µm | SUPRAgingival

Ref.: 28-PTS3SUB | 1 botella (120gr/ud) | **18,00 €**
25 µm | SUBgingival



*Promoción válida en pedidos de la misma referencia.