

N_2

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
PARA TU LABORATORIO DENTAL



15 de enero
al 30 de abril
2025

Enero-Abril

Síguenos en:

/grupo-kalma/ 

/grupokalma 

info@grupokalma.com 

 grupo®
kalma

Productos, Tecnología, Asesoramiento y Formación Dental

OFERTAS LABORATORIO



Esta revista tiene contenido dirigido únicamente al protésico dental. Catálogo editado por Grupo Kalma para Kalma y AM&D. Los precios publicados NO incluyen IVA. Las ofertas NO son acumulables. Grupo Kalma no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos.

Programat®

ivoclar

Compre uno de nuestros hornos Programat y obtenga un 15% de descuento.

Válido para Programat P310 G2, Programat P510 G2, Programat P710 G2, Programat EP 3010 G2 y Programat EP 5010 G2.

Ejemplo:

1x Programat P310 G2,
200-240V, 50-60 Hz,
2 años de garantía**
(PVPR EUR 5,260.00)

15%
Ahorro



Oferta válida también en combinación con Bomba de vacío VP3 easy / Bomba de vacío VP5.



Promoción válida sólo a través de subdealers Ivoclar.

Biosil F

Aleación de Cromo - Cobalto para esqueléticos.

- Extraordinarias propiedades mecánicas.
- Fácil de pulir, alto brillo.
- Biocompatible.
- Seguridad ante las deformaciones masticatorias.

Composición %: Co 64.8, Cr 28.5, Mo 5.3, Si 0.5, Mn 0.5, C 0,4



10%

Ref. Descripción
001500 BIOSIL F 1 kg

P.V.P. OFERTA
249,14 € 224,23 €

Pinacle Cera 500g

Dentsply Sirona Lab

Planchas de cera de alta calidad y baja contracción para el montaje de completas y parciales de diferentes durezas y temperaturas de fusión, para montajes pequeños, medianos y completas.

Alta Estabilidad	63°C punto de fusión
Dura	60°C punto de fusión
Standard	50°C punto de fusión



10%

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
103605	PINACLE cera dura 500 g	20,11 €	18,10 €
103627	PINACLE cera standard 500 g	20,11 €	18,10 €
045409	PINACLE cera universal 500 g	20,11 €	18,10 €

Ofrecemos soluciones logísticas, hablemos.

www.grupokalma.com

OPTIGLAZE color kit

Solución de maquillaje fotopolimerizable. Caracterización de acrílicos con OPTIGLAZE color.

Ref.: 051493

~~830,95 €~~
599,00 €



GC Temp PRINT

GC Temp PRINT es el nuevo líquido fotopolimerizable e imprimible 3D para restauraciones temporales de larga duración con alta resistencia al desgaste y la exclusiva tecnología de Reología de Control Dinámico (RCD).



Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
058711	Temp PRINT medium 500 g	304,85 €	225,00 €
058710	Temp PRINT light 500 g	305,85 €	225,00 €



ARTI-SPRAY spray oclusion 75 ml

Arti-Spray® es un spray de marcado universal en cuatro colores diferentes para el laboratorio dental para la comprobación de contactos oclusales, así como para el ajuste preciso de coronas, puentes, dentaduras postizas y férulas de mordida.

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
060546	ARTI-SPRAY oclusion blanco	21,68 €	19,00 €
060547	ARTI-SPRAY oclusion rojo	21,68 €	19,00 €
060548	ARTI-SPRAY oclusion spray azul	21,68 €	19,00 €
060549	ARTI-SPRAY oclusion verde	21,68 €	19,00 €

Ruedas y puntas 100 uds.



Pulidores de goma en base a carburo de silicio para el pulido y acabado de aleaciones de cromo-cobalto.



Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
003488	Dedeco ruedas negras 100 uds.	37,95 €	32,90 €
003487	Dedeco puntas negras 100 uds.	37,95 €	32,90 €

Wirovest 45 x 400 g

Revestimiento para la técnica de esqueléticos. Para duplicado con gelatina y silicona, con precalentamiento convencional. Wirovest se puede mezclar con agua para el vaciado del cilindro, lo que reduce considerablemente el gasto en líquidos especiales. Se utiliza con el líquido especial BegoSol.



Ref.: 001852

20% ~~128,30 €~~
102,65 €

Wiropaint Plus 200 ml



Revestimiento fino para el colado sobre modelos proporciona una superficie de colado muy lisa y reduce los trabajos de repasado. Wiropaint plus apenas sedimenta y está siempre listo para su uso.



Ref.: 006734

15% ~~30,69 €~~
26,00 €

Cobra óxido de aluminio



Óxido de aluminio ligeramente abrasivo. De una pureza muy alta aprox. 99.7% Al₂O₃. Eliminación suave de óxidos/desmuflado.

10%

Ref. Descripción
043983 COBRA óxido aluminio 50 μ blanco 5 kg

P.V.P. **OFERTA**
40,00 € **36,00 €**

SYMPRO help:ex plaque f 4x1 lt

Líquido de limpieza ácido, listo para usar en combinación con el aparato para limpieza de prótesis SYMPRO. Eliminación rápida y eficiente de depósitos frecuentes, como son el sarro y la placa.

10%

Ref. Descripción
059856 SYMPRO help:ex plaque f 4 x 1 L

P.V.P. **OFERTA**
81,50 € **73,35 €**



Dientes Pala Mondial/Premium

Dientes MONDIAL Estabilidad de abrasión más elevada con NanoPearls

Dientes PREMIUM con una estética y funcionalidad redefinidas



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP



28%

Ref. Descripción
Varias Dientes Pala Mondial
Varias Dientes Pala Premium

P.V.P. **OFERTA**

Technosil 1 L



Barniz separador yeso. Resina con aceites emulsionados separación eficaz sin espesor. Base de silicona.

10%

Ref. Descripción
003526 TECHNOSIL 1 lt

P.V.P. **OFERTA**
17,10 € **15,40 €**

Palapress



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Acrílico autopolimerizable para prótesis a base de metacrilato libre de cadmio para técnica de vaciado para completar prótesis esqueléticas rebases y reparaciones.



15%

Ref. Descripción
005085 PALAPRESS VARIO líquido 500 ml
VARIAS PALAPRESS VARIO polvo 1 kg

P.V.P. **OFERTA**
85,10 € **72,34 €**
156,40 € **132,94 €**

KometLaboratorio

*Consulta con tu promotor de zona de Grupo Kalma.

- Pulido de acrílicos para prótesis
- Recorte y forma de acrílicos para prótesis
- Exposición del margen de preparación
- Recorte y forma
- Separación (corte sierra)
- Separación / corte
- Pulido de composites y carillas
- Recorte y pulido peek
- Recorte y forma de composites y carillas
- Recorte y forma de materiales permanentemente blandos
- Separación / corte
- Pulido de metales no preciosos y titanio
- Pulido de metal precioso
- Recorte y forma de titanio
- Recorte y forma de metales no preciosos
- Recorte y forma de metales preciosos
- Separación / corte

Todas las fresas y pulidores de laboratorio



Gratis la de menor valor*



ACR

ACR

SHAX

Komet Dental

FSQ

Komet

FSQ

Komet

SGFA

Komet

UM

Komet

EQ

Komet

GSO

Komet

Nuestra Marca para Laboratorio



Con más de 90 años de experiencia

Innovación, fiabilidad y pasión por la odontología: esto es lo que puede esperar de sus productos dentales. Nuestra marca lleva a cabo controles periódicos de los productos de acuerdo con los últimos estándares de certificación para garantizar el funcionamiento, la longevidad y la alta calidad de nuestros productos.

Ortodoncia

Desde ganchos a tornillos, pasando por resinas: insuperables en cuanto a calidad, forma y usabilidad.



Termomoldeo a presión

Probadas y con el mejor resultado. Nuestras planchas permiten todo tipo de aplicaciones con materiales biocompatibles con un uso fácil y seguro.



Maquinaria

¡Siempre marcando el camino! Maquinaria con la máxima precisión y atención al detalle. Con 3 años de garantía en termomoldeo.



CAD/CAM

Sistema Imprimo® para llevar a cabo un desarrollo de procesos continuo, desde la impresión 3D hasta la limpieza y fotopolimerización.



CA Clear Aligner

Productos para la cadena de creación de alineadores completa con un control total de procesos.



Planchas de Scheu Dental ¿Cuál elegir?

¡Ya soy usuario de Scheu! Pero, y ahora, ¿Qué plancha elijo?

Descárgatelo aquí:



Productos, Tecnología, Asesoramiento y Formación Dental

*Consulta con tu promotor de zona de Grupo Kalma.