


OFERTAS LABORATORIO

Válidas del 1 de septiembre al 31 diciembre 2022

Disponibles a través de tu depósito habitual



RESINAS - COMPLEMENTOS

PALADON 65

- » Resina termopolimerizable.
- » Tiempo de procesamiento prolongado para producir varias prótesis simultáneamente.
- » Colores: rosa, rosa veteado, clear y R50 veteado.

CONSULTA PRECIO A TU DELEGADO KULZER



PALADUR

- » Resina autopolimerizable para composturas y rebases.
- » Consistencia líquida óptima, muy fácil de usar.
- » Colores: rosa, rosa veteado, clear y R50 veteado.

CONSULTA PRECIO A TU DELEGADO KULZER



PALAPRESS

- » Resina universal autopolimerizable. Excelente tolerabilidad en la mucosa gracias al bajo contenido de monómero residual.
- » Colores: rosa, rosa opaco, rosa veteado, clear, R50 veteado, pink live.

CONSULTA PRECIO A TU DELEGADO KULZER



PALA LAB PUTTY - SILICONA ADICIÓN

- » Mezclado rápido 1:1.
- » Tiempo de fraguado rápido (6min.).
- » Alta reproducción de detalles (20µm).
- » Excelente resistencia al desgarro.
- » Estabilidad dimensional (<0.05 tras 24h).

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Ref. 66057432 | Pala Lab Putty 90 (2 x 1,5kg) |
| Ref. 66057433 | Pala Lab Putty 90 (2 x 5kg) |
| Ref. 66057434 | Pala Lab Putty 65 (2 x 1,3kg) |
| Ref. 66057435 | Pala Lab Putty 65 (2 x 4,5kg) |

CONSULTA PRECIO A TU DELEGADO KULZER



PALA CRE-ACTIVE

- » Maquillaje fotopolimerizable.
- » Las diferentes consistencias y colores permiten individualizar la encía para conseguir superficies lisas o con textura y efectos de color rojo claro y rojo oscuro.

- » Blanco
- » Polar
- » Rosa
- » Rojo
- » Marrón
- » Negro
- » Gingiva pink
- » Gingiva shade
- » Gingiva R50
- » Gingiva light pink

CONSULTA PRECIO A TU DELEGADO KULZER



PALAMAT PREMIUM

- » Olla polimerizadora a presión.
- » Diseño moderno y compacto. Amplia capacidad.
- » Programas intuitivos para todas las resinas acrílicas.

CONSULTA OFERTA A TU DELEGADO KULZER



RESINAS - DIENTES

Delara®

PALA®

PALAPRESS VARIO

- » Resina autopolimerizable.
- » Tiempo de trabajo prolongado, pueden verse varios trabajos a la vez.
- » Colores: rosa, rosa opaco, rosa vetado y clear.

CONSULTA PRECIO A TU DELEGADO KULZER



PALAXTREME

- » Resina autopolimerizable de **alto impacto**.
- » La elevada resistencia a la fractura hace que sea ideal para las prótesis implantosoportadas.
- » Bajo nivel de monómero residual.
- » Colores: rosa, rosa opaco, rosa vetado, R50 vetado, pink live y clear.

20% Dto.



MONDIAL

- » Funcionalidad y estética hacen que sea nuestra **gama universal**.
- » Montaje armonioso y eficaz. Apenas necesitan repasarse.
- » Máxima densidad, sin burbujas, sin poros y sin marcas por contracción.
- » Excelente resistencia y mínima abrasión.
- » Color muy estable para resultados duraderos.

50+20 GRATIS



PREMIUM

- » Diseñado **para los pacientes más exigentes**.
- » Morfología totalmente anatómica y dinámica de luz natural sorprendentes.
- » Máxima densidad, sin burbujas, sin poros y sin marcas por contracción.
- » Excelente resistencia y mínima abrasión.
- » Color muy estable para resultados duraderos.

50+20 GRATIS



DELARA

- » Auténtico todoterreno para las prótesis del día a día.
- » Gama completa de colores y formas optimizadas para un stock reducido.
- » Montaje rápido para cualquier indicación y configuración.
- » Excelente ratio calidad – precio.

KIT lanzamiento:
KIT 1 6/8 A2/A3
KIT 2 6/8 A3/A3,5

Por 48 anteriores
GRATIS
36 posteriores

Oferta
460,80€

Máximo 1 oferta por laboratorio. Nuevos clientes.



SIGNUM

SIGNUM COMPOSITE, CERAMIS, CRE-ACTIVE, OPAQUE Y FLOW

- » Resultados estéticos comparables al diente natural.
- » Restauraciones duraderas y mayor comodidad del paciente.



CONSULTA PRECIO A TU DELEGADO KULZER

HILITE POWER 3D

- » Unidad de polimerización por luz de alto rendimiento, para todos los materiales fotopolimerizables y materiales impresos en 3D.
- » 6 tiempos de polimerización:
 - » 6, 90 y 180 segundos (para materiales fotopolimerizables).
 - » 5, 10 y 15 minutos (para materiales de impresión 3D).
- » Lámpara de elevada potencia y duración.
- » Longitud de onda 390-540 nm.



CONSULTA PRECIO A TU DELEGADO KULZER

SIGNUM BONDING

- » Unión fuerte y segura.
- » Proporcionan el mejor acondicionamiento para estructuras de metal y ZrO₂.

Ref. 66033913 Signum metal bond set
Ref. 66038530 Signum zirconia bond set

CONSULTA PRECIO A TU DELEGADO KULZER



ACCESORIOS SIGNUM

- Accesorios para la fase del acabado y pulido:
- » Signum Insulating gel: aislamiento modelo y composite.
 - » Signum HP paste: pulido.
 - » Kit de herramientas.

CONSULTA PRECIO A TU DELEGADO KULZER



HERACERAM

20%
Dto.

HERACERAM NP- PRIMER



- » Acondicionador universal de superficies para aleaciones no preciosas.
- » Unión fiable entre metal y cerámica.
- » Previene la excesiva formación de óxido sobre la superficie de la aleación.
- » Mejora la humectación de la superficie.

20%
Dto.

HERACERAM SAPHIR Metal-cerámica

- » Estética inigualable, opalescencia única y mayor translucidez.
- » Efecto dinámico **inalterable** tras múltiples cocciones.
- » Máxima resistencia gracias a la **estructura de leucita estabilizada (SLS)**.
- » Valores de **CTE estables y sin chippings**.
- » Tiempos de cocción más cortos.



20%
Dto.

HERACERAM 750 y ADHESIVO Disilicato de litio y zirconia

- » Baja temperatura de cocción. Con estructura de leucita estabilizada.



16%
Dto.

HERACERAM CLASSIC Metal-cerámica

- » Máxima resistencia gracias a la **estructura de leucita estabilizada (SLS)**.
- » Valores de **CTE estables y sin chippings**.
- » Tiempos de cocción más cortos.



HERACERAM STAINS UNIVERSAL



- » Línea completa de maquillajes para todas las indicaciones.
- » Compatible con todas las cerámicas del mercado.

16%
Dto.

HERACERAM GLAZE UNIVERSAL



- » Glaseado universal en polvo 20g y pasta 2ml.
- » Compatible con todas las cerámicas del mercado.

16%
Dto.



Compatible con impresoras

ASIGA

FOTOPOLÍMEROS DIMA PRINT

dima®

dima Print Gingiva Mask

Máscara de encías

- » Estética natural, transparencia y textura: reproduce detalles finos.
- » Material elástico, flexible y muy resistente al desgarrar.
- » Ideal para modelos de implantes.



dima Print Stone Teal

Modelos ortodoncia y alineadores

- » Reduce la tensión ocular.
- » Hasta 6 alineadores en 1,5h (100 µm).
- » Resiste altas temperaturas (150°).
- » Elevada dureza, fácil repasado.



dima Print Stone Beige

Modelos

- » Elevada precisión.
- » Velocidad de impresión muy rápida:
- » 1 modelo en 25 min (100 µm).
- » Color estético.



NOVEDAD: dima Print Stone Gray

El color de los ceramistas

- » Modelos de elevada precisión.
- » Aspecto y tacto tradicional.
- » Estética excelente.



dima Print Denture Base

Bases de dentaduras removibles

- » Fácil de reparar y pulir.
- » 4 colores: rosa original, rosa claro, rosa rojizo y rosa oscuro.



dima Print Denture Teeth

Dientes definitivos

- » Fácil de reparar y pulir.
- » 7 colores: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, BL.



dima Print Crown & Bridge temp

Coronas y puentes temporales

- » Resultados estéticos y con ajuste perfecto.
- » Fácil de reparar y pulir.
- » 7 colores: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, BL.



dima Print Splint Clear

Férulas

NEW INVISIBLE FORMULA

- » Elevada precisión.
- » Elevada elongación a la rotura.
- » Menor rigidez.
- » Cómoda para el paciente.



dima Print Cast Ruby

Calcinables

- » Coronas y puentes (hasta 5 un.), parciales y cerámica prensada.
- » Elevado detalle y definición.
- » Sin residuos.



NOVEDAD: dima Print Mouthguard

Protectores bucales

- » Indicado para deportes de contacto.
- » Comodidad para el paciente: excelente ajuste.
- » Color blanco y azul.



dima Print Try-in


Pruebas

- » Para verificar el confort y la articulación fonética previa fabricación de la prótesis definitiva.
- » Color blanco.



VALIDATED, EFFICIENT, SIMPLE

3D-PRINTING PRO SOLUTION



1 IMPORTAR

Solo 10 segundos: ¡desde la importación hasta el archivo impreso!*
cara CAM 2.0

2 SELECCIONAR

Seleccione el fotopolímero, gran variedad de indicaciones.
Materiales dima Print

3 IMPRIMIR

Imprima de manera fácil y eficiente.
cara Print 4.0 pro

4 LIMPIAR

Automatice el proceso. No es necesario tocar los objetos.
cara Print Clean pro

5 POLIMERIZAR

Polimerización rápida gracias a un sistema inteligente de ventilación.
cara Print LEDcure

CONSULTA OFERTAS

Puede ser complejo trabajar con un sistema de impresión 3D cuando los dispositivos y materiales son de diferentes proveedores. También es más difícil conseguir resultados fiables.

El sistema completo de impresión 3D de Kulzer elimina estos obstáculos y los riesgos asociados, ya que le ofrecemos un flujo de impresión 3D completo de un único proveedor. Todos los dispositivos y materiales están adaptados para ofrecer una calidad constante en un sistema fácil de usar.

KULZER.ES/
CARA-PRINT-PRO



Equipo comercial laboratorio ¡Contáctanos!



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Jesús Peña
Area Sales Manager (norte)
699 724 691
jesus.pena@kulzer-dental.com

Emilio Coro
Area Sales Manager (sur)
676 509 636
emilio.coro@kulzer-dental.com

Alberto Bárcena
País Vasco, Navarra y la Rioja
689 092 156
alberto.barcena@kulzer-dental.com

Luis de Blas
Portugal y Galicia
618 548 985
luis.blas@kulzer-dental.com

Ricardo Adriasola
C. Valenciana y Murcia
671 671 455
ricardo.adriasola@kulzer-dental.com


Geòrgia Aixalà
Cataluña y Aragón
619 347 543
georgia.aixala@kulzer-dental.com

Daniel Casanova
Andalucía y Extremadura
618 548 993
daniel.casanova@kulzer-dental.com


kulzer.es




@KulzerIberia



@KulzerIberia



@KulzerIberia



NOTA: algunos distribuidores podrían aplicar el descuento desde la primera unidad.