



KULZER

MITSUI CHEMICALS GROUP

OFERTAS LABORATORIO

Válidas del 1 de enero al 31 de marzo 2023

Disponibles a través de tu depósito habitual



**BETTER
TOGETHER**

PALADON 65

- » Resina termopolimerizable.
- » Tiempo de procesamiento prolongado para producir varias prótesis simultáneamente.
- » Colores: rosa, rosa veteado, clear y R50 veteado.



-10%
Dto.

RESINAS PALA

PALAXTREME

- » Resina autopolimerizable de **alto impacto**.
- » La elevada resistencia a la fractura hace que sea ideal para las prótesis implantosoportadas.
- » Bajo nivel de monómero residual.
- » Colores: rosa, rosa opaco, rosa veteado, R50 veteado, pink live y clear.



-10%
Dto.

PALAPRESS VARIO

- » Resina autopolimerizable.
- » Tiempo de trabajo prolongado, pueden verse varios trabajos a la vez.
- » Colores: rosa, rosa opaco, rosa veteado y clear.



-10%
Dto.

PALADUR

- » Resina autopolimerizable para composturas y rebases.
- » Consistencia líquida óptima, muy fácil de usar.
- » Colores: rosa, rosa veteado, clear y R50 veteado.



-10%
Dto.

PALAXPRESS

- » Resina universal autopolimerizable.
- » Excelente tolerabilidad en la mucosa gracias al bajo contenido de monómero residual.
- » Colores: rosa, rosa opaco, rosa veteado, clear, R50 veteado, pink live.



-10%
Dto.

DIENTES

Delara®

PALA®

PREMIUM

- » Diseñado para los pacientes más exigentes.
- » Morfología totalmente anatómica y dinámica de luz natural sorprendentes.
- » Máxima densidad, sin burbujas, sin poros y sin marcas por contracción.
- » Excelente resistencia y mínima abrasión.
- » Color muy estable para resultados duraderos.

-28,50%
Dto.



MONDIAL

- » Funcionalidad y estética hacen que sea nuestra gama universal.
- » Montaje armonioso y eficaz. Apenas necesitan repasarse.
- » Máxima densidad, sin burbujas, sin poros y sin marcas por contracción.
- » Excelente resistencia y mínima abrasión.
- » Color muy estable para resultados duraderos.

-28,50%
Dto.



DELARA

- » Auténtico todoterreno para las prótesis del día a día.
- » Gama completa de colores y formas optimizadas para un stock reducido.
- » Montaje rápido para cualquier indicación y configuración.
- » Excelente ratio calidad – precio.

KITS NUEVOS CLIENTES*:

KIT 1 6/8 A2/A3
KIT 2 6/8 A3/A3,5

» Por 48 anteriores

GRATIS 36 posteriores

Oferta

475,20€



*Máximo 1 oferta por laboratorio. Nuevos clientes.

CERÁMICA HERACERAM

HERACERAM 750 y ADHESIVO

Disilicato de litio y zirconia

- » Baja temperatura de cocción.
- » Con estructura de leucita estabilizada.

-20€
Dto.



HERACERAM STAINS UNIVERSAL

- » Línea completa de maquillajes para todas las indicaciones.
- » Compatible con todas las cerámicas del mercado.

-16,70€
Dto.



HERACERAM GLAZE UNIVERSAL

- » Glaseado universal en polvo 20 g y pasta 2 ml.
- » Compatible con todas las cerámicas del mercado.

-16,70€
Dto.



HERACERAM SAPHIR

Metal-cerámica

- » Estética inigualable y opalescencia única.
- » Efecto dinámico **inalterable** tras múltiples cocciones.
- » Máxima resistencia gracias a la **estructura de leucita estabilizada**.

-20€
Dto.



HERACERAM NP- PRIMER

- » Acondicionador universal de superficies para aleaciones no preciosas.
- » Previene la excesiva formación de óxido sobre la superficie.
- » Mejora la humectación superficial.

-20€
Dto.



HERACERAM CLASSIC

Metal-cerámica

-16,70€
Dto.



VALIDATED, EFFICIENT, SIMPLE

3D-PRINTING PRO SOLUTION

NUMEROSAS INDICACIONES



Digital Denture



Stone beige



Splint clear



C&B temp

DESCUBRIR MÁS



KULZER.ES/
CARA-PRINT-PRO



FOTOPOLÍMEROS DIMA PRINT

dima Print Mouthguard

Protectores bucales

- » Indicado para deportes de contacto.
- » Comodidad para el paciente: excelente ajuste.
- » Color blanco y azul.



dima Print Gingiva Mask

Máscara de encías

- » Estética natural, transparencia y textura: reproduce detalles finos.
- » Material elástico, flexible y muy resistente al desgarro.
- » Ideal para modelos de implantes.



Compatible con impresoras
ASIGA

dima Print Stone Teal

Modelos ortodoncia y alineadores

- » Reduce la tensión ocular.
- » Hasta 6 alineadores en 1,5h (100 µm).
- » Resiste altas temperaturas (150°).
- » Elevada dureza, fácil repasado.



Compatible con impresoras
ASIGA

dima Print Cast Ruby

Calcinables

- » Coronas y puentes (hasta 5 un.), parciales y cerámica prensada.
- » Elevado detalle y definición.
- » Sin residuos.



dima Print Try-in

Pruebas

- » Para verificar el confort y la articulación fonética previa fabricación de la prótesis definitiva.
- » Color blanco.



Compatible con impresoras
ASIGA

dima Print Stone Beige

Modelos

- » Elevada precisión.
- » Velocidad de impresión muy rápida.
- » Color estético.



Compatible con impresoras
ASIGA

dima Print Stone Gray

El color de los ceramistas

- » Modelos de elevada precisión.
- » Aspecto y tacto tradicional.
- » Estética excelente.



Compatible con impresoras
ASIGA

dima Print Splint Clear

Férulas

- » Elevada precisión.
- » Elevada elongación a la rotura.
- » Menor rigidez.
- » Cómoda para el paciente.



dima Print Crown & Bridge temp

Coronas y puentes temporales

- » Resultados estéticos y con ajuste perfecto.
- » Fácil de repasar y pulir.
- » 7 colores: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, BL.



Compatible con impresoras
ASIGA

dima Print Dentures

Dentaduras impresas

- » Tiempo de producción rápido y mínimo esfuerzo.
- » Pruebas, duplicados, dentaduras completas inmediatas y permanentes.



Compatible con impresoras
ASIGA



Equipo comercial laboratorio ¡Contáctanos!

Jesús Peña

Area Sales Manager (norte)

699 724 691

jesus.pena@kulzer-dental.com

Emilio Coro

Area Sales Manager (sur)

676 509 636

emilio.coro@kulzer-dental.com

Alberto Bárcena

País Vasco, Navarra y la Rioja

689 092 156

alberto.barcena@kulzer-dental.com

Luis de Blas

Portugal y Galicia

618 548 985

luis.blas@kulzer-dental.com

Ricardo Adriasola

C. Valenciana y Murcia

671 671 455

ricardo.adriasola@kulzer-dental.com

Geòrgia Aixalà

Cataluña y Aragón

619 347 543

georgia.aixala@kulzer-dental.com

Daniel Casanova

Andalucía y Extremadura

618 548 993

daniel.casanova@kulzer-dental.com



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP



@KulzerIberia



@KulzerIberia



@KulzerIberia

